



Lactate SCOUT 4 Starter Set

ALOITUSPAKKAUS LAKTAATIN MITTAAMISEEN!



Kun urheiluharjoittelu tehostuu, elimistö tuottaa enemmän laktaattia ja samalla elimistön kyky poistaa laktaattia kasvaa. Laktaatin määrän mittaamista harjoittelun aikana ja sen seuraamista Assistant-ohjelmiston avulla voidaan hyödyntää tehokkaamman harjoittelutason aikaansaamiseksi. Paras aerobinen harjoittelutaso saavutetaan, kun laktaatin tuotto ja hajotus ovat elimistössä optimitasolla, noin 4 mmol/l.



**KAMPANJA-
HINTA**

399 €

sis. alv. 24 % (303,24 € alv. 0 %)

Tarjoushinta
voimassa 20.4.-31.7.2021

TULOS 10 SEKUNNISSA

Lactate SCOUT 4 -pikamittarilla mittaat veren laktaattipitoisuuden tipasta kapillaariverta (0,2 ul), jonka saat helposti esimerkiksi sormenpästä lansetin avulla. Mittarissa on iso näyttö ja helppokäyttöinen rullaohjain ja mittarin muistiin mahtuu 500 mittaustulosta.

Lactate SCOUT 4 -mittari huomioi mittauksessa myös lämpötilan, joten laitetta voidaan kuljettaa harjoittelussa mukana. Assistant-ohjelman avulla voit luoda oman optimaalisimman harjoitteluohjelmasi helposti!

HELPPO KÄYTTÄÄ

- Ota testiliuska liuskapakkauksesta.
- Aseta liuska laitteeseen.
- Viritä lansetti pistovalmiiksi.
- Puhdista, desinfioi ja kuivaa sormenpää tai korvanlehti.
- Pistä puhdistettua kohtaa ja pyyhi ensimmäinen veripisara pois. Ota näyte toisesta pisarasta (älä purista).
- Vie Lactate Scout 4 -mittari lähelle veritippaa. Vältä ihon koskettamista testiliuskalla. Anna tarvittavan määrän verta imeytyä liuskaan.
- Tulos ilmestyy näytölle 10 sekunnin kuluessa.

