

Icare ic200 silmänpainemittari



KAMPANJA-
HINTAAN

4400 €
(alv. 0 %)



Uusi Icare ic200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisten käyttöön. Mittaa silmänpainetta vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-asetalla tai ambulanssissa, leikkausta ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen.

Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaa. Potilasta voi mitata lähes kaikissa asennoissa: istuvassa, seisovassa, puoli-istuvassa ja selällään tai kyljellään makaavassa asennossa.

Icare ic200:lla mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa ja hyvin toistettavaa. Tulokset esitetään yhden desimaalin tarkkuudella.

Tarvittavat kuusi mittausta voidaan tehdä yksitellen mitauspainiketta peräjälkeen painamalla tai automaattisena sarjana pitämällä painike pohjassa mittauksen ajan.

Kampanjahinta voimassa 31.12.2021 asti.

1702848 Icare ic200 -silmänpainemittari

sisältää Icare ic200 -laitteen, 100 kpl antureita, anturin vaihtopesän ja puhdistusrasian, 4 kpl AA-sauvaparistoja, laukun, rannehihnan sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

Kulutustarvikkeet

25765 Silmänpaineen mittausanturit 100 kpl



Icare ic200 käyttää samoja mittausantureita kuin TA01- ja ic100-tonometrit

Mahdollisuus koekäyttöön!

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

icare