



SARS-CoV-2 -antigeenipikatesti

henkilökohtaiseen ja ammatilliseen käyttöön



- HELPPOKÄYTTÖINEN
- LUOTETTAVA
- CE-MERKITYY



Boson SARS-CoV-2-pikatesti

SARS-CoV-2-antigeenipikatesti on yksivaiheinen in vitro -testi, mikä perustuu immonokromatografiaan. Pikatesti on kehitetty nopeaan, kvalitatiiviseen SARS-CoV-2-viruksen antigeenimääritykseen COVID-19 epäiltyjen henkilöiden nenän etuosasta otettavista näytteistä seitsemän päivän aikana oireiden ilmaantumisesta.



Mediön tuotenro	Valmistajan tuotenro	Pakkauskoko
1203851	IN40C5-2	1 kpl
1203852	IN40C5-4	5 kpl

Suorituskyky (herkkyys ja kohdentuneisuus)

Herkkyys 97,70 %

Tarkkuus 99,84 %

Rapid SARS-CoV-2-Antigen Test Card verrattiin vahvistettuun kliiniseen diagnoosiin. Tutkimuksessa testattiin 1063 näytettä.

Toteutettavuustutkimuksen tulos:

- 99,84 % ei-ammattillisista testaaajista suoritti testin onnistuneesti
- 99,82 % erilaisista tuloksista tulkittiin oikein

Kuten kaikkien diagnostisten testien kohdalla, lopullisen kliinisen diagnoosin ei tulisi perustua yhden testin tulokseen. SARS-CoV-2-antigeenipikatestiä ei saa käyttää ainoana perustana SARS-CoV-2-infektion diagnosoinnille tai poissulkemiselle. Aikuisen tulee avustaa alle 14-vuotiaiden testin tekoa. Jos testitulokset on positiivinen, suositellaan aina tuloksen varmistamista terveydenhuollossa tehtävällä PCR-menetelmällä.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



Xiamen Boson
Biotech Co., Ltd.