

Epredia Cytospin 4TM -sytosentrifugi



Epredian Cytospin 4 -sytosentrifugi on ollut käytössä jo 40 vuoden ajan ja sitä käytetään laboratorioissa laajasti ympäri maailmaa. Tämän 12-paikkaisen sytosentrifugin ja laajan kyvettivalikoiman avulla saat ohutkerrossoluvalmisteet mistä tahansa nestemäisestä näytemateriaaleista.

Sytologiassistenttien
opintopäivät 2023
-erikoistarjous

-20%
normaalihinnasta

Tarjous on voimassa 10.6.2023 saakka.

Ajon aikana näytekammiossa olevat kyvetit kallistuvat pystyasentoon sentrifugoiden solukerroksen objektilasille tasaisesti rajatulle alueelle jäännösnesteen imeytyessä näytekammion suodatinpaperiin. Kallistustoiminto tarjoaa erinomaisen lopputuloksen useille eri solutyypeille, erityisesti hyposellulaarisista nesteistä kuten selkäydinneste ja virtsa. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus maksimoi näytesaannon ja vähentää näytehävikkiä. Menetelmän ansiosta pienestäkin näytemäärästä saadaan useita näytelaseja erilaisiin erikoisjärjestyksiin ja tutkimuksiin.

Käyttömukavuus, turvallisuus, nopeus ja helppo puhdistettavuus samassa paketissa.

- Kannen vapautusmekanismi mahdollistaa avaamisen ja sulkemisen yhdellä kädellä.
- Pikavalikkoon saa yhdeksän ohjelmaa ja suojattu ohjelmamuisti tallentaa jopa 23 ohjelmaa.
- Näytteen turvahälytystoiminto muistuttaa käyttäjää poistamaan näytteet suojaten näytteitä kuivumiselta.

Soveltuu tutkimukseen, yleiskäyttöön, sytologiaan, mikrobiologiaan ja hematologiaan/onkologiaan.

- Mitat (S x L x K):
 - Suljetulla kannella: 62 x 40,5 x 24 cm
 - Avoimella kannella: 62 x 40,5 x 62,5 cm
- Paino 12 kg

- Tehovaatimukset: 100-240 V, 50/60 Hz
- Mediğin tuotenumero 1550493
- Valmistajan tuotenumero A78300004

Täydentäviä lisäosia ja tarvikkeita CYTOSPIN 4 -sytosentrifugiin

Slide clips

Valmistaja Richard-Allan Scientific LLC.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro	Myyntiyksikkö
1550441	Cytospin Slide Clips	59910052	6 kpl



Sytokammiot kk

Valmistaja Richard-Allan Scientific LLC.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro	Myyntiyksikkö
1550429	Sytokammio, kertakäyttöinen	5991040	50 kpl
1550495	Double Cytofunnel White with Caps	5991039	25 kpl



Erilliset filterit

Valmistaja Richard-Allan Scientific LLC.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro	Myyntiyksikkö
1550465	Filter Card White 2hole	5991022	200 kpl



EZ-näytekammiot, kertakäyttöiset näytekammiot nestemäärille 0,4–6 ml

Valmistaja Shandon Diagnostics Limited LTD.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro	Myyntiyksikkö
1550435	EZ-Cytofunnel, single 0,5 ml	A78710003	40 kpl
1550436	EZ-Cytofunnel, single 0,4 ml	A78710004	40 kpl
1550481	EZ-Mega Funnel, 6 ml (näyteala 21 x 14 mm)	A78710001	25 kpl



Aluslasit Cytospin 4 -sytosentrifugille

Valmistaja New Erie Scientific LLC.

Mediqin tuotenro	Tuote	Valmistajan tuotenro	Myyntiyksikkö
1550437	Cytoslide single non-coated	5991051	100 kpl
1550438	Cytoslide single non-coated	5991059	100 kpl
1550444	Cytoslide single coated	5991056	100 kpl



Kaikki tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.

Lisätietoja: Kirsi Eberhardt, tuotepäällikkö, puh. 020 112 1603, kirsi.eberhardt@mediq.com