



Monipuolinen tuoteperhe

ACL TOP 50 -hyytymisanalysoitsijat

Oikean kokoinen joka laboratorioon: Laitteiden näytekapasiteetit tarjoavat sopivan kokoiset vaihtoehdot pienistä laboratorioista suuriin automaatiolaboratorioihin.

- Laajat erikoishyytymäanalytiikan mahdollisuudet
- Sama ohjelmisto ja käyttöliittymä kaikissa malleissa
- Samat reagenssit ja kulutustarvikkeet kaikissa malleissa
- Kustomoitavissa oleva näytteiden preanalyttinen tarkistus sisältäen
 - näyteputken täyttöasteen tarkistus
 - menetelmäspesifinen semikvantitatiivinen HIL-tarkistus
 - hyytymätunnistus näytteen annostelussa

Lisäksi saatavilla erikoisanalytiikan uniikki ratkaisu, ACL Acustar -analysoitsija: automatisoitu ja standardisoitu menetelmä mm. ADAMTS13- ja HIT-IgG -analytiikkaan.

Pyydä lisätietoja: Satu-Maria Mikkonen, tuotepäällikkö, puh. 020 112 1517, satu-maria.mikkonen@mediq.com

Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.



MEDIQ

at the heart of healthcare