



GEM Premier 5000

LUOTETTAVAA VERIKAASUANALYTIIKKAA
POTILAAN HOIDON TUEKSI



Verikaasututkimus on yksi herkimmistä näytteistä, mitä laboratorioissa ja osastoilla analysoidaan. Analyysituloksilla voi olla suuri vaikutus potilaan hoitopäätöksiin, minkä vuoksi jokaiseen tulokseen pitää pystyä aina luottamaan. GEM Premier 5000 -verikaasuanalysaattori varmistaa jokaisen näytetuloksen luotettavuuden automaattisilla kontrolliajoilla iQM2-laadunvalvontaohjelmiston avulla. Sisäänrakennettu Intraspect™-teknologia huomaa jo näyteajon aikana mahdolliset virhelähteet, kuten mikrohyytymät ja ilmakuplat estäen tulosten lähettämisen ongelmatilanteessa.

GEM Premier 5000 toimii yhdellä testikasetilla, joka sisältää kaiken kalibraattoreista ja kontrolleista reagenssiluoksiin. Kerran kuukaudessa vaihdettava kasetti mahdollistaa sen, että laite on aina käyttövalmis, joten se sopii vaativaankin toimintaympäristöön. Analysointi-aika vain 45 sekuntia!

Pyydä lisätietoja:

Johanna Arjanheimo, tuotepäällikkö, puh. 020 112 1626, johanna.arjanheimo@mediq.com

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.