


UUTTA

DiaExpert Glukoosisensori

PIENI SENSORI SUURI TUKI



DiaExpert

Myynti yksinoikeudella



SENSORI, JOHON VOIT LUOTTAA



Pieni ja kevyt



Vesitiivis 2 metriin asti, enintään 1 tunnin ajan



Mittaus joka minuutti



Luotettava ja tarkka



Automaattiset mittaukset ilman skannausta



Henkilökohtaisesti säädettävät hälytykset



Kalibrointi mahdollista, mutta ei välttämätöntä



Käyttöaika jopa 15 päivää



Käytännöllinen:

Sovellus näyttää glukoosiarvon värikoodattuna. Käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, ovatko glukoosiarvot liian korkeat, liian matalat vai tavoitealueella. Näytön väri muuttuu sen mukaan.



DiaExpert CGM on hyväksytty diabetesta sairastaville, jotka ovat vähintään 2-vuotiaita. Hyväksyntä raskaana oleville on tulossa pian.

YHDESSÄ KOHTI ÄLYKÄSTÄ JA TEHOKASTA DIABETEKSEN HOITOA

Fiksu ja tehokas terveydenhuolto tarkoittaa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan, oikeilla resursseilla ja potilaalle räätälöitynä. DiaExpert-glukoosisensori mahdollistaa jatkuvan glukoosiseurannan, jotta voit tarjota tehokasta ja yksilökeskeistä diabeteksen hoitoa.

Jatkuva tilannekuva

- **DiaExpert-seurantaohjelma** potilaiden kokonaisvaltaiseen seurantaan ja yhteiseen päätöksentekoon.
- DiaExpert CGM¹ -sovellus tarjoaa potilaalle selkeän kuvan siitä, miten **ravinto, liikunta ja lääkitys vaikuttavat** glukoositasoihin.
- Ei enää päivittäisiä **sormenpääpistoja** potilaillesi².

Mediqin asiakaspalvelutiimi on valmiina auttamaan sinua ja potilaitasi. Mediqin asiantuntijat voivat vastata potilaidesi käytännön kysymyksiin sensorista ja sovelluksesta. Näin voit keskittyä potilaidesi hoitoon.

Mitä tarjoamme DiaExpert-käyttäjille?



Mediqin asiakaspalvelu tarjoaa potilaille käytännön tukea DiaExpert-glukoosisensorin ja -sovelluksen käytössä



Verkossa toteutettava aloitusohjelma, jossa jaetaan sensorin käyttäjälle vinkkejä DiaExpert sensorin tehokkaaseen käyttöön.



Opastusvideot, joissa sensorin käyttö käydään läpi vaihe vaiheelta.



Selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa – tarjolla useilla eri kielillä.



¹Yhteensopivien laitteiden luettelo löytyy osoitteesta diaexpert.com/downloads. Vaihtoehtoisesti voit käyttää erikseen saatavilla olevaa DiaExpert-vastaanotinta.

²Jos sensorin lukemat eivät vastaa oireita, glukoosiarvo tulee varmistaa sormenpäämittauksella ennen diabeteksen hoitopäätösten tekemistä.

MEDIQ, LUOTETTAVA KUMPPANISI DIABETEKSEN HOIDOSSA

- **Ammattitaitoiset tuotespesialistit,**
joilla on kokemusta diabeteshoitovälineistä.
- **Helppo ja nopea tilaaminen**
Mediq-asiakaspalvelun kautta.

Olemme tukenasi

Mediqn asiakaspalvelun ammattilaiset ovat valmiina vastaamaan kysymyksiisi. Voit myös ottaa yhteyttä omaan Mediq-tuotespesialistiin – autamme mielellämme löytämään parhaan ratkaisun.

Lue lisää DiaExpertin glukosisensorista verkkosivulta **diaexpert.com**



Valmistaja Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0197.

DiaExpert

Markkinoija Suomessa:

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
puh. 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Myynti yksinoikeudella

