

CareLance-lansettikynä



CareLance-lansettikynä on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön hiusverisuonesta otettavaa kapillaariverinäyttettä varten esim. diabeteksen kotihoidon seurannassa. CareLance-lansettikynä sopii käytettäväksi CareSens-lansettien sekä useimpien muiden yleislansettien kanssa.

CareLance lansettikynässä on seitsemän pistosyvyyttä:

Asetus	Pistosyvyys
1	0,30 - 1,30 mm
2	0,55 - 1,55 mm
3	0,80 - 1,80 mm
4	1,05 - 2,05 mm
5	1,30 - 2,30 mm
6	1,55 - 2,55 mm
7	1,80 - 2,80 mm



TUOTETIEDOT

Mediğin tuotenro	Tuote	Pakkaus-koko
1202929	CareLance-lansettikynä	1 kpl
1230565	Klinion soft fine 28G lansetti pistolaitteeseen	210 kpl
1230650	Klinion soft fine 30G lansetti pistolaitteeseen	210 kpl

LISÄTIEDOT

Heikki Hirvasniemi, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1632, heikki.hirvasniemi@mediq.com

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

