

Klinion soft fine[®] colour -lansetti



- Kaksi neulakokoa
28G (1230565)
ja 30G (1230650)
- Pakkauskoko 210 kpl
- Yleislansetti – sopii käytettäväksi yleisesti käytössä olevien pistolaiteiden kanssa.
- Klinion soft fine[®] colour -lansetit tekevät pistoksesta hellävaraisen erittäin terävän neulankärjen sekä silikonipinnoitteen ansiosta.
- Lansetteja on kuutta eri väriä



KÄYTTÖOHJE

Varoitus: käytä ainoastaan lansettia jossa suoja on paikallaan.

Ennen käyttöä:

- kierrä ja poista suoja

Käytön jälkeen:

- paina neulankärki suojan sisään ja hävitä käytetty lansetti asianmukaisesti



LISÄTIEDOT

Heikki Hirvasniemi, tuotepäällikkö
puh. 020 112 1632, heikki.hirvasniemi@mediq.com

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

