



CareSens-verensokerimittareiden

Glukoosi- seuranta langattomasti kännykkään



CareSens ja langaton Bluetooth SMART



CareSens-verensokerimittareiden käyttäjillä on mahdollisuus hyödyntää älypuheliin asennettavaa SmartLog-omaseurantaa. Smartlog-apissa voi nähdä mm. verensokerien tavoitteessa pysymistä, mittaustapahtumiin liittyviä kirjauksia, erilaisia keskiarvoja sekä tilastoja. Verensokerimittauksen tulokset voidaan apin avulla halutessa lähettää myös reaaliaikaisesti esim. ystävän älypuheliin. Sovelluksen käyttökieliä on yli kymmenen, mm. suomi, ruotsi ja englanti. Mittaustiedot siirtyvät CareSens Dual- ja CareSens N Premier -mittareista Bluetooth-yhteydellä ja CareSens N NFC -mittari yhdistyy Android-puhelimiin NFC-lähikosketuksella.

SmartLog on asennettavissa maksutta Android- ja iPhone-puhelimiin Google Play- tai App Store -kaupoissa. Tarkemmat tiedot ovat mittareiden käyttöohjeissa.



Lisätietoja:

www.mediq.fi/caresens

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

i.sens