



SafeDon™

Hygieniakonsepti

TUOTE-
LUETTELO

www.mediq.fi



SafeDon™

Ainutlaatuinen pakkauskonsepti

kertakäyttökäsineille



Miksi kannattaa valita SafeDon-hygieniakonsepti?

Sairaalainfektiot ovat terveydenhuollossa jatkuva haaste. Mikro-organismien siirtyminen terveydenhuollon ammattilaisten käsien välityksellä on yksi merkittävimmistä sairaalainfektioiden syistä.

Kun käsineitä otetaan kontaminoituneilla sormilla, rasian aukon ympäristön koskettaminen johtaa rasian ja siitä otettujen käsineiden ristikontaminaatioon. Näillä käsineillä kosketaan sen jälkeen potilasta.

Kun käsineet tulevat rasian pohjasta varsi edellä, käsineiden sormi- ja kämmenosiin ei tarvitse koskea.

SafeDon-hygieniakonsepti on vaihtoehtoinen käsineiden jakelutapa, joka pienentää tutkitusti ristikontaminaation riskiä.

Koska käsineet annostellaan yksi kerrallaan, rasiasta tulee vain tarvittava määrä käsineitä – ei ylimääräisiä, jätteisiin joutuvia käsineitä.

Suljettu SafeDon-pakkausjärjestelmä estää ilman välityksellä leviävän kontaminaation.

SafeDon-rasian kompakti muoto ja pieni koko vähentävät logistiikkakustannuksia ja pahvijätettä.



SafeDon-hygieniakonsepti

on paras ratkaisu kaikille työpaikoille,
joilla käsihygienia on kriittistä ja
ristikontaminaation riski on olemassa.




Kuvat ovat tutkimuksesta, jossa pyrittiin
kuvailemaan ristikontaminaatiota, kun monet
eri käyttäjät käyttivät perinteisiä käsinerasioita.

Tutkimusten mukaan...

Perinteiset käsinerasiat aiheuttavat kontaminaatiota,

joka johtuu rasian, telineen ja rasian sisällä olevien, käyttämättömien käsineiden tarpeettomasta koskemisesta. ⁽¹⁻⁹⁾



Ristikontaminaatio on terveydenhuollossa jatkuva haaste.

Mikro-organismien siirtyminen terveydenhuollon ammattilaisten käsien välityksellä on yksi tärkeimmistä sairaalainfektioiden syistä.

Perinteisissä käsinerasioissa haasteita aiheuttaa etenkin rasian aukon ympäristön koskettaminen kontaminoituneilla sormilla käsineiden ottamisen yhteydessä. Tämä johtaa rasian ja siitä otettujen käsineiden ristikontaminaatioon. Näillä käsineillä kosketaan sen jälkeen potilasta.

Tutkimuksen kuvat

Tämän sivun kuvat ovat tutkimuksesta, jossa pyrittiin kuvailemaan, kuinka mikro-organismeja siirtyy, kun monet eri käyttäjät käyttivät perinteisiä käsinerasioita. Mikro-organismit näkyvät kuvassa kirkkaan vaaleanpunaisina.

SafeDon-hygieniakonsepti

Tämä ainutlaatuinen hygieniakonsepti on vaihtoehtoinen käsineiden jakelutapa, joka tutkimusten mukaan pienentää riskikontaminaation riskiä jopa 96 %. ⁽¹⁻⁹⁾

Lähteet: 01. Swan-Mortonin tutkimus 2009: Kuusi viikkoa kestänyt SafeDon-tutkimus. / 02. Swan-Mortonin tutkimus 2010: Kuusi viikkoa kestänyt SafeDon-tutkimus. / 03. Hughes KA, Cornwall J, Theis J-C, Brooks HJL., Bacterial Contamination of unused, disposable non-sterile gloves on a hospital orthopaedic ward. AMJ 2013, 6, 6, 331–338. / 04. Death and cost of HAIs in Scandinavia: www.ecdc.europa.eu/en / 05. Raportti 2014: SafeDon-hygieniakonseptin testaus Ammerudin ja Välerengan hoitokodeissa. / 06. Raportti 2015: SafeDon-hygieniakonseptin testaus Tasenin hoitokodissa. / 07. Raportti 2013: SafeDon-hygieniakonseptin testaus norjalaisissa sairaaloissa. / 08. Raportti 2014: Käsinerasioiden kontaminaatio hoitokodeissa: SafeDon-hygieniakonseptin ja perinteisten käsinerasioiden vertailu. Laboratoriotestit MatMikroLabissa NMBU:n (Norjan ympäristö- ja biotieteiden yliopisto) elintarviketurvallisuusosastolla / 09. Raportti 2014: Käsinerasioiden kontaminaatio elintarviketuotannossa: SafeDon-hygieniakonseptin ja perinteisten käsinerasioiden vertailu. Laboratoriotestit MatMikroLabissa NMBU:n (Norjan ympäristö- ja biotieteiden yliopisto) elintarviketurvallisuusosastolla.



SafeDon™ Hygieniakonsepti

- ✓ Ainutlaatuinen annostelutapa
- ✓ 96 % vähemmän **ristikontaminaatiota**
- ✓ 30 % vähemmän **käsinejätettä**
- ✓ 15 % pienemmät **CO2-päästöt**



Aivan uudenlainen annostelujärjestelmä tutkimuskäsineille

Estää käyttäjiä koskemasta käsiin kriittisimpiä pintoja, rasiaa ja muita rasiassa olevia käsineitä – annostelee yhden käsiin kerrallaan varsi edellä. Tämä ainutlaatuinen tutkimuskäsineiden annostelumenetelmä vähensi infektioiden leviämistä sairaaloissa ja hoitokodeissa jopa 96 %:lla. ⁽⁵⁾

- **Annostelee aina yhden käsiin kerrallaan varsi edellä**
- Estää useista käyttäjistä johtuvan rasian ja muiden käsineiden **kontaminoitumisen**
- Estää käsineitä putoamasta ulos rasiasta **ja vähentää tarpeetonta käsinejätettä**
- Estää käyttäjiä koskemasta käsiin kriittisimpiin pintoihin – **peukaloon, sormiin ja kämmeneen**

Annostelee käsineet aina **varsi edellä**

SafeDon-hygieniakonseptin käyttö:



01 Ota käsine SafeDon-rasiasta varsi edellä



02 Pue käsine käteen – koske vain käsineen varteen



03 Ota suojatulla kädellä toinen käsine



04 Pue toinen käsine käteen – koske vain käsineen varteen



05 Käsineiden pukemisen aikana ei tarvitse koskea kriittisimpiin alueisiin – peukaloon, sormiin ja kämmeneen



SafeDon-hygieniakonsepti

240 mm

SafeDon-hygieniakonseptin nitrilikäsine on erittäin ohut, erittäin mukava käsine, joka tarjoaa hyvän tartunnan ja sormikosketuksen. Käsine on vahva ja kestävä.

HYGIENIAKONSEPTI

Ainutlaatuinen annostelutapa

Ainutlaatuinen konsepti annostelee käsineet aina varsi edellä. Käyttäjä ei koske rasiata, telinettä, käyttämättömiä käsineitä ja käsineiden kriittisiä pintoja.

Vähemmän käsinejätettä

Rasiasta tulee aina ulos yksi käsine kerrallaan, joten ylimääräiset käsineet eivät kontaminoidu eikä rasiasta tule vahingossa ulos monta käsinettä. Yhden käsineen annostelu kerrallaan estää käsineitä tarttumasta toisiinsa ja putoamasta ulos rasiasta.



- ✓ Ainutlaatuinen annostelutapa
- ✓ Nitrili
- ✓ Mikroteksturoidut sormet
- ✓ Vähemmän jätettä

250 kpl/rasia (XL 230 kpl)
2 000 kpl/laatikko (XL 1 840 kpl)

Koko		Tuotenro
XS	≤ 80	SDN-200-01
S	80 ± 10	SDN-200-02
M	95 ± 10	SDN-200-03
L	110 ± 10	SDN-200-04
XL	≥ 110	SDN-200-05

Käsineen paksuus

Sormet (15 mm:n päässä sormenpäästä)
 Kämmen (keskiosa)
 Varsi (25 mm:n päässä varren reunasta)

(mm)

väh. 0,05

Sertifiointit

Hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön

ISO 9001 ISO 13485
 ISO 14 001 SA8000
 EN 420:2003 EN 455 (1-4)
 EN ISO 374-4, 5: 2013

Materiaali

Nitrili

Väri

Sininen

SafeDon-hygieniakonsepti

270 mm

SafeDon-hygieniakonseptin nitrilikäsine on erittäin ohut, erittäin mukava käsine, joka tarjoaa hyvän tartunnan ja sormikosketuksen. Käsine on vahva ja kestävä. SafeDon-nitrilikäsineessä 270 mm on tavallista pidempi, suojaavampi varsi.

HYGIENIAKONSEPTI

Ainutlaatuinen annostelutapa

Ainutlaatuinen konsepti annostelee käsineet aina varsi edellä. Käyttäjä ei koske rasiata, telinettä, käyttämättömiä käsineitä ja käsineiden kriittisiä pintoja.

Vähemmän käsinejätettä

Rasiasta tulee aina ulos yksi käsine kerrallaan, joten ylimääräiset käsineet eivät kontaminoidu eikä rasiasta tule vahingossa ulos monta käsinettä. Yhden käsineen annostelu kerrallaan estää käsineitä tarttumasta toisiinsa ja putoamasta ulos rasiasta.



- ✓ Pidempi varsi
- ✓ Ainutlaatuinen annostelutapa
- ✓ Nitrili
- ✓ Mikroteksturoidut sormet
- ✓ Vähemmän jätettä

200 kpl/rasia (XL 180 kpl)
1 600 kpl/laatikko (XL 1 440 kpl)

Koko		Tuotenro
XS	≤ 80	SDN-300-01
S	80 ± 10	SDN-300-02
M	95 ± 10	SDN-300-03
L	110 ± 10	SDN-300-04
XL	≥ 110	SDN-300-05

Käsineen paksuus

Sormet (15 mm:n päässä sormenpäästä)
 Kämmen (keskiosa)
 Varsi (25 mm:n päässä varren reunasta)

(mm)

väh. 0,11 ± 0,2
 väh. 0,08 ± 0,2
 väh. 0,07 ± 0,2

Sertifioinnit

Hyväksytty lääketieteelliseen käyttöön

ISO 9001 ISO 13485
 ISO 14 001 SA8000
 EN 420:2003 EN 455 (1-4)
 EN ISO 374-4, 5: 2013

Materiaali

Nitrili

Väri

Sininen

SafeDon-hygieniakonsepti

Asennus ja valmistelu

Suosittelemme telineen asentamista ruuveilla tai kiinnitysteipeillä sekä asennusliimalla tukevasti kiinni seinään. Telineiden mukana toimitetaan kiinnitysteipit.

Mikäli kiinnität telineen kiinnitysteipeillä ja liimalla niin toimi seuraavasti:

Aseta yhden tai kolmen rasian teline seinää vasten ja paina molemmin käsin 5–10 sekuntia.

Odota **24 tuntia** ennen SafeDon-rasian laittamista telineeseen.



Aseta SafeDon-rasia telineeseen, ennen kuin avaat rasian.



Asennus-
korkeus
165 cm
lattiasta




SafeDon-hygieniakonsepti

Seinätelineet

Muovi

Telineet on tarkoitettu SafeDon-hygieniakonseptin 240 ja 270 mm pitkien käsineiden rasioille.

Yksi rasia / kolme rasiaa



Seinäteline

Muovi

HYGIENIAKONSEPTI

SafeDon-hygieniakonseptille
200–250 kpl

Koko:
139 mm x 130 mm x 93 mm

Väri/materiaali
Valkoinen ABS-muovi



Yksi rasia

Tuotenro: GL9665B
20 kpl/laatikko

Kolme rasiaa

Tuotenro: GL9666B
6 kpl/laatikko



SafeDon on sitoutunut vastuullisuuteen ja eettiseen toimintaan

Meillä on sekä ISO 14001-että SA8000-sertifiointi.

SafeDonin tuotannossa on toteutettu useita ympäristövaikutuskäytäntöjä, minkä ansiosta olemme saaneet ISO 14001-sertifioinnin. Laitostemme suunnittelussa ja käytössä kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöjalanjäljen minimointiin.

SA8000 korostaa sitoutumistamme kansainvälisten työntekijöiden oikeuksia koskevien vaatimusten noudattamiseen esimerkiksi oikeudenmukaisten palkkojen ja kohtuullisten työaikojen osalta. Emme myöskään käytä lapsi- tai pakkotyötä.

Pyrimme jatkuvasti toimimaan tuotannossamme mahdollisimman vastuullisesti sekä ympäristön että sosiaalisen vastuun osalta.

Nämä sertifioinnit heijastelevat ydinarvojamme ja -periaatteitamme.


SafeDon on sitoutunut luomaan poikkeuksellisen laadukkaita tuotteita, jotka valmistetaan tinkimättömästi, myötätuntoisesti ja ympäröivää maailmaa kunnioittaen.

Tutkimusten mukaan

SafeDon™ voi auttaa vähentämään käsinejätettä jopa 30 %

Kun käsineet annostellaan yksi kerrallaan, kulutus on vastuullisempaa.
SafeDon-hygieniakonseptin on osoitettu vähentävän käsinejätettä jopa 30 %
perinteisiin käsinerasioihin verrattuna. **Se johtuu tästä:**

Perinteiset käsinerasiat



Annostelee kerralla **useita käsineitä**


Käsineet **tarttuvat kiinni toisiinsa**

Käsineitä ottaessa kosketaan
useisiin käsineisiin ja rasiaan

Käsineitä **putoaa** helposti
ulos rasiasta

VS

SafeDon™ Hygieniakonsepti



Annostelee **yhden käsineen kerrallaan**

Ei toisiinsa tarttuvia
käsineitä

Käsineisiin **kosketaan**
vain varresta

Ei rasiasta ulos
putoavia käsineitä



Sertifioinnit ja standardit

SafeDonin tuotteet täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Meille tämä tarkoittaa laatua tuotteen koko elinkaaren ajan.

Noudatamme valmistuskumppanien valinnassa useita laatustandardeja ja -sertifiointeja, joiden avulla varmistetaan, että tuotanto täyttää globaalit vastuullisuustavoitteemme.



Kestävän kehityksen
tavoitteet



Haluamme tehdä osuutemme ilmastomuutoksen vähentämisestä noudattamalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Edellytämme toimittajiltamme tiukkoja sertifiointeja ja standardien noudattamista, jotta voimme varmistaa tuotteidemme turvallisen ja vastuullisen valmistuksen.



ISO 374-1,2,4,5: 2016

Suojakäsineitä koskevat vaatimukset

Tässä standardissa määritetään vaatimukset käsineille, jotka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää vaarallisilta kemikaaleilta, ja määritellään käytettävät termit.

1. Kemikaaliriskien termit ja vaatimukset
2. Penetraation vastustuskyvyn määrittäminen
4. Kemiallisen hajoamisen vastustuskyvyn määrittäminen
5. Mikro-organismitriskien termit ja vaatimukset

ISO 13485: 2016

Laadunhallintajärjestelmä

Tässä sertifiikatissa määritetään vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle, jonka mukaisesti organisaatio tarjoaa lääkekäyttöön laitteita ja vastaavia tuotteita. Tämä sertifiikaatti liittyy useisiin tuotteen elinkaaren vaiheisiin, kuten suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon, varastointiin ja jakeluun, asennukseen, käyttöön, toimitukseen ja tekniseen tukeen.

EN 420: 2003

Suojakäsineet: Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Tämä standardi määrittelee kaikkia suojakäsineitä koskevat yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät käsineiden suunnittelulle ja rakenteelle, käsinemateriaalin vedenläpäisyydelle, haitattomuudelle, käyttömukavuudelle ja suojaustehokkuudelle, merkinnälle ja valmistajan antamille tiedoille.

SA 8000

Yritysvastuujärjestelmä (johtaminen)

Osoittaa, että yritys on pannut täytäntöön työntekijöiden ihmisoikeudet turvaavat kansainväliset prosessit.

ISO 9001: 2015

Laadunhallintajärjestelmä

Yritysten laadunhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset. Tavoitteena on muodostaa parempi yleiskäsitys, mikä puolestaan parantaa laatua ja tehokkuutta.

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmät

Määrittää vaatimukset, joita noudattamalla organisaatio voi tunnistaa ja ymmärtää toimintaansa, tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä niihin liittyvät ympäristövaikutukset.

EN 455: 2015 (1-4)

Terveystieteiden tutkimuskäsineet

Terveystieteiden tutkimuskäsineet

1. Reiättömyyttä koskevat vaatimukset ja testaaminen
2. Fyysisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja testaaminen
3. Biologista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja testaaminen
4. Säilyvyysaikaa koskevat vaatimukset ja testaaminen



**Maailman hygieenisin ja
vastuullisin käsineiden
annostelujärjestelmä**

Markkinoija Suomessa



Mediq Suomi Oy

Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

Esite lajitellaan
paperin-
keräykseen.

