



Apteekkivalikoiman tuotteet



at the heart of healthcare



Tervetuloa tutustumaan Mediq Suomen apteekkituotevalikoimaan!

Hyvä Apteekkien edustaja,

On ilo esitellä teille Mediq Suomen kattava tuoteluettelo, joka on suunniteltu erityisesti apteekkien tarpeisiin. Mediq Suomi on johtava sairaala- ja laboratoriotarvikkeiden jälleenmyyjä Suomessa, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka tukevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä.

Olemme tähän valikoimaan koonneet laajalti terveydenhuollon ammattilaisten käyttämiä tuotteita, jotka ovat myytävissä myös suoraan kuluttajille.

Mediq Suomi on toiminut suomalaisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon asiakkaiden parissa yli 50 vuoden ajan, josta viimeiset reilu 10 vuotta olemme olleet osa Mediq-konsernia. Edustamme johtavia terveydenhuollon tuotteiden toimittajia ja meillä on myös omia tuotemerkkejämme erityisesti Klinion-brändin alla.

Mediq-konserni juhli viime vuonna 125-vuotista toiminta-aialtaan. Juhlavuoden Mediq aloitti uudistuneella visiolla. Mediqin visiona on pitkään ollut kustannustehokkaan terveydenhuollon mahdollistaminen. Nyt osaksi visiota on tuotu kestävä kehitys, joka ohjaa tekemistämme niin sisäisissä toiminnoissa, yhteistyökumppaneiden valinnassa kuin tuotevalikoiman kehityksessä.

Mediqin tuotteet ovat saatavilla suoraan meiltä tai jälleenmyyjiltämme.

Jos teillä on kysyttävää tai tarvitsette lisätietoja, asiantunteva asiakaspalvelumme on aina valmiina auttamaan. Yhdessä voimme varmistaa, että apteekkinne pystyy tarjoamaan parasta mahdollista palvelua asiakkailleen.

Ystävällisin terveisin,
Marika Tiirikainen
Liiketoimintajohtaja

Tervetuloa Mediqin asiakkaaksi!

Palvelemme suomalaisia terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia. Otamme mielellämme apteekkinne terveydenhuollon asiakkaaksemme. Jos siis haluaisit asiakkaaksemme, pyydämme, että täytät asiakasnumeron hakulomakeen, jonka löydät osoitteesta www.mediq.fi/palvelut/asiakaspalvelu/hae-asiakasnumeroa. Täyttämisen jälkeen tulosta lomake ja allekirjoitettua tulostettua lomake. Lisää liitteeksi kaupparekisteriote tai kopio kaupparekisteriin jätetystä perustamisasiakirjasta.

Tämän jälkeen postita allekirjoitettu lomake liitteineen osoitteella:

Mediq Suomi Oy, Asiakaspalvelu

PL 115

02201 Espoo

Hakulomakkeen liitteineen voi lähettää myös sähköpostitse: asiakaspalvelu@mediq.com

Kun lomake on palautunut meille, perustamme apteekillesi oman asiakasnumeron virallisilla toimitus- ja laskutustiedoilla. Ilmoitamme perustetusta asiakasnumerosta.

Asiakaspalvelu

Asiantuntevaa asiakaspalvelua

Henkilökohtaista palvelua puhelimitse ja sähköpostitse, 020 112 1510 ja asiakaspalvelu@mediq.com.

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8–16. Mediqin verkkokauppa palvelee 24 h vuorokaudessa kotisivuillamme www.mediq.fi → Tuotteet

Tilaukset:

Puhelin 020 112 1510

asiakaspalvelu@mediq.com

Tarjouspyynnöt:

tarjoukset@mediq.com



Mediq Webshop

Mediqin verkkokauppa terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisille

Asioi siellä silloin, kun itselle parhaiten sopii!

Mediqin verkkokauppa tarjoaa näkyvyyden laajaan tuotevalikoimaamme. Ennen kirjautumista verkkokauppa toimii vapaasti selailtavana tuotteiden verkkokatalogina.

Kirjaututtuasi sisään Mediqin verkkokauppaan, voit tehdä ostoksia, näet tuotteiden reaaliaikaisen saatavuuden, omat sopimustuotteesi ja sopimustuotehintasi sekä verkkotilaushistoriasi. Verkkokaupassa voit etsiä ja tarkastella tuotteita, luoda henkilökohtaisia tilauspohjia, tarkistaa toimituksen tilan ja seurata toimituksen etenemistä.

Mediqin verkkokauppa on uudistunut sekä ulkonäöllisesti että toiminnallisesti. Verkkokaupan käyttöohjeet löytyvät verkkokaupan etusivulta "Usein kysytyt kysymykset" -osiosta. Mediq Webshop -käyttäjiksi voivat rekisteröityä asiakkaat, joilla on asiakasnumero Mediqissä. Yritysassiakkaaksi rekisteröitymisessä sinua auttaa Mediq Suomen asiakaspalvelu.

HAAVANHOITO

Debrisoft Pad -mikrokuitutyyny taskulla



Debrisoft Pad -mikrokuitutyyny on tarkoitettu haavapohjan puhdistamiseen. Debrisoft Pad sopii kaiken tyyppisten katteisten haavojen, haavapohjan ja ympäröivän ihon puhdistamiseen nopeasti ja kivuttomasti. Se lyhentää haavan puhdistamiseen käytettävää aikaa merkittävästi sekä lisää hoitomyyntyvyyttä. Joustavat polyesterikuidut puhdistavat helposti myös epätasaisen haavapohjan. Kuidut sitovat kuolleen kudoksen ja eritteet. Käyttö on nopeaa ja helppoa: haavatyyny kostutetaan ja haavaa hierotaan noin 2-4 minuuttia tynyn pehmeällä puolella. Lähes kivuton hoitomuoto. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG. CE 0123.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10019730	10 x 10 cm	5 kpl	34321
10019161	13 x 20 cm	5 kpl	34323

L-Mesitran -haavavoide 20 g



L-Mesitran -haavavoide tuhoaa bakteereita ja sieniä, puhdistaa haavaa ja optimoi haavan paranemista. Tappaa haavabakteereja, mukaan lukien antibioottiresistenttejä bakteerikantoja. Turvallinen käyttää, ei haittavaikutuksia. Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä antimikrobisena voiteena. Voidaan käyttää kaikille haavoille, myös haavan eri paranemisvaiheissa. Helppo käyttää, vähäinen määrä voidetta riittää tehokkaaseen hoitoon. Voidaan yhdistää kaiken tyyppisten haavasidosten kanssa kuten esimerkiksi harso- ja kuitusidokset, hydrokolloidit, vaahtosidokset ja alginaatit. L-Mesitran koostuu steriloidun hunajan lisäksi aloesta, kehäkukasta, sinkkioksidista, medilanista ja A-, C- ja E-vitamiineista. Koostumuksensa ansiosta L-Mesitran haavavoide on monikäyttöinen ja tehokas haavanhoitotuote. L-Mesitranilla ei ole tiedettyjä käytön vasta-aiheita tai haittavaikutuksia. Hunajavoide on allergisoimaton. Koska tuote koostuu luonnon ainesosista, jokainen erä voidetta saattaa erota värittään hieman asteikolla valkoinen-keltainen-ruskea. Valmistaja Theo Manufacturing B.V. CE 0481.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10012592	20 g	1 kpl	174 701



L-Mesitran Soft -haavageeli

L-Mesitran Soft -haavageeli tuhoaa bakteereita ja sieniä, puhdistaa haavaa ja optimoi haavan paranemista. Tappaa haavabakteereja, mukaan lukien antibioottiresistenttejä bakteerikantoja. Turvallinen käyttää, ei haittavaikutuksia. Voidaan käyttää kaikille haavoille, myös haavan eri paranemisvaiheissa. Helppo käyttää, vähäinen määrä geeliä riittää tehokkaaseen hoitoon. Voidaan yhdistää kaiken tyyppisten haavasidosten kanssa kuten esimerkiksi harso- ja kuitusidokset, hydrokolloidit, vaahtosidokset ja alginaatit. Valmistaja Theo Manufacturing B.V. CE 0481.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10012593	15 g	1 kpl	174 705
10012594	50 g	1 kpl	174 706



L-Mesitran Tulle 10 x 10 cm

L-Mesitran Tulle on tarttumaton synteettinen sidos, joka on kyllästetty L-Mesitran Soft -geelillä, sidoksessa on hunajaa 40 %. Sidoksen perustana on polyetyleenistä valmistettu rei'itetty verkko. L-Mesitran Tulle poistaa nekroottista ja fibriinikatetta haavalta. Tullea voidaan käyttää pinnallisille haavoille, akuuteille haavoille, I ja II asteen palo- tai laservammoille, säärihaavoille, diabeettisille jalkahaavoille, sieni-infektioille haavoille, leikkaushaavoille ja infektoituneille haavoille. Tulle voi olla paikoillaan useita päiviä ja sidos vaihdetaan erityksen mukaisesti tarpeen vaatiessa. Valmistaja Theo Manufacturing B.V. CE 0481.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016373	10 x 10 cm	10 kpl	174 715

L-Mesitran Border -steriili haavalevy

L-Mesitran Border -sidoksessa yhdistyvät hunajan hyvät haavanhoidolliset ominaisuudet hydrogeelisivoksen etuihin. L-Mesitran Borderia käytetään palovammojen, ihorikkojen, kroonisten ja akuuttien vähän tai kohtalaisesti erittävien pinnallisten haavojen hoidossa. Voidaan käyttää ihorikoissa, painehaavaumissa, laskimo- tai arteriaperäisissä säärihaavoissa, diabeettisissa jalkahaavoissa, ihonottokohdissa ja postoperatiivisissa haavoissa. Sidoksen ohut hunajahydrogeelikerros imee jopa 7 kertaa oman painonsa verran eritettä. Hydrogeeli kosteuttaa haavaa ja sidos muovautuu hyvin haavanpinnan mukaisesti. L-Mesitran Border on ainutlaatuinen antibakteerinen kosteuttava hydrogeelituote. Valmistaja Theo Manufacturing B.V. CE 0481.


Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10012968	10 x 10 cm	5 kpl	174 711



Kliniderm Film -kiinnittyvä haavatyyny steriili

Kliniderm Film -tuotteet soveltuvat vähän tai ei ollenkaan erittävälle haavoille kuten hiertymät, hankaumat, pienet ihorikot sekä post-operatiiviset haavat. Näitä tuotteita voi käyttää myös sekundäärisenä sidoksena esimerkiksi alginaateille, geeliytyville sidoksille, hydrogeelille sekä hunajavoiteille ja -sidoksille. Kliniderm Film haavatyynyillä voi myös kiinnittää esim. dreenejä. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011688	5 x 7,2 cm	50 kpl	40514860
10013454	10 x 10 cm	50 kpl	40514861
10016132	10 x 15 cm	50 kpl	40514863



Kliniplast Border -kiinnittyvä haavatyyny steriili

Kliniplast kuitukankainen steriili, kiinnittyvä haavatyyny on tarkoitettu vähän tai kohtalaisesti erittävälle haavoille. Tuote on elastinen ja mukautuu hyvin iholle. Lateksiton. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.


Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005393	5 x 7 cm	valkoinen	50 kpl	294200
40005260	8 x 10 cm	valkoinen	50 kpl	294201
40005395	10 x 25 cm	valkoinen	10 kpl	294205



Kliniplast -kiinnittyvä haavatyyny steriili

Kliniplast kiinnittyvä, suihkunkestävä haavatyyny on tarkoitettu käytettäväksi vähän tai kohtalaisesti erittävissä haavoissa. Imevän haavatyynyn tarttumista haavaan on ehkäisty erityisen pinnoitteen avulla. Haava-alueen tulee olla puhdas ennen sidoksen asettamista. Huomioi oikea koko haavasidosta valitessasi. Haavasidos on joustava, mutta älä venytä sidosta tai ihoa asettaessasi tuotetta haavalle. Tuote koostuu 4 kerroksesta: 1.) Suihkunkestävä puoliläpäisevä PU-kalvo uloimpana kerroksena estää veden ja muun kosteuden sekä lian pääsemistä haavaan. Samanaikaisesti kuitenkin kalvon läpi pääsee haihtumaan ylimääräistä kosteutta haavalta. 2.) Pehmeä ja joustava kuitukankainen kerros suojaa haavaa. 3.) Hyvälaatuinen hypoallerginen kiinnitys mahdollistaa sidoksen pysyvyyden. Erityistä huomiota on kiinnitetty trauman minimoimiseen sidosta poistettaessa sekä sidosten reunojen rullautumisen ehkäisemiseen. 4.) Imevän haavatyynyn rakenteessa on otettu huomioon myös sidoksen tarttumattomuus haavaan. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10015702	6 x 7 cm	60 kpl	40514200
10015703	9 x 10 cm	40 kpl	40514201
10015704	9 x 15 cm	40 kpl	40514202
10015706	9 x 25 cm	30 kpl	40514204





Klinion-haavatyyny ei kiinnittyvä steriili

Klinion-haavatyyny sopivat kohtalaisesti tai runsaasti erittävien haavojen peitteeksi. Voidaan käyttää primäärisenä tai sekundäärisenä sidoksena. Ei tartu helposti haavaan erikoispinnoitteensa ansiosta. Sininen taustapuoli on kosteutta hylkivää materiaalia. Kiinnitetään kierresidoksella tai teipillä. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016374	10 x 10 cm	50 kpl	170010
20008381	10 x 20 cm	35 kpl	170011
20008382	15 x 25 cm	15 kpl	170012
10016376	20 x 20 cm	15 kpl	170013



Kliniderm Superabsorbent steriili

Kliniderm Superabsorbent -sidokset ovat nimensä mukaisesti superimukykyisiä haavatyynyjä. Sidos koostuu neljästä kerroksesta, joista kahdessa sisimmässä kerroksessa on superabsorbent polymer-rakeita (SAP), jotka takaavat tuotteen erinomaisen imukyvyn. SAP-rakeet lukitsevat eritteen itseensä, jolloin haavatyynyn haavakontaktipinta säilyy miellyttävänä ja kuivan tuntuisena eikä maseroi ympäröivää ihoa. Sidosta käytetään erittäin runsaasti erittämissä haavoissa ja sitä voidaan käyttää myös kompressiositeen tai -sukan alla. Sidosta on saatavana sekä steriilinä että tehdaspuhtaana versiona. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10024218	10 x 10 cm	valkoinen	10 kpl	40511706
10019547	10 x 15 cm	valkoinen	10 kpl	40511707



Kliniderm Foam Silicone border -kiinnittyvä polyuretaanivaahtosidos

Kiinnitysreunuksellinen (border) silikonikiinnitteinen polyuretaanivaahtosidos. Kiinnittyy helposti ja pysyy hyvin paikoillaan. Sidos kiinnittyy hellävaraisesti ja on kivuton poistaa. Ei vahingoita ympäröivää ihoa. Sidos on hengittävä ja hyvin imukykyinen. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011774	7,5 x 7,5 cm	beige	5 kpl	40514828
10011775	10 x 10 cm	beige	5 kpl	40514829
10011777	10 x 20 cm	beige	5 kpl	40514832
10011778	10 x 30 cm	beige	5 kpl	40514833
10011776	12,5 x 12,5 cm	beige	5 kpl	40514830
10012620	15 x 15 cm	beige	5 kpl	40514831
10011779	15 x 20 cm	beige	5 kpl	40514834

Kliniderm Foam Lite Silicone Border -kiinnittyvä vaahtosidos

Ohut silikonikiinnitteinen kiinnitysreunuksellinen polyuretaanivaahtosidos. Käytetään vähän erittäviin haavoihin. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myynti- yksikkö	Valmistajan tuotenro
10011530	4 x 5 cm	beige	10 kpl	40514814
10011682	5 x 12,5 cm	beige	5 kpl	40514815
10011683	7,5 x 7,5 cm	beige	5 kpl	40514816
10018652	10 x 10 cm	beige	5 kpl	40514817
10011684	15 x 15 cm	beige	5 kpl	40514818



Kliniderm foam silicone border flex -sidos

Kliniderm foam silicone border flexible, steriili sidos joka koostuu pehmeästä silikonisesta haavakontaktikerroksesta ja imukykyisestä polyuretaanivaahtotyynystä, jossa on superimukykyisiä kuituja. Haavatyyny on osittain perforoitu, tehden sidoksesta joustavan ja helposti iholle muotoutuvan. Sidoksen uloin kerros on puoliläpäisevä kalvo. Sidos on vedenpitävä. Kohtalaisesti ja runsaasti erittäville haavoille, ylläpitää kosteaa haavan paranemisympäristöä. Kiinnitysaineena ihoystävällinen silikonit. Valmistaja Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd. CE 0123.

Mediğin tuotenro	Koko	Myynti- yksikkö	Valmistajan tuotenro
10033033	7,5 x 7,5 cm	5 kpl	40514890
10033027	10 x 10 cm	5 kpl	40514891
10033030	12,5 x 12,5 cm	5 kpl	40514892
10033028	10 x 20 cm	5 kpl	40514894
10033029	10 x 30 cm	5 kpl	40514895
10033031	15 x 15 cm	5 kpl	40514893
10033032	15 x 20 cm	5 kpl	40514896



Kliniderm Foam -polyuretaanivaahtosidos steriili

Kliniderm Foam -vaahtosidos on tarkoitettu niin akuutteihin kuin kroonisiin haavoihin, kuten esim. säärihaavat, painehaavat, leikkaushaavat, traumaperäiset haavat ja palovammat. Sitä voidaan käyttää myös paljon erittävien haavojen peittosidoksena. Kliniderm Foam pitää haavan kosteana, jolloin haavan paraneminen nopeutuu. Erittäin imukykyinen, ehkäisee maseraatiota, ei kiinnity haavaan. Voi olla jopa 7 päivää haavalla. Soveltuu käytettäväksi muiden sidosten ja haavanhoitotuotteiden kanssa. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.


Mediğin tuotenro	Koko	Myynti- yksikkö	Valmistajan tuotenro
20014683	5 x 5 cm	10 kpl	40174810
10021896	10 x 10 cm	10 kpl	40174811



Kliniderm Foam Silicone -silikonivaahtosidos

Kliniderm Foam Silicone silikonikiinnitteinen polyuretaanivaahtosidos kiinnittyy hellävaraisesti ja se on helppo ja kivuton poistaa. Ei vahingoita ympäröivää ihoa. Sidos on hengittävä ja hyvin imukykyinen. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myynti- yksikkö	Valmistajan tuotenro
10011685	5 x 5 cm	beige	5 kpl	40514823
10011686	10 x 10 cm	beige	5 kpl	40514824





Kliniderm Hydro Thin -hydrokolloidisidos

Steriili hydroaktiivinen sidos, luo kostean haavanparanemisympäristön. Valmistettu polymeeri-matriisista, jossa on puoliläpäisevä polyuretaankalvokerros. Ei läpäise bakteereita tai nesteitä. Voidaan pitää haavalla useita päiviä. Kliniderm Hydro Thin geeliytyy joutuessaan kosketuksiin haavaeritteen kanssa. Sidoksen uloin kerros pitää sidoksen kuitenkin kasassa niin, että se ei muutu kokonaan geeliksi. Kosteaa geeli pitää haava-alueen kosteana ja edesauttaa haavan paranemista. Hydrokolloidisidoksia voidaan käyttää erilaisilla vähän tai kohtalaisesti erittävillä haavoilla kuten esim. palovammoissa, post-operatiivisissa haavoissa sekä hankaumissa tai hiertymissä. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005385	7,5 x 7,5 cm	5 kpl	174101
10012619	10 x 10 cm	5 kpl	174102
10011676	15 x 15 cm	5 kpl	174103



Lomatuell Pro -steriili taitos

Lomatuell Pro on steriili taitos joka on kyllästetty voiteen ja hydrokolloidin seoksella. Taitos on hengittävä ja se ei tartu kiinni haavapintaan, tehden sidosten vaihdosta helpompaa. Taitos soveltuu käytettäväksi laajapintaisten haavojen suojaksi, kuten ruhjeilla, palovammoilla sekä esimerkiksi säärihaavoilla. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. Kg. CE 0123.


Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029982	5 x 5 cm	10 kpl	30870
10029983	10 x 10 cm	10 kpl	30871
10029984	10 x 20 cm	10 kpl	30872



Lomatuell H -rasvaside steriili

Lomatuell H -rasvaside on steriili voiteella kyllästetty hengittävä haavataitos, joka ei tartu haavaan. Se sopii laajapintaisten haavojen suojaksi, kuten ruhje-, palo- ja säteilyvammoihin sekä säärihaavoihin. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. Kg. CE 0123.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10004950	5 x 5 cm	valkoinen	10 kpl	23314
10004614	10 x 10 cm	valkoinen	10 kpl	23315
10004952	10 x 10 cm	valkoinen	50 kpl	23318



Klinion NW Compres -kuitutaitos tehdaspuhdas 4-kerr.

76 % viskoosi ja 33 % polyesteri. Klinion NW Compres on valkoinen kuitukangastaitos, jota käytetään ensimmäisenä ja toisena sidoksena. Se kiinnitetään joko teipillä tai kiinnityssidoksella. Klinion NW Compres on kertakäyttöinen ja sitä voi leikata. Taitos suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja imee itseensä haavaeritettä (niukka imukyky). Taitosta voi käyttää haavan ja ihon puhdistuksessa, vähän erittävän/kuivan haavan peittäminen. Soveltuu käytettäväksi diabeetikoille. Valmistaja Medeco B.V. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10021096	5 x 5 cm	valkoinen	100 kpl	175004
10021097	7,5 x 7,5 cm	valkoinen	100 kpl	175024
10021098	10 x 10 cm	valkoinen	100 kpl	175034

Klinifix-harsosiderulla kääreessä

Elastinen harsosiderulla kääreessä. Lateksiton. Klinifix harsosiderulla mahdollistaa hanka-
lienkin kehonosien sitomisen nopeasti ja helposti. Tuntuu pehmeältä ja mukavalta iholla.
Pysyy hyvin paikoillaan. Ominaisuudet: 40 % viskoosia, 60 % polyamidia, venytetty pituus 4 m.
Ihoystävällinen. Valmistaja Medeco B.V.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myynti- yksikkö	Valmistajan tuotenro
20014846	4 cm x 4 m	valkoinen	20 rulla	40132227
20014847	6 cm x 4 m	valkoinen	20 rulla	40132228
20014848	8 cm x 4 m	valkoinen	20 rulla	40132229
20014849	10 cm x 4 m	valkoinen	20 rulla	40132230



Mollelast Haft -elastinen kiinnitysside itsekiinnittyvä

Mollelast Haft on itseensä tarttuva pehmeä elastinen side, joka joustaa sekä pituus- että
leveys suunnassa. Soveltuu lukuisiin sidoksiin, esimerkiksi olkapää, vartalo, nilkka, ranne, polvi,
kynärpää ja päänsidokset. Erinomainen tarttuvuus ohuen latex-käsittelyn ansiosta, mutta ei
tartu ihoon eikä ihokarvoihin. Huokoinen materiaali on hengittävää eikä rajoita potilaan liikkeitä.
Materiaali 66 % viskoosia ja 34 % polyamidia. Side voidaan steriloida 121 asteessa. Valmistaja
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myynti- yksikkö	Valmistajan tuotenro
10015461	6 cm x 20 m	punainen	1 kpl	30073
40004092	8 cm x 20 m	punainen	1 kpl	30074
10015462	6 cm x 20 m	sininen	1 kpl	30076
40012985	8 cm x 20 m	sininen	1 kpl	30077
10004606	4 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30063
40006375	4 cm x 20 m	valkoinen	1 kpl	30068
10004607	6 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30064
10004604	6 cm x 20 m	valkoinen	1 kpl	30069
10004605	8 cm x 4 m	valkoinen	1 kpl	30065
40012644	8 cm x 20 m	valkoinen	1 kpl	30070



Kliniplast-kangasteippi

Valmistaja Medeco B.V.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005007	2,5 cm x 5 m	12 kpl	294161



Curaplast-pikaside

Curaplast -leikattava kuitukankainen pikaside on pehmeä, ihoa myötäilevä pikaside ensi-
apukäyttöön. Huokoinen kalvo haavatyyryn päällä ei tartu haavaan kiinni, joten haava-
tyynyn vaihto tapahtuu sujuvasti ja kivutta. Materiaali 100 % polyesteriä. Yhtenäinen koko
rullan pituudella oleva haavatyyry. Ihoystävällinen polyakrylaattiliima. Valmistaja Lohmann &
Rauscher GmbH & Co. Kg.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021519	4 cm x 5 m	beige	1 kpl	30616





6D Tape -kahvateippi

6D Tape on patentoitu, iholle ystävällinen terapeuttinen teippi, jossa on integroidut kahvat, joiden avulla ammattilaiset ja käyttäjät voivat käsitellä kudosta kuuteen eri suuntaan – nostamalla, kiertämällä, venyttämällä ja painamalla – aktiivisesti stimuloiden imunestekiertoa sekä vaikuttaen faskiaan, arpiin, lihaksiin ja niveliin. Se on rekisteröity EU:n luokan I lääkinnälliseksi laitteeksi (MDR 2017/745). Teippi on hypoallergeeninen, lateksiton ja vedenkestävä, ja se on suunniteltu käytettäväksi lymfaterapiassa, kuntoutuksessa ja aktiivisessa itsehoitossa. Sitä voidaan käyttää iholla 3–10 päivän ajan. Valmistaja 6D Tape Inc.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10034936	5 m rulla	1 kpl	6010EN



Silmälappu kuminauhalla kova musta

Valmistaja NOBAMED Paul Danz AG.

Mediqin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10000170	musta	1 kpl	873010

DESINFEKTIO

Desinfektol P pinnoille ja iholle*

Desinfektol P on etanolipohjainen (70 p-%/76,9 t-%) tehokas desinfektioaine. Käyttökohteet: Lääketieteellisten instrumenttien, välineiden ja laitteiden desinfektio, ihon desinfektio ennen injektioita, näytteenottoa, leikkausta tai muuta invasiivista toimenpidettä. Tehokas, turvallinen ja nopea. Hyvä teho bakteereihin, viruksiin ja sieniin, tehoaa myös noro-virukseen. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020981	100 ml	1 kpl	13240125



Erisan Pro Käsidesi*

Ammattikäyttöön tarkoitettu käsidesi usein toistuvaan käyttöön. Soveltuu myös herkälle iholle. Erisan Pro käsidesi on mikrobisidisesti tehokas, iholle hellävarainen desinfektiohuuhde. Biosidinen tehoaine on 73,5 p-% (80 t-%) etanoli, joka tuhoaa tehokkaasti kosketuksen kautta välittyviä haitallisia bakteereita ja viruksia. Käsidesi sisältää runsaasti ihoa kosteuttavia ja hoitavia aineosia. Glyseroli kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Kasviöljyjohdannaiset, Aloe Vera ja betaiini rauhoittavat ja hoitavat ihoa. Miellyttävä ihotunne säilyy myös usein toistuvassa käytössä. Herkällekin iholle sopiva, olomuodoltaan paksunnettu käsihuuhde on helppo hieroa käsiin. Käsidesi täyttää ammattikäytössä tarvittavan mikrobisidisen tehon vaatimukset hygieenisessä ja kirurgisessa käsidesinfektiossa (EN 1500, EN 12791). Tuotteen tarkoin valittu tehoainepitoisuus tuo tehon sekä bakteereja että viruksia vastaan (EN 14476). Tuotteelle on tehty myös seuraavat tehotestit: EN 13727, EN 13624. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021030	200 ml	1 kpl	8008



SUOJAUS

Klinion FFP2 hengityssuojain korvalenkeillä ilman venttiiliä

Hengityssuojain, joka on tarkoitettu suojaamaan hiukkasilta, pölyltä sekä kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta. Väri valkoinen. PFE @ 0,1 mikronia $\geq$ 94 %. 5 kerroksinen, lateksiton. Mukautuva nenäklipsi, nikkelivapaa. Ei nukkaa tai repeydy. Joustavat korvalenkit. PPE (EU) 2016/425 Category III. EN149:2001+A1:2009. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 0598. Valmistaja Guangdong Kingfa Sci.&Tech. Co., Ltd.

Mediqin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024877	valkoinen	10 kpl	KF-A F10SC



Klinion IIR -leikkausmaski korvalenkeillä

Klinion IIR -leikkausmaski korvalenkeillä, sininen, 3-kerroksinen. BFE $\geq$ 98 %. Lateksiton. Nenäklipsi nikkelivapaa. MDR (EU) 2017/745 Class I. EN14683:2019+AC:2019. Valmistaja Medeco B.V.

Mediqin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024878	sininen	50 kpl	522720



Sempercare Velvet -tutkimuskäsine nitrili

Sempercare Velvet -nitrilikäsine yleiskäyttöön. Materiaali nitrili, puuteriton ja lateksiton, ei sisällä luonnonkumin proteiineja. Käsineen varressa on rullareuna, joka helpottaa pukemista. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Väri laventelin sininen. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti = 6N, AQL 1.5. Käyttökelpoisuus 3 vuotta. Laatustandardit: EN 455, EN 374, EN 420. CE-merkinnät: MDR luokka I ja PPE luokka III (henkilösuojaindirektiivi). Käsineen pituus on 24 cm. Sopii myös elintarvikkeiden käsittelyyn ja ruokahuoltoon. Sametinpehmeä materiaali, erittäin hyvä kosketustuntuma. Pehmeä, kevyt ja mukava. Valmistaja HARPS Investment Asia Pte Ltd.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20015057	M	violetti	100 kpl	3000006797
40012828	L	violetti	100 kpl	3000006798
40012829	XL	violetti	90 kpl	3000006799



Klinion Ultra Comfort tutkimuskäsine nitrili sininen

Tehdaspuhdas ja kertakäyttöinen Klinion Ultra Comfort -nitrilikäsine terveydenhuoltoon ja yleiskäyttöön. Käsine on elintarvikehyväksytty, joten sitä voi käyttää elintarvikkeiden käsittelyyn ja ruokahuoltoon. Materiaali nitrili (NBR), puuteriton $\leq$ 2 mg/käsine, lateksiton, ftalaatiton ja ei sisällä luonnonkumin proteiineja. Soveltuu hyvin henkilöille, joilla on tyyppin 1 allergia. Pituus 24 cm. Käsineen varressa on rullareuna, joka helpottaa pukemista. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Käsinerasioissa on värikoodit, jotka helpottavat ja nopeuttavat oikean käsineen valitsemista. Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta. Testattu myös kyvystä kestää altistumista opioidiliukselle ASTM D6978 -standardin mukaisesti. AQL 1,5. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti $\geq$ 6N, keskimäärin 7N. Käyttöikä 5 vuotta valmistuksesta.

MDR (EU) 2017/745 luokka I / PPE (EU) 2016/425 luokka III. ISO 13485/ISO 9001. EN ISO 21420:2020. EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016. EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009. EN 16523-1:2015 + A1:2018. ASTM D6978. Varastointi viileässä ja kuivassa paikassa. Avatut rasiat tulee suojata auringon- ja loisteputkivaloilta. Valmistaja Medeco B.V.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029224	XS	sininen	100 kpl	103520
10029225	S	sininen	100 kpl	103521
10029226	M	sininen	100 kpl	103522
10029227	L	sininen	100 kpl	103523
10029228	XL	sininen	100 kpl	103524



NEULAT JA RUISKUT

CHIRANA MEDOJECT -injektioneulat



MEDOJECT-injektioneuloissa on ihon hyvin läpäisevä lansettikärki. Silikonikäsittelyn ansiosta neula läpäisee kudoksen pehmeästi. Ohut seinämä takaa hyvän virtauksen myös pienemmässä neulassa. Neulan kantaosa on polypropyleeniä ja neula ruostumatonta terästä. Neulat ovat pyrogeenittomia ja lateksittomia ja ne eivät sisällä PVC:tä tai DEHP:tä. Neulat on yksittäispakattu blister-pakkaukseen ja ne on valmistettu EN- ja ISO-standardien mukaisesti. Neulat ovat CE-merkittyjä. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. CE 2460.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
40012308	18 G, 1,2 x 40 mm LH	vaaleanpun.	100 kpl	CH18112SB
40012307	19 G, 1,1 x 40 mm KPH	creme	100 kpl	CH19112
40012306	20 G, 0,9 x 40 mm KPH	keltainen	100 kpl	CH20112
40012305	21 G, 0,8 x 40 mm KPH	vihreä	100 kpl	CH21112
40012304	21 G, 0,8 x 16 mm KPH	vihreä	100 kpl	CH21058
40011873	23 G, 0,6 x 25 mm KPH	sininen	100 kpl	CH23100
40012303	23 G, 0,6 x 30 mm KPH	sininen	100 kpl	CH23114
40012301	24 G, 0,55 x 25 mm KPH	violetti	100 kpl	CH24100
40012299	25 G, 0,5 x 16 mm KPH	oranssi	100 kpl	CH25058
40012300	25 G, 0,5 x 25 mm KPH	oranssi	100 kpl	CH25100
40012297	26 G, 0,45 x 12 mm KPH	ruskea	100 kpl	CH26012
40012295	27 G, 0,4 x 12 mm KPH	harmaa	100 kpl	CH27012
40012296	27 G, 0,4 x 20 mm KPH	harmaa	100 kpl	CH27045

CHIRANA-injektioruisku synteettisellä männällä 3-os LUER



Chirana 3-osaissa luer-injektioruiskussa on kirkas, läpinäkyvä sylinteri ja selkeä mitta-asteikko. Valmistusmateriaali polypropyleeni/polyetyyleeni, männän tiiviste synteettistä kumia. Pyrogeeni-vapaa, lateksiton, ei sisällä PVC:tä ja DEHP:tä. Steriili, yksittäispakattu blisterpakkaukseen. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. CE 2265.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011889	1 ml	100 kpl	CH03001L
40011875	2 ml	100 kpl	CH03002L
40011877	5 ml	100 kpl	CH03005L
40011878	10 ml	100 kpl	CH03010L

CHIRANA-injektioruisku 3-os LUER-LOCK



Chirana 3-osaissa luer lock -injektioruiskussa on kirkas, läpinäkyvä sylinteri ja selkeä mitta-asteikko. Valmistusmateriaali polypropyleeni/polyetyyleeni, männän tiiviste synteettistä kumia. Pyrogeenivapaa, lateksiton, ei sisällä PVC:tä ja DEHP:tä. Steriili, yksittäispakattu blisterpakkaukseen. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. CE 2265.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011882	5 ml	100 kpl	CH03005LL
40011884	20 ml	50 kpl	CH03020LL

CHIRANA-huuhteluisku 3-os LUER



Chirana-huuhteluiskuissa on kirkas, läpinäkyvä sylinteri ja selkeä mitta-asteikko. Valmistusmateriaali polypropyleeni/polyetyyleeni, männän tiiviste synteettistä kumia. Pyrogeenivapaa, lateksiton, ei sisällä PVC:tä ja DEHP:tä. Steriili, yksittäispakattu blisterpakkaukseen. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. CE 2265.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011863	100 ml	25 kpl	CH03100C
40012018	50 ml	100 kpl	CH03050C

RISKIJÄTEASTIAT

Klinion Easy Care -riskijätesäiliöt*

Terävien tuotteiden kuten neulat, leikkausveitset yms. keräämiseen. Valmistettu polypropyleenistä, kestävät 121 asteen autoklaavauksen. Tuotteisiin on selkeästi merkitty korkein täyttöpiste.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009713	2 l	keltainen	1 kpl	77510915
40009722	7 l	keltainen	1 kpl	775109261



LÄÄKEHOITO

Wiegand-tabletinmurskain 98T

Murskaa tabletit helposti ja nopeasti. Valmistaja Wiegand AG.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
30000167	sininen	1 kpl	98T.1



Wiegand tabletinpuolittaja muovia

Halkaisee tabletit nopeasti ja tarkasti. Terä ruostumatonta terästä. Mitat 85 x 35 x 25 mm. Valmistaja Wiegand AG.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
30000103	sininen	1 kpl	96/T



Klinion Eco -lääkelasi

Klinion Eco -lääkelasi on pakattu 90 kpl muovikääreeseen. Tukkupakkauskoko on 10 käärettä/laatikko. Valmistaja Finess Healthcare Group Co., Ltd. CE 0123.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030833	30 ml	sininen	90 kpl	77510943
10030831	30 ml	läpinäkyvä	90 kpl	77510941
10030834	30 ml	keltainen	90 kpl	77510944
10030835	30 ml	vihreä	90 kpl	77510945
10030832	30 ml	punainen	90 kpl	77510942



Klinion Eco -lääkelasin kansi*

Klinion Eco lääkelasin kansi on pakattu 100 kpl muovikääreeseen. Tukkupakkauskoko on 40 muovikäärettä/laatikko. Valmistaja Finess Healthcare Group Co., Ltd.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030836	valkoinen	100 kpl	77510946





Lääkelasi 30 ml PP

Lääkelasit on valmistettu polypropyleenista. Valmistaja Hammarplast Medical AB. CE 0143.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009132	30 ml	läpinäkyvä	75 kpl	J10823
40009144	30 ml	punainen	75 kpl	J10828



Lääkelasin kansi PE 30 ml:n lasiin*

Lääkelasin valkoinen kansi PE 30 ml:n lääkelasiin. Kannet on valmistettu polyeteenistä. Valmistaja Hammarplast Medical AB.

Mediqin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009146	valkoinen	500 kpl	00264

DIABETESTARVIKKEET

Klinion soft fine plus -kynäneulat

Klinion soft fine plus (KDC) -kynäneuloissa on 5-viisteinen neulankärjen hionta, mikä tekee neulanpistosta helpompaa ja vähemmän kivuliasta. Neulojen koko voidaan tunnistaa värikoodin perusteella. Värikoodi löytyy myyntipakkauksesta, suojasinetistä ja kynäneulan sisemmästä suojakorkista. KDC-kynäneuloja voidaan käyttää useimmissa tavallisimmin käytössä olevissa insuliinikynäjärjestelmissä (vakiokierteinen). Kynäneulat on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yhteen pistokseen. Myyntipakkaus sisältää 110 kpl kynäneuloja. Valmistaja Genray Hangzhou Life Technology Co., Ltd. CE 0344.



Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029587	31 G (0,25 mm) x 5 mm	110 kpl	5266
10029588	31 G (0,25 mm) x 6 mm	110 kpl	5260
10029589	31 G (0,25 mm) x 8 mm	110 kpl	5261
10029586	32 G (0,23 mm) x 4 mm	110 kpl	5265



Promisemed-lansetti pistolaitteeseen

Promisemed-lansetti on yleislansetti pistolaitteisiin. Neulan koko 0,36 mm, neulan pituus 3 mm. Lansetti on yhteensopiva useimpien eri pistolaitteiden kanssa mm.: Autolet, Microlet, AutoletMini, Glucolet, Hemalet, Soft Touch, AutoletLancet, BD Lancet Device, Penlet II, Monojector. Valmistaja Promisemed Hangzhou Meditech Co Ltd. CE 0197.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017945	28 G	sininen	100 kpl	BL-28G

Kaikki luettelon tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita, poislukien *-merkityt tuotteet.

“Haluan olla varma,
että se on
kliinisesti testattu
ja potilasystävällinen”

- ♥ Haavanhoidon huippulaatua
- + Ratkaisuja haavanhoidon kaikkiin tarpeisiin
- ▶ Helppokäyttöinen
- ✦ Laadukas ja potilasystävällinen
- + Kustannustehokas
- ▶ Kliinisesti tutkittu



Kliniderm® foam silicone -tuoteperhe
Hellävarainen ja mukava käyttää

Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Markkinoija Suomessa:

Mediq Suomi Oy - Linnoitustie 6 - 02600 Espoo - Puh. 020 112 1510. www.mediq.fi



TILAUKSET:

Mediq Suomi asiakaspalvelu

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com



MEDIQ

at the heart of healthcare

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi