



Rüsch
Urologian kuvasto
Lähes joka käyttötarkoitukseen



Urologia

Värikoodi, kärjet ja materiaalitiedot – Transuretraaliset Foley-katetrit	02
1 Transuretraaliset Foley-katetrit	
1.1 Standardimallinen 2-tiekatetri	03
1.2 Katetrit leikkauksen jälkeiseen katetrintiin, 2- ja 3-tie.	06
1.3 Foley-katetrit lapsille	12
1.4 Erikoiskatetrit	14
1.5 Lisävarusteet.	16
2 Ballongittomat virtsarakkokatetrit	
2.1 PVC-katetrit	17
2.2 Kumi- tai lateksikatetrit	19
3 Suprapubinen katetrinti	
3.1 Setit aikuisille ja lapsille	20
3.2 Settien esittely	22
3.3 Punktioinstrumentti ensihoitoon	23
4 Virtsankeräimet	
4.1 Esiliitetyt.	24
4.2 Suljetut virtsankeräysjärjestelmät	25
4.3 Lisävarusteet.	29
5 Virtsanjohdinkatetrit	
5.1 Superglide-virtsanjohdinkatetrit vakiokäyttöön	30
5.2 Virtsanjohdinkatetrit vakiokäyttöön	31
5.3 Virtsanjohdinkatetrit erikoiskäyttöön	33
5.4 Okklusiokatetrit.	34
5.5 Lisävarusteet.	35
6 Virtsanjohdinstentit	
6.1 Superglide-virtsanjohdinstentit	36
6.2 Virtsanjohdinstentit	39
6.3 Virtsanjohdinstentit lapsille	41
6.4 Erikoisvirtsanjohdinstentit.	43
6.5 ECO-virtsanjohdinstenttisetit	45
7 Nefrostomia	
7.1 Punktiosetit	46
7.2 Vaihtosetit	47
7.3 MIPP-setti	48
7.4 Punktiokanyylit	49
7.5 Dilataattorit / renax-letkut / katetrit perkutaaniseen nefrostmiaan	50
8 Ohjainlangat	
8.1 Joustavat ohjainlangat	54
8.2 Jäykät ohjainlangat	56
9 Kivenpoistajat	
9.1 Matalat lankakorit	58
9.2 Pyöreät lankakorit	59
10 Mittakatetrit urodynamiaan	
10.1 Katetrit kystometrografiaan / yhdistettyyn uretrokystometrografiaan	60
10.2 Rektaaliballonkikatetrit	62
11 Erikoistuotteet	
11.1 Hydrauliset virtsaputkidilataattorit	63
11.2 Hydrauliset virtsanhohdindilataattorit	64
11.3 Mekaaniset virtsanhohdindilataattorit	65
Tuotenumerojen hakemisto	66

Entäpä Rüschi-urologiatuotteet? Hyvä valinta.




Intohimoinen suhtautuminen katetreihin vaatii vankkumatonta uskoa siihen, että pienillä asioilla saadaan aikaan suuria muutoksia elämänlaadussa. Rüschi, luotettu ja johtava Teleflex-merkki, on ylpeä sitoutuneesta ja tyytyväisestä asiakaskunnastaan – sekä potilaista että lääketieteen ammattilaisista.

Yli vuosisadan ajan olemme rakentaneet tuota luottamusta ja asiantuntijuutta urologian alalla, mikä on tarkoittanut jatkuvaa täydellisyydentavoittelua, väsymätöntä kliinisten ja potilaiden tarpeiden täyttämistä sekä inhimillistä otetta jokaiseen tuotteeseemme. Kyse on muustakin kuin innovaatiosta tai kehittyneestä teknologiasta: kyse on elämästä, joka on hieman helpompaa, turvallisempaa, terveempää ja mukavampaa heille, jotka tarvitsevat urologian tuotteita.

Siksi tarjoamme ensiluokkaisen laadukkaita tuotteita lähes jokaiselle urologian alalle – transuretraalisesta virtsankeräyksestä perkutaaniseen nefrostomiaan. Vakio- ja erikoisratkaisut aikuisille ja lapsille eri materiaaleista ja kattava kokovalikoima tarjoavat yksilöllistä, optimaalista hoitoa, jossa otetaan huomioon erilaiset taloudelliset tilanteet. Valitset sitten minkä tahansa tuotteen, jokainen niistä on valmistettu huolella yksityiskohtia myöten turvallisuusstandardeja ja suurinta mukavuutta ajatellen.

Haluamme ansaita hymysi, joka sanoo Rüschi-urologiatuotteet – hyvä päätös.


Teleflex – lääketieteellisiä teknologioita terveyden ja elämänlaadun parantamiseen.



Oli kyseessä sitten standardi- tai erikoistoimenpide, Teleflexin Rüschi-katetrit tarjoavat aina oikeanlaisen kärjen helppoon asetukseen. Laaja valikoima täydellisiä tuotteita joka käyttötarkoitukseen, sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen käyttöön.

KÄRJET	
Lieriönmallinen	
Tiemann	
Couvelaire	
Dufour	
Mercier	
Pillikärki	


MATERIAALIT
Silikoni (Rüsch Brillant) • Bioyhteensopiva, biostabiili, allergisoimaton • Pinta estää virtsan sakkautumista • Suuri virtauskapasiteetti, sopii myös pitkäkestoiseen käyttöön • Turvallinen ja helppo asettaa • Hyvä potilasmukavuus
Silikonielastomeerilla päällystettyä lateksia (SiLaSil) • Hiertymisen kestävä päällyste sisä- ja ulkopuolella • Joustava lateksivarsi • Sileä pinta sisä- ja ulkopuolella • Vähäinen sakkautumistaipumus • Voidaan jättää paikalleen pidemmäksi aikaa
Lateksi (Rüsch Gold) • Erittäin taloudellinen • Lyhytkestoiseen käyttöön
PVC (SoftSimplastic) • Tehokas katetrointi • Turvallinen ja helppo asettaa • Mukautuu anatomiaan • Tehokas verihyytymien ja resektoidun kudoksen aspirointi • Erittäin hyvä postoperatiiviseen käyttöön



Katetrin ulkoinen halkaisija, esim.
18 Charrière/French = 6 mm

REIKÄVAIHTOEHDOT			
	1 reikä		2 reikää, lomittain
	2 vastakkaista reikää		3 reikää, lomittain
	2 reikää vierekkäin		Koko kärjen alueella (TUR)

Värikoodi



1 Transuretraaliset Foley-katetrit

1.1 Standardimallinen 2-tiekatetri



ProfilCath AquaFlate Glycerine

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	171505	Lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 12-24	10 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 41 cm	5



AquaFlate Glycerine

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	178000	Lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 12-24	10 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 40 cm	5
	178001	NAISILLE, lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 12-24	10 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 23 cm	5
	178305	Tiemann				
		Ch. 12-24	10 ml	1 reikä	Noin 41 cm	5



Rüsç Brilliant

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	170605	Lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 12-24	10 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 40 cm	10
	171305	Tiemann				
		Ch. 12-24	10 ml	1 reikä	Noin 41 cm	5

ProfilCath AquaFlate Glycerine Brillant Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä, pitkittäiset urat varressa, esitötetty ruisku ballongin täyttämiseen

- Esitötetty ruisku steriilissä pakkauksessa (10 ml steriiliä 10-prosenttista glyseriiniliuosta)
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

AquaFlate Glycerine Brillant Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä, esitötetty ruisku ballongin täyttämiseen

- Esitötetty ruisku steriilissä pakkauksessa (10 ml steriiliä 10-prosenttista glyseriiniliuosta)
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Rüsç Brilliant Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**


Ilmoita aina tilauksen yhteydessä tuotenumero ja tilattava koko

Rüsch SiLaSil Foley-katetri

Lateksia, hirtymistä kestävä silikonielastomeeripäällyste, sininen

- Hirtymistä kestävä silikonielastomeeripäällyste sisä- ja ulkopuolella
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeen venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

Rüsch SiLaSil

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	186005*	Lieriönmallinen				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	5-10 ml 5-15 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 40 cm	10
	186505*	Tiemann				
		Ch. 12/14 Ch. 16-24	5-10 ml 5-15 ml	1 reikä	Noin 40 cm	10

Rüsch SympaCath Foley-katetri

Lateksia, vahvistettu, keltainen

- Hydrofiilinen pinnoite
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeen venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

Rüsch SympaCath

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	180505*	Lieriönmallinen				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	5-10 ml 5-15 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 40 cm	10

Rüsch Gold Foley-katetri

Lateksia, keltainen

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeen venttiili
- Lyhytkestoiseen katetrintiin
- Silikonoitu
- Steriili, kertakäyttöinen


Rüsch Gold

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	180605*	Lieriönmallinen				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	5-10 ml 5-15 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 40 cm	10
	180105*	NAISILLE, lieriönmallinen				
		Ch. 12/14 Ch. 16-22	5-10 ml 5-15 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 25 cm	10
	181305*	Tiemann				
		Ch. 12/14 Ch. 16-26	5-10 ml 5-15 ml	1 reikä	Noin 40 cm	10

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.



SoftSimplastic

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	660610*	Lieriönmallinen				
		Ch. 12-26	10 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 42 cm	10
	661610*	Tiemann				
		Ch. 14-22	10 ml	1 reikä	Noin 42 cm	10

SoftSimplastic Foley-katetri

PVC-muovia, läpinäkyvä

- Lämpöherkkä
- Lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- **Punainen** varjoainejuova katetrin varressa
- Steriili, kertakäyttöinen



Wiruthan

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	331305*	Tiemann				
		Ch. 6/8 Ch. 10/12	3 ml 5 ml	1 reikä	Noin 40 cm	5


Rüsch Foley-katetri

Polyuretaania, läpinäkyvä

- Mukana Rüsch Gold lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen



Robusta Rubber

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	201661*	Tiemann				
		Ch. 10 Ch. 12-24	3-5 ml 5-15 ml	1 reikä	Noin 40 cm	10

Rüsch Foley-katetri

Robusta-kumia, punainen

- Lateksipinnoite
- Mukana Rüsch Gold lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

1.2 Katetrit leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 2- ja 3-tie



Rüsch Brillant Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 2-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen karkien venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittyvää dokumentointietikettä
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Rüsch Brillant

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	170630	Lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10
	172530	Couvelaire				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	5



SoftSimplastic Foley-katetri

PVC-muovia, läpinäkyvä

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 2-tie


- Lämpöherkkä
- Lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen karkien venttiili
- **Punainen** varjoainejuova katetrin varressa
- Steriili, kertakäyttöinen

SoftSimplastic

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	660630*	Lieriönmallinen				
		Ch. 14-28	30 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 42 cm	10
	661630*	Tiemann				
		Ch. 14-22	30 ml	1 reikä	Noin 42 cm	10
	662530* 662575*	Couvelaire				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 42 cm	10
	662630* 662675*	Dufour				
		Ch. 18-24 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	10
	662430*	Mercier				
		Ch. 14-24	30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	10
	663630*	Pillikärki				
		Ch. 14-28	30 ml	1 reikä	Noin 42 cm	10



Rüsch Gold

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	180630*	Lieriönmallinen				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	30 ml 30-50 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 40 cm	10
	181330*	Tiemann				
		Ch. 14 Ch. 16-24	30 ml 30-50 ml	1 reikä	Noin 40 cm	10

Rüsch Gold Foley-katetri


Lateksia, keltainen

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 2-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Silikonoitu
- Steriili, kertakäyttöinen



Rüsch Gold, vahvistettu

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	183530*	Lieriönmallinen				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10

Rüsch Gold Foley-katetri

Lateksia, vahvistettu, keltainen



Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 2-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Silikonoitu
- Steriili, kertakäyttöinen

Seinämän spiraali mahdollistaa mahdollisimman suuren joustavuuden, tasaisesti suuren lumenin ja suuren jäykkyyden.



Robusta Rubber

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	201665*	Tiemann				
		Ch. 12-24	30-50 ml	1 reikä	Noin 40 cm	10
	202201*	Delinotte, Mercier-kärki				
		Ch. 18-24	50 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	5
	202600*	Dufour				
		Ch. 16-24	50 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	5

Rüsch Foley-katetri

Robusta-kumia, punainen

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 2-tie

- Lateksipinnoite
- Mukana Rüsch Gold lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.


Rüsch Brillant Foley-katetri

Silikonia, läpinäkyvä

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetroiintiin, 3-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä (vain tuotenumeroilla 173830, 173930, 174030 ja 174130)
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Rüsch Brillant

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	173830	Lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
	173810	Ch. 16/18 Ch. 20-24	80 ml 100 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
		Couvelaire				
	173930	Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
	173910	Ch. 16/18 Ch. 20-24	80 ml 100 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
	174030	Dufour				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
	174130	Mercier				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5



ProfilCath Rüsch Brillant Foley-katetri

Silikonia, läpinäkyvä, pitkittäiset urat varressa

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetroiintiin, 3-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

ProfilCath

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	173430	Lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
	173230	Couvelaire				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5
	173330	Tiputusluumen virtsaputken lääkkinnälliseen hoitoon, tiputusaukko ballongin alapuolella, lieriönmallinen, kiinteä kärki				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 ml 30 ml	2 reikää, lomittain	Noin 41 cm	5



3-Tiesilikonifoley

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	173800	Lieriönmallinen				
		Ch. 16	40 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	5
		Ch. 18	50 ml			
		Ch. 20	60 ml			
		Ch. 22	70 ml			
		Ch. 24	80 ml			
	173900	Couvelaire				
		Ch. 16	40 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	5
		Ch. 18	50 ml			
		Ch. 20	60 ml			
		Ch. 22	70 ml			
		Ch. 24	80 ml			
	174000	Dufour				
		Ch. 16	40 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	5
		Ch. 18	50 ml			
		Ch. 20	60 ml			
		Ch. 22	70 ml			
		Ch. 24	80 ml			
	174100	Mercier				
		Ch. 16	40 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	5
		Ch. 18	50 ml			
		Ch. 20	60 ml			
		Ch. 22	70 ml			
		Ch. 24	80 ml			

Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 3-tie

- Suurikokoinen ballonki sopii tiukasti runkoon
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeen venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Oikea materiaali joka käyttötarkoitukseen

Silikoni – sopii pitkäkestoiseen käyttöön

Rüsch Brillant Foley-katetrit on tehty puhtaasta värittömästä silikonista. Ne on helppo erottaa sileän pintansa ansiosta. Pinta on sileä sekä luumenin sisä- että ulkopuolelta. Materiaalin reagoimattomuuden ansiosta virtsaputken ärsytys ja virtsan sakkautuminen voidaan pitkälti välttää. Silikoni on myös erittäin bioyhteensopiva ja biostabiili. Materiaalin aiheuttamia äkillisiä potilasreaktioita ei tunneta.

Silikonin hyvän siedettävyyden vuoksi se on loistava katetrimateriaali jopa pitkäkestoisessa käytössä. Vahva ja erittäin joustava materiaali varmistaa helpon ja turvallisen asetuksen, on mukava potilaalle, ja sillä on suuri virtauskapasiteetti.

Silikonin läpinäkyvyys helpottaa sisäluumenin arvioimista visuaalisesti ja mahdollistaa päätöksen tekemisen siitä, onko katetrin vaihtaminen tarpeen. Rüsch Foley-silikonikatetrit ovat erittäin kustannustehokkaita niiden erinomaisten pitkäkestoisten ominaisuuksien vuoksi.

Lateksi* – lyhytkestoiseen käyttöön

Rüsch Gold Foley-katetrit on tehty luonnonlateksista. Tästä materiaalista tehdyt tuotteet ovat yleisimmin käytettyjä peruskäytössä ja leikkauksen jälkeen.

SiLaSil – lateksipäällystetty* silikonielastomeerillä

Nämä katetrit saavat nimensä silikonipäällysteen rakenteesta:

SiLaSil = silikonikerros – lateksiydin – silikonikerros. Lateksivarsi takaa hyvän joustavuuden. Hiertymistä kestävä sileä silikonipäällyste vähentää virtsan sakkautumistodennäköisyyttä ja pidentää kestokatetrin käyttöaikaa. Siksi SiLaSil-katetrit yhdistävät lateksin ja silikonin parhaat ominaisuudet ja tarjoavat hyvän potilasmukavuuden kustannustehokkaasti.

PVC – sopii leikkauksen jälkeiseen käyttöön

Tämä korkealaatuinen lämmönherkkä materiaali sopii erityisen hyvin leikkauksen jälkeisiin huuhtelu- ja virtauskatetreihin. Muovi on vielä tukevaa asetuksen aikana, mikä helpottaa katetrointia.

Elimistön lämpö tekee PVC-muovista joustavaa, joten katetri voi mukautua optimaalisesti potilaan anatomiaan. Tämä lisää potilasmukavuutta.

Erittäin suuret sisähalkaisijat suhteessa ulkohalkaisijoihin varmistavat suuren virtauskapasiteetin. Vakaat katetrin seinämät mahdollistavat turvallisen huuhtelun ja tarjoavat suuren vastuksen kokoon painumiselle verihyytymien ja resekoitun kudoksen aspiroinnin aikana.

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

SoftSimplastic Foley-katetri

PVC-muovia, läpinäkyvä

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrintiin, 3-tie

- Lämpöherkkä
- Lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- **Punainen** varjoainejuova katetrin varressa
- Steriili, kertakäyttöinen



SoftSimplastic

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	664330*	Lieriönmallinen				
		Ch. 18-24	30 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 42 cm	10
	664130* 664176*	Couvelaire				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 42 cm	10
	664530* 664575*	Dufour				
		Ch. 18-22 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	10
	664230* 664275*	Mercier				
		Ch. 20-24 Ch. 18-24	30 ml 75 ml	2 reikää ballongin edessä ja 1 takana 2 reikää, lomittain	Noin 42 cm	10
	663230*	Pillikärki				
		Ch. 18-24	30 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 42 cm	10



Rüsch Gold Foley-katetri

Lateksia, keltainen

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrintiin, 3-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Silikonoitu
- Steriili, kertakäyttöinen

Rüsch Gold

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	183405*	Lieriönmallinen				
		Ch. 18-26	5-15 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 40 cm	10
	183430*	Lieriönmallinen				
		Ch. 18-26	30-50 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 40 cm	10
	183230*	Pillikärki				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 40 cm	10



Rüsch Gold, vahvistettu

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	183830*	Lieriönmallinen				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 40 cm	10
	183960*	Couvelaire				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10
	183930*	Pillikärki				
		Ch. 18-24	30-50 ml	2 reikää vierekkäin	Noin 40 cm	10
	184110*	TUR-katetri, lieriönmallinen, Mercier-kärki				
		Ch. 18-24	50-100 ml	Virtausreiät koko kärjen pituudelta	Noin 40 cm	10

Rüsch Gold Foley-katetri

Lateksia, vahvistettu, keltainen

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 3-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Silikonoitu
- Steriili, kertakäyttöinen

Seinämän spiraali mahdollistaa mahdollisimman suuren joustavuuden, tasaisesti suuren luumenin ja suuren jäykyyden.



Robusta Rubber

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	204500* 204502*	Dufour				
		Ch. 16-26 Ch. 18-24	50 ml 50-100 ml	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	5
	204401* 204410*	Frohmüller, Mercier-kärki				
		Ch. 18-26 Ch. 20-26	50 ml 50-100 ml	3 reikää, lomittain	Noin 40 cm	5

Rüsch Foley-katetri

Robusta-kumia, punainen

Katetri leikkauksen jälkeiseen katetrointiin, 3-tie

- Lateksipinnoite
- Mukana Rüsch Gold lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

Vihje: Turvallisuussyistä kaikissa ballongeissamme, joiden tilavuus on korkeintaan 100 ml (100 ml:n ballonki), on hieman suurempi ympärysmitta.

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

1.3 Foley-katetrit lapsille



AquaFlate Glycerine Brillant Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä, esitäytetty ruisku ballongin täyttämiseen

- Esitäytetty ruisku steriilissä pakkauksessa (1,5, 3 tai 5 ml steriiliä 10-prosenttista glyseriiniliuosta)
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeä venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

AquaFlate Glycerine

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	178003	Lieriönmallinen , kiinteä kärki, mukana mandriini				
		Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	1,5 ml 3 ml 5 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 31 cm	5
	178004	Tiemann , mukana mandriini				
		Ch. 8 Ch. 10	3 ml 5 ml	1 reikä	Noin 31 cm	5



Rüsch Brillant Foley-katetri

Silikonია, läpinäkyvä

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeä venttiili
- Röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Rüsch Brillant

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	170003	Lieriönmallinen , kiinteä kärki, mukana mandriini				
		Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	1,5 ml 3 ml 5 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 31 cm	5
	170004	Tiemann , mukana mandriini				
		Ch. 8 Ch. 10	3 ml 5 ml	1 reikä	Noin 31 cm	5



Rüsch Gold

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	180003*	Lieriönmallinen, mukana mandriini				
		Ch. 8/10	3 ml	2 vastakkaista reikää	Noin 30 cm	10


Rüsch Gold Foley-katetri

Lateksia, keltainen

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Lyhytkestoiseen katetrointiin
- Silikonoitu
- Steriili, kertakäyttöinen



Wiruthan

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	331505*	Lieriönmallinen				
		Ch. 6/8 Ch. 10/12	3 ml 5 ml	1 reikä	Noin 25 cm	5

Rüsch Foley-katetri

Polyuretaania, läpinäkyvä

- Mukana Rüsch Gold lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

1.4 Erikoiskatetrit



Pallokatetri Neobladder leikkauksen jälkeiseen huuhteluun
Silikonia, läpinäkyvä, pitkittäiset urat varressa, 3-tie

- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkeen venttiili
- Varjoainejuova katetrin varressa
- 2 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Neobladder-katetri						
	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	173420	Keskeltä avoin kärki, noin 4 cm pitkä				
		Ch. 20 Ch. 22	20 ml 30 ml	6 vastakkaista reikää	Noin 41 cm	5



Ketjukatetrisetti

	TUOTENRO	MATERIAALI	KOKO	PITUUS	MÄÄRÄ
	345500	Ketjukatetrisetti			
		Asetussondi, valkoista polyuretaania	Ch. 7	5 cm	2
		Kromipäällystetty messinkiketju, jossa on sili-konista valmistettu kiinnityslevy	Ch. 12	16 cm	
		Asetusholkki, vihreää polyuretaania	Ch. 7	24 cm	

Ketjukatetrisetti naisen
virtsaputken kuvaukseen

- Varjoaineinjektio, röntgenvisualisointi ja virtsanäytteen otto yhdellä instrumentilla.
- Varjoaineinjektori ruostumattomasta teräksestä ja Luer-lock-kiinnike PVC-muovista (noin 28 cm pitkä)
 - Asetusmandriini ruostumatonta terästä (noin 32,5 cm pitkä)
 - Steriili, kertakäyttöinen
 - **Lateksiton**



Säteilymittauskatetri

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	333464*	Lieriönmallinen				10
		Ch. 18	5-10 ml	1 reikä	Noin 40 cm	

Säteilymittauskatetri
Polyuretaania, 3-tie

- Lateksiballonki
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Steriili, kertakäyttöinen

* Tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

1.5 Lisävarusteet

	TUOTENRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
	546000	Katetrimandriini, metallinen	1
		• Thompson-kärki (yksi suora ja yksi käyrä pää) • Halkaisija 2,5 mm • Noin 55 cm pitkä • Ei-steriili	
	548000	Katetrin tulppa, sinistä PP-muovia	100
		• Kokoihin Ch. 7-30 • Ei-steriili • Lateksiton	
	548500	Katetrin tulppa, sinistä PP-muovia	50
		• Kokoihin Ch. 7-30 • Yksittäispakkaus • Tylppänokkainen • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton	
	556000	Silkospray	10
		Silkospray estää kumin, lateksin ja PVC-muovin sakkautumisen sekä estää niitä tarttumasta limakalvoon. Käytetty ponnekaasu ei sisällä CFC-aineita ja noudattaa ympäristömääräyksiä.	
	187501 187502	Perineaaliliina, muovia	50
		• Ilman kiinnitystarraa • Kiinnitystarrallinen • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton	
	850550	SilFlate, esitäytetty ruisku¹	10
		• Mukana steriiliä 10-prosenttista vesipitoista glyseriiniliuosta • 10 ml • Steriili, kertakäyttöinen	

¹ Huomio: Vain silikoniballonkien täyttämiseen!

2 Ballongittomat virtsarakkokatetrit

2.1 PVC-katetrit

2



Katetri

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	250100	Lieriönmallinen, kiinteä kärki			
		Ch. 6-22	1 reikä	Noin 37 cm	5
	251500	Oliivikärki			
		Ch. 8-18	1 reikä	Noin 37 cm	5
	252000	Mercier			
		Ch. 8-24	1 reikä	Noin 37 cm	5
	254800	Couvelaire			
		Ch. 14-24	2 reikää, lomittain	Noin 37 cm	10
	259700	Tiemann			
		Ch. 6-24	1 reikä	Noin 37 cm	5

Katetrit

PVC-muovia

- Punainen
- Suppilollinen
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**



Naisten katetrit

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	220005	Lieriönmallinen kärki, silikonoitu, kaksoispakattu, koko värikoodin mukainen			
		Ch. 8-16	1 reikä	Noin 16 cm	50
	220006	Lieriönmallinen kärki, silikonoitu, yksittäispakattu, koko värikoodin mukainen			
		Ch. 8-16	1 reikä	Noin 16 cm	50

Katetrit naisille

PVC-muovia

- Läpinäkyvä
- Ilman suppiloa
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Ch. koko värikoodattu:

Ch. 8

Ch. 10

Ch. 14

Ch. 12


Ch. 16

- Katetrit**
PVC-muovia
- Läpinäkyvä
 - Suppilollinen
 - Steriili, kertakäyttöinen
 - Lateksiton



Katetri					
	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	220500	Nelaton-Robinson , lieriönmallinen kiinteä kärki, silikonoitu, koko värikoodin mukaan			
		Ch. 10-24	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	50
	221500	Couvelaire			
		Ch. 16-24	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10
	221800	Tiemann , kiinteä kärki, silikonoitu, koko värikoodin mukaan			
		Ch. 12-24	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	50
	221900	Tiemann , kiinteä kärki, silikonoitu, kaksoispakattu, koko värikoodin mukaan			
		Ch. 12-24	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	50

Ch. värikoodattu:



2.2 Kumi- tai lateksikatetrit



Nelaton-katetrit

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	402100*	Lieriönmallinen, kiinteä kärki			
		Ch. 6/7/8/9/10 Ch. 12-30 ¹	1 reikä	Noin 40 cm	10
	402101*	Lieriönmallinen, kiinteä kärki			
		Ch. 6/7/8/9/10 Ch. 12-30 ¹	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10
	403300*	Robinson, ontto kärki			
		Ch. 8-20 ¹	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10
	403900*	Pillikärki			
		Ch. 8-22 ¹	1 reikä	Noin 40 cm	10
	404300*	Keskiaukko			
		Ch. 6-26 ¹	1 reikä	Noin 40 cm	10

Nelaton-katetrit

Pehmeää kumia

- Punainen
- Suppilollinen
- Steriili



Tiemann-katetrit

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	REIÄT	PITUUS	MÄÄRÄ
	410200*	Tiemann, kiinteä kärki			
		Ch. 7/8/9/10 Ch. 12-28 ¹	1 reikä	Noin 40 cm	10
	410201*	Tiemann, kiinteä kärki			
		Ch. 7/8/9/10 Ch. 12-26 ¹	2 reikää, lomittain	Noin 40 cm	10

Tiemann-katetrit

Robusta-kumia

- Punainen
- Suppilollinen
- Steriili



Itsekiinnittyvät katetrit

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	SIIVET	PITUUS	MÄÄRÄ
	415100**	Pezzer			
		Ch. 10-44 ¹	-	Noin 33 cm	5
	415600**	Casper			
		Ch. 10-40 ¹	4	Noin 40 cm	5
	415700**	Malecot			
		Ch. 10-28 ¹	2	Noin 40 cm	5

Itsekiinnittyvät katetrit

Lateksia

- Punainen
- Suppilollinen
- Steriili, kertakäyttöinen

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

** Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

¹ Vain parilliset koot

3 Suprapubinen katetrointi

3.1 Setit aikuisille ja lapsille

3

Taloudellinen polyuretaanikatetri lyhyt- ja keskipitkäkestoiseen hoitoon

EasyCyst Adult

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	MÄÄRÄ
	170717	Vaihtosetti	
		Ch. 8/10/12/14/16	10
	Saparollinen – ilman ballonkia • Hyvä virtauskapasiteetti jopa pienillä ulkohalkaisijoilla seinämän ohuuden ansiosta • Hyvä yhteensopivuus vähäisen karstoittumistaipumuksen ansiosta • Virtsarakon limakalvo ärtyy mahdollisimman vähän virtsarakossa olevasta saparokärjestä • Vähäisempi invasiivisuus pienemmän ulkohalkaisijan ansiosta (ei ballonkia) • Turvallinen kiinnitys ompeleella ilman merkittävää luumenin rajoittumista muotonsa säilyttävän polyuretaanin takia • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton		


Pitkäkestoinen silikonikatetri mahdollisimman mukavaan käyttöön

SupraFlex Adult

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	MÄÄRÄ
	170704	Vaihtosetti	
		Ch. 10/12/14/16	5
	Mukana saparo – ja ballonki • Erittäin suuri virtauskapasiteetti jopa pitkäkestoisessa käytössä vähäisen karstoittumistaipumuksen ja saparon sisäpuolella sijaitsevien suurten dreenausreikien ansiosta • Suurin mahdollinen mukavuus käytön aikana elastisuuden ja biologisen yhteensopivuuden ansiosta • Virtsarakon limakalvo ärsyyntyy vain vähän virtsarakossa olevan saparokärjen ansiosta • Ommelta ei tarvita, koska ballonki kiinnittää katetrin: minimaalisesti invasiivinen • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton		

Esitäytetty ruisku¹

SilFlate

	TUOTENRO	TÄYTTÖTILAVUUS	MÄÄRÄ
	850550	SilFlate	
		10 ml	10
		• Mukana steriiliä 10-prosenttista vesipitoista glyseriiniliuosta • Steriili, kertakäyttöinen	

Taloudellinen silikonituote pitkäkestoiseen hoitoon

SupraCath Adult



	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	MÄÄRÄ
	170729 ²	Vaihtosetti	
		Ch. 8/10/12/14/16	5
	170606 ²	Yksittäinen katetri³	
		Ch. 8/10/12/14/16/18/20	10
Keskeltä avoin kärki ja ballonki • Suuri virtauskapasiteetti jopa pitkäkestoisessa hoidossa erittäin vähäisen karstoittumistaipumuksen ansiosta • Suurin mahdollinen mukavuus käytön aikana elastisuuden ja biologisen yhteensopivuuden ansiosta • Erittäin yksinkertainen ja nopea katetrinvaihto ohjainlangalla keskiaukon ja suoran kärjen ansiosta • Ommelta ei tarvita, koska ballonki kiinnittää katetrin: minimaalisesti invasiivinen • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton			

¹Huomio: Vain silikoniballonkien täyttämiseen!

²Ch. 14-20, varustettu röntgenpositiivisella kärjellä

³Mukana tulee kaksi itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä

Ilmoita aina tilauksen yhteydessä tuotenumero ja tilattava koko

Taloudellinen polyuretaanikatetri on tarkoitettu lasten lyhyt- ja keskipitkäkestoiseen hoitoon




EasyCyst Infant

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	MÄÄRÄ
	170722	Vaihtosetti	
		Ch. 5	5


Saparollinen – ilman ballonkia

- Hyvä virtauskapasiteetti jopa pienillä ulkohalkaisijoilla seinämän ohuuden ansiosta
- Hyvä yhteensopivuus vähäisen karstoittumistaipumuksen ansiosta
- Virtsarakon limakalvo ärtyy mahdollisimman vähän virtsarakossa olevasta saparokärjestä
- Vähäisempi invasiivisuus pienemmän ulkohalkaisijan ansiosta (ei ballonkia)
- Turvallinen kiinnitys ompeleella ilman merkittävää luumenin rajoittumista muotonsa säilyttävän polyuretaanin takia
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**


Värikoodatut katetrit ja ballonkien koot




Ch. 8 = 3 ml




Ch. 10 = 5 ml



Ch. 12 = 10 ml



Ch. 14 = 10 ml



Ch. 16 = 10 ml

3.2 Settien esittely

3

Vaihtosetit

Vaihtosetit mahdollistavat turvallisen ja nopean katetrin vaihdon mukana olevan ohjainlangan avulla. Luotettava koon tunnistus värikoodattujen katetrien ansiosta.



Sisältö

- Katetri
- Ohjainlanka, jossa PTFE-päällyste
- Tarranauha
- Kiinnike tai tulppa
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä

Vaihtosetit

TUOTENRO	NIMI	KATETRI				TILATTAVA KOKO	OHJAINLANKA	
		MALLI	BALLONKI	MATERIAALI	PITUUS		PITUUS	MÄÄRÄ
170717	EasyCyst Adult	Saparo	-	Polyuretaani	550 mm	Ch. 8/10/12/14/16	1 000 mm	10
170704	SupraFlex Adult	Saparo	Ballonki	Silikoni	510 mm	Ch. 10/12/14/16	1 000 mm	5
170729	SupraCath Adult	Lyhyt, suora kärki	Ballonki	Silikoni	410 mm	Ch. 8/10/12/14/16	1 000 mm	5
170722	EasyCyst Infant	Saparo	-	Polyuretaani	500 mm	Ch. 5	1 000 mm	5

3.3 Punktioinstrumentti ensihoitoon

Punktio ja virtsan dreenaus sekunneissa

Simplastic

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	MÄÄRÄ
	650704*	Punktioinstrumentti	
		Ch. 10/12/16	5
	PVC-punktioinstrumentti, jossa on lateksiballonki, ensihoitoon - Punktio ja virtsan dreenaus yhtenä prosessina integroidun troakaarin ja katetrin avulla - Punktion tarkkuus integroidun säädettävän välikappaleen ansiosta - Katetrin turvallinen kiinnitys ballongilla ja kiinnityslevyllä - steriili, kertakäyttöinen		
	Nopeutta, kun joka sekunnilla on väliä Levitä paikallispuudutetta, tee pieni viilto ja aseta punktioinstrumentti: virtsa voidaan dreenata heti.		

* Tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

4 Virtsankeräimet

4.1 Esiliitetyt

Turvallinen ja hygieeninen

Virtsankeräys aiheuttaa suuren osan kaikista sairaalasyntyisistä virtsatieinfektioista. Potilaalle koituvien terveysriskien lisäksi tällaiset infektiot ovat myös suuri taloudellinen ongelma. Teleflexin Rüscherin tuotemerkki tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, jotka pienentävät infektioriskiä. Suljettu virtsankeräysjärjestelmä on yksi tärkeimmistä tekijöistä infektioiden ennaltaehkäisyssä. Rüscherin virtsankeräysjärjestelmät vastaavat kaikkia hygieenisistä vaatimuksia korkealaatuisille suljetuille järjestelmille pitkäaikaisessa terveydenhoidossa.

Esiliitetty: Paras mahdollinen infektioiden ennaltaehkäisy perusterveydenhuollossa



Luumenin sisäisten virtsatieinfektioiden vähentäminen: Liitäntä katetrin ja suljetun

virtsankeräysjärjestelmän välillä on turvattu suojakalvolla – tämä estää tahattoman irtoamisen ja siihen liittyvän bakteeri-invasioon. (Kalvo voidaan poistaa tarvittaessa.) Taloudellista ja nopeaa: Ei liittämistarvetta – säästää aikaa ja vähentää asettamisvirheiden määrää katetroinnin aikana.

Suljettu virtsankeräysjärjestelmä, jossa on silikoniballonkikatri, tavalliseen katetrointiin pitkiä ajanjaksoiksi

Esiliitetty

	TUOTENRO	KOOSTUMUS	TILATTAVA KOKO	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	171100 ¹	Esiliitetty		10
		Rüscher Brilliant silikoniballonkikatri Lieriönmallinen kiinteä kärki, 2 vastakkaista reikää, pituus noin 40 cm, ballonki 10 ml	Ch. 12/14/16/18/20/22	
		Rüscher S-Bag – suljettu virtsankeräysjärjestelmä Kapasiteetti 2 000 ml, letkun pituus 120 cm		
		SilFlate – esitäytetty ruisku² Mukana steriiliä 10-prosenttista vesipitoista glyseriiniiliuosta, 10 ml (tuotenumro 850550, jos tilataan erikseen)		
Rüscher Brilliant silikoniballonkikatri - Läpinäkyvä 2-tiekatri, jossa on röntgenpositiivinen kärki ja varjoainejuova katetrin varressa - Silikoni takaa jatkuvan joustavuuden ja biohyhteensopivuuden - Suuret reiät ja suuri sisälumen mahdollistavat suuren dreenaustehon - Vähäinen karstoittumistaipumus sileiden pintojen ansiosta - Atraumaattinen kärki ja reiät - Mukana tulee esitäytetty ruisku ballonin täyttämiseen steriilissä pakkauksessa, 10 ml steriiliä 10-prosenttista vesipitoista glyseriiniiliuosta				
Rüscher S-Bag - Uurteinen yleisliitin - Litettä neulaton virtsanäyteportti - Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili - Bakteerin- ja nestekestävä ilmanvaihtoaukko pussissa - Selkeä ml-asteikko - Joustava kiertymätön tuloletkusto, lakanakiinnike ja liukusuljin - Järjestelmän optimaalinen kiinnitys lisänauhallisen kaksoiskoukun avulla - Tiputtamaton pohjaventtiili, jossa yhdellä kädellä toimiva suljin - Kiinnike ulostuloletkun kiinnittämiseen				

¹Tuotteen 171100 mukana tulee kaksi itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä.

²Huomio: Vain silikoniballonkien täyttämiseen!

4.2 Suljetut virtsankeräysjärjestelmät

Suljettu virtsankeräysjärjestelmä tavalliseen katetrointiin pitiksi ajanjaksoiksi

Rüsch S-Bag

	TUOTENRO		KAPASITEETTI	LETKUN PITUUS	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673044-000000 673049-000000 673049-002500	Rüsch S-Bag Rüsch S-Bag A Rüsch S-Bag I	2 000 ml 2 000 ml 2 500 ml	120 cm	20
		• Urteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki • Litteä neulaton virtsanäyteportti • Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili • Bakterin- ja nesteenkästävä ilmanvaihtoaukko pussissa • Selkeä ml-asteikko • Joustava kiertymätön tuloletkusto, lakanakiinnike ja liukusuljin • Järjestelmän optimaalinen kiinnitys lisänauhallisen kaksoiskoukun avulla • Tiputtamaton pohjaventtiili, jossa yhdellä kädellä toimiva suljin (tuotenro 673044-000000) tai T-hanaventtiili (tuotenro 673049-000000 ja tuotenro 673049-002500) • Kiinnike ulostuloletkun kiinnittämiseen		 T-hanaventoventtiili tuotenro 673049-000000 ja tuotenro 673049-002500	

Suljettu virtsankeräysjärjestelmä lapsille tavalliseen katetrointiin pitiksi ajanjaksoiksi

Rüsch P-Bag

	TUOTENRO		KAPASITEETTI	LETKUN PITUUS	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673052-000000	Rüsch P-Bag	1 000 ml	90 cm	20
		• Uurteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki • Litteä neulaton virtsanäyteportti • Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili • Bakterin- ja nesteenkestävä ilmanvaihtoaukko pussissa • Selkeä ml-asteikko • Joustava kiertymätön tuloletkusto, lakanakiinnike ja liukusuljin • Järjestelmän optimaalinen kiinnitys lisänauhallisen kaksoiskoukun avulla • Tiputtamaton pohjaventtiili, jossa yhdellä kädellä toimiva suljin • Kiinnike ulostuloletkun kiinnittämiseen			

Virtsankeräysjärjestelmät sisältävät virtsamittarin ja virtsankeräimen

Rüschin suljetut virtsanmittausjärjestelmät

	TUOTENRO	VIRTSAMITTARIN KAPASITEETTI	VIRTSANKERÄIMEN KAPASITEETTI	LETKUN PITUUS	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673081-000000 673082-000000	500 ml	2 000 ml	150 cm 120 cm	10



Virtsamittari

- 500 ml:n kapasiteetti ja sisäänrakennettu mittauskammio pieniä määriä varten (1 ml:n asteikko)
- Uurteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki
- Litteä neulaton virtsanäyteportti
- Letkuvahvike tippakammion yläpuolella
- Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili
- Bakterin- ja nesteenkestävä ilmanvaihtoaukko pussissa
- Joustava kiertymätön tuloletkusto, lakanakiinnike ja liukusuljin
- Sivuhihnat optimaaliseen kiinnitykseen
- Helppokäyttöinen pohjan ulostulovenntiili
- Turvallisuusylivuoto virtsamittarin sisällä (jos virtsamittari täyttyy liikaa, virtsa siirtyy suoraan virtsankeräimeen avaamatta mittarin pohjan ulostulovenntiiliä)

Virtsankeräin

- 2 000 ml:n kapasiteetti
- Takaisinvirtauksen estävä venttiili
- Bakterin- ja nesteenkestävä ilmanvaihtoaukko
- Selkeä ml-asteikko
- Tiputtamaton T-hanaulostulovenntiili
- Liitin ulostulotekun kiinnittämiseen

Vaihtokeräin tuotenumeralle 673081-000000 ja tuotenumeralle 673082-000000

	TUOTENRO	KAPASITEETTI	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673083-000000	2 000 ml	50



- Takaisinvirtauksen estävä venttiili
- Bakterin- ja nesteenkestävä ilmanvaihtoaukko
- Selkeä ml-asteikko
- Tiputtamaton T-hanaulostulovenntiili
- Liitin ulostulotekun kiinnittämiseen

Suljettu virtsankeräysjärjestelmä, jossa on sisäänrakennettu 400 ml:n mittauskammio

Rüsch U-Bag

	TUOTENRO		KAPASITEETTI	LETKUN PITUUS	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673064-000000 673065-000000	Rüsch U-Bag	2 000 ml	120 cm 150 cm	10



- Urteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki
- Litteä neulaton virtsanäyteportti
- Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili
- 400 ml:n asennettu kääntyvä kaksoismittauskammio, jossa on sisäänrakennettu 50 ml:n mittauskammio pienille määriille ja lisänäyteportti tuoreelle virtsalle
- Bakterin- ja nesteestävä ilmanvaihtoaukko mittauskammiossa ja pussissa
- Selkeä ml-asteikko
- Joustava kiertymätön tuloletkusto, lakanakiinnike ja liukusuljin
- Järjestelmän optimaalinen kiinnitys D-renkaallisen koukku- ja silmukka-nauhan avulla
- Tiputtamaton pohjaventtiili, jossa yhdellä kädellä toimiva suljin
- Kiinnike ulostuloletkun kiinnittämiseen

Suljettu virtsankeräysjärjestelmä leikkauksen jälkeiseen virtsarakon huuhteluun ja katetrointiin

Rüsch TUR-Bag					
	TUOTENRO		KAPASITEETTI	LETKUN PITUUS	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673053-000000	Rüsch TUR-Bag	4 000 ml	120 cm	20
		• Urteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki • Neulaton virtsanäyteportti • Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili • Bakteerin- ja nesteenkästävä ilmanvaihtoaukko pussissa • Selkeä ml-asteikko • Joustava kiertymätön tuloletkusto, lakanakiinnike ja liukusuljin • Järjestelmän optimaalinen kiinnitys lisänauhallisen kaksoiskoukun avulla • Tarkka lukema pussin tasapainoisen sijainnin ansiosta • Tiputtamaton T-hanaulostuloverventtiili • Kiinnike ulostulotukun kiinnittämiseen			

Suljettu virtsankeräysjärjestelmä leikkauksen jälkeiseen virtsarakon huuhteluun ja katetrointiin

Rüsch TUR-Bag, jossa on venttiili					
	TUOTENRO		KAPASITEETTI	LETKUN PITUUS	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673054-000000	Rüsch TUR-Bag	4 000 ml	120 cm	10
		• Urteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki • Litteä neulaton virtsanäyteportti • Aukollinen tippakammio, jossa on sisäänrakennettu takaisinvirtauksen estävä venttiili • Bakteerin- ja nesteenkästävä ilmanvaihtoaukko pussissa • Selkeä ml-asteikko • Joustava, taipumaton sisääntulotukusto, jossa on venttiili, lakanakiinnike ja kaksi (2) liukusuljinta • Järjestelmän optimaalinen kiinnitys lisänauhallisen kaksoiskoukun avulla • Tarkka lukema pussin tasapainoisen sijainnin ansiosta • Tiputtamaton T-hanaulostuloverventtiili • Kiinnike ulostulotukun kiinnittämiseen			

4.3 Lisävarusteet

Virtsankeräyspussi virtsankeräysjärjestelmien tyhjentämiseen ja virtsan hävittämiseen

Virtsankeräyspussi, jossa on uurteinen yleisliitin

	TUOTENRO	KAPASITEETTI	MÄÄRÄ
Ei-steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673045-000000	2 000 ml	250



- 2 000 ml:n pussi, jossa ml-asteikko
- Uurteinen yleisliitin, jossa on suojakorkki, sopii kaikkiin virtsankeräysjärjestelmiin, joissa on **joustava** ulostuloletku¹
- Liukusuljin sisääntuloletkustossa pussin sulkemiseen

¹ Virtsankeräyspussi tuotenro 673045-000000 sopii hyvin suljettuihin virtsankeräysjärjestelmiimme: Esiliitetty (tuotennumero 171100), Rüsch S-Bag (tuotennumero 673044-000000), Rüsch P-Bag (tuotennumero 673052-000000), Rüsch U-Bag (tuotennumero 673064-000000 & 673065-000000) sekä kaikki muut virtsankeräysjärjestelmät, joissa on joustavat ulostuloletkut.

Tarjoamme puhtaan ja hygieenisen tavan tyhjentää virtsankeräysjärjestelmät ja hävittää virtsan.

Virtsankeräyspussi, joka on suunniteltu erityisesti tyhjentämään virtsankeräysjärjestelmiä ja hävittämään niiden sisältöä, voidaan liittää suoraan järjestelmän ulostuloletkuun. Näin sinun ei tarvitse käyttää avoimia virtsanäytesäiliöitä eikä siivota niitä jokaisen käytön jälkeen.

4

Virtsankeräyspussi virtsankeräysjärjestelmien tyhjentämiseen ja virtsan hävittämiseen

Virtsankeräyspussi, jossa on naarasliitin

	TUOTENRO	KAPASITEETTI	MÄÄRÄ
Ei-steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	673045-002000 673045-002500	2 000 ml 2 500 ml	250 25



- 2 000 tai 2 500 ml:n pussi, jossa on ml-asteikko
- Naarasliitin, sopii kaikkiin virtsankeräysjärjestelmiin, joissa on **T-hanaulostuloventtiili**²
- Liukusuljin sisääntuloletkustossa pussin sulkemiseen

² Virtsankeräyspussit tuotenro 673045-002000 ja tuotenro 673045-002500 sopivat hyvin suljettuihin virtsankeräysjärjestelmiimme: Rüsch S-Bag A (tuotenro 673049-000000), Rüsch S-Bag I (tuotenro 673049-002500), Rüschin suljetut virtsanmittausjärjestelmät (tuotenro 673081-000000 ja tuotenro 673082-000000) sekä kaikki muut virtsankeräysjärjestelmät, joissa on T-hanaulostuloventtiili.



Tyhjennyksen aikana virtsankeräysjärjestelmä muodostaa virtsankeräyspussin kanssa tiiviin ja suljetun yksikön. Näin vältetään ympäröivän alueen mahdollinen kontaminaatio virtsatahrojen vuoksi. Virtsankeräysjärjestelmän tyhjennyksen jälkeen virtsankeräyspussi voidaan sulkea liukusulkimella ja hävittää. Näin koko toimenpide on turvallinen ja hygieeninen – ja edistää siten infektioiden ehkäisyä.

5 Virtsanjohdinkatetrit

5.1 Superglide-virtsanjohdinkatetrit vakiokäyttöön



Superglide-virtsanjohdinkatetrit

Hydrogeelipäällyste – ratkaisu kaikkiin vaikeisiin virtsanjohdinasetuksiin

- Röntgenpositiivinen
- Cm-asteikko
- 2 eri merkintää osoittavat oikean/vasemman puolen
- Mukana tulee Luer-lock-adaptteri
- Mukana mandriini
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton


Superglide-virtsanjohdinkatetrit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
Suora kärki						
 Lieriönmallinen, suljettu	264701	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
 Lieriönmallinen, suljettu	264702	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	2	10
Koaksiaaliseen käyttöön						
 Keskiakko	264710	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	-	10
 Keskiakko	264711	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
Käyrä kärki						
 Käyrä oliivikärki	264801	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
Koaksiaaliseen käyttöön						
 Käyrä keskiakko	264810	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	-	10
 Käyrä keskiakko	264811	PVC ja hydrogeelipäällyste	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10

Ohjainlangan enimmäishalkaisija koaksiaalisissa Superglide-virtsanjohdinkatetreissa

TUOTENRO 264710 / 264711 / 264810 / 264811					
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,018"	0,028"	0,035"	0,038"	0,038"	0,038"
0,45 mm	0,71 mm	0,89 mm	0,96 mm	0,96 mm	0,96 mm

5.2 Virtsanjohtinkatetrit vakiokäyttöön



Virtsanjohtinkatetrit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
Suora kärki						
 Lieriönmallinen, suljettu	263602	PVC	Ch. 3-10	Noin 70 cm	1	10
 Lieriönmallinen, suljettu	223602	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
 Lieriönmallinen, suljettu	223600	PVC erityisen pehmeä	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
 Lieriönmallinen, suljettu	223606	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	2	10
 Erittäin joustava kärki, lieriönmallinen, suljettu	333601	PVC	Ch. 3-7	Noin 70 cm	2	10
 Oliivikärki	263702	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
 Oliivikärki	223706	PVC	Ch. 4-6	Noin 70 cm	2	10
 Pillikärki	263802	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1	10
Koaksiaaliseen käyttöön						
 Keskiaukko	264600	PVC	Ch. 3/4/4,8	Noin 70 cm	-	10
 Keskiaukko	223604	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	2	10

Virtsanjohtinkatetrit

Suuri valikoima diagnostiikkaa ja optimaalista hoitoa varten

- Röntgenpositiivinen
- Cm-asteikko
- 2 eri merkintää osoittavat oikean/vasemman puolen
- Mukana tulee Luer-lock-adapteri
- Mukana mandriini
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Ohjainlangan enimmäishalkaisija koaksiaalisissa virtsanjohtinkatetreissa

TUOTENRO 264600			TUOTENRO 223604			
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4,8	Ch. 3	Ch. 4/5	Ch. 6	Ch. 7/8
0,018"	0,032"	0,038"	0,015"	0,018"	0,032"	0,045"
0,45 mm	0,80 mm	0,96 mm	0,38 mm	0,45 mm	0,80 mm	1,14 mm

- Virtsanjohtinkatetrit**
Suuri valikoima optimaalista diagnostiikkaa ja hoitoa varten – myös vaikeisiin virtsanjohtinasetuksiin
- Röntgenpositiivinen
 - Cm-asteikko
 - 2 eri merkintää osoittavat oikean/vasemman puolen
 - Mukana tulee Luer-lock-adapteri
 - Mukana mandriini
 - Steriili, kertakäyttöinen
 - Lateksiton



Virtsanjohtinkatetrit						
KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
Käyrä kärki						
 Käyrä oliivikärki	264001	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	1 20 mm kärjestä	10
Koaksiaaliseen käyttöön						
 Käyrä keskiaukko	264100	PVC	Ch. 3-8	Noin 70 cm	-	10
 Käyrä keskiaukko	264102	PVC	Ch. 4-7	Noin 70 cm	1	10
 Käyrä keskiaukko	264200	PVC	Ch. 3-6	Noin 115 cm ureterorenoskoopeissa	-	6

Ohjainlangan enimmäishalkaisija koaksiaalisissa virtsanjohtinkatetreissa							
TUOTENRO 264100			TUOTENRO 264102		TUOTENRO 264200		
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5/6/7/8	Ch. 4	Ch. 5/6/7	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5/6
0,015"	0,018"	0,035"	0,018"	0,035"	0,015"	0,018"	0,028"
0,38 mm	0,45 mm	0,89 mm	0,45 mm	0,89 mm	0,38 mm	0,45 mm	0,71 mm

5.3 Virtsanjohtinkatetri erikoiskäyttöön



Erikoisvirtsanjohtinkatetri											
KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO		PITUUS			REIÄT		MÄÄRÄ	
 Chevassu, pillikärki	267500	Virtsanjohtinkatetri, Chevassu-kärki, rutiininomaiseen varjoaineen injektioimiseen virtsanjohtimeen taakse suuntautuvan tutkimuksen aikana									
		PVC	Ch. 4-12		Noin 70 cm			-		10	
		Kärjen/varren halkaisija									
		Kärki	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9	Ch. 10	Ch. 11	Ch. 12
		Varsi	Ch. 3	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 7	Ch. 7
 Keskiaukko	264500	Virtsanjohtinkatetri, Woodruff-Pflaumer-kärki									
		PVC	Ch. 5/8		Noin 50 cm			-		6	

- Erikoisvirtsanjohtinkatetri**
Kaikki käden ulottuvilla erikoistapauksiin
- Röntgenpositiivinen
 - Cm-asteikko
 - 2 eri merkintää osoittavat oikean/vasemman puolen
 - Mukana tulee Luer-lock-adapteri
 - Mukana mandriini
 - Steriili, kertakäyttöinen
 - **Lateksiton**

Mittausalue tuotenro 267500



5.4 Okklusiokatetrit

Okklusiokatetrit

Virtsanjohtimen turvalliseen okklusointiin

- Polyuretaanista valmistettu okklusiokatetri
- Mukana Rüschi Gold lateksiballonki
- Kiinnitettävä Luer-lock-adaptteri, jossa on takaiskuventtiili
- Röntgenpositiivinen
- Cm-asteikko
- Steriili, kertakäyttöinen



Okklusiokatetri, yksi lumen

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
 Lieriönmallinen, suljettu	340700*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 3-5	Noin 80 cm	-	1



Okklusiokatetrit, kaksoislumen

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
 Käyrä oliivikärki	340802*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 5-7	Noin 80 cm	1	1
Koaksiaaliseen käyttöön						
 Keskiaukko	340800*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 4-7	Noin 80 cm	-	1

Ballongin enimmäiskapasiteetti

TUOTENRO 340700 / 340800 / 340802					
	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7
Neste	0,3 ml	0,6 ml	1,5 ml	2,0 ml	2,5 ml

Koaksiaalisten okklusiokatetrien ohjainlangan enimmäishalkaisija

TUOTENRO 340800			
Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7
0,015"	0,035"	0,035"	0,035"
0,38 mm	0,89 mm	0,89 mm	0,89 mm

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

5.5 Lisävarusteet

	TUOTENRO	KUVAUS	MÄÄRÄ
	547200	Luer-lock-adapteri • Muovia, sininen • Kiinnitettävä • Kokoihin Ch. 3-7 • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton	10
	547201	Luer-lock-adapteri • Muovia, valkoinen • Kiinnitettävä • Kokoihin Ch. 7-12 • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton	10
	340702	Luer-lock-adapteri • Sininen • Suljettu sulkimella • Kokoihin Ch. 3-6 • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton	10
	340703	Luer-lock-adapteri • Valkoinen • Suljettu sulkimella • Kokoihin Ch. 6-10 • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton	10

6 Virtsanjohdinstentit

6.1 Superglide-virtsanjohdinstentit



Takaisinvirtauksen estävät DD-virtsanjohdinstentit
Polyuretaania, hydrogeelipäällyste, DD-liitäntä ja takaisinvirtauksen estävä venttiili virtsarakkopäässä

Täysin ohjattava takaisinvirtauksen estävä venttiili

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Toimitetaan esikoottuna
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Takaisinvirtauksen estävät Superglide DD-stentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN		TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
		26 CM	28 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön				
		335340	335341	4,8/6/7/8	5
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön				
		335440	335441	4,8/6/7/8	5

Stentin venttiin kohdalla ulkoläpimitta kasvaa 1 Ch.



DD-virtsanjohdinstentit
Polyuretaania, hydrogeelipäällyste, DD-liitäntä virtsarakkopäässä

Täysin ohjattavissa

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Toimitetaan esikoottuna
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Superglide DD-stentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN				TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön						
		-	334846	334840	334841	4,8/6/7/8	5
		-	-	334940	334941		
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön						
		335142	335143	335140	335141	4,8/6/7/8	5

Ohjainlangan enimmäishalkaisija takaisinvirtauksen estäviä Superglide DD-virtsanjohdinstenttejä ja keskiaukollisia DD-virtsanjohdinstenttejä varten

TUOTENRO 335440 / 335441 / 335142 / 335143 / 335140 / 335141			
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028"	0,028"	0,035"	0,035"




Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- Kiinnike
- Polyuretaaniasetin, keltainen, noin 45 cm pitkä, DD-liitäntä
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, liikuteltava ydin: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Ilmoita aina tilauksen yhteydessä tuotenumero ja tilattava koko




Superglide Integral-stentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN					TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ	
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM			
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön								
		334246 ¹	334250 ¹	334247	334248	334249	4,8/6/7/8/9	5	
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön								
		334742 ¹	334743 ¹	334740	334741	-	4,8/6/7/8/9	5	
Keskiaukko, ilman ohjainlankaa			-	334744	334745	334746	-	4,8/6/7/8	5

¹ Vain koot Ch. 4,8/6/7/8



Superglide Integral Plus-stentit

		TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN			TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	24 CM	26 CM	28 CM		
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön					
		334751	334752	334753	4,8/6/7/8	5

Ohjainlangan enimmäishalkaisija Superglide Integral-virtsanjohdinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 334742 / 334743 / 334740 / 334741 / 334744
334745 / 334746 / 334751 / 334752 / 334753

Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,035"	0,035"	0,035"	0,038"	0,038"

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- 2 kiinnikettä
- Polyuretaaniasetin, keltainen, noin 45 cm pitkä, DD-liitäntä
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, kiinteä ydin, joustava turvakärki ja jäykkä kärki: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Integral-virtsanjohdinstentit

Polyuretaania, hydrogeelipäällyste, taaksevetokierre virtsarakkopäässä


- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Integral-virtsanjohdinstentit

Polyuretaania, hydrogeelipäällyste, taaksevetokierre virtsarakkopäässä

Mukana Superglide-virtsanjohdinkatetri, keskiaukko, Ch. 5, suurin sisähalkaisija 0,038"

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton




DD Tumour-virtsanjohtinstentit

Polyuretaania, hydrogeelipäällyste, DD-liitäntä virtsarakkopäässä

Suuri kokoonpainumisvastus, kun stentin suora osa pakotetaan erityisen punotun rakenteen läpi

Täysin ohjattavissa

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Toimitetaan esikoottuna
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton



Superglide DD Tumour-stentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN					TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
		20 CM	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön							
		-	-	335524 ¹	335526	335528	6/7	2
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön							
		335620 ¹	335622 ¹	335624 ¹	335626	335628	6/7/8 ²	2

¹ Vain koossa Ch. 7

² Vain tuotenumeroissa 335626/335628


Ohjainlangan enimmäishalkaisija Superglide DD Tumour-virtsanjohtinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 335620 / 335622 / 335624 / 335626 / 335628		
Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028"	0,035"	0,035"

Setin osat

- Virtsanjohtinstentti
- Kiinnike
- Polyuretaaniasetin, keltainen, noin 45 cm pitkä, DD-liitäntä
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, liikuteltava ydin: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

6.2 Virtsanjohtinstentit




Takaisinvirtauksen estävät DD-stentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN					TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön							
		335312 ¹	335311	335300	335301	335302	4,8/6/7/8/9	5
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön							
		-	335411	335400	335401	-	4,8/6/7/8	5

¹ Pakkausyksikkö tuotenumeron 335312 koossa Ch. 4,8 sisältää 2 nimikettä · Stentin venttiilin kohdalla ulkoläpimitta kasvaa 1 Ch.



DD-stentit

		TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN					TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön							
		334812	334811	334800	334801	334802	4,8/6/7/8/9	5
		-	-	334900	334901	334902		
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön							
		335112	335111	335100	335101	335102	4,8/6/7/8/9	5
		-	-	-	335166	-		
Suljettu lieriönmallinen	Ureterorenoskooppeille							
		-	-	335200	335201	-	4,8	5

Ohjainlangan enimmäishalkaisija takaisinvirtauksen estäviä DD-virtsanjohtinstenttejä ja keskiaukollisia DD-virtsanjohtinstenttejä varten

TUOTENRO 335411 / 335400 / 335401 / 335112 / 335111 / 335100 / 335101 / 335102 / 335166

Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028"	0,028"	0,035"	0,035"	0,035"

Setin osat

- Virtsanjohtinstentti
- Kiinnike
- Polyuretaaniasetin, vihreä, noin 45 cm pitkä, DD-liitäntä (noin 90 cm pitkä ureterorenoskooppi-sarjoissa)
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, liikuteltava ydin: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki, sekä ureterorenoskooppeja varten
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus



Takaisinvirtauksen estävät DD-virtsanjohtinstentit

Polyuretaania, DD-liitäntä ja takaisinvirtauksen estävä venttiili virtsarakkopäässä

Täysin ohjattava takaisinvirtauksen estävä venttiili

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Toimitetaan esikoottuna
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton



DD-virtsanjohtinstentit

Polyuretaania, DD-liitäntä virtsarakkopäässä

Täysin ohjattavissa




- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Toimitetaan esikoottuna
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Integral-virtsanjohdinstentit
Polyuretaania, taaksevetokierre
virtsarakkopäässä

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton



Integral-stentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN					TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön							
		334212	334211	334200	334201	334202	4,8/6/7/8/9	5
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön							
		334710	334711	334702	334703	334714	4,8/6/7/8/9	5
Suljettu lieriönmallinen	Ureterorenoskoopeille							
		-	334213	334205	334206	-	4,8	5

Ohjainlangan enimmäishalkaisija sisäänrakennetuissa
virtsanjohdinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 334710 / 334711 / 334702 / 334703 / 334714				
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,035"	0,035"	0,035"	0,038"	0,038"

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- 2 kiinnikettä
- Polyuretaaniasetin, vihreä, noin 45 cm pitkä, DD-liitäntä (noin 90 cm pitkä ureterorenoskoopisarjoissa)
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, kiinteä ydin, joustava turvakärki ja jäykkä kärki: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Ureterorenoskoopeille: PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, liikuteltava ydin, noin 150 cm pitkä
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

6.3 Virtsanjohdinstentit lapsille



Takaisinvirtauksen estävät DD-stentit

KÄRKI- JA REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN						TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
	10 CM	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön							
	335315	335309	335314	335310	335313	335312	4,8	2
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön							
	-	335413	335414	335415	335416	335417	4,8	2

Stentin venttiilin kohdalla ulkoläpimitta kasvaa 1 Ch.

Ohjainlangan enimmäishalkaisija pediatria takaisinvirtauksen estäviä keskiaukollisia DD-virtsanjohdinstenttejä varten

TUOTENRO 335413 / 335414 / 335415 / 335416 / 335417

Ch. 4,8

0,028"

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- Kiinnike
- Polyuretaaniasetin, vihreä, noin 45 cm pitkä, DD-liitäntä
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, liikuteltava ydin: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriömallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Koaksiaalisen käytön setit sisältävät lisävirtsanjohdinkatetrin, jossa on keskiaukko stentin koossa (katso taulukko)
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Takaisinvirtauksen estävät DD-virtsanjohdinstentit

Polyuretaania, DD-liitäntä ja takaisinvirtauksen estävä venttiili virtsarakkopäässä

Täysin ohjattava takaisinvirtauksen estävä venttiili

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Toimitetaan esikoottuna
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton**

6



Takaisinvirtauksen estävät stentit

KÄRKI- JA REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN						TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
	10 CM	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön							
	335316¹	335303	335304	335305	335306	335307	3/4	2
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön							
	-	335403	335404	335405	335406	335407	3/4	2

¹ Vain koossa Ch. 4 · Stentin venttiilin kohdalla ulkoläpimitta kasvaa 1 Ch.

Ohjainlangan enimmäishalkaisija pediatria virtsanjohdinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 335403 / 335404 / 335405 / 335406 / 335407

Ch. 3

Ch. 4

0,018"

0,028"

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- 2 kiinnikettä
- Polyuretaaniasetin, vihreä, noin 45 cm pitkä
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, kiinteä ydin, joustava turvakärki ja jäykkä kärki: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriömallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Koaksiaalisen käytön setit sisältävät lisävirtsanjohdinkatetrin, jossa on keskiaukko stentin koossa (katso taulukko)
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Takaisinvirtauksen estävät virtsanjohdinstentit

Polyuretaania, takaisinvirtauksen estävä venttiili virtsarakkopäässä

Takaisinvirtauksen estävä venttiili



- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton**

Integral-virtsanjohtinstentit

Polyuretaania

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

**Integral-stentit**

KÄRKI- JA REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO SUORAN OSAN PITUUDEN MUKAAN					TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM		
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön						
	334207	334231	334245	334232	334263	3/4/4,8	5
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön						
	334700	334704	334705	334760	334706	3/4/4,8	5

Ohjainlangan enimmäishalkaisija pediatriassa takaisinvirtauksen estävissä virtsanjohtinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 334700 / 334704 / 334705 / 334760 / 334706

Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4,8
0,018"	0,028"	0,028"

Setin osat

- Virtsanjohtinstentti
- 2 kiinnikettä
- Polyuretaaniasetin, vihreä, noin 45 cm pitkä
- PTFE-päällystetty joustava ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä, kiinteä ydin, joustava turvakärki ja jäykkä kärki: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Lapsille vain paras on tarpeeksi hyvää

Lapset ovat herkeempiä ja reagoivat herkemmin kuin aikuiset. Teleflex on vuosien kokemus pienten virtsanjohtinstenttien kehittämisessä ja erityisen huolellisesta valmistusprosessista aina viimeiseen yksityiskohtaan asti, joten Teleflex-tuotteet auttavat vähentämään lasten munuaiskatetroinnin aiheuttamaa stressiä.

Sisä- ja ulkohalkaisijan suhde on myös optimoitu Ch. 3-koon stenteissämme, mikä varmistaa erinomaisen dreenaustehon ja parhaimman mahdollisen mukavuuden. Ja tietysti ne voidaan asettaa ja sijoittaa helposti ja turvallisesti.

Lisäksi kaikki pediatriiset takaisinvirtauksen estävän venttiilin ja DD-venttiilin koaksiaaliseen käyttöön tarkoitetut virtsanjohtinstentit on varustettu virtsanjohtinkatetrilla, jossa on keskiaukko stentin koossa.

6.4 Erikoisvirtsanjohdinstentit



Yksisaparoinen stentti

KÄRKI- JA REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	SUORAN OSAN PITUUS	TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
Suljettu lieriönmallinen	334400	90 cm	4,8/6/7/8/9	6
Keskiaukko	334479	90 cm	4,8/6/7/8/9	6

Ohjainlangan enimmäishalkaisija yksisaparoisissa virtsanjohdinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 334479

Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8/9
0,035"	0,035"	0,035"	0,038"

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- Kiinnike
- PTFE-päällystetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu joustava ohjainlanka, jossa on kiinteä ydin, joustava turvakärki ja jäykkä kärki, 150 cm pitkä
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Jokainen myyntipakkaus sisältää kolme stenttiä, joissa on stentti merkkirengas proksimaalipäässä, sekä kolme stenttiä ilman merkkiä. Kun molemmille puolille tarvitaan stentti, lääkäri voi asettaa toiselle puolelle merkittömän ja toiselle puolelle merkkirengas stentti. Potilaskortin vastaavasta dokumentoinnista saadaan selville, kumpi stentti johtaa kumpaan munuaiseen.



Integral-stentit, jossa on suljetut kärjet molemmilla puolilla

KÄRKI- JA REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	SUORAN OSAN PITUUS	TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
Lieriönmallinen suljettu molemmilla puolilla	334208 334209 334210	24 cm 26 cm 28 cm	4,8/6/7 4,8/6/7/8/9 4,8/6/7/8/9	5

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- PTFE-päällystetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahvistettu ohjainlanka, 100 cm pitkä
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus

Yksisaparoiset virtsanjohdinstentit

Polyuretaania

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Yksi saparo- ja dreenausreikä vain saparoa pitkin
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Integral-virtsanjohdinstentit

avoimia kirurgisia toimenpiteitä varten

Polyuretaania



- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Kaksi lieriönmallista suljettua saparoa ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Lyhyet Integral-virtsanjohdinstentit
Polyuretaania

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton



Lyhyet Integral-stentit

KÄRKI- JA REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	SUORAN OSAN PITUUS	TILATTAVA KOKO (CH.)	MÄÄRÄ
Suljettu lieriönmallinen	Samanaikaiseen käyttöön			
	334207	12 cm	7	5
Keskiaukko	Koaksiaaliseen käyttöön			
	334700	12 cm	6/7	5

Ohjainlangan enimmäishalkaisija lyhyissä
Integral-virtsanjohdinstenteissä, joissa on
keskiaukko

TUOTENRO 334700	
Ch. 6	Ch. 7
0,035"	0,035"

Setin osat

- Virtsanjohdinstentti
- 2 kiinnikettä
- Polyuretaaniasetin, vihreä, noin 45 cm pitkä
- PTFE-päällystetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu joustava ohjainlanka, jossa on kiinteä ydin, joustava turvakärki ja jäykkä kärki: noin 100 cm pitkä sarjoissa, joissa on lieriönmallinen suljettu kärki, ja noin 150 cm pitkä sarjoissa, joissa on keskiaukollinen kärki
- Potilaskortti
- 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä
- Steriili pakkaus



Rüsch-virtsanjohdinstenttien pituudet



6.5 ECO-virtsanjohdinstenttisetit



ECO-virtsanjohdinstentit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	REIKÄVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	SUORAN OSAN PITUUS	KOKO	MÄÄRÄ
 Keskiaukko		310000-026048	26 cm	Ch. 4,8	10
		310000-026060		Ch. 6	
		310000-026070		Ch. 7	
		310000-026080		Ch. 8	
		310000-028048	28 cm	Ch. 4,8	10
		310000-028060		Ch. 6	
		310000-028070		Ch. 7	
		310000-028080		Ch. 8	
		310000-030048	30 cm	Ch. 4,8	10
		310000-030060		Ch. 6	
		310000-030070		Ch. 7	
		310000-030080		Ch. 8	
Setin osat					
• Virtsanjohdinstentti					
• Ilman ohjainlankaa					
• Polyuretaaniasetin, läpinäkyvä, noin 45 cm pitkä					
• 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä					
• Steriili pakkaus					
 Suljettu lieriönmallinen		310001-026048	26 cm	Ch. 4,8	10
		310001-026060		Ch. 6	
		310001-026070		Ch. 7	
		310001-026080		Ch. 8	
		310001-028048	28 cm	Ch. 4,8	10
		310001-028060		Ch. 6	
		310001-028070		Ch. 7	
		310001-028080		Ch. 8	
		310001-030048	30 cm	Ch. 4,8	10
		310001-030060		Ch. 6	
		310001-030070		Ch. 7	
		310001-030080		Ch. 8	
Setin osat					
• Virtsanjohdinstentti					
• Ohjauslangallinen					
• Polyuretaaniasetin, läpinäkyvä, noin 45 cm pitkä					
• 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä					
• Steriili pakkaus					

ECO-virtsanjohdinstenttisetit

Polyuretaania

- Cm-asteikko
- Stentti on täysin röntgenpositiivinen
- Saparo- ja virtausreiät taulukon mukaisesti
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton**

Ohjainlangan enimmäishalkaisija ECO-virtsanjohdinstenteissä, joissa on keskiaukko

TUOTENRO 310000			
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028"	0,035"	0,038"	0,038"
0,71 mm	0,89 mm	0,96 mm	0,96 mm

7 Nefrostomia

7.1 Punktiosetit

Kaksivaiheinen Superglide PCN-punktiosetti

	TUOTENUMERO	TILATTAVA KOKO	PUNKTIOKANYILI		OHJAINLANGAN ULKOHALKAISUJA	KATETRIN JATKOKAPPALEEN SISÄHALKAISUJA	MÄÄRÄ
			ULKOHALKAISUJA	PITUUS			
	340012	Ch. 6	19,5 G / 0,95 mm	120 mm	0,028"	0,75 mm/0,029"	1
		Ch. 8	17,5 G / 1,30 mm	200 mm	0,038"	1,00 mm/0,039"	
		Ch. 10	17,5 G / 1,30 mm	200 mm	0,038"	1,00 mm/0,039"	
 	Setin osat • 2-osainen punktiokanyyli, jossa on ultraäänimerkki kärjessä (3 merkkirengasta) • Jäykkä ohjainlanka, jossa on joustava J-käyräkärki antolaitteessa, mukana asetin, 800 mm pitkä • Katetrin jatkokappale metallia, 325 mm pitkä, muovinen mandriini • Saparokatetri polyuretaania, röntgenpositiivinen, noin 30 cm pitkä, keskiaukko, hydrogeelipäällyste, 6 dreenausreikää, lovet pidätinompeleelle varressa, mukana Luer-lock-liitin • LL-sulkuhana • Virtsankeräyspussin adapteri (LL-suppiloyhdistelmä) • 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton						

3-vaiheinen PCN-punktiosetti

	TUOTENUMERO	TILATTAVA KOKO	PUNKTIOKANYILI		OHJAINLANGAN ULKOHALKAISUJA	DILATAATTORI/HALKAISTU HOLKKI		MÄÄRÄ
			ULKOHALKAISUJA	PITUUS		PITUUS	DILATAATTORIN ULKOHALKAISUJA	
	340013	Ch. 6	19,5 G / 0,95 mm	120 mm	0,028"	175 / 162,4 mm	Ch. 10	1
		Ch. 8	17,5 G / 1,30 mm	200 mm	0,038"	175 / 160,1 mm	Ch. 12	
		Ch. 10	17,5 G / 1,30 mm	200 mm	0,038"	175 / 157,8 mm	Ch. 14	
 	Setin osat • 2-osainen punktiokanyyli, jossa on ultraäänimerkki kärjessä (3 merkkirengasta) • Jäykkä ohjainlanka, jossa on joustava J-käyräkärki antolaitteessa, mukana asetin, 800 mm pitkä • 2-osainen dilataattori, keskiaukko, noin 175 mm pitkä, halkaistu holkki, röntgenpositiivinen • Saparokatetri polyuretaania, röntgenpositiivinen, noin 30 cm pitkä, keskiaukko, 6 dreenausreikää, lovet pidätinompelelle varressa, pystysuoraan halkaistu saparonjatke ja Luer-lock-liitin • LL-sulkuhana • Virtsankeräyspussin adapteri (LL-suppiloyhdistelmä) • 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä • Steriili, kertakäyttöinen • Lateksiton							

7.2 Vaihtosetit

Superglide PCN-vaihtosetti

	TUOTENUMERO	TILATTAVA KOKO	OHJAINLANGAN ULKOHALKAISUJA	KATETRIN JATKOKAPPALEEN SISÄHALKAISUJA	MÄÄRÄ
	340014	Ch. 6	0,028"	0,75 mm/0,029"	1
		Ch. 8	0,038"	1,00 mm/0,039"	
		Ch. 10	0,038"	1,00 mm/0,039"	
	Setin osat				
	- Jäykkä ohjainlanka, jossa on joustava J-käyräkärki antolaitteessa, mukana asetin, 800 mm pitkä - Katetrin jatkokappale metallia, 325 mm pitkä, muovinen mandriini - Saparokatetri polyuretaania, röntgenpositiivinen, noin 30 cm pitkä, keskiaukko, hydrogeelipäällyste, 6 dreenausreikää, lovet pidätinompeleelle varressa, mukana Luer-lock-liitin - LL-sulkuhana - Virtsankeräyspussin adapteri (LL-suppiloyhdistelmä) 3 itsekiinnittyvää dokumentointietikettiä - Steriili, kertakäyttöinen Lateksiton				

	TUOTENUMERO	KUVAUS	MÄÄRÄ
	546476	Virtsankeräyspussin adapteri	10
	Adapteri (LL-suppiloyhdistelmä) on yhteensopiva kaikkien kaupallisesti saatavien virtsankeräyspussien kanssa.		

7.3 MIPP-setti

MIPP-setti

Minimaalisesti invasiivisiin perkutaanisiin toimenpiteisiin

Asettamistiedot¹

- Aktivoi hydrogeelipäällyste kastamalla tuote steriiliin, fysiologiseen keittosuolaliuokseen tai steriiliin veteen.
- Vie dilataattori kokoon Ch. 9 ohjainlangan avulla in situ. Tarkista oikea sijainti läpivalaisulla.
- Paina dilataattori kokoa Ch. 14 jo paikoillaan olevan Ch. 9 -kokoisen dilataattorin päälle ja työnnä, kunnes oikea sijainti on saavutettu.
- Aseta renax-letku instrumentin avulla in situ.
- Poista molemmat dilataattorit – koossa Ch. 9 ja 14 yksi kerrallaan pitämällä ohjainlangaa ja renax-letkua paikoillaan.

MIPP-setti

	TUOTENUMERO	KOKO ULKOHALKAISUJA	PITUUS	ENIMMÄISSI- SÄHALKAISUJA	ENIMMÄISUL- KOHALKAISUJA	MÄÄRÄ
Steriili, kertakäyttöinen, lateksiton	341200-000140					1
		Punktiokanyyli , 2-osainen, jossa on ultraäänimerkki kärjessä (3 merkkirengasta)				
		-	200 mm	0,038"	17,5 G	
		Jäykkä ohjainlanka antolaitteessa , mukana asetin ja joustava J-käyräkärki				
		0,038"	1 000 mm	-	-	
		Superglide-dilataattori , cm-asteikko, röntgenpositiivinen, hydrogeelipäällystetty 30 cm				
		Ch. 9	540 mm	0,038"	-	
		Superglide-dilataattori , cm-asteikko, keskiaukko dilataattorille Ch. 9, röntgenpositiivinen, hydrogeelipäällystetty 25 cm				
		Ch. 14	320 mm	-	-	
		Superglide renax-letku , röntgenpositiivinen, hydrogeelipäällystetty 50 mm				
		-	160 mm	Ch. 14	-	
		Superglide-nefrostomiaballonkikatetri silikonia , röntgenpositiivinen kärki ja keskiaukko, hydrogeelipäällystetty 50 mm, ontto mandriini, ballongin kapasiteetti 3 ml ²				
		Ch. 12	410 mm	0,038"	-	

¹Tässä ilmoitetut tiedot eivät korvaa käyttöohjeiden tarkkaa lukemista.

²Ballonkikatetrien kohdalla täytä ballonkia steriilillä vedellä, kunnes katetri on kiinnittynyt munuaisaltaaseen. Täytä ballonki Luer- tai Luer-lock-ruiskulla. Täyttötilavuus on merkitty katetrin suppiloon tai pakkauksen etikettiin.

Minimaalisesti invasiivisiin perkutaanisiin toimenpiteisiin

Mininefroskoppeja käytetään yhä useammin diagnostiikassa ja hoidossa, esimerkiksi poistamaan jäljelle jääneet kivifragmentit munuaispikareista. Rüşchin MIPP-setit sopivat täydellisesti tähän potilasystävälliseen tyliin. Se sisältää kaikki tarvittavat instrumentit minimaalisesti invasiivisiin perkutaanisiin toimenpiteisiin aina punktiokanyylistä, ohjainlangasta ja dilataattoreista nefrostomiaballonkikatriin. Dilataattoreiden, renax-letkun ja katetrin hydrogeelipäällyste helpottavat käsittelyä lisää.

7.4 Punktiokanyylit



Punktiokanyylit

	TUOTENRO	ULKOHALKAISIIJA	ENIMMÄISSISÄHALKAISIJA	PITUUS	MÄÄRÄ
	3-osainen , merkit kärjessä (3 rengasta) ultraäänirefleksejä varten				
	340002-120175	17,5 G	0,038"	120 mm	5
	3-osainen , merkit kärjessä (3 rengasta) ultraäänirefleksejä varten				
	340003-200175	17,5 G	0,038"	200 mm	5
	2-osainen , 2-vaiheiseen toimenpiteeseen				
	340057-000000	17,5 G	0,038"	200 mm	2

Punktiokanyylit

Ruostumatonta terästä

- Ultraäänimerkki kärjessä (3 merkkirengasta)
- 2-osainen tai 3-osainen
- 2- tai 3-vaiheisissa toimenpiteissä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**


7.5 Dilataattorit / renax-letkut / katetrit perkutaaniseen nefrostomiaan

Dilataattorisetti perkutaaniseen nefrostomiaan (PCN)


Polyuretaania


Helppo käsittely, turvallinen käyttö

- Perkutaaniseen nefrostomiaan, munuaisfistelikatetrien käyttöön
- Dilataattorit Ch. 12-29, joissa 3,1 mm:n aukko, noin 360 mm pitkä
- Dilataattori Ch. 9, jossa 1,05 mm (0,041") aukko, noin 540 mm pitkä
- Dilataattorit, joissa on 3,1 mm:n aukko, asetetaan Ch. 9-kokoisen dilataattorin päälle
- Kartionmalliset kärjet
- Cm-asteikko
- Röntgenpositiivinen
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton



Dilataattorisetti perkutaaniseen nefrostomiaan

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO (ULKOHALKAISUJA) CH.	PITUUS	KÄRJEN ENIMM.- HALK.	MÄÄRÄ
	Dilataattorisetti, sisältää dilataattoreita 10 eri koossa				
	340200	9 12/15/17/19/21/23/25/27/29	540 mm 360 mm	1,05 mm/0,041" 3,1 mm	1
	Dilataattorit, yksittäin pakatut				
	340201	9 12/15/17/19/21/23/25/27/29	540 mm 360 mm	1,05 mm/0,041" 3,1 mm	10




Faskiaalidilataattorisetti perkutaaniseen nefrostomiaan (PCN)

Polyuretaania (Ch. 6-22) tai PVC-muovia (Ch. 24-36)

- Valkoinen (Ch. 14 = harmaa)
- Kartionmalliset kärjet
- Cm-asteikko
- Röntgenpositiivinen
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Faskiaalidilataattorisetti perkutaaniseen nefrostomiaan

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO (ULKOKALKAISUJA) CH.	PITUUS	KÄRJEN ENIMM.- HALK.	MÄÄRÄ
	Faskiaalidilataattorisetti , sisältää dilataattoreita 12 eri koossa				
					
	340900	6-28 ¹	320 mm	1,00 mm/0,039"	1
	Faskiaalidilataattorit , yksittäin pakatut				
					
	340901	6-36 ¹	320 mm	1,00 mm/0,039"	5



Renax-letku

PVC-muovia

- Käytetään joustavana nefroskooppisina holkkeina
- Vino kärki (30°)
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Renax-letkut

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO (ULKOHALKAISUJA) CH.	PITUUS	MÄÄRÄ
Renax-letku				
	341100	20-36 ¹	160 mm	5
				


¹Vain parilliset koot



Superglide-ballonkikateetit

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	PITUUS	MÄÄRÄ
	Superglide-nefrostomiaballonkikateetri, ontto metallimandriini				
	340408	Ch. 12/14	3 ml	240 mm	5
	340408	Ch. 16-24	5 ml	240 mm	
	340409	Ch. 12/14	3 ml	410 mm	
	340409	Ch. 16-24	5 ml	410 mm	

Irrotettava suppilo



Ballonkikateetit

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	BALLONKI	PITUUS	MÄÄRÄ
	Irrotettava suppilo				
	340500	Ch. 12/14 Ch. 16-24	3 ml 5 ml	450 mm	5
	Kiinteä suppilo				
	340502	Ch. 12/14 Ch. 16-24	3 ml 5 ml	450 mm	5



Munuaisfistelikatetri

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
	179800	Ch. 10-24	400 mm	1	5

Superglide-ballonkikateetit nefrostomiaan

Silikonია, ontto metallimandriini

- Keskiaukollinen kärki, käyttö enintään 0,038"-kokoisen ohjainlangan yli
- Hydrogeelipäällyste ensimmäisten 5 cm:n matkalla
- 2 virtausaukkoa ballongin edessä ja 2 takana
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Läpinäkyvä
- Lieriönmallinen röntgenpositiivinen kärki
- Varjoainejuova katetrin varressa
- Cm-asteikko
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Ballonkikateetit nefrostomiaan

Silikonია, valinnaisena irrotettava suppilo

- Keskiaukollinen kärki, röntgenpositiivinen
- 2 virtausaukkoa ballongin edessä ja 2 takana
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen kärkien venttiili
- Läpinäkyvä
- Varjoainejuova katetrin varressa
- Cm-asteikko
- Tuote 340502: vaihtokateetri tuotteelle 340500
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Munuaisfistelikatetri

Silikonია

- Keskiaukollinen kärki
- Läpinäkyvä
- Cm-asteikko
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettiä
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Nefrostomiakatetri, jossa on virtsanjohdinstentti Silikonia

- Virtsanjohdinstentti (Ch. 4/5/6/8)
noin 35,5 cm pitkä
- Keskiaukollinen stentti
- Läpinäkyvä
- Katetrissa cm-asteikko
- 2 itsekiinnittävää dokumentointietikettä
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Katetri, jossa virtsanjohdinstentti

	TUOTENRO	KOKO	KATETRIN PITUUS	SISÄHALKAISIJA STENTTI	REIÄT	MÄÄRÄ
	179000-120040	Ch. 12 x 4	400 mm	0,9 mm/0,035"	2	5
	179000-140050	Ch. 14 x 5		1,0 mm/0,039"		
	179000-160060	Ch. 16 x 6		1,0 mm/0,039"		
	179000-160080	Ch. 16 x 8		1,2 mm/0,047"		
	179000-180080	Ch. 18 x 8		1,2 mm/0,047"		
	179000-200080	Ch. 20 x 8		1,2 mm/0,047"		
	179000-220080	Ch. 22 x 8		1,2 mm/0,047"		

Nefrostomiaballonkikatetri, jossa on virtsanjohdinstentti Silikonia

- Virtsanjohdinstentti (Ch. 4/5/6/8)
noin 35,5 cm pitkä
- Keskiaukollinen stentti
- Luer- ja Luer-lock-ruiskujen
kärkien venttiili
- Läpinäkyvä
- Ballonkikatetrissa cm-asteikko
- Röntgenpositiivinen katetrin
kärki
- 2 itsekiinnittävää
dokumentointietikettä
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Ballonkikatetri, jossa virtsanjohdinstentti

	TUOTENRO	KOKO	BALLONKI	KATETRIN PITUUS	SISÄHALKAISIJA STENTTI	REIÄT	MÄÄRÄ
	179005-120040	Ch. 12 x 4	3 ml	400 mm	0,9 mm/0,035"	2	1
	179005-140050	Ch. 14 x 5	3 ml		1,0 mm/0,039"		
	179005-160060	Ch. 16 x 6	5 ml		1,0 mm/0,039"		
	179005-160080	Ch. 16 x 8	5 ml		1,2 mm/0,047"		
	179005-180080	Ch. 18 x 8	5 ml		1,2 mm/0,047"		
	179005-200080	Ch. 20 x 8	5 ml		1,2 mm/0,047"		
	179005-220080	Ch. 22 x 8	5 ml		1,2 mm/0,047"		
	179005-240080	Ch. 24 x 8	5 ml		1,2 mm/0,047"		

Katetri, jossa on irrotettava suppilo Polyuretaania

- Keskiaukollinen kärki,
röntgenpositiivinen
- Varjoainejuova koko pituudelta
- Läpinäkyvä
- Cm-asteikko
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Katetri, jossa on irrotettava suppilo

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	PITUUS	KATETRIN SISÄHALKAISIJA	REIÄT	MÄÄRÄ
	340300	Ch. 12	470 mm	1,0 mm/0,039"	2	5
		Ch. 14		1,0 mm/0,039"		
		Ch. 16		1,2 mm/0,047"		
		Ch. 18		1,2 mm/0,047"		
		Ch. 20		1,4 mm/0,055"		
		Ch. 22		1,4 mm/0,055"		
		Ch. 24		1,4 mm/0,055"		
		Ch. 26		1,4 mm/0,055"		



Nefrostomiakatetri

	TUOTENRO	TILATTAVA KOKO	PITUUS	KATETRIN SISÄHALKAISIJA	REIÄT	MÄÄRÄ
	404300*	Ch. 6	400 mm	0,9 mm / 0,035"	1	10
		Ch. 8		1,4 mm / 0,055"		
		Ch. 10		1,8 mm / 0,070"		
		Ch. 12		2,0 mm / 0,078"		
		Ch. 14		2,2 mm / 0,086"		
		Ch. 16		2,6 mm / 0,102"		
		Ch. 18		2,8 mm / 0,110"		
		Ch. 20		3,2 mm / 0,125"		
		Ch. 22		3,4 mm / 0,133"		
		Ch. 24		4,0 mm / 0,157"		
		Ch. 26		4,6 mm / 0,181"		





Nefrostomiakatetri

Pehmeää kumia

- Punainen
- Keskiaukollinen kärki
- Suppilollinen
- Steriili

* Tämä tuote sisältää luonnonkumia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Asetus – turvallinen, mukava, taloudellinen



8 Ohjainlangat

8.1 Joustavat ohjainlangat



Nitinoliohjainlangat


Kolminkertainen etu
kerrosteknologian ansiosta


- Nitinoliydin tarjoaa erinomaisen suojan kiertymistä vastaan sekä korkean pyörimisvakauden
- Hyvä näkyvyys pimeissä endoskopiahuoneissa mustan polyuretaanipäällisteen ansiosta
- Hydrofiilinen pinnoite tarjoaa loistavat liukuominaisuudet
- Korkea röntgenpositiivisuus
- Suora tai vino joustava turvakärki (saatavana vakio- tai pehmeänä versiona)
- Sileä siirtymä varresta joustavaan turvakärkeen
- Antolaitteessa, mukana Luer-lock-adapteri ja asetin
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Nitinoliohjainlangat



	TUOTENRO	PITUUS	KOKO (ULKOHALKAISUJA)	MÄÄRÄ
Suora vakiokärki (13 cm)				
	680160-150018 680160-150035 680160-150038	150 cm	0,018" 0,035" 0,038"	5
	680160-180018 680160-180035 680160-180038	180 cm	0,018" 0,035" 0,038"	
Vino vakiokärki (13 cm)				
	680161-150018 680161-150035 680161-150038	150 cm	0,018" 0,035" 0,038"	5
	680161-180018 680161-180035 680161-180038	180 cm	0,018" 0,035" 0,038"	
Pehmeä vino kärsi (19 cm)				
	680162-150035 680162-150038	150 cm	0,035" 0,038"	5

Mitat






Ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä

	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	MÄÄRÄ
  Liikuteltava ydin 	264201	Ohjainlanka, jossa on liikuteltava ydin			5
		Ruostumatonta terästä, PTFE-päällyste	2/3	Noin 150 cm	
		Koko	2	3	
		Ulkohalkaisija tuumina	0,028"	0,035"	
		Ulkohalkaisija mm:nä	0,71 mm	0,89 mm	
	341002	Ohjainlanka, jossa on cm-asteikko 50 cm:iin asti			2
		Ruostumatonta terästä	Ø 0,037" (0,95 mm)	Noin 150 cm	

Ohjainlangat ruostumattomasta teräksestä

- Suora joustava turvakärki
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

8.2 Jäykät ohjainlangat



Nitinoliohjainlangat


Kolminkertainen etu
kerrosteknologian ansiosta


- Nitinoliydin tarjoaa erinomaisen suojan kiertymistä vastaan sekä korkean pyörimisvauuden
- Hyvä näkyvyys pimeissä endoskopiahuoneissa mustan polyuretaanipääällysteen ansiosta
- Hydrofiilinen pinnoite tarjoaa loistavat liukuominaisuudet
- Korkea röntgenpositiivisuus
- Suora tai vino joustava turvakärki (saatavana vakio- tai pehmeänä versiona)
- Sileä siirtymä varresta joustavaan turvakärkeen
- Antolaitteessa, mukana Luer-lock-adapteri ja asetin
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Nitinoliohjainlangat

	TUOTENRO	PITUUS	KOKO (ULKOHALKAISIA)	MÄÄRÄ
Suora vakiokärki (13 cm)				
	680170-150035 680170-150038	150 cm	0,035" 0,038"	5
	680170-180035 680170-180038	180 cm	0,035" 0,038"	
Vino vakiokärki (13 cm)				
	680171-150035 680171-150038	150 cm	0,035" 0,038"	5
	680171-180035 680171-180038	180 cm	0,035" 0,038"	
Pehmeä vino kärsi (19 cm)				
	680172-150035	150 cm	0,035"	5

Mitat





Endoguide, ohjainlangat ruostumattomasta teräksestä

	TUOTENRO	PITUUS	KOKO (ULKOHALKAISUJA)	MÄÄRÄ
	Endoguide jäykkä, suora kärki			
	680141-000028 680141-000035 680141-000038	800 mm	0,028" 0,035" 0,038"	5
	680143-000028 680143-000035 680143-000038	1 000 mm	0,028" 0,035" 0,038"	5
	680145-000028 680145-000035 680145-000038	1 200 mm	0,028" 0,035" 0,038"	5
	Endoguide jäykkä, käyrä J-kärki			
	680151-000028 680151-000035 680151-000038	800 mm	0,028" 0,035" 0,038"	5
	680153-000028 680153-000035 680153-000038	1 000 mm	0,028" 0,035" 0,038"	5
	680155-000028 680155-000035 680155-000038	1 200 mm	0,028" 0,035" 0,038"	5

- Endoguide, ohjainlangat ruostumattomasta teräksestä
Atraumaattinen ja tarkka käsittely
- Sileä siirtymä jäykästä langasta joustavaan turvakärkeen
 - PTFE-pääilyste
 - Jäykkä proksimaalipää
 - Distaalikärki, suora tai J-käyrä
 - Antolaitteessa, mukana asetin
 - Steriili, kertakäyttöinen
 - Lateksiton

9 Kivenpoistajat

9.1 Matalat lankakorit




Matalat Rüsche-StoneX-lankakorit
Symmetrinen ulkomuoto, tarkkaan kiven käsittelyyn vaikeimmissakin olosuhteissa

- Atraumaattiset kärjet
- Muotovakaa matala lankakori ruostumattomasta teräksestä, symmetrinen ulkomuoto
- Yksikäsinen kädensija
- Napsautettava pidike
- Röntgenpositiivinen
- Pakattu kuplapakkaukseen
- Varren materiaali: polyamidi tai erikoisfluorielastomeeri
- Varsi: kertakäyttöinen
- Steriili
- Lateksiton


Rüsche-StoneX 4F

	TUOTENRO (MÄÄRÄ 1)					TUOTENRO (MÄÄRÄ 5)	
	KÄRKEÄ VARTEN	TILAUSKOKO Ø	TYÖPITUUS	KORIN ULKOHALKAISUJA	KORIN PITUUS	VARAVARSI	TILATTAVA KOKO
Rüsche-StoneX 4F, jossa on 4 matalaa lankaa ja lieiönmallinen kärki							
	342700	Ch. 2,5	90 cm	15 mm	20 mm	343030	Ch. 2,5
	342900	Ch. 2,5	115 cm	15 mm	20 mm	-	-
	342700	Ch. 3	90 cm	20 mm	25 mm	343030	Ch. 3
	342900	Ch. 3	115 cm	20 mm	25 mm	-	-
	342700	Ch. 4	90 cm	20 mm	25 mm	341730	Ch. 4
Rüsche-StoneX 4F, jossa on 4 matalaa lankaa ja säikeittäinen polyuretaanikärki							
	342800	Ch. 4	90 cm	20 mm	25 mm	341730	Ch. 4

Mitat



9.2 Pyöreät lankakorit




Rüsch-StoneX 4R, 5R, 6R

	TUOTENRO (MÄÄRÄ 1)					TUOTENRO (MÄÄRÄ 5)	
	KÄRKEÄ VARTEN	TILAUSKOKO Ø	TYÖPITUUS	KORIN ULKOHALKAISUJA	KORI PITUUS	VARAVARSI	TILATTAVA KOKO
Rüsch-StoneX 4R, jossa on 4 pyöreää lankaa ja lieriönmallinen kärki							
	341450	Ch. 2,5	90 cm	12 mm	20 mm	343030	Ch. 2,5
	341400	Ch. 2,5	115 cm	12 mm	20 mm	-	-
	341500	Ch. 3	65 cm	20 mm	40 mm	341700	Ch. 3
	341450	Ch. 3	90 cm	20 mm	40 mm	341730	Ch. 3
	341400	Ch. 3	115 cm	20 mm	40 mm	341760	Ch. 3
	341500	Ch. 4	65 cm	20 mm	40 mm	341700	Ch. 4
	341500	Ch. 5	65 cm	20 mm	40 mm	341700	Ch. 5
Rüsch-Stonex 4R, jossa on 4 pyöreää lankaa ja säikeittäinen polyuretaanikärki							
	341600	Ch. 4	65 cm	20 mm	40 mm	341700	Ch. 4
		Ch. 5					Ch. 5
Rüsch-StoneX 5R, jossa on 5 pyöreää lankaa ja lieriönmallinen kärki							
	341401	Ch. 3	115 cm	20 mm	40 mm	341760	Ch. 3
	341501	Ch. 4	65 cm			341700	Ch. 4
	341501	Ch. 5	65 cm			341700	Ch. 5
Rüsch-StoneX 5R, jossa on 5 pyöreää lankaa ja säikeittäinen polyuretaanikärki							
	341601	Ch. 4	65 cm	20 mm	40 mm	341700	Ch. 4
		Ch. 5					Ch. 5
Rüsch-StoneX 6R, jossa on 6 pyöreää lankaa ja lieriönmallinen kärki							
	341402	Ch. 3	115 cm	20 mm	40 mm	341760	Ch. 3
	341502	Ch. 4	65 cm			341700	Ch. 4
	341502	Ch. 5	65 cm			341700	Ch. 5
Rüsch-StoneX 6R, jossa on 6 pyöreää lankaa ja säikeittäinen polyuretaanikärki							
	341602	Ch. 4	65 cm	20 mm	40 mm	341700	Ch. 4
		Ch. 5					Ch. 5

Pyöreät Rüsch-StoneX-lankakorit
Laaja valikoima vaihtoehtoja – sopii jokaisen kokoiseen ja muotoiseen kiveen

- Atraumaattiset kärjet
- Muotonsa säilyttävä pyöreä lankakori ruostumattomasta teräksestä, spiraalinmallinen ulkomuoto
- Yksikäsinen kädensija
- Napsautettava pidike
- Varressa cm-merkinnät ja 65 cm:n työpituus
- Röntgenpositiivinen
- Pakattu kuplapakkaukseen
- Varren materiaali: polyamidi tai erikoisfluorielastomeeri
- Varsi: kertakäyttöinen
- Steriili
- Lateksiton

Mitat



10 Mittakatetrit urodynamiaan

10.1 Katetrit kystometrografiaan / yhdistettyyn uretrokystometrografiaan



Mittauskatetrit

Kystometrografiaan, polyuretaania, kaksitie


- Luumen on suljettu mittausreiän ja kärjen väliltä
- Oikea liitäntä mittausinstrumenttiin varmistetaan värikoodatuilla liitoksilla¹
- Täyttökanavan virtausnopeus: enintään 100 ml/min.
- Katetrien pieni halkaisija vähentää virtsaputken rasitusta
- Ohutseinäinen, mitoiltaan vakaa materiaali
- Helppo hävittää
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

ZYS 200 / 210

	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
	ZYS 200, lieriönmallinen				
	395751-072000	Ch. 7	20 cm	3	10
	395751-074000	Ch. 7	40 cm		
	395751-092000	Ch. 9	20 cm		
	ZYS 210, Tiemann				
	395751-072010	Ch. 7	20 cm	3	10
	395751-074010	Ch. 7	40 cm		
	395751-092010	Ch. 9	20 cm		
	395751-094010	Ch. 9	40 cm		

¹ Sininen = täyttökanava (F), punainen = mittakanava (M)

■ F = täyttöluumenreikä
■ M = mittausreikä



Mittauskatetri

Virtsaputken profiilin paineen mittaamiseen, PVC-muovia, yksi luumen

- Yleisadapteri, jossa sulkukorkki
- Cm-asteikko
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Mittauskatetri

	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
 Lieriönmallinen	395766	Ch. 8	Noin 40 cm	1	10


Mittauskatetri

Virtsarakon täyttämiseen ja paineen mittaamiseen, PVC-muovia, kaksoisluumen

- Yleisadapterit, joissa on sulkukorkit
- Cm-asteikko
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

Mittauskatetri

	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
 Lieriönmallinen	395767	Ch. 8/10/12	Noin 43,5 cm	1	10







ZYS 302 / 312

	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
	ZYS 302, lieriönmallinen				
	395752-072002	Ch. 7	20 cm	3	5
	395752-074002	Ch. 7	40 cm		
	395752-092002	Ch. 9	20 cm		
	395752-094002	Ch. 9	40 cm		
	ZYS 312, Tiemann				
	395752-072012	Ch. 7	20 cm	3	5
	395752-074012	Ch. 7	40 cm		
	395752-092012	Ch. 9	20 cm		
	395752-094012	Ch. 9	40 cm		

¹ Sininen = täyttökanava (F), punainen = mittauskanava (M), keltainen = perfuusiokanava (P)



■ F = täyttöluumenreikä
 ■ M = mittausreikä
 ■ P = perfuusioreikä



Mittauskatetrit

Yhdistettyyn uretrokystometrografiaan, polyuretaania, kolmitie

- Virtsarakon sisäisen paineen mittausta ja virtsaputken profiilipaineen mittausta suoritetaan samalla katetrilla eri kanavien kautta
- Asianomainen luumen on suljettu perfuusio-/mittausreiän ja kärjen välillä
- Täyttökanavan virtausnopeus: enintään 100 ml/min. Enimmäisarvo 9 ml/min on määritetty perfuusiolle ja mittauskanavalle (9 Ch.-koon katetri)
- Oikea liitäntä mittausinstrumenttiin varmistetaan värikoodatuilla liitoksilla¹
- Perfuusio- ja mittausreikä sijaitsevat ontelossa varren liitäntäkohdassa. Siten syntyy suljettu tila katetrin ja virtsaputken välille, ja siihen kertyy vakiopaine, mikä mahdollistaa tarkan painemittauksen
- Helppo hävittää
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton


10.2 Rektaaliballonkikatetrit

Rektaaliballonkikatetri

PVC-muovia, kaksoislumen

- Reiällinen varsi ballongin sisällä
- Mukana suljin
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

ZYS 502


	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	MÄÄRÄ
	Keskiaukko			
	395753-182702	Ch. 18	27 cm	5

Rektaaliballonkikatetri

Lapsille, PVC-muovia, yksi lumen

- Reiällinen varsi ballongin sisällä
- Steriili, kertakäyttöinen
- Lateksiton

ZYS 520


	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	MÄÄRÄ
	Keskiaukko			
	395753-101020	Ch. 10	100 cm	5

Rektaaliballonkikatetri

PVC-muovia, lateksiballonki, yksi lumen

- Varsi ja 1 reikä lateksiballonkin sisällä
- Yleisadapteri, jossa sulkukorkki
- Steriili, kertakäyttöinen

Rektaaliballonkikatetri

	TUOTENRO	KOKO	PITUUS	REIÄT	MÄÄRÄ
	Keskiaukko				
	395763*	Ch. 14	Noin 40 cm	1	10

* Tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

11 Erikoistuotteet

11.1 Hydrauliset virtsaputkidilataattorit



Hydrauliset virtsaputkidilataattorit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	BALLONKI	MÄÄRÄ
 Kartionmallinen ja keskiaukko koaksiaaliseen käyttöön	342100*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 14:28	Noin 40 cm	7,5 ml 15 cm pitkä	1
	342101*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 12:22	Noin 40 cm	5,0 ml 15 cm pitkä	1
	342102*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 14:28	Noin 50 cm	13,0 ml 20 cm pitkä	1
 Tiemann, 1 reikä	342200*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 14:28	Noin 40 cm	7,5 ml 15 cm pitkä	1
	342201*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 12:22	Noin 40 cm	5,0 ml 15 cm pitkä	1
	342202*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 14:28	Noin 50 cm	13,0 ml 20 cm pitkä	1

Hydrauliset virtsaputkidilataattorit

Virtsaputken kuroumien hoitoon ja virtsaputken laajentamiseen sisäisen uretrotomian jälkeen

- 2-tiepolyuretaanidilataattori
- Valkoinen, röntgenpositiivinen
- Erikoisvahvistettu lateksiballonki, ballongin täyttöpaine 5 bar
- Ontto mandriini ja takaisinvirtauksen estävä venttiili sekä Luer-lock-ruiskun kärki
- 2-tiesulkuhana
- PVC-jatkoletku, läpinäkyvä, Luer-lock liittimet (ulko- ja sisäkierteiset), noin 50 cm pitkä
- Mukana kertakäyttöinen ruisku
- Steriili, kertakäyttöinen

Ohjainlangan enimmäishalkaisija koaksiaalisiin hydraulisiin virtsaputkidilataattoreihin

TUOTENRO 342100 / 342101 / 342102

0,035" 0,89 mm

11.2 Hydrauliset virtsanjohdindilataattorit



Hydrauliset virtsanjohdindilataattorit

Hellä ballongin laajennus virtsanjohtimessa

- Polyuretaanidilataattorit, joissa erityinen vahvistettu lateksiballonki
- Valkoinen, röntgenpositiivinen
- Cm-asteikko
- Mandriini
- Sulkuventtiili ja kaksitiesulkuhana, jossa Luer-lock-liitin
- Mukana kertakäyttöinen ruisku
- Steriili, kertakäyttöinen

Hydrauliset virtsanjohdindilataattorit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	BALLONKI	MÄÄRÄ
 Kartiomainen, keskiaukollinen		Hydraulinen virtsanjohdindilataattori, kaksoislumen, koaksiaaliseen käyttöön, ontto sisämandriini ja kaksitiesulkuhana sekä Luer-lock-adaptteri, mukana jatkoletku läpinäkyvää PVC-muovia sekä Luer-lock-adaptterit (uros ja naaras), noin 50 cm pitkä				
	342002*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 8:18	Noin 70 cm	3,0 ml 9,5 cm pitkä	1
 Käyrä oliivikärki		Hydraulinen virtsanjohdindilataattori, yksi lumen, käyttöön ureterorenoskooppien kautta				
	342000*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 5:12 Ch. 6:14	Noin 75 cm	0,9 ml 5 cm pitkä	1
	342001*	Polyuretaani, lateksiballonki	Ch. 5:14	Noin 70 cm	0,5 ml 2 cm pitkä	1


Ohjainlangan enimmäishalkaisija koaksiaaliseen hydrauliseen virtsanjohdindilataattoriin

TUOTENRO 342002

0,035" 0,89 mm

* Nämä tuotteet sisältävät luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

11.3 Mekaaniset virtsanjohdindilataattorit



Mekaaniset virtsanjohdindilataattorit

KÄRKIVAIHTOEHDOT	TUOTENRO	MATERIAALI	TILATTAVA KOKO	PITUUS	MÄÄRÄ
 Kartiomainen, keskiaukollinen	341000	Virtsanjohtimen dilataattorisetti, Vienna-malli, sisältää dilataattoreita 9 eri koossa ja ohjainlangan, jossa on suora joustava kärki ja cm-asteikko 50 cm:iin asti			1
 Joustava kärki		Polyuretaanidilataattorit	Ch. 6/8/9/10/11/12/13/14/16	Noin 60 cm	
		Ohjainlanka ruostumattomasta teräksestä	Ø 0,037" (0,95 mm)	Noin 150 cm	
 Kartiomainen, keskiaukollinen	341001	Virtsanjohtimen dilataattori, yksittäin pakattu			5
		Polyuretaani	Ch. 6/8/9/10/11/12/13/14/16	Noin 60 cm	
 Joustava kärki	341002	Ohjainlanka, yksittäin pakattu, suora joustava turvakärki, cm-asteikko 50 cm:iin asti			2
		Ruostumatonta terästä	Ø 0,037" (0,95 mm)	Noin 150 cm	

**Mekaaniset
virtsanjohtindilataattorit**
Vaiheittaiseen virtsanjohtimen
laajennukseen

- Polyuretaanidilataattorit
- Erittäin röntgenpositiivinen
- Cm-asteikko
- Steriili, kertakäyttöinen
- **Lateksiton**

Tuotenumerojen hakemisto

TUOTENUMERO	SIVU	TUOTENUMERO	SIVU	TUOTENUMERO	SIVU	TUOTENUMERO	SIVU	TUOTENUMERO	SIVU
170003	12	183230	10	264200	32	334702	40	335200	39
170004	12	183405	10	264201	55	334703	40	335201	39
170605	3	183430	10	264500	33	334704	42	335300	39
170606	20	183530	7	264600	31	334705	42	335301	39
170630	6	183830	11	264701	30	334706	42	335302	39
170704	20/22	183930	11	264702	30	334710	40	335303	41
170717	20/22	183960	11	264710	30	334711	40	335304	41
170722	21/22	184110	11	264711	30	334714	40	335305	41
170729	20/22	186005	4	264801	30	334740	37	335306	41
171100	24	186505	4	264810	30	334741	37	335307	41
171305	3	187501	16	264811	30	334742	37	335309	41
171505	3	187502	16	267500	33	334743	37	335310	41
172530	6	201661	5	310000	45	334744	37	335311	39
173230	8	201665	7	310001	45	334745	37	335312	39/41
173330	8	202201	7	331305	5	334746	37	335313	41
173420	14	202600	7	331505	13	334751	37	335314	41
173430	8	204401	11	333464	15	334752	37	335315	41
173800	9	204410	11	333601	31	334753	37	335316	41
173810	8	204500	11	334200	40	334760	42	335340	36
173830	8	204502	11	334201	40	334800	39	335341	36
173900	9	220005	17	334202	40	334801	39	335400	39
173910	8	220006	17	334205	40	334802	39	335401	39
173930	8	220500	18	334206	40	334811	39	335403	41
174000	9	221500	18	334207	42/44	334812	39	335404	41
174030	8	221800	18	334208	43	334840	36	335405	41
174100	9	221900	18	334209	43	334841	36	335406	41
174130	8	223600	31	334210	43	334846	36	335407	41
178000	3	223602	31	334211	40	334900	39	335411	39
178001	3	223604	31	334212	40	334901	39	335413	41
178003	12	223606	31	334213	40	334902	39	335414	41
178004	12	223706	31	334231	42	334940	36	335415	41
178305	3	250100	17	334232	42	334941	36	335416	41
179000	52	251500	17	334245	42	335100	39	335417	41
179005	52	252000	17	334246	37	335101	39	335440	36
179800	51	254800	17	334247	37	335102	39	335441	36
180003	13	259700	17	334248	37	335111	39	335524	38
180105	4	263602	31	334249	37	335112	39	335526	38
180505	4	263702	31	334250	37	335140	36	335528	38
180605	4	263802	31	334263	42	335141	36	335620	38
180630	7	264001	32	334400	43	335142	36	335622	38
181305	4	264100	32	334479	43	335143	36	335624	38
181330	7	264102	32	334700	42/44	335166	39	335626	38

TUOTENUMERO	SIVU	TUOTENUMERO	SIVU	TUOTENUMERO	SIVU
335628	38	342100	63	662630	6
340002	49	342101	63	662675	6
340003	49	342102	63	663230	10
340012	46	342200	63	663630	6
340013	46	342201	63	664130	10
340014	47	342202	63	664176	10
340057	49	342700	58	664230	10
340200	50	342800	58	664275	10
340201	50	342900	58	664330	10
340300	52	343030	58/59	664530	10
340408	51	345500	15	664575	10
340409	51	395751	60	673044	25
340500	51	395752	61	673045	29
340502	51	395753	62	673049	25
340700	34	395763	62	673052	25
340702	35	395766	60	673053	28
340703	35	395767	60	673054	28
340800	34	402100	19	673064	27
340802	34	402101	19	673065	27
340900	50	403300	19	673081	26
340901	50	403900	19	673082	26
341000	65	404300	19/53	673083	26
341001	65	410200	19	680141	57
341002	55/65	410201	19	680143	57
341100	50	415100	19	680145	57
341200	48	415600	19	680151	57
341400	59	415700	19	680153	57
341401	59	546000	16	680155	57
341402	59	546476	47	680160	54
341450	59	547200	35	680161	54
341500	59	547201	35	680162	54
341501	59	548000	16	680170	56
341502	59	548500	16	680171	56
341600	59	556000	16	680172	56
341601	59	650704	23	850550	16/20
341602	59	660610	5		
341700	59	660630	6		
341730	58/59	661610	5		
341760	59	661630	6		
342000	64	662430	6		
342001	64	662530	6		
342002	64	662575	6		

Teleflex on maailmanlaajuinen ihmisten terveyden ja elämänlaadun parantamiseen tähtäävien lääketieteellisten teknologioiden tarjoaja. Käytämme ratkaisukeskeisiä innovaatioita – lakkaamatonta vielä ratkaisematta jääneiden kliinisten tarpeiden tunnistamista – auttaaksemme potilaita ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajia. Valikoimamme on monipuolinen, siihen kuuluu vaskulaarisia ja interventionaalisia sisäänvientiratkaisuja sekä ratkaisuja kirurgian, anestesian, kardiologian, urologian ja ensihoidon ja hengitystiesairauksien hoidon tarpeisiin. Teleflexin työntekijät kaikkialla maailmassa työskentelevät päivittäin saadakseen aikaan muutoksia maailmassa. Lisätietoja saat sivuiltamme teleflex.com.

Teleflex on luotettujen tavaramerkkien, kuten Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch ja Weck, valmistaja – näissä tuotteissa luotettavuus ja käytännöllisyys kohtaavat.

Pääkonttori

Puhelin +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, USA

Paikalliset konttorit

Yhdysvallat: Puhelin +1 919 544 8000, maksuton 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Latinalainen Amerikka: Puhelin +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Kansainvälinen: Puhelin +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., DA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

Australia 1300 360 226

Itävalta +43 (0)1 402 47 72

Belgia +32 (0)2 333 24 60

Kanada +1 (0)800 387 9699

Kiina (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

Kiina (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

Tšekin tasavalta +420 (0)495 759 111

Ranska +33 (0)5 62 18 79 40

Saksa +49 (0)7151 406 0

Kreikka +30 210 67 77 717

Intia +91 (0)44 2836 5040

Italia +39 0362 58911

Japani +81 (0)3 6632 3600

Korea +82 2 536 7550

Meksiko +52 55 5002 3500

Alankomaat +31 (0)88 00 215 00

Uusi-Seelanti 0800 601 100

Portugali +351 22 541 90 85

Singapore

(SEA epäsuorat markkinointialueet) +65 6439 3000

Slovakia +421 (0)3377 254 28

Etelä-Afrikka +27 (0)11 807 4887

Espanja +34 918 300 451

Sveitsi +41 (0)31 818 40 90

Iso-Britannia +44 (0)1494 53 27 61

Lisätietoja verkkosivulla teleflex.com.

Teleflex, Teleflexin logo, AquaFlate, Endoguide, Rüsch, Rüsch Brillant, Rüsch Gold, Rüsch-StoneX, SilFlate, Silkospray, Simplastic, SoftSimplastic, Superglide ja Wiruthan ovat Teleflex Incorporatedin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tämän asiakirjan tiedon eivät ole tuotteen käyttöohjeen alaisia. Tässä luettelossa mainitut tuotteet eivät ole ehkä saatavilla kaikissa maissa. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan. Tietojen ajankohtaisuus tarkistettu tulostusajankohtana (09/2018). Asiakirjaan voidaan tehdä muodollisia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. © 2018 Teleflex Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.