



# Tuotteet palveluasumiseen



*at the heart of healthcare*



## Hyvä hoivan asiakas,

Esittelemme tässä luettelossa tuotevalikoimamme erityisesti palveluasumisen asiakkaille. Olemme poimineet tuotteet laajasta yli 300 valmistajan ja noin 20 000 tuotenimikkeen valikoimasta. Pelkän tuotevalikoiman lisäksi Mediq tarjoaa myös palveluja.

Onko ongelmanne ehkäpä sekainen varasto? Tai vanhenemassa olevat tuotteet varaston perukoilla? Ovatko tilaaminen, varaston järjestys ja toimitusten lajittelu kiireisen hoitohenkilökunnan työtä? Tähän ratkaisumme on Aitta-palvelu.

Mikä on Aitta-palvelu? Aitta on ensisijaisesti valikoimanhallintapalvelu.

- Lyhyesti kuvattuna Mediqn ammattilaiset valitsevat yhdessä asiakkaan kanssa sopivimman tuotevalikoiman asiakkaan käyttöön, minkä jälkeen Mediq huolehtii koko tavaravirran hallinnasta.

Tarvitaan vain Aitalle sopiva tila. Mediq rakentaa tiloihin hyllyjärjestelmän ja hoitaa tuotelogistiikan perille asti. Valikoima ja siihen tarvittavat muutokset käydään yhdessä säännöllisesti läpi. Varasto pysyy siistinä, tuotehävikki poistuu ja mikä tärkeintä: henkilökuntanne aika säästyy tärkeimpään, hoitotyöhön.

Palvelua on jatkuvasti kehitetty koko sen olemassaolon, yli 15 vuoden ajan, asiakkaiden toiveita tarkasti kuunnellen. Viime syksynä tehdyn vuosittaisen Aitta-asiakastytyväisyyskyselyn NPS oli huikea 54.

Aitta-asiakkaiden käytössä on myös kehittämämme Aitta-sovellus. Aitta-sovellus on selkeä ja helppokäyttöinen Aitta-asiakkaille suunnattu web- ja mobiilisovellus, jonka kautta voi seurata, tehdä ja muokata Aitta-tilauksia, tulostaa raportteja ja sovellus helpottaa myös varaston inventointia.

**YouTubesta voi katsoa Aitta-videon, joka kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.**

**Löydät videon hakusanoilla ”Mediq Aitta”.**

Lähdettäisiinkö liikkeelle tuotevalikoiman sijaan siitä, miten saamme koko hoitotarvikelogistiikkamme toimimaan tehokkaasti. Millainen Aitta teille rakennettaisiin? Ota yhteyttä, pyydä esittelyä ja tarjousta Aitta-asiakkaidemme omasta asiakaspalvelusta: [aitta@mediq.com](mailto:aitta@mediq.com).

# Mediq Webshop

Mediqin verkkokauppa terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisille

Asioi siellä silloin, kun itselle parhaiten sopii!

Mediqin verkkokauppa tarjoaa näkyvyyden laajaan tuotevalikoimaamme. Ennen kirjautumista verkkokauppa toimii vapaasti selailtavana tuotteiden verkkokatalogina.

Kirjaututtuasi sisään Mediqin verkkokauppaan, voit tehdä ostoksia, näet tuotteiden reaaliaikaisen saatavuuden, omat sopimustuotteesi ja sopimustuotehintasi sekä verkkotilaushistoriasi. Verkkokaupassa voit etsiä ja tarkastella tuotteita, luoda henkilökohtaisia tilauspohjia, tarkistaa toimituksen tilan ja seurata toimituksen etenemistä.

Mediqin verkkokauppa on uudistunut sekä ulkoisesti että toiminnallisesti. Verkkokaupan käyttöohjeet löytyvät verkkokaupan etusivulta "Usein kysytyt kysymykset" -osiosta.

Mediq Webshop -käyttäjiksi voivat rekisteröityä asiakkaat, joilla on asiakasnumero Mediqissä. Yritysassiakkaaksi rekisteröitymisessä sinua auttaa Mediq Suomen asiakaspalvelu.

# Asiakaspalvelu

Asiantuntevaa asiakaspalvelua

Henkilökohtaista palvelua puhelimitse ja sähköpostitse, 020 112 1510 ja asiakaspalvelu@mediq.com.


Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8–16. Mediqin verkkokauppa palvelee 24 h vuorokaudessa kotisivuillamme [www.mediq.fi](http://www.mediq.fi) → Tuotteet

**Tilaukset:**

Puhelin 020 112 1510  
asiakaspalvelu@mediq.com

**Tarjouspyynnöt:**

tarjoukset@mediq.com



SÄÄSTÄÄ AIKAA, RAHAA JA TILAA

## Sopisiko teille Aitta-palvelu?

Mikä on Aitta-palvelu? Aitta on käyttäjän tarpeisiin räätälöity hoitotuotevalikoiman hallinta-, varastointi-, hyllytys- ja logistiikkapalvelu.

Palvelun tarkoituksena on helpottaa hoivayksikön arkea vapauttamalla hoitohenkilöstön aikaa heidän ydinosaamiseensa eli hoitotyöhön.

## Mediqin Aitta-palvelu auttaa säästämään aikaa, rahaa ja tilaa

Palvelun avulla asiakkaan kanssa yhdessä sovitut ja tarpeeseen soveltuvimmat tuotteet ovat aina tarjolla hyvässä järjestyksessä lähivaraston hyllyillä.

Mediqin asiantuntijat auttavat mielellään kartoittamaan soveltuvimmat ratkaisut ja tuotteet käyttöönnne. Ole yhteydessä niin kerromme lisää: [aitta@mediq.com](mailto:aitta@mediq.com)

# SUOJAUS

## Klinion IIR -leikkausmaski korvalenkeillä



Klinion IIR leikkausmaski korvalenkeillä, sininen, 3-kerroksinen. BFE  $\geq$  98 %. Lateksiton. Nenäklipsi nikkelivapaa. MDR (EU) 2017/745 Class I. EN14683:2019+AC:2019. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediqn tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024878	sininen	50 kpl	522720

## Klinion FFP2 -hengityssuojain, korvalenkit, ilman venttiiliä



Hengityssuojain, joka on tarkoitettu suojaamaan hiukkasilta, pölyltä sekä kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta. Väri valkoinen. PFE @ 0,1 mikronia  $\geq$  94 %. 5 kerroksinen, lateksiton. Mukautuva nenäklipsi, nikkelivapaa. Ei nukkaa tai repeydy. Joustavat korvalenkit. PPE (EU) 2016/425 Category III. EN149:2001+A1:2009. Valmistaja Guangdong Kingfa Sci.&Tech. Co., Ltd. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 0598

Mediqn tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024877	valkoinen	10 kpl	KF-A F10SC

## Klinion Ultra Comfort -tutkimuskäsine nitrili valkoinen



Tehdaspuhdas ja kertakäyttöinen Klinion Ultra Comfort -nitrilikäsine terveydenhuoltoon ja yleiskäyttöön. Käsine on elintarvikehyväksytty, joten sitä voi käyttää elintarvikkeiden käsittelyyn ja ruokahuoltoon. Materiaali nitrili (NBR), puuteriton  $\leq$  2 mg/käsine, lateksiton, ftalaatiton ja ei sisällä luonnonkumin proteiineja. Soveltuu hyvin henkilöille, joilla on tyypin 1 allergia. Pituus 24 cm. Käsineen varressa on rullareuna, joka helpottaa pukemista. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Käsinerasioissa on värikoodit, jotka helpottavat ja nopeuttavat oikean käsineen valitsemista. Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta. Testattu myös kyvystä kestää altistumista opioidiiluokselle ASTM D6978 -standardin mukaisesti. AQL 1,5. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti  $\geq$  6N, keskimäärin 7N. Käyttöikä 5 vuotta valmistuksesta. MDR (EU) 2017/745 luokka I /PPE (EU) 2016/425 luokka III. ISO 13485/ISO 9001. EN ISO 214202020. EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2019, EN 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016. EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, EN 16523-1:2015 + A1:2018. ASTM D6978. Varastointi viileässä ja kuivassa paikassa. Avatut rasiat tulee suojata auringon- ja loisteputkivaloilta. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 2777.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029230	S	valkoinen	150 kpl	103526
10029231	M	valkoinen	150 kpl	103527
10029232	L	valkoinen	150 kpl	103528
10029233	XL	Valkoinen	150 kpl	103529

## Klinion vinyyli -tutkimuskäsine



Lateksiton, puuteriton, ftalaatittomat. Suojaavat vain minimaaliselta riskiltä. On elintarvike-turvallinen. AQL 1,5. Rullattu reuna. MDR (EU) 2017/745) luokka I. PPE luokka III. Elintarvike-turvallisuus (asetuksen EU, 1935/2004/EY, EU 10/2011 ja sen muutosten (EU) 2018/213 & (EU) 2020/1245 mukaisesti). Testattu standardin EN 455-1:2020+A1:2022 mukaan; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015, EN 455-4:2009. Valmistettu ISO 13485 -laadunvarmistuksen mukaisesti Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10032845	S	100 kpl	75685221
10032846	M	100 kpl	75685222
10032847	L	100 kpl	75685223
10032848	XL	100 kpl	75685224

## DPL Interface Soft -nitrilitalouskäsine vuoreton 33 cm

Sininen, puuteriton, lateksiton, vuoriton ja anatomisesti muotoiltu nitrilitalouskäsine. Pinta kuvioitu ja rullareunalla. Monikäyttöinen. Ei invasiivisiin toimenpiteisiin. Soveltuu myös elintarvikkeiden käsittelyyn. CAT III, CE, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit. EN 388, EN 374, EN 388, mekaaniset vaarat. (EU) 2016/425, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Valmistaja Dipped Products PLC. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 2777.



Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10033012	S	sininen	1 pari	INTERFACE SOFT (811C-20) S/7
10033013	M	sininen	1 pari	INTERFACE SOFT (811C-20) M/8
10033014	L	sininen	1 pari	INTERFACE SOFT (811C-20) L/9

## DPL Interface Plus -nitrilitalouskäsine nukkavuorattu 33 cm

Monikäyttöinen, erittäin vahva nukkavuorattu nitrilitalouskäsine, joka soveltuu kuluttaviin tehtäviin, myös elintarvikkeiden käsittelyyn. Suojaa puhdistusaineilta ja liata. Sininen, karhentetut sormenpäät ja kämmen. Lateksiton. Säilyvyysaika 5 vuotta. CE, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT III. EN 420, EN 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT, EN 374-5:2016, EN 388:2016 4101X. (EU) 2016/425, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Valmistaja Dipped Products PLC. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 2777.



Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10033015	S	sininen	1 pari	INTERFACE PLUS (821C-20) S/7
10033016	M	sininen	1 pari	INTERFACE PLUS (821C-20) M/8

## Klinion-esiliina rasiassa hihoilla

Materiaali muovi. Valmistaja Medeco B.V.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10010920	98 x 120 cm x 0,03 mm	sininen	20 kpl	522706
40005160	98 x 140 cm x 0,03 mm	sininen	15 kpl	522706-1



## Klinion-esiliina rasiassa pitkä

Esiliina soveltuu kokonsa puolesta erittäin hyvin potilassuihkuksiin. Valmistaja Medeco B.V.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011781	80 x 140 cm x 0,031 mm	valkoinen	70 kpl	522704
40005900	90 x 160 cm x 0,031 mm	valkoinen	70 kpl	522709



## Klinion-esiliina rasiassa hihaton

Materiaali muovi.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006680	71 x 117 cm x 0,025 mm	valkoinen	100 kpl	522700-1





## Klinion-suojamyssy, kuitukangas, PP 53 cm

Kertakäyttöinen pyöreä suojamyssy kuminauhalla, joka on hygieeninen ja minimoi riskikontaminaation. Lateksiton. Peittää hiukset kokonaan. Sopii myös potilaille ja vierailijoille. Säilyvyys 5 v. Täyttää (EU) 2017/745 mukaisen luokan I lääkinällisen laitteen vaatimukset. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029207	vihreä	100 kpl	522330



## Suojatakki nesteitä läpäisemätön resoreilla

AST Medicalin nesteitä läpäisemätöntä suojatakkaa resoreilla voidaan käyttää sekä erityisesti suojatakkinä. Nesteitä läpäisemätön PP kuitukangas + PE-kalvo sekä edessä että takana. PP 18 g/m<sup>2</sup>, PE12 g/m<sup>2</sup>. Väri sininen. MDR EU 2017/745 luokka I, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 15223-1:2021, EN ISO 14971:2019, ANSI/AAMI PB70:2012. Valmistaja Ningbo Transo Medical Co., Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40025412	L, 125 x 140 cm	sininen	50 kpl	TM03032-B-L



## Bea Pro Exitus-setti

Bea Pro exitus-setti vainajan laittamista varten heti kuoleman jälkeen. Vainajanlaittosetti sisältää vainajalle puettavan paidan, vainajan siirtoon tarkoitetun suojalakanan, kroonikkovaipan mahdollisten eritteiden varalle, kaksi sideharsorullaa käsien/jalkojen ja leuan sitomista varten, kaksi kuitukangastaitosta silmäluomien päälle asetettavaksi, kuitukangasliinan, paperikortin potilaan tietojen kirjaamiseen sekä paperikortin kiinnittämistä varten hakaneulan tai kuitukangasnauhan. Exitus-setin sisältö: 1 x vainajanpaita 180 x 110 cm, 1 x suojalakana 140 x 240 cm, 1 x kroonikkovaippa 60 x 60 cm, 2 x harsorulla 10 cm x 4 m, 3 x paperikortti 8 x 5 cm, 1 x hakaneula, 2 x kuitukangastaitos 5 x 5 cm, 4-kr, 1 x kuitukangasliina 40 x 40 cm, 2 x kuitukangasnauha 2,5 x 60 cm. Valmistaja Unimax Medical Products Co., Ltd.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029125	10 kpl	15841699

# DESINFEKTIO

## LV-käsihuhde

LV Käsihuhde on tehokas ja turvallinen käsihuhde päivittäiseen käyttöön. Etanolipohjainen käsihuhde on koostumukseltaan helposti levittyvää ja nopeasti kuivuvaa. LV Käsihuhde sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyserolia ja se sopii erittäin hyvin herkkäihoisille, allergisille ja atooppikoille. LV Käsihuhde ei sisällä hajusteita tai väriaineita ja sillä on Allergia- ja Astmalaiton tunnus. Biosidi. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.



Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020657	500 ml	1 kpl	26815
40021124	1 l dispenser	1 kpl	26820

## Erisan Käsihuuhde

Erisan Käsihuuhde desinfektioaine käsille on ammattikäyttöön, hyvää käsihygieniää vaativaan toimintaan tuotekehitetty desinfektiohuuhde. Kevyesti geelimäinen, etanolipohjainen käsihuuhde soveltuu usein toistuvaan käyttöön ja herkälle iholle. EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 13727, EN 13624. Erisan Käsihuuhde on ihotunnultaan miellyttävä, tutkitusti tehokas desinfektiohuuhde myös herkälle iholle. Olomuodoltaan sopivasti paksunnettu käsihuuhde on tuotekehitetty erityisesti usein toistuvaan käsien desinfiointiin. Biosidinen tehoaine on etanoli, joka tuhoaa tehokkaasti kosketuksen kautta välittyviä haitallisia bakteereita ja viruksia. Erisan Käsihuuhde sisältää runsaasti ihoa kosteuttavia ja hoitavia aineosia. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40023338	1 l dispenser	1 kpl	8250

## Erisan Pro Käsidesi

Ammattikäyttöön tarkoitettu käsidesi usein toistuvaan käyttöön. Soveltuu myös herkälle iholle. Erisan Pro käsidesi on mikrobisidisesti tehokas, iholle hellävarainen desinfektiohuuhde. Biosidinen tehoaine on 73,5 p-% (80 t-%) etanoli, joka tuhoaa tehokkaasti kosketuksen kautta välittyviä haitallisia bakteereita ja viruksia. Käsidesi sisältää runsaasti ihoa kosteuttavia ja hoitavia aineosia. Glyseroli kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Kasviöljyjohdannaiset, Aloe Vera ja betaiini rauhoittavat ja hoitavat ihoa. Miellyttävä ihotunne säilyy myös usein toistuvassa käytössä. Herkälle iholle sopiva, olomuodoltaan paksunnettu käsihuuhde on helppo hieroa käsiin. Käsidesi täyttää ammattikäytössä tarvittavan mikrobisidisen tehon vaatimukset hygieenisessä ja kirurgisessa käsidesinfektiossa (EN 1500, EN 12791). Tuotteen tarkoin valittu tehoainepitoisuus tuo tehon sekä bakteereja että viruksia vastaan (EN 14476). Tuotteelle on tehty myös seuraavat tehotestit: EN 13727, EN 13624. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021041	500 ml pumppupullo	1 kpl	8060
40021042	1 l dispenser	1 kpl	80724



## Desinfektol P pinnoille ja iholle

Desinfektol P on etanolipohjainen (70 p-%/76,9 t-%) tehokas desinfektioaine. Käyttökohteet: Lääketieteellisten instrumenttien, välineiden ja laitteiden desinfiointi, ihon desinfiointi ennen injektioita, näytteenottoa, leikkausta tai muuta invasiivista toimenpidettä. Tehokas, turvallinen ja nopea. Hyvä teho bakteereihin, viruksiin ja sieniin, tehoaa myös norovirukseen.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020982	500 ml	1 kpl	13240124



## Kiilto Pro Klorilli -desinfiointiainepuhdistusaine

Kiilto Pro Klorilli desinfiointiainepuhdistusaine on Kloramin T -pohjainen desinfektioaine, joka soveltuu desinfiointiin puhdistukseen, välineiden desinfiointiin sekä veri- ja eritetahradesinfiointiin. Tutkitusti tehokas: EN 13727 (bakteerit), EN 13624 (hiivat), EN 13697 (bakteerit ja fungit), EN 14476 (polio-, adeno- ja norovirus) – täysi virusidinen teho. Valmistaja Kiiltoclean Oy.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020954	1 l	1 kpl	8109



## Kiilto Pro Easydes -pintadesinfektioaine

Kiilto Pro Easydes -pesevä pintadesinfektioaine on mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen pesevä pintadesinfektioaine alkoholeja sietäville ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille. Etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia ja kestää orgaanista rasitusta. Mikrobisidisesti laajatehoinen: Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja fungit. Desinfektioaine saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. Poistaa hyvin lian ja rasvan. CE merkitty lääkinnällinen laite, luokka IIa, NB 0537. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Valmistaja Kiiltoclean Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0537.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020717	500 ml	1 kpl	8081



## Easydes-desinfektiopyyhe



Easydes on mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen desinfektiopyyhe alkoholeja sietäville ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille ja infektioiden torjunnan kannalta kriittisille pinnoille. Soveltuu tavanomaisille materiaaleille, myös useimmat muovit. CE-merkitty desinfektioaine. Avattu pakkaus säilyy 3 kk. Sisältää Easydes-pintadesinfektioainetta, joka puhdistaa ja desinfioi. Nukkaamaton polyester-viskoosipyöhye. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Valmistaja Kiiltoclean Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0537.

Mediinin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006386	28,5 x 20 cm	30 kpl	8286

## Kiilto Pro Erisan Oxy+ desinfektioainejauhe annospussi



Kiilto Pro Erisan Oxy+ desinfektioaine on vetyperoksidin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfiointiin, terveydenhuollon tekstiilien desinfiointiin sekä veri- ja eritetahradesinfiointiin. Desinfektiovoima aktivoituu vesiliuoksessa. Annospusseihin pakattu granuloitu jauhe. 50 g:n kerta-annospussi on helppokäyttöinen. Granuloitu jauhe ei pölyä ja liukenee helposti lämpimään veteen. Desinfektio tapahtuu hapetusreaktion kautta, vaikuttavina aineina vetyperoksidi ja peretikkahappo. Tuote sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. Se soveltuu invasiivisten laitteiden ja välineiden esidesinfiointiin ennen koneellista desinfiointia. Kupari-, hopea ja messinkipinnoille happea vapauttavat desinfektioaineet eivät sovellu. Valmistaja Kiiltoclean Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0537.

Mediinin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40023229	50 g	50 kpl	8116

## ProWipes-desinfektiopyyhe alkoholiton



CE-merkitty alkoholiton, puhdistava ProWipes-desinfektiopyyhe terveydenhuollon hoitoympäristön pinnoille sekä laitteille ja tarvikkeille, joilla ei läpäistä ihoa tai limakalvoja. Vaikuttavina aineina triamiini ja kvaternääriset ammoniumyhdisteet, joiden yhteisvaikutus takaa erinomaisen desinfektiovoiman. Pyyhkeet eivät sisällä alkoholeja tai PHMB:tä. Pakkaus on helposti avattavissa ja suljettavissa uudestaan. Koko 30 x 20 cm. Koostumus: 2-Aminoetanolin < 1 %, didekylimetyyliammoniumkloridi < 1 %, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine < 1 %, alkoholietoksyalaatti. EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615. Säilyvyys avaamattomana 3 vuotta valmistuksesta ja 3 kuukautta avaamisen jälkeen. Säilytys viileässä, kuivassa paikassa. Pyyhkeiden materiaali on 50 g non-woven polyesteri. Pakkaukset ovat PET/PE-muovia. Sekä pyyhkeet että pakkaukset ovat kierrätettäviä ja voidaan hävittää energiatyötteenä. Valmistaja Pal International Limited. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 2797.

Mediinin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010352	30 x 20 cm	25 kpl	15768673

## WipeClean Alco Free Disinfection -desinfektiopyyhe



WipeClean Alco Free Disinfection desinfektiopyyhe on CE-merkitty alkoholiton desinfektiopyyhe kosteapyyhintää sietävien pintojen ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin terveydenhuollossa. Tuotteella on lisäksi biosidivalmistusstatus ammattikäyttöön, joten soveltuu hyvin mm. myös elintarviketeollisuuteen, kouluihin ja päiväkoteihin. Tehoaineena DDAC ja Triamiini. Pehmeä, sopivan paksuinen pyyhemateriaali (100 % polyesteriä) puhdistaa ja kostuttaa desinfiointivat pinnat hyvin. Pyyhekoko 20 x 30 cm. Pyyhe riittää 1 m<sup>2</sup> alueen desinfiointiin. Mieto tuoksu. Käyttövalmis ja nopeatehoinen. Tehoalue: bakteerit, virukset (myös adeno- ja norovirus), hiivat ja homeet, itiöt EN 13727 bakteerit: EN 13697 bakteerit, hiivat: EN 13624 hiivat, homeet: EN 14348 tuberkuloosi ja mykobakteerit: EN 16615 bakteerit, hiivat: EN 14476 (noro- ja adenovirus): EN 13704 itiöt. Pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen. Kansiosassa on merkintäalue käyttöönottopäiväykselle. Avatun pakkauksen käyttöaika max. 6 kk. Valmistaja Pal International Limited. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 2797.

Mediinin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40008373	20 x 30 cm	25 kpl	5203



# MITTAAMINEN JA DIAGNOSTIIKKA

## CareSens N Premier -verensokerimittari

Suorita verensokerimittaus CareSens N Premier -verensokerimittarilla asettamalla testiliuska mittariin, tee ihopistos ja laita verinäyte, vain 0,5 mikrolitraa testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa valaistulta LCD-näytöltä 5 sekunnissa näytteen asettamisesta CareSens N -testiliuskalle. Käytetty liuska poistetaan liuskaa koskettamatta sisäänrakennetulla liuskanpoistajalla. Uusin 15197:2013-standardi 100 % . Suuri muisti, 1000 muistipaikkaa. Laaja hematokriittialue 15-65 % . Liuskojen säilyvyys 24 kuukautta, myös avattu pakkaus. SmartLog -ohjelma tietokone/mobiili, tekstiviestitoiminnolla. Ennen ateraa-, aterian jälkeen- ja paastomerkinnät. 4 eri hälytystoimintoa ja hypoglykemiavaroitus. Käytetyn testiliuskan tunnistus. Valinnainen vanhentuneen testiliuskan hälytys. Takuu 5 vuotta. Valmistaja i-SENS Inc. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0123.



Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011977	1 kpl	221493

## CareSens N -verensokeritestiliuska

CareSens N -verensokeritestiliuskat CareSens N -sarjan verensokerimittareille. GOD (Glukoosioksidaasi). Mittausalue 1,1–33,3 mmol/L. Säilytyslämpötila 1–30 °C. Säilyvyys 24 kk valmistuksesta. Näyte kapillaarikoveri. Pakkauskoko 50 kpl. EN ISO 15197:2015. Valmistaja i-SENS Inc. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0123.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030097	50 kpl	GSA02-1501



## CareSens N -kontrolliliuos A ja B

Valmistaja i-SENS Inc. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0123.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011716	2 x 4 ml	1 kpl	221570



## VeriFine-turvakynäneula

VeriFine-turvakynäneuloissa on neulansuojamekanismi, joka lukittuu käytetyn neulan suojaksi piston jälkeen automaattisesti. Neulasuoja auttaa estämään neulanpistotapaturmat. VeriFine-turvakynäneulat on valmistettu standardin ISO 11608-2:2012 mukaisesti ja ne täyttävät turvatuotteilta koskevan ISO 23908:2011 -standardin. Kynäneulat soveltuvat käytettäviksi standardin mukaisten insuliinikynäjärjestelmien kanssa. Valmistaja Promised Hangzhou Meditech Co Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0197.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10017985	30 G x 5 mm	100 kpl	SPN-30-5
10017986	30 G x 8 mm	100 kpl	SPN-30-8



## VeriFine Dual -turvakynäneulat

VeriFine Dual -turvakynäneulan pistopään suojamekanismi lukittuu automaattisesti, kun neula vedetään pois pistopaikasta. Neulan kynänpuoleisen pään suojamekanismi lukittuu, kun neula kierretään irti kynästä. Neula on nähtävissä ennen pistosta, mikä mahdollistaa helpon neulan valmistelun mm. insuliinivirtauksen testaaminen. Neulan pinnan silikonointi yhdessä terävän 3-viisteisen neulahionnan kanssa vähentää pistoksesta aiheutuvaa ihoärsytystä. Pistokulma voidaan valita. Voidaan käyttää useimmissa tavallisimmin käytössä olevissa kynäjärjestelmissä mm. Sanofi Aventis, Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford, Berlin Chemie. Valmistaja Promised Hangzhou Meditech Co Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0197.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10020310	30 G x 5 mm	100 kpl	DPN-30-5
10020311	30 G x 8 mm	100 kpl	DPN-30-8



## Haemolance Plus -automaattilansetit



Haemolance Plus-automaattilansetit ovat steriilejä kertakäyttöisiä lansetteja. Ne ovat turvallisia sekä helppokäyttöisiä ja valikoimasta löytyy 6 erilaista vaihtoehtoa ihopistonäytteenottoon. Haemolance Plus-lanseteissa on eri pistosyvyyksiä ja valittavana on joko pistävä tai viiltävä terä. Valmistaja HTL Strefa. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0344.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40025546	Micro Flow 28 G 1,6 mm pisto	v.sininen	200 kpl	9174
40025547	Low Flow 25 G 1,4 mm pisto	t.sininen	200 kpl	9175
40025548	Normal Flow 21 G 1,8 mm pisto	vihreä	200 kpl	9176
40025549	High Flow 18 G 1,8 mm pisto	keltainen	200 kpl	9177
40025550	Max Flow 1,6 mm viilto	lila	200 kpl	9178

## Omron M3 -verenpainemittari M/L-mansetilla



Omron M3 olkavarsiverenpainemittari on verenpaineen ja pulssin mittaamiseen tarkoitettu digitaalimittari. Verenpainemittari mittaa verenpainetta oskillometrisellä menetelmällä, mikä tarkoittaa, että mittari havaitsee veren liikkeen olkavarsivaltimoissa ja muuntaa liikkeet digitaalseksi lukemaksi. Omron M3 -verenpainemittari on kliinisesti validoitu. Kahden käyttäjän muisti (60 muistipaikkaa / käyttäjä), vierastila. Epäsäännöllisen sykkeen tunnistin. Mittariin tulee näkyviin symboli, mikä ilmoittaa, mikäli SYS on 135 mmHg tai korkeampi ja / tai DIA on 85 mmHg tai korkeampi. Ilmoittaa käyttäjälle, onko mansetti kiinnitetty oikein. LED-merkkivalo vahvistaa, että mansetti on kiinnitetty olkavarteen oikein, ei liian löysälle eikä liian kireälle. Liikkumisvirheen symboli. Mittarin mukana tuleva mansetti on Omron Easy Cuff M-L mansetti, jossa olkavarren ympärys saa olla 22–42 cm. Valmistaja Omron Healthcare Co., Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0197.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010948	1 kpl	HEM-7154-E

## Omron Gentle Temp 521 -korvakuumemittari



Omron Gentle Temp 521 -korvakuumemittari on erittäin tarkka mittaustekniikaltaan. Digitaalinen korvalämpömittari tunnistaa tärykalvolta ja sen ympärillä olevista kudoksista tulevan infrapunalämmön ja muuntaa sen vastaavaksi korvalämpötilaksi. Korvasta mitattu lämpö vastaa tarkasti kehon sisäistä lämpötilaa (ns. ydinlämpötilaa). 3 in 1 – mittaa lämpötilan korvasta, pinnasta sekä huoneen lämpötilan. Nopea, 1 sekunnin mittaus. 25 mittausta muistiin. Suurikokoinen näyttö taustavalolla. Pakkauksessa 21 kuumemittarin suojusta. Valmistaja Omron Healthcare Co., Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0197.

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009628	Mittari	1 kpl	MC-521-E
40009629	Kk-suojus	40 kpl	MC-EP2-E

## Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari



Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari antaa nopean ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta. Mittari on vedenpitävä ja on suunniteltu suun, peräaukon ja kainalon kautta tapahtuvaan mittaukseen. Mittausaika 10 s, äänimerkki, kun mittaus on valmis. Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema). 3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C. Vaihdeettava paristo. Sisältää suojakotelon. Valmistaja Joytech Healthcare Co. Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0197.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010593	1 kpl	SP1620

## Huhtamäki näytempurkki



Materiaali polypropeeni (PP).

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40019406	230 mL, Ø 95 mm, PP	valkoinen	40 kpl	30185528

## Combur 5-Test -virtsatestiliuska

Combur5-Test -virtsatestiliuskat on tarkoitettu luettavaksi visuaalisesti. Määritettävät parametrit ja niiden lukumäärä vaihtelevat eri liuskoissa. Valmistaja Roche Diagnostics GmbH. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0123.



Mediinqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030049	100 kpl	11893467170

## BD Vacutainer Safety-Lok -siipineula

BD Vacutainer Safety-Lok -siipineulat LUER-adapterilla muodostavat steriilin ja suljetun järjestelmän verinäytteenottoon pienistä ja ohuista laskimoista, kuten kämmenselästä, tai ohutsuonisilta potilailta. Sopii verinäytteenottoon ja lyhytaikaiseen, korkeintaan kaksi tuntia kestävään infuusion antoon. Onnistuneen laskimopiston jälkeen neulan integroitu turvasuojus työnnetään suojaksi neulan päälle. Turvasuojuksen lukkiutuessa paikoilleen kuuluu napsahdus. Valmistaja Becton, Dickinson and Company. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0050.



Mediinqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10004424	21 G, 0,8 x 19 mm, 18 cm	vihreä	50 kpl	367282

## BD Vacutainer Safety-Lok -siipineula ohjaimella

BD Vacutainer Safety-Lok -siipineula ohjaimella on varustettu valmiiksi kiinnitettyllä ohjaimella, jolloin ohjaimen manuaalinen kiinnitys ei ole tarpeen. Steriilisti yksittäispakatus siipineulat mahdollistavat työskentelyn steriilissä työympäristössä, steriili suljettu järjestelmä minimoivieriljelyiden kontaminaatoriskin. Valmistaja Becton, Dickinson and Company. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0050.



Mediinqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10005852	21 G, 0,8 x 19 mm, 18 cm	vihreä	25 kpl	368654

## BD Vacutainer Eclipse -turvaneula ohjaimella


Laskimoverinäytteenottoon tarkoitettussa BD Vacutainer Eclipse -turvaneulassa on täysin integroitu neulan turvasuojus, joka aktivoinnin jälkeen suojaa käyttäjää pistotapaturmalta. Neulaan integroitu turvasuojus peittää aktivoituna neulan kärjen. Turvasuojus takaa turvallisen ja yksinkertaisen verinäytteenoton. Turvamekanismi on suunniteltu aktivoitavaksi yhden käden tekniikalla. Täysin integroitu turvasuojus lukittuu neulaan kolmesta kohdasta. Suojuksen aktivoituessa kuulet napsahduksen. BD Vacutainer Eclipse turvaneulassa ohjaimella on esikiinnitetty ohjain, jolloin ohjaimen manuaalinen kiinnittäminen ei ole tarpeen. Käyttövalmis verinäytteenottoneula ohjaimella toimitetaan yksittäispakattuna, steriilissä muovipakkauksessa. BD Vacutainer Eclipse -turvaneulassa ei ole kierteitä, eikä ohjain vahingossakaan pääse irtoamaan neulasta kesken näytteenoton. Tämä lisää sekä näytteenottajan että potilaan turvallisuutta. Valmistaja Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0050.



Mediinqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10000275	21 G, 0,8 x 32 mm	vihreä	100 kpl	368650

## BD Eclipse Signal -turvaneula ohjaimella

Laskimoverinäytteenottoon tarkoitettussa BD Vacutainer Eclipse Signal -turvaneulassa on täysin integroitu neulan turvasuojus, joka aktivoinnin jälkeen suojaa käyttäjää pistotapaturmalta. Neulaan integroitu turvasuojus peittää aktivoituna neulan kärjen. Turvasuojus takaa turvallisen ja yksinkertaisen verinäytteenoton. Turvamekanismi on suunniteltu aktivoitavaksi yhden käden tekniikalla. Täysin integroitu turvasuojus lukittuu neulaan kolmesta kohdasta. Suojuksen aktivoituessa kuulet napsahduksen. BD Vacutainer Eclipse Signal tarjoaa todistetusti ensiluokkaista turvateknologiaa yhdistettynä laadukkaaseen näytteenottoon. Verinäytteen virratessa neulan verikammioon varmistut neulan oikeasta sijainnista ja onnistuneesta näytteenotosta. Turvaominaisuuden avulla verinäytteenotossa tapahtuviet neulanpistotapaturmien riskit voidaan minimoida, mikä samanaikaisesti lisää sekä terveydenhuollon työntekijöiden että potilaiden turvallisuutta. Valmistaja Becton Dickinson UK Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediinqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10008000	21 G, 25 mm	50 kpl	368835

# HAAVANHOITO

## Kliniplast Detectable sininen laastari

Siniset laastarit ovat helposti löydettävissä tarpeen vaatiessa niiden värin ja haavatyönnässä olevan metallinauhan ansiosta. Tästä on erityistä hyötyä ruoan tai elintarvikkeiden käsittelyssä. Vedenkestävä päällysmateriaali, ihoystävällinen akrylaattiliima kiinnittyy hyvin. Väritään kirkkaan sininen. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10010400	25 x 76 mm	sininen	50 kpl	294121

## Curaplast-injektiolaastari

Curaplast-injektiolaastari on beige, valmiiksi leikattu injektiolaastari rullassa. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. Kg. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021522	2 x 4 cm	beige	250 kpl	30625

## Leukoplast Soft white -kuitukangaslaastari

Valmistaja BSN Medical GmbH. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005890	6 cm x 5 m	1 kpl	76450-01

## Klinion-haavatyönnä steriili

Klinion-haavatyönnät sopivat kohtalaisesti tai runsaasti erittävien haavojen peitteeksi. Voidaan käyttää primäärisenä tai sekundaarisena sidoksena. Ei tartu helposti haavaan erikoispinnotteensa ansiosta. Sininen taustapuoli on kosteutta hylkivää materiaalia. Kiinnitetään kierresidoksella tai teipillä. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016374	10 x 10 cm	50 kpl	170010

## Kliniplast -kiinnittyvä haavatyönnä steriili

Kliniplast kiinnittyvä, suihkunkestävä haavatyönnä on tarkoitettu käytettäväksi vähän tai kohtalaisesti erittävissä haavoissa. Imevän haavatyönnän tarttumista haavaan on ehkäisty erityisen pinnon avulla. Haava-alueen tulee olla puhdas ennen sidoksen asettamista. Huomioi oikea koko haavasidosta valitessasi. Haavasidos on joustava, mutta älä venytä sidosta tai ihoa asettaessasi tuotetta haavalle. Tuote koostuu 4 kerroksesta: 1.) Suihkunkestävä puoliläpäisevä PU-kalvo uloimpana kerroksena estää veden ja muun kosteuden sekä lian pääsemistä haavaan. Samanaikaisesti kuitenkin kalvon läpi pääsee haihtumaan ylimääräistä kosteutta haavalta. 2.) Pehmeä ja joustava kuitukankainen kerros suojaa haavaa. 3.) Hyvälaatuinen hypoallerginen kiinnitys mahdollistaa sidoksen pysyvyyden. Erityistä huomiota on kiinnitetty trauman minimoimiseen sidosta poistettaessa sekä sidosten reunojen rullautumisen ehkäisemiseen. 4.) Imevän haavatyönnän rakenteessa on otettu huomioon myös sidoksen tarttumattomuus haavaan. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20009223	9 x 30 cm	30 kpl	40514205

## Kliniderm Superabsorbent steriili

Kliniderm Superabsorbent -sidokset ovat nimensä mukaisesti superimukykyisiä haavatyynyjä. Sidokset koostuu neljästä kerroksesta, joista kahdessa sisimmässä kerroksessa on superabsorbent polymer-rakeita (SAP), jotka takaavat tuotteen erinomaisen imukykyyn. SAP-rakeet lukitsevat eritteen itseensä, jolloin haavatyynyn haavakontaktipinta säilyy miellyttävänä ja kuivan tuntuksena eikä maseroi ympäröivää ihoa. Sidosta käytetään erittäin runsaasti erittävissä haavoissa ja sitä voidaan käyttää myös kompressiositeen tai -sukan alla. Sidosta on saatavana sekä steriiliä että tehdaspuhtaana versiona. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10024218	10 x 10 cm	valkoinen	10 kpl	40511706

## Kliniplast Border -kiinnittyvä haavatyyny steriili

Kliniplast kuitukankainen steriili, kiinnittyvä haavatyyny on tarkoitettu vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille. Tuote on elastinen ja mukautuu hyvin iholle. Lateksiton. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005393	5 x 7 cm	valkoinen	50 kpl	294200
40005260	8 x 10 cm	valkoinen	50 kpl	294201
40005261	8 x 15 cm	valkoinen	50 kpl	294203
40005394	10 x 20 cm	valkoinen	10 kpl	294204
40005395	10 x 25 cm	valkoinen	10 kpl	294205

## Mepore -kiinnittyvä haavasidos steriili

Itsekiinnittyvä imukykyinen sidos. Hellävarainen ja varma kiinnittyminen. Pyöreät reunat 9 x 15 cm kokoon asti. Hengittävä. Vähän tai kohtalaisesti erittäville haavoille, kuten kirurgiset haavat, viillot ja hankaumat. Valmistaja Mölnlycke Health Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005915	5 x 7 cm	valkoinen	60 kpl	672000
20014747	8 x 15 cm	valkoinen	50 kpl	672200
10004821	9 x 25 cm	valkoinen	30 kpl	671200

## Kliniderm Foam Silicone border -kiinnittyvä polyuretaanivaahasidos

Kiinnitysreunuksellinen (border) silikoni-kiinnitteinen polyuretaanivaahasidos. Kiinnittyy helposti ja pysyy hyvin paikoillaan. Sidokset kiinnittyvät hellävaraisesti ja on kivuton poistaa. Ei vahingoita ympäröivää ihoa. Sidokset on hengittäviä ja hyvin imukykyisiä. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.



Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011775	10 x 10 cm	beige	5 kpl	40514829
10011777	10 x 20 cm	beige	5 kpl	40514832
10011778	10 x 30 cm	beige	5 kpl	40514833



## Kliniderm Foam Silicone Sacrum Border -kiinnittyvä polyuretaanivaahtosidos

Kiinnitysreunuksellinen (border) silikonikiinnitteinen polyuretaanivaahtosidos. Kiinnittyy helposti ja pysyy hyvin paikoillaan. Sidos kiinnittyy hellävaraisesti ja on kivuton poistaa. Ei vahingoita ympäröivää ihoa. Sidos on hengittävä ja hyvin imukykyinen. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016240	18 x 18 cm	beige	5 kpl	40514838
20010984	22,5 x 22,5 cm	beige	5 kpl	40514837



## Kliniderm Foam Heel -kantapääsidos steriili

Pehmeä ja imukykyinen, hengittävä polyuretaanisidos kohtalaisesti tai runsaasti erittäville haavoille. Sopii käytettäväksi erityisesti kantapäässä. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10021900	5 kpl	40174820



## Kliniderm Foam Silicone -silikonivaahtosidos

Kliniderm Foam Silicone silikonikiinnitteinen polyuretaanivaahtosidos kiinnittyy hellävaraisesti ja se on helppo ja kivuton poistaa. Ei vahingoita ympäröivää ihoa. Sidos on hengittävä ja hyvin imukykyinen. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011686	10 x 10 cm	beige	5 kpl	40514824
10011772	10 x 20 cm	beige	5 kpl	40514826
10011687	15 x 15 cm	beige	5 kpl	40514825
10011773	20 x 20 cm	beige	5 kpl	40514827



## Kliniderm Foam Lite Silicone Border -kiinnittyvä vaahtosidos

Ohut silikonikiinnitteinen kiinnitysreunuksellinen polyuretaanivaahtosidos. Käytetään vähän erittäviin haavoihin. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011530	4 x 5 cm	beige	10 kpl	40514814
10011682	5 x 12,5 cm	beige	5 kpl	40514815
10011683	7,5 x 7,5 cm	beige	5 kpl	40514816
10018652	10 x 10 cm	beige	5 kpl	40514817
10011684	15 x 15 cm	beige	5 kpl	40514818



## Mepilex Border Flex -joustava polyuretaanisidos

Mepilex Border Flex joustava polyuretaanisidos on itsekiinnittyvä, pehmeä silikonivaahtosidos. Helppokäyttöinen all-in-one sidos. Erinomainen nesteidenhallintakapasiteetti. Ei aiheuta vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle. Soveltuu painehaavoille, jalka- ja säärihaavoille, traumaattisille ja kivuliaalle haavoille. Valmistaja Mölnlycke Health Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024247	7,5 x 7,5 cm	5 kpl	595200-00
40024248	10 x 10 cm	5 kpl	595300-01
10030576	15 x 15 cm	5 kpl	595400

## Mepilex Border Heel -sidos

Valmistaja Mölnlycke Health Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024882	22 x 23 cm	6 kpl	282750



## Mepilex Border Sacrum -kiinnittyvä silikonivaahtosidos steriili

Mepilex Border Sacrum on itsekiinnittyvä, pehmeä silikonivaahtosidos. Helppokäyttöinen all-in-one sidos. Erinomainen nesteidenhallintakapasiteetti. Ei aiheuta vaurioita haavalle ja sitä ympäröivälle iholle. Soveltuu erityisesti sakraalialueen haavoille. Soveltuu tutkitusti painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Valmistaja Mölnlycke Health Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10015530	15 x 15 cm	5 kpl	282500
40024249	16 x 20 cm	5 kpl	282050-02
40024881	22 x 25 cm	5 kpl	282450



## Mepilex Heel -silikonivaahtosidos steriili

Mepilex Heel steriili silikonivaahtosidos on imukykyinen pehmeä silikonivaahtosidos kanta-päälle. Soveltuu erittäville haavoille kantapäässä tai kehräsluussa. Valmistaja Mölnlycke Health Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.


Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10004830	13 x 20 cm	5 kpl	288100



## Klinitulle-rasvataitos steriili

Klinitulle on parafiinivoiteella kyllästetty hengittävä haavataitos. Sitä käytetään ehkäisemään toissijaisen sidoksen tarttumista haavapintaan. Käy ensisijaiseksi taitokseksi esimerkiksi hierontimiin ja hankaumiin. Säilyttää kosteuden ehkäisemällä haihtumista. Ei tartu haavaan ja hoitaa haavaa ympäröivää ihoa. Rasvataitos tulisi vaihtaa päivittäin. Kangasmateriaali pehmeää kuitukangasta, kyllästetty valkoisella parafiinilla, gammasteriloitu. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.


Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011674	10 x 10 cm	10 kpl	170098




## Kliniderm Film -haavakalvo steriili

Steriili, läpinäkyvä polyuretaanikalvo, ihoystävällinen polyakryyli kiinnitysaineena. Puoli-läpäisevä kalvorakenne, joka mahdollistaa vesihöyryjen ja hapen vaihtuvuuden. Estää mikro-organismien pääsyn haavaan. Suihkunkestävä, helppo asettaa haavalle. Kliniderm Film -steriili haavakalvo on erityisen sopiva ensimmäisen asteen palovamman, post-operatiivisten haavojen ja ihorikkojen suojaamiseen sekä ennaltaehkäisemään painehaavaumia. Kliniderm Film -haavakalvoa voidaan käyttää IV-letkustojen kiinnittämiseen sekä toissijaisena haavasidoksena. Se ylläpitää kosteaa haavaympäristöä ja näin ollen sillä on suotuisa vaikutus paranemisprosessiin. Läpinäkyvyyden ansiosta haavaa on helppo tarkkailla kalvon läpi. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016409	10 x 10 cm	läpinäkyvä	50 kpl	40514842
20008982	10 x 12 cm	läpinäkyvä	50 kpl	40514843
20008978	10 x 15 cm	läpinäkyvä	50 kpl	40514844






## Klinion NW Compres -kuitutaitos tehdaspuhdas 4-kerr.

76 % viskoosi ja 33 % polyesteri. Klinion NW Compres on valkoinen kuitukangastaitos, jota käytetään ensimmäisenä ja toisena sidoksena. Se kiinnitetään joko teipillä tai kiinnityssidoksella. Klinion NW Compres on kertakäyttöinen ja sitä voi leikata. Taitos suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja imee itseensä haavaeritettä (niukka imukyky). Taitosta voi käyttää haavan ja ihon puhdistuksessa, vähän erittävän/kuivan haavan peittäminen. Soveltuu käytettäväksi diabeetikoille. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

Mediinqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10021096	5 x 5 cm	valkoinen	100 kpl	175004
10021097	7,5 x 7,5 cm	valkoinen	100 kpl	175024


## Sorbact Gel -sidos



Sorbact Gel -sidos on hydrofobiseksi käsiteltyä asetaattisilkkää, joka on kyllästetty hydrogeelillä. Sidos ei sisällä lääkaineita, luonnonkumia, hartsia tai hartsijohdannaisia. Kaikentyyppiset kosteutta tai puhdistusta kaipaavat kuivat, katteiset, höttöiset tai sekalaista kudospintaa sisältävät haavat. Sorbact Gel -sidoksen hydrogeeli kosteuttaa voimakkaasti haavapintaa, pehmittää ja irrottaa katepintaa sekä rauhoittaa haavakipua. Tulehdusta aiheuttavat hydrofobiset mikrobit, märkäerite ja kuollut kudos sitoutuvat sidoksen pintaan ja ne poistetaan haavalta sidosvaihdon yhteydessä. Sorbact Gel -sidos tulee aina asettaa haavalle sykerömäisesti kerroksittain. Sidos ei saa olla kosketuksessa haavaa ympäröivän terveen ihon kanssa ja ympäröivä iho tulee suojata perusvoiteella tai sinkkispräyllä. Peittosidoksena polyuretaanikalvo tai vähän imevä sidos. Vaihtoväli aina haavan tilan mukaisesti. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0413.

Mediinqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10000175	7,5 x 7,5 cm	10 kpl	98136

## Sorbact Ribbon -haavanauha



Sorbact Ribbon on Sorbact-teknologiaan perustuva bakteereja ja sieniä sitova haavasidos, joka sopii onkalohaavoille ja fisteleihin. Se soveltuu haavantäytteeksi ja mahdollistaa myös eritteen siirtymisen toissijaiseen sidokseen. Sidos vähentää hajua ja kipua sekä edistää haavan paranemista. Sorbact Ribbon on tarkoitettu puhtaiden, kontaminoituneiden, kolonisoituneiden tai infektoituneiden erittävien haavojen, kuten onkalohaavojen ja fisteiden hoitoon. Sorbact Ribbon Gauze on tarkoitettu käytettäväksi myös ihopoimujen sieni-infektioissa (intertrigo). Valmistaja Abigo Medical AB. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0413.

Mediinqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10024797	1 x 50 cm	vihreä	10 kpl	98115-10
10024805	2 x 50 cm	vihreä	10 kpl	98116-10
10000174	5 x 200 cm	vihreä	10 kpl	98120
10006171	10 x 200 cm	vihreä	10 kpl	98119



## Prontosan-liuos

Prontosan-liuos on kirkas, väritön ja lähes hajuton, vesipitoinen liuos haavojen sekä palovammojen puhdistamiseen, huuhteluun ja kostuttamiseen sekä biofilmin poistoon ja ennaltaehkäisyyn. Valmistaja B. Braun Medical Ag. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0344.

Mediinqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005533	350 ml	10 kpl	400415



## Klinifix-harsosiderulla puuvilla

Klinifix joustamaton harsosiderulla, 100 % puuvillaa. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediinqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005869	8 cm x 4 m	valkoinen	20 kpl	40132283



## Klinifix-harsosiderulla kääreessä

Elastinen harsosiderulla kääreessä. Lateksiton. Klinifix-harsosiderulla mahdollistaa hankalien kehonosien sitomisen nopeasti ja helposti. Tuntuu pehmeältä ja mukavalta iholla. Pysyy hyvin paikoillaan. Ominaisuudet: 40 % viskoosia, 60 % polyamidia, venytetty pituus 4 m. Ihoystävällinen. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20014848	8 cm x 4 m	valkoinen	20 rulla	40132229



## Geka -joustamaton harsosiderulla

Geka-harsosiderulla käytetään esimerkiksi sidosten kiinnittämiseen ja raajojen immobilisointiin. Siderulla on väriltään valkoinen ja se on joustamatonta kudosta. Materiaali on 100 % viskoosia. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010167	6 cm x 4 m	valkoinen	20 kpl	19161
40010168	8 cm x 4 m	valkoinen	20 kpl	19162
40010169	10 cm x 4 m	valkoinen	20 kpl	19163



## Mollelast Haft -elastinen kiinnitysside itsekiinnittyvä

Mollelast Haft on itseensä tarttuva pehmeä elastinen side, joka joustaa sekä pituus- että leveys suunnassa. Soveltuu lukuisiin sidoksiin, esimerkiksi olkapää, vartalo, nilkka, ranne, polvi, kyynärpää ja päänsidokset. Erinomainen tarttuvuus ohuen latex-käsittelyn ansiosta, mutta ei tartu ihoon eikä ihoarvoihin. Huokoinen materiaali on hengittävää eikä rajoita potilaan liikkeitä. Materiaali 66 % viskoosia ja 34 % polyamidia. Side voidaan steriloida 121 asteessa. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012644	8 cm x 20 m	valkoinen	1 kpl	30070



## Rosidal K -vähäelastinen kompressioside

Rosidal K -puuvillaside on vähäelastinen beige kompressioside. Side on ilmaa läpäisevä ja ihoa ärsyttämätön. Kestää hyvin haavaeritteitä, hikeä ja voiteita. Jousto- ja puristusominaisuudet on erityisesti suunniteltu ja kehitetty laskimonsuffiensiin hoitoon. Käytetään myös traumatologiassa sekä venähdysten ja ruhjevammojen hoidossa. 4 cm:n levyinen Rosidal K soveltuu erityisesti sormien sidontaan. 100 % puuvillaside, jonka joustavuus on saatu aikaan loimilankoja kiertämällä. Venyvyys on 90 %. Steriloimaton. Voidaan pestä 95 asteessa ja steriloida (121°C). Yksittäispakattu. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020278	8 cm x 5 m, yksittäispakattu	beige	1 kpl	22201
40020279	10 cm x 5 m, yksittäispakattu	beige	1 kpl	22202



## Dauerbinde F -runsa elastinen kompressioside

Materiaali 63 % puuvillaa, 28 % polyamidia, 9 % elastaania. Elastisuus pituus suunnassa noin 180 %. Pinta sileä. Materiaali on ilmaa läpäisevää, kestävä ja joustavaa. Se kestää haavaeritteitä, voiteita ja hikeä ja se voidaan pestä 40 asteessa. Käyttö: Dauerbinden puristusvoima on suuren venyvyyden takia hyvin muunneltavissa ja siksi se on erityisen sopiva tukemaan ja keventämään raskasta nyrjähdyksissä, ruhjevammoissa ja nivelten sijoiltaanmenoissa. Sitä käytetään myös raajojen kompressiohoitoon ja sidosten kiinnittämiseen. Dauerbinde-kompressioside tulee poistaa yön tai levon ajaksi. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40025489	1 kpl	105916



# NEULAT JA RUISKUT

## CHIRANA Medoject -injektioneulat



MEDOJECT-injektioneuloissa on ihon hyvin läpäisevä lansettikärki. Silikonikäsitteilyn ansiosta neula läpäisee kudoksen pehmeästi. Ohut seinämä takaa hyvän virtauksen myös pienemmissä neulassa. Neulan kantaosa on polypropyleeniä ja neula ruostumatonta terästä. Neulat ovat pyrogeenittomia ja lateksittomia ja ne eivät sisällä PVC:tä tai DEHP:tä. Neulat on yksittäispakattu blister-pakkaukseen ja ne on valmistettu EN- ja ISO-standardien mukaisesti. Neulat ovat CE-merkittyjä. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2460.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012308	18 G, 1,2 x 40 mm LH	vaaleanpun.	100 kpl	CH18112SB
40012306	20 G, 0,9 x 40 mm KPH	keltainen	100 kpl	CH20112
40012635	22 G, 0,7 x 40 mm KPH	musta	100 kpl	CH22112
40012303	23 G, 0,6 x 30 mm KPH	sininen	100 kpl	CH23114

## CHIRANA-injektioruisku muovimännällä 2-os LUER



CHIRANA injektioruisku 2-os LUER ilman kumitiivistettä muovimännällä. Ergonominen muotoilu ja pehmeästi liikkuva mäntäosa takaavat helpon käsittelyn. Kirkas läpinäkyvä sylinteri, jonka läpi on helppo havaita ilmakehät ja/tai samea liuos. Sininen mäntä, jossa kaksiosainen ulosvetoeste sekä musta mitta-asteikko takaavat tarkan annostelun. Luer-kärki. Pyrogeeniton, lateksiton, ei sisällä PVC/DEHP. Steriili, yksittäispakattu blisterpakkaukseen. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2265.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011858	2 ml	100 kpl	CH002L
40011859	5 ml	100 kpl	CH005L
40011860	10 ml	100 kpl	CH010L
40011861	20 ml	80 kpl	CH020L



## CHIRANA-huuhteluisku 3-os LUER

Chirana huuhteluiskussa on kirkas, läpinäkyvä sylinteri ja selkeä mitta-asteikko. Valmistusmateriaali polypropyleeni/polyetyyleeni, männän tiiviste synteettistä kumia. Pyrogeenivapaa, lateksiton, ei sisällä PVC:tä ja DEHP:tä. Steriili, yksittäispakattu blisterpakkaukseen. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2265.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011863	100 ml	25 kpl	CH03100C

# LÄÄKEHOITO

## CHIRANA Medoject -suodatinneula

CHIRANA Medoject suodatinneula on tarkoitettu lääkkeenottoon esim. lasiampullasta. Neulan kantaosa on polypropyleeniä ja neula ruostumatonta terästä. Neulat ovat pyrogeenittomia ja lateksittomia ja ne eivät sisällä PVC:tä ja DEHP:tä. Neulat on yksittäispakattu blisterpakkaukseen ja ne on valmistettu EN- ja ISO-standardien mukaisesti ja ne ovat CE-merkittyjä. Valmistaja Chirana T. Injecta A.S. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2265.



Mediinq tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011887	18 G x 40 mm	100 kpl	CH18112F

## Klinion Eco -lääkelasi

Klinion Eco -lääkelasi on pakattu 90 kpl muovikääreeseen. Tukkupakkausko on 10 käärettä/laatikko. Valmistaja Finess Healthcare Group Co.,Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0123.

Mediinq tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030833	30 ml	sininen	90 kpl	77510943
10030831	30 ml	läpinäkyvä	90 kpl	77510941
10030834	30 ml	keltainen	90 kpl	77510944
10030835	30 ml	vihreä	90 kpl	77510945
10030832	30 ml	punainen	90 kpl	77510942



## Klinion Eco -lääkelasin kansi

Klinion Eco lääkelasin kansi on pakattu 100 kpl muovikääreeseen. Tukkupakkausko on 40 muovikärettä/laatikko. Valmistaja Finess Healthcare Group Co., Ltd.

Mediinq tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030836	valkoinen	100 kpl	77510946



## Lääkepussi 2-kielinen

Mediinq tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020900	120 x 80 mm	1000 kpl	811132



## Tabletinpuolittaja, muovi

Valmistaja Ampri Handelsgesellschaft GmbH.

Mediinq tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010026	sininen	1 kpl	L09162B



# RISKIJÄTEASTIAT

## Klinion Easy Care -riskijätesäiliöt



Terävien tuotteiden kuten neulat, leikkausveitset yms. keräämiseen. Valmistettu polypropyleenista, kestävät 121 asteen autoklaavauksen. Tuotteisiin on selkeästi merkitty korkein täyttöpiste.

Mediain tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009713	2 l	keltainen	1 kpl	77510915
40009721	5 l	keltainen	1 kpl	77510921
40009723	11 l	keltainen	1 kpl	77510931

## Seponett-nestelääkejäteastia



0,5 l astian kapasiteetti 500 ml, mitat 83 x 55 x 170 mm, paino 100 g. Absorbentti Relasorb (natriumpolyakrylaatti), materiaali suuritiheyspolyeteeni/polypropyleeni. Kierrettävä nostokorkki ja Luer-adaptteri. Vähentää riskiä lääkkeiden joutumisesta viemäriverkkoon. Vähentää lääkkeiden väärinkäyttöriskiä ja läikkymisriskiä. Läpinäkyvän keräysastian täyttöastetta on helppo seurata. Nestemäiset lääkkeet syötetään astiaan kätevästi nostokorkin Luer-adapterin kautta. Astiat sisältävät erittäin imukykyistä Relasorb-polymeeriä, joka sitoo lääkejätteen muodostaen siitä paksua geeliä. Täydet astiat kerätään ja hävitetään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Valmistaja Slaateng As.

Mediain tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010349	0,5 l	1 kpl	LP-5

## Seponett-kiinteälääkejäteastia



Hävitettävät tabletit ja kapselit syötetään astiaan yksisuuntaisesta syöttöaukosta. Turvasinetti ja numeroitu etiketti, jossa ainutkertainen yksilöllinen sarjanumero. Läpinäkyvän keräyssäiliön avulla astian täyttöastetta on helppo seurata. Tilava (noin 2 000 tabletille). Vähentää lääkkeiden väärinkäyttöriskiä. Mitat 200 x 140 x 235 mm. Paino 275 g, tilavuus 1 100 ml. Materiaali polypropeeni. Täysi Seponett SP-1 astia sisältöineen toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. Valmistaja Slaateng As.

Mediain tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010348	1 100 ml	1 kpl	SP-1

# PÄIVITTÄISTARVIKE

## Klinion-kasvopaperi

Klinion 2-kerroksinen kasvopaperi. Pakkauksessa kaksi vaihtoehtoista paperinottoaukkoa, etupuolella horisontaali ja takapuolella vertikaali paperinottoaukko.

Mediäin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20010470	valkoinen	100 kpl	531550



## Klinion-ruokalappu

Mediäin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005636	38 x 70 cm	valkoinen	600 kpl	77510101



## Butler-proteesiharja, kova

Mediäin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40023314	1 kpl	46618



## Pepsodent Super Fluor -hammastahna

Pepsodent Super Fluor -tahna on miellyttävä fluorihammastahna, joka sopii kaiken ikäisille. Fluori on hivenaine, joka säännöllisesti käytettynä vähentää hampaiden reikiintymistä. Fluori vähentää hammaskiilteen liukenemista happohyökkäyksen aikana ja auttaa estämään kariesta. Miellyttävän mieto maku. Tuote sisältää fluoria.

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020920	50 ml	1 kpl	V000071



## Vanutikku sitruunan makuinen

Sitruunanmakuisen vanutikun käyttötarkoitus on huulten ja suun kosteuttaminen, suuhygieniä. Tuotteen varsi on PP (valkoinen) ja pää puuvillaa (lääketieteellisesti valkaistu). Varren pituus on noin 150 mm. Sisältää mm. sitruunaa ja glyseriiniä. (Medical device, class I, according to Regulation (EU) 2017/74). Valmistaja Ampri Handelsgesellschaft GmbH. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediäin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010025	150 mm	75 kpl	09157150



## Superlonpintainen suuhygieniatikku

Valmistaja Dansu A/S. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediäin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001713	150 x 4,0 mm	vihreä	5 kpl	12-1156



## Vanutikku

Valmistaja Dansu A/S. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021357	150 x 2,2 mm	100 kpl	50219

## Näytteenottotikku puuvillavanu konepuhdas

Valmistaja Deltalab S.L. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40019572	2,5 x 150 mm	100 kpl	300230



## Bea Pro -pesuneste

Tehokas ja turvallinen Bea Pro pesuneste päivittäiseen käsien ja vartalon ihon pesuun. Voidaan käyttää myös hiusten pesuun. Sisältää ihoa kosteuttavaa ja hoitavaa glyserolia ja betaiinia. Bea Pro pesuneste ei sisällä hajusteita eikä väriaineita. Sopii hyvin herkkäihoisille ja usein toistuvaan pesuun miedon koostumuksensa ansiosta.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010540	500 ml	1 kpl	15734470



## TENA-pesuvoide

Tämä hellävarainen vaihtoehto vedelle ja saippuulle puhdistaa, suojaa ja kosteuttaa herkkää, ikääntyvää ihoa. Kätevä koostumus, jota ei tarvitse huuhdella vedellä. TENA ProSkin Wash Cream Pesuvoidetta voidaan käyttää inkontinenssituotteita vaihdettaessa tai koko vartalon puhdistamiseen. Tämä hoitava voide on dermatologisesti testattu ja auttaa ylläpitämään ihon luonnollisen pH-tasapainon. Raikas tuoksu auttaa hajujen hallinnassa.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020744	1 l	1 kpl	4249-00
40020745	500 ml	1 kpl	4242-00



## TENA-suihkushampoo pumppupullo

TENA Shampoo & Shower Suihkushampoo on ja monikäyttöinen puhdistusgeeli ja hoitava shampoo, joka on suunniteltu ikääntyvän, herkän ihon ja hiusten hoitoon. Raikkaan tuoksuinen, koostumus jättää ihon raikkaaksi ja puhtaaksi. Provitamiini B5 tekee hiuksista helposti hallittavat ja kammattavat. Pese ja huuhtele vedellä.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021034	500 ml	1 kpl	1207-00



## Provisor käsi- ja vartalovoide

Jo 1960-luvulta asti markkinoilla ollut Provisor käsi- ja vartalovoide on miedosti hajustettu hoitovoide käsille ja koko vartalon iholle. Se levittyy ja imeytyy hyvin sekä kosteuttaa tehokkaasti kuivaa ihoa jättäen ihon pehmeäksi ja kimmoisaksi. Sopii kaikenikäisille päivittäiseen käyttöön.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40022001	200 ml	1 kpl	13230722

## Aqualan Plus -voide pumppupullo

Aqualan Plus on pitkäkestoisesti kosteuttava geelimäinen perusvoide, joka jättää iholle miellyttävän silkkimäisen tunnun. Iho ei jää kiiltäväksi eikä tahmeaksi voitelun jälkeen. Hajustamaton.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40007154	500 g	1 kpl	10011833



## TENA-suojavoide hajusteeton

TENA ProSkin Barrier Cream suojavoide on kosteutta hylkivä, läpinäkyvä voide, joka on ihanteellinen ihon suojaamiseen ja ihovaurioiden ennaltaehkäisyyn. Glyseriiniä, rypsiöljyä ja E-vitamiinia sisältävä voide suojaa säännöllisesti käytettynä herkkää, ikääntyvää ihoa muodostaen sille hellävaraisen suojakerroksen. Levitä ohut kerros voidetta jokaisen suojanvaihdon yhteydessä. Valmistaja BSN Medical Inc. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021033	150 ml	1 kpl	4417-00



## Helmi-pesuemulsio

Helmi pesuemulsio sopii erityisesti vaippa-alueen hellävaraiseen puhdistukseen ilman saippuaa ja vettä, soveltuu myös likaisten käsien pesuun. Voidemainen öljy/vesi-emulsio ei tahmaa, on raikas ja hoitaa ihoa.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006926	500 ml pp	1 kpl	920015
40006677	1000 ml pp	1 kpl	920070



## Harmony-pesukinnas, muoviton

Pehmeää ja märkälujaa double-S -kuviollista kuivapaperia. Koko 16 x 22 cm.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40004303	16 x 22 cm	valkoinen	1000 kpl	900813



## Harmony-pesukinnas, muovitettu

Pehmeää ja märkälujaa double-S -kuviollista kuivapaperia, laminoituna PE-muoviin. Koko 16 x 22 cm.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021977	16 x 22 cm	sininen	1000 kpl	900810



## Hypap-pesukinnas muovitettu

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40007479	14,7 x 22 mm	1000 kpl	108212



## TENA ProSkin -pesukinnas, vuoriton

TENA ProSkin Pesukintaat ovat hellävaraiset ja kätevät kintaat, jotka sopivat mainiosti päivittäiseen kehon puhdistukseen. Kätevään, kertakäyttöiseen kintaaseen mahtuu koko käsi, ja siksi se on hygieeninen puhdistusväline. Tuote on valmistettu vahvasta mutta erittäin pehmeästä materiaalista ja sitä käytetään kostutettuna herkän ihon puhdistukseen yhdessä TENA Wash Cream Pesuvoiteen tai Wash Mousse Pesuvaahdon kanssa. Ihanteellinen päivittäiseen käyttöön ihon puhtauden ja terveyden ylläpitämiseksi.



Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020810	200 kpl	740400-14



## Klion Bodywash -pesupyyhe kostea

Klion bodywash kostea pesupyyhe on ihoystävällinen ja pH-neutraali vartalopyyhe. Puhdistaa vartalon hellävaraisesti ilman vettä ja pesunestettä. Materiaali kuitukangas, voi lämmittää mikrossa, lateksivapaa. Cosmetic product regulation EC 1223/2009 & Nordic Swan ecolabelling.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005909	8 kpl	3708



## TENA WetWipe -kostea pyyhe

TENA ProSkin kosteat pyyhkeet ovat valmiiksi kostutettuja pyyhkeitä aikuisille, jotka puhdistavat, kosteuttavat ja suojaavat herkintäkin ihoa. Tämä suurikokoinen kosteuspyyhe on ihanteellinen päivittäisessä käytössä intiimialueen puhdistamiseen inkontinenssituotteen vaihdon yhteydessä tai koko kehon puhdistamiseen. TENA ProSkin kosteuspyyhe on hellävarainen vaihtoehto vedelle ja saippualle ja auttaa pitämään ihon raikkaana, puhtaana ja hajuttomana. Lisäksi kätevän muovikannen ansiosta pyyhkeen ottaminen onnistuu yhdellä kädellä.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20014644	29 x 22 cm	48 kpl	20300605



## TENA Cellduk -pesulappu

Perinteinen pesulappu, joka sopii mainiosti inkontinenssin hoitoon sekä koko kehon puhdistamiseen. TENA Cellduk on aikuisille suunniteltu kestävä sekä hellävarainen pesulappu, jolla herkän ikääntyvän ihon hoito on helppoa. Tämä erittäin imukykyinen, kestävä ja suurikokoinen pesulappu ei hajoa. Käytä märkänä TENA Wash Cream Pesuvoiteen, TENA Wash Mousse Pesuvaahdon tai TENA Body Oil Ihoöljyn kanssa päivittäisen henkilökohtaisen hygienian ja ihon hoidossa. Nukkaamaton selluloosa ja sitä tukevat langat tekevät pesulapusta erittäin kestävä myös märkänä.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20005141	25 x 26 cm	200 kpl	20300988



## Katrin Classic käsipyyhe C-fold 2

Katrin Classic päivittäiseen käyttöön. 2-kerroksinen, keltainen käsipyyhe. Soveltuu kevyeen-keskikovaan käyttöön.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020107	24 x 33 cm	keltainen	100 kpl	343367



## Katrin Classic WC-paperi 2-k

Laadukas ja miellyttävä wc-paperi. Lähes kaikkiin yleisimpiin annostelijoihin sopiva rulla.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009427	2-k	keltainen	40 kpl	104753



## Paperplast laudeliina

Kahvallinen laatikko.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40007388	40 x 40 cm	120 kpl	LS1420



## HETI Raikas -ilmanraikastaja hajustamaton

Raikas HETI ilmanraikastaja on hajustamaton ilmanraikastaja, joka sitoo ja neutraloi epämiellyttäviä hajuja esim. saniteettitiloissa, pukuhuoneissa ja jätehuoneissa. Suihkutetaan ilmaan sellaisenaan. pH 10,8. Säilyvyys: 5 vuotta valmistuksesta. Säilytettävä huoneen lämmössä ja valolta suojattuna. Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Pullo ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Mediqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40011238	150 ml	1 kpl	15782815



## Paperipilli taipuva

Helpompi juoda nesteitä, jos ei pysty esim. istumaan. Paperipilli kestää normaalin käytön, mutta koska se on valmistettu paperista, se pehmenee ollessaan pitkään kosketuksissa nesteen kanssa, tai esimerkiksi pureskeltaessa. Ympäristöystävällinen valinta, sertifioitu turvallisiksi elintarvikkeille, valmistettu tiloissa, joissa on käytössä korkeimmat turvallisuusstandardit, kierrätä energijätteenä.

Mediqin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010249	240 x 6 mm	ruskea	500 kpl	30197201



## Klinion-kaarimalja kk

Tuote tehdaspuhdas ja kertakäyttöinen, jonka materiaali on 100 % kierrätettyä massaa. Koko 700 ml (25 x 15 x 4,5 cm). Vuototiivis jopa 9 tunnin ajan. Valmistaja Medeco B.V.

Mediqin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029218	300 kpl	690101



## Oksennuspussi

Helppo käyttää, pieni tartuntariski. Pussin materiaali polyetyyleeniä. Pussiin on merkitty mittataulukko, vetoisuus 1,5 l. Helppo sulkea sulkijalla.

Mediqin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009018	valkoinen	50 kpl	601132K



## Virtsapullo Lic kannella sorsa

Valmistaja Cetro Medical AB. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediqin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030042	läpinäkyvä	30 kpl	1640






## Ice Power -pikakylmäpakkaus

Tehokas ensiapuhoido venähdyksissä ja ruhjevammoissa. Kertakäyttöisessä pakkauksessa on pehmeä kangasmainen pinta ja se voidaan asettaa suoraan iholle. Pakkauksen aktivointi tapahtuu helposti taivuttamalla kahtia sisällä olevan nestepussin kohdalta, jolloin nestepussi napsahtaa rikki. Heti käyttövalmis. Pakkaus pysyy kylmänä noin 20 minuuttia. Kylmenee välittömästi, kun pakkauksen sisällä oleva pussi taitetaan rikki. KÄYTTÖ: Taita sisävesipussi rikki ja ravista pakkausta. Hoitoaika korkeintaan 20 min. Aseta haavalle ensin side, sitten kylmäpakkaus. Hoidon vaikutusta voidaan tehostaa kohoasennolla ja kompressiositeellä. Jos pakkaus rikkoutuu, huuhtelee neste pois iholta ja pinnoilta runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä talousjätteiden tavoin. Valmistaja Fysioline Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024251	15 x 25 cm	1 kpl	166_100

## Sauplast-roskapussi musta

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010042	30 l / 500 x 700 x 0,011 mm HD	musta	1000 kpl	14100097



## Sauplast-jätesäkki

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010091	150 l / 750 x 1150 x 0,05	musta	150 kpl	14200015



## Kiilto Pro Vieno -hajustettu yleispuhdistusaine

Heikosti emäksinen ja miellyttävän tuoksuinen yleispuhdistusaine, jolla erinomainen puhdistus-teho. Kaikkien kovin pintojen ylläpitosiivoukseen käsi- ja konemenetelmin. Ylläpitosiivoukseen, pintapesuun sekä tasopintojen puhdistukseen, myös kosteiden tilojen. Soveltuu myös ESD-lattioille. Joutsenmerkki. Valmistaja Kiiltoclean Oy.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029084	5 l	1 kpl	T7504.005

## WipeClean Universal Cleaning -yleispuhdistusliina

WipeClean Universal yleispuhdistusliina soveltuu kaikille vettä sietäville pinnoille. Viskoosia sisältävä pyyhemateriaali poistaa ja sitoo likaa tehokkaasti. Hajustamaton puhdistusaine ja pehmeä, sopivan paksuinen pyyhemateriaali puhdistavat ja kostuttavat pinnat hyvin, pyyhintäjälkiä jättämättä. Pyyhittyä pintaa ei tarvitse kuivata. Pyyhe on käyttövalmis, helppo ja tehokas ja riittää 1 m<sup>2</sup> alueelle. Pyyhkeen koko 20 x 20 cm. Pyyhe on suunniteltu ammattikäyttöön: kaikki terveydenhuollon kohteet, päiväkodit, ruokailutilat, toimistot, jne. Sopii käytettäväksi useimmilla teollisuudenaloilla. Pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen. Avatun pakkauksen käyttöaika max. 12 kk. Säilytä pakkaukset kuivassa, jäätymättömässä tilassa, suoralta auringonvalolta suojattuna. Huoneenlämmössä 3 v. Valmistaja Pal International Limited.



Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40008413	20 x 20 cm	valkoinen	25 kpl	5231

## Prima-mikrokuitupyherulla kk

Prima-mikrokuitupyhye on kertakäyttöinen siivouspyyhe, joka on kestävä, hygieeninen, nukkaamaton ja perforoitu. Yksi rulla sisältää 50 yksittäistä pyyhettä, jotka on helppo ja nopea ottaa käyttöön perforoinnin ansiosta. Soveltuu erinomaisesti kaikkeen puhdistukseen kaikille pyyhittäville pinnoille. Valmistaja KiiltoClean Oy.



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009112	40 x 60 cm	50 kpl	47200

## Kiilto Green Easy Tabs -konetiskitabletti

Vesiliukoiseen suojakelmuun pakattu koneastianpesuainetabletti. Sisältää sekä pesuaineen että huuhtelukirkasteen. Annostus 1 tabletti/pesukerta. Ympäristömerkki.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40004658	1 kpl	63223



## Kiilto Pro BioColor kirjopyykille

Miedosti hajustettu pesujauhetiiviste kirjopyykille pesumerkintöjä noudattaen. Pesulämpötila 40–95 °C. Sisältää värisuojan, joka pitää tekstiilien värit kirkkaina. Pesujauheen valkoidut aineosat takaavat optimaalisen pesutehon kirjopyyksissä. Tuote on hyvin huuhtoutuva ja miedosti hajustettu eikä sisällä väriaineita, säilöntäaineita, optisia kirkasteita, zeoliittia eikä valkaisuainetta.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009038	8 kg	1 kpl	63259



## ENSIAPU

### Cederroth-silmänhuuhtelupullo 2 x 500 ml

Helppokäyttöinen silmänhuuhtelupullo – ergonomisesti muotoiltu huuhtelukuppi ja runsas huuhtelunesteen virtaus. Pullo avataan helpolla kädenliikkeellä – kierrä, ja pullo on käyttövalmis. Cederroth-silmänhuuhtelupullot voidaan sijoittaa usealla eri tavalla ja sopivat siksi kaikkiin työpisteisiin. Pullo on parasta säilyttää siihen tarkoitettussa seinätelineessä. Valmistaja Orkla Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0413.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10000248	2 x 500 ml	2 kpl	725200



### Palovammataitos Burn Gel steriili

Cederroth Burn Gel viilentää nopeasti, lieventää tehokkaasti kipua ja estää palovamman etenemistä syvemmälle ihokudokseen. Geeli jäädyttää yhtä tehokkaasti kuin juokseva vesi nopeuttaen siten palovamman paranemista. Cederroth Burn Gel -suihketta ja -siteitä käytetään pinnallisiin ja osittain syviin palovammoihin sekä auringon ja sähköiskujen aiheuttamiin palovammoihin. Palovammataitos voidaan laittaa palaneiden vaatteiden päälle. Valmistaja Orkla Care AB. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0413.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
20009185	10 x 10 cm	2 kpl	901900



# VUODESUOJAT JA VAIPAT



## TENA-vuoteensuoja

TENA-vuodeensuojia käytetään mm. vuoteen ja istuinten suojauksessa, näytteidenottolanteissa sekä alustan suojaamisessa pesun aikana. Vuodeensuojien pehmeä pintamateriaali ja eri koot mahdollistavat yksilöllisen ratkaisun. Valmistaja BSN Medical Inc. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.


Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
20006697	60 x 60 cm	sininen	120 kpl	770109
40006431	60 x 90 cm	sininen	120 kpl	770111-01



## Absorin Comfort Finette -tippasuoja

Absorin Comfort Finette -tippasuojat lievään virtsankarkailuun. Suojissa on miellyttävä Cottonfeel-tausta, joka on lähes äänetön käytössä. Väri valkoinen. Kuusi eri imukykyä, lievistä kohtalaiseen inkontinenssiin. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
40006335	Normal, imukyky 330 ml	valkoinen	168 kpl	10516215



## Absorin Comfort -teippivaippa

Absorin Comfort -teippivaipat ovat imukykyisiä tuotteita lievästä vaikeaan virtsankarkailuun. Imukykyisimmät tuotteet pitävät potilaan myös yöajan kuivana. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro
20008771	Päivä L, imukyky 2000 ml, keho 145 cm	112 kpl	0730-A
20008772	Päivä XL, imukyky 2350 ml, keho 170 cm	80 kpl	0840-A

# IMUTARVIKKEET

## SERRES-imupussit ylitäyttösuojalla ja suodattimella

SERRES-imupusseissa on vain yksi liitäntä: potilasimuletku liitetään kannen potilasliitäntään ja järjestelmä on käyttövalmis. Virhekytkennät eivät ole mahdollisia. Käytön jälkeen imupussissa on vain yksi liitäntä tulpattavaksi. Jokaisessa SERRES-imupussissa on suodatin. Suodattimella on kaksi tärkeää toimintoa: se toimii sekä bakteeri- että ylitäyttösuojana. Kastuessaan ylitäyttösuoja sulkeutuu ja estää nesteiden virtaamisen imulaitteeseen. Imupussin kalvomateriaali on erittäin kestävä, mutta ohutta polyeteeni muovia. Imupussit voidaan helposti kytkeä myös sarjaan. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu sarjaletku, joka yhdistetään kannen potilasliitäntästä seuraavan kannen serial porttiin. Sarjaliitännässä ei ole vaaraa väärinkytkenästä, koska kaikki imupussit ovat samanlaisia. Suljettu SERRES-imupussijärjestelmä on suunniteltu tukemaan aseptista työskentelyä ja infektioiden torjuntaa. Täyden imupussin irrottaminen imupurkista on helppoa, koska SERRES imupusseissa on tukeva nostokahva. Valmistaja Serres Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021620	1 l	36 kpl	57157
40021621	2 l	24 kpl	57167

# KATETROINTI

## Flocath Quick -katetri

Heti valmis, liukastettu katetri. Valmistaja Teleflex Medical Sdn. Bhd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0124.

Mediinqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011938	ch 12 / 20 cm	30 kpl	851221-000120
10011939	ch 14 / 20 cm	30 kpl	851221-000140
10011945	ch 12 / 40 cm	30 kpl	851241-000120
10011946	ch 14 / 40 cm	30 kpl	851241-000140



## Flocath Hydrogel Nelaton -katetrit

Valmistaja Teleflex Medical Sdn. Bhd. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0124.

Mediinqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001686	ch 12 / 20 cm	30 kpl	851121-000120
10001688	ch 12 / 40 cm	30 kpl	851141-000120
10001687	ch 14 / 20 cm	30 kpl	851121-000140
10004222	ch 14 / 40 cm	30 kpl	851141-000140



## Cathejell-lidokaiini 12,5 g

Lidokaiini on tarkoitettu käytettäväksi virtsaputken liukastamiseen ja puuduttamiseen ennen katetrointia. Ilman kloorihexidiiniä. Valmistaja Montavit Ges M.B.H. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0124.

Mediinqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10001908	12,5 g	25 kpl	400063



# KLIINISET RAVINTOVALMISTEET

## Resource 2.0+fibre -täydennysravintovalmiste

RESOURCE 2.0+FIBRE on täysipainoinen ravintojuoma, joka sisältää runsaasti energiaa (2 kcal/ml) ja 18 grammaa proteiinia per pullo. Sisältää sekoituksen prebioottisia liukenevia kuituja, 50 % FOS:ia ja 50 % GOS:ia. Tutkimuksissa on todettu, että ne auttavat vähentämään infektion, ripulin ja ummetuksen riskiä. Sopii ainoaksi ravinnonlähteeksi. Soveltuu aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille. MAUT: aprikoosi, mansikka, metsämarja, neutraali, kahvi, suklaa ja vanilja.

Mediinqin tuotenro	Maku	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012310	aprikoosi	200 ml	4 kpl	12100772
40012314	mansikka	200 ml	4 kpl	12100786
40012315	metsämarja	200 ml	4 kpl	12100534
40012316	neutraali	200 ml	4 kpl	12100782
40012317	kahvi	200 ml	4 kpl	12100772
40012318	suklaa	200 ml	4 kpl	12212560
40012319	vanilja	200 ml	4 kpl	12100787



## Resource Ultra -tiivistetty ravintojuoma



RESOURCE ULTRA on tiivistetty ravintojuoma, jossa on runsaasti proteiinia ja energiaa. Sisältää korkealaatuista proteiinia, jossa on suuri määrä heraa (60 % heraa, 40 % kaseiinia), jossa luonnostaan on paljon leusiinia (3,4 g per 200 ml). Leusiini on mukana lihasproteiinisynteesin säätelyssä ja on tutkimuksissa osoittanut voivansa tehokkaasti lisätä lihasmassaa ja lihastoimintaa. Resource Ultralla on pieni glykeeminen indeksi (> 55). Ei sovi ainoaksi ravinnonlähteeksi. Soveltuu aikuisille ja lapsille 10 vuoden iästä alkaen. MAUT: mansikka, vanilja, kahvi, hasselpähkinä

Mediinin tuotenro	Maku	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10028662	mansikka	125 ml	4 kpl	12531844
10028661	vanilja	125 ml	4 kpl	12531843
10028660	kahvi	125 ml	4 kpl	12531846

## Resource Addera Plus -ravintojuoma



RESOURCE ADDERA PLUS on kirkas, energiapitoinen ravintojuoma, joka sisältää heraproteiinia. Sisältää hedelmämehua, minkä ansiosta maku on herkullinen ja raikas. Sopii mainiosti käytettäväksi energiapitoisena vaihtoehtona vedelle tai mehulle tai ruokajuomana. Rasvaton. Ei sovi ainoaksi ravinnonlähteeksi. Soveltuu aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille. MAUT: omena, rypäle-omena, appelsiini, päärynä-kirsikka, ananas-appelsiini ja vadelma-mustaherukka.

Mediinin tuotenro	Maku	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012324	omena	200 ml	4 kpl	12412328
40012325	rypäle-omena	200 ml	4 kpl	12411328
40012326	appelsiini	200 ml	4 kpl	12412329
40012327	päärynä-kirsikka	200 ml	4 kpl	12412381
40012328	ananas-appelsiini	200 ml	4 kpl	12412382
40012329	vadelma-mustaherukka	200 ml	4 kpl	12412373

## ThickenUp Clear -sakeutusjauhe



THICKENUP CLEAR on sakeuttamisjauhe, joka muuttaa ruoan ja nesteiden koostumusta vaikuttamatta makuun, tuoksuun tai väriin. Jauhe on amylaasiresistentti, vaikuttaa välittömästi eikä sakeudu lisää myöhemmin. Tämä lisää dysfagiapotilaiden turvallisuutta, sillä se vähentää aspiraation riskiä. Käytetään dysfagiasta kärsivien potilaiden ruokavaliossa. Soveltuu aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille. Gluteeniton.

Mediinin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10031067	125 g	1 kpl	12551121

## ThickenUp-sakeutusjauhe



THICKENUP on tärkkelyspohjainen sakeuttamisjauhe, jonka avulla on helppo muuttaa ruokien ja juomien koostumusta. Soveltuu erityisen hyvin ruoanlaittoon. Käytetään dysfagiasta kärsivien potilaiden ruokavaliossa. Soveltuu aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille. Gluteeniton. Valmistaja Suomen Nestlé Oy.

Mediinin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012333	227 g	1 kpl	12512917

“Haluan olla varma,  
että se on  
kliinisesti testattu  
ja potilasystävällinen”

- ♥ Haavanhoidon huippulaatua
- + Ratkaisuja haavanhoidon kaikkiin tarpeisiin
- ▶ Helppokäyttöinen
- ✿ Laadukas ja potilasystävällinen
- + Kustannustehokas
- ▶ Kliinisesti tutkittu



**Kliniderm® foam silicone -tuoteperhe**  
Hellävarainen ja mukava käyttää

Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2797.

**Markkinoija Suomessa:**

Mediq Suomi Oy - Vuoritontunkuja 6 - 02200 Espoo - Puh. 020 112 1510. [www.mediq.fi](http://www.mediq.fi)





MEDIQ

*at the heart of healthcare*

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi