



Välinehuollon tarvikkeet



at the heart of healthcare

Välinehuollon tarvikkeet

Leikkauksissa, tutkimuksissa ja hoidossa käytettäviä instrumentteja huolletaan välinehuolto-yksiköissä. Välinehuolto on oleellinen osa hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa.

Palvelu on monesti keskitetty suuriin välinehuoltokeskuksiin sairaaloissa, mutta välinehuoltoa tehdään myös sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä, suun terveydenhuollossa, laboratorioissa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Arvokkaat instrumentit ja välineet pysyvät kunnossa ja palvelevat käyttäjiään laadukkaana elinkaarensa loppuun vain silloin, kun koko välinehuollon prosessi on kunnossa. Välineet puhdistetaan ja desinfioidaan ennen kokoamista, jonka jälkeen ne pakataan ja steriloidaan.

Korkealuokkaiset sterilointitarvikkeet, kuten oikein suunnitellut ja luotettavista materiaaleista valmistetut sterilointipakkaukset, ovat tärkeä osa potilasturvallisuuden varmistamista ja sen parantamista. Mediq Suomi Oy pyrkii jatkuvasti tarjoamaan tarpeeseen optimoituja tuotteita sekä tuomaan markkinoille uusia kehittyneempiä tuotteita ja lisäämään tuotetiedotusta ja tuotekoulutuksia sekä parantamaan käyttöohjeita, vähentämään hävikkiä ja jätettä, ehkäisemään päällekkäistä työtä ja alentamaan logistiikkakuluja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Mediq Suomi Oy

ASIAANTUNTEVAA ASIAKASPALVELUA

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16. Lisäksi kotisivuillamme oleva sähköinen tuotehakemistomme Mediq tuoteluettelo sekä MEDIQ Webshop ovat aina avoinna ja valmiita palvelemaan silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.

HELPOTTAVAA AITTA-KOKONAISPALVELUA

AITTA-palvelu auttaa valikoimanhallinnassa, logistiikassa ja käyttöpistekohtaisessa tuotteiden tilaamisessa ja hyllyttämisessä. Hoidamme hoitotarvikeketjun esim. lääkärikeskuksissa, laboratorioissa tai yksittäisillä osastoilla. Asiakkaamme henkilöstö voi logististen ja valikoimanhallintatehtävien sijaan keskittyä potilastyöhön.

TEHOKASTA LOGISTIIKKAPALVELUA


Oma varastomme Espoossa sekä loistava logistiikkatiimi mahdollistavat nopeat ja virheettömät toimitukset koko maahan.

Katso lisää: www.mediq.fi

Pakkausmateriaalit

Kertakäyttöiset pakkausmateriaalit on suunniteltu niin, että steriloiva aine pääsee pakkauksen sisään ja pakattuihin välineisiin. Sterilointipakkaukset tarjoavat erinomaisen mikrobisuojaan steriloiduille tuotteille niiden varastoinnin, käsittelyn ja kuljetuksen ajan sekä aseptisen avaamisen tuotteen käyttöönottohetkellä.

Mediqn tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima erityyppisiä ja -kokoisia standardien SFS-EN ISO 11607 ja SFS-EN 868 vaatimusten mukaisia pakkausmateriaaleja, joista on helppo valita suorituskyvyltään sopivin pakkausratkaisu. Arvioitavia asioita ovat pakattava tuote (mm. koko ja paino), sterilointiohjelma, pakkauksen kuljetus- ja säilytysolosuhteet, loppukäyttäjän toimintatavat sekä muut mahdolliset asiakasvaatimukset.



STERILOINTIPUSSIT JA RULLAT

Paperi/laminaatti

Paperi/laminaatti -sterilointipakkaukset on tarkoitettu yksittäisten instrumenttien ja tarvikkeiden sekä pienehköjen settien pakkaamiseen. Steriking paperi/laminaattipussit ja -rullat on valmistettu läpinäkyvästä, vaaleanvihreästä Multi-X9 muovikalvosta ja vettä hylkivästä 70 g/m² medical-erikoispaperista. Tuotteet soveltuvat höyry-, FORM- ja EO-sterilointimenetelmille. Pakatut tuotteet on helppo tunnistaa muovikalvon läpi. Muovikalvon vihreä väri mahdollistaa saumojen eheyden tarkastamisen. Saumaustemperatuurilämpötila 165–200 °C.

Sterilointipussi paperi/laminaatti sileä (BF04001)

Steriking-sterilointipussi

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40012383	50 x 200 mm	3600 kpl	S17-3P	000328
40012384	50 x 250 mm	2400 kpl	S1-3P	000329
40012385	75 x 150 mm	2400 kpl	S24-3P	000330
40012386	75 x 200 mm	2400 kpl	S2-3P	000331
40012387	75 x 230 mm	1800 kpl	S23-3P	000332
40012388	75 x 270 mm	3600 kpl	S4-3P	000334
40012389	75 x 300 mm	4200 kpl	S18-3P	000335
40012390	75 x 520 mm	2400 kpl	S22-3P	000336
40012391	100 x 150 mm	2400 kpl	S25-3P	000337
40012392	100 x 200 mm	1800 kpl	S3-3P	000338
40012393	100 x 270 mm	3000 kpl	S5-3P	000340
40012394	100 x 300 mm	1200 kpl	S8-3P	000341
40012395	100 x 350 mmm	1200 kpl	S19-3P	022117
40012396	100 x 400 mm	1200 kpl	S9-3P	000342
40012397	100 x 570 mm	1800 kpl	S12-3P	000343
40012398	120 x 270 mm	2400 kpl	S1227-3P	000344
40012399	120 x 300 mm	1800 kpl	S1230-3P	000354
40012400	120 x 400 mm	1200 kpl	S27-3P	000345
40012401	150 x 200 mm	1200 kpl	S15-3P	000346
40012402	150 x 270 mm	1800 kpl	S6-3P	000347
40012403	150 x 300 mm	1800 kpl	S20-3P	000348
40012404	150 x 350 mm	1800 kpl	S26-3P	000349



Steriking-sterilointipussi jatkuu

40012405	150 x 400 mm	1200 kpl	S13-3P	000350
40012406	150 x 520 mm	1200 kpl	S28-3P	000351
40012407	160 x 600 mm	1200 kpl	S34-3P	022124
40012408	205 x 270 mm	600 kpl	S7-3P	000353
40012409	205 x 300 mm	600 kpl	S2030-3P	000356
40012411	205 x 340 mm	1000 kpl	S7A-3P	323197
40012410	205 x 400 mm	600 kpl	S10-3P	000355
40012412	205 x 440 mm	600 kpl	S10A-3P	022125
40007314	205 x 600 mm	1200 kpl	S35-3P	022126
40012413	205 x 700 mm	600 kpl	S2070-3P	022126
40007316	220 x 440 mm	600 kpl	S2244	022130
40012414	250 x 380 mm	1200 kpl	S16-3P	000358
40012415	250 x 500 mm	600 kpl	S11-3P	000359
40012416	250 x 600 mm	500 kpl	S36-3P	022131
40012417	250 x 700 mm	600 kpl	S37-3P	022131
40007739	270 x 350 mm	600 kpl	S29-3P	327239
40012418	270 x 440 mm	600 kpl	S30-3P	000360
40012419	300 x 500 mm	600 kpl	S21-3P	000361
40012420	300 x 570 mm	600 kpl	S14-3P	000362
40012421	320 x 500 mm	600 kpl	S38-3P/S3250	022132
40012422	320 x 600 mm	500 kpl	S3260-3P	000364
40012423	420 x 500 mm	500 kpl	S31-3P	000365
40012424	420 x 600 mm	500 kpl	S32-3P	000366

Sterilointipussi paperi-/laminaattipalje (BF04002)

Steriking-paljepussi



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40006730	100 x 50 x 300 mm	500 kpl	B35-3P	001344
40006731	100 x 50 x 360 mm	500 kpl	B30-3P	001344
40006732	150 x 50 x 400 mm	500 kpl	B31-3P	001345
40006733	150 x 50 x 460 mm	500 kpl	B32-3P	001346
40006734	200 x 55 x 400 mm	250 kpl	B36-3P	000370
40006747	200 x 55 x 500 mm	250 kpl	B33-3P	001349
40006748	250 x 65 x 480 mm	250 kpl	B37-3P	327236
40007493	250 x 65 x 550 mm	250 kpl	B2555	001350
40006735	300 x 80 x 550 mm	250 kpl	B34-3P	000372

Sterilointipussi paperi/laminaatti itsesulkeutuva (BF04003)

Steriking -teippikiinnitteinen sterilointipussi

Teippikiinnitteisissä paperi/laminaatti-sterilointipusseissa on valmiina kätevä suljentateippi. Pussit voidaan sulkea nopeasti ja luotettavasti ilman kuumasauauslaitetta.




Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016261	60 x 250 mm	1000 kpl	SS10	326808
40012440	90 x 200 mm	1000 kpl	SS1	000373
40007507	90 x 250 mm	1000 kpl	SS2	000374
40007509	130 x 270 mm	1000 kpl	SS4	000376
40007510	200 x 350 mm	1200 kpl	SS5	000377
10016262	250 x 400 mm	600 kpl	SS6	000378
40007512	300 x 450 mm	600 kpl	SS7	000379

Sterilointiletku paperi/laminaatti sileä (BF04007)

Steriking-sterilointiletku

Mediinqin tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40006736	50 mm x 200 m	5 rll	R39-3P	000401
40006737	75 mm x 200 m	4 rll	R40-3P	000402
40006738	100 mm x 200 m	3 rll	R41-3P	000404
40006739	150 mm x 200 m	2 rll	R42-3P	000406
40021423	200 mm x 200 m	1 rll	R43-3P	000408
40021424	250 mm x 200 m	1 rll	R44-3P	000409
40021425	300 mm x 200 m	1 rll	R45-3P	000410
40021562	350 mm x 200 m	1 rll	R46-3P	000411
40021944	400 mm x 200 m	1 rll	R47-3P	000412
40006487	500 mm x 100 m	1 rll	R49-3P	323217



Sterilointiletku paperi/laminaatti palkeella (BF04008)

Steriking-paljeletku

Mediinqin tuotenro	Koko	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40007258	75 x 20 mm x 100 m	4 rll	RB50-3P	323219
40006749	100 x 50 mm x 100 m	3 rll	RB51-3P	000413
40006750	150 x 50 mm x 100 m	2 rll	RB52-3P	000414
40021441	200 x 55 mm x 100 m	1 rll	RB53-3P	000416
40021442	250 x 65 mm x 100 m	1 rll	RB54-3P	000417
40021443	300 x 80 mm x 100 m	1 rll	RB55-3P	000419
40019553	350 x 80 mm x 100 m	1 rll	RB56-3P	325208
40021468	400 x 80 mm x 100 m	1 rll	RB57-3P	000421



Kuitukangas/laminaatti

Kuitukangas/laminaatti -sterilointipakkaukset on tarkoitettu suurten ja raskaiden tai kokoonsa nähden painavien tuotteiden pakkaamiseen. Steriking Tex-Line kuitukangas/laminaattipussit on valmistettu läpinäkyvästä Multi-X9 muovikalvosta ja vettä sekä alkoholia hylkivästä 60 g/m² kuitukankaasta. Tuotteet soveltuvat höyry-, FORM- ja EO-sterilointimenetelmille. Pakatut tuotteet on helppo tunnistaa muovikalvon läpi. Saumauslämpötila 150–180 °C.

Sterilointipussi kuitukangas sileä (BF04015)

Steriking Tex-Line kuitukangas-laminaattipussit

Mediinqin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40006296	205 x 400	500 kpl	SNW2040	001355
40007839	270 x 440	500 kpl	SNW2744	001357
40006408	320 x 500	500 kpl	SNW3250	001358
40007840	420 x 600	300 kpl	SNW4260	001359
40004553	500 x 650	200 kpl	SNW5065	001360
40007393	500 x 750	200 kpl	SNW5075	325202
40006317	570 x 750	200 kpl	SNW5775	001361



Tyvek/laminaatti

Tyvek/laminaatti -sterilointipakkaukset on tarkoitettu sellaisten tuotteiden pakkaamiseen, joille ei höyrysterilointi sovellu. Steriking DuPont™Tyvek®/laminaattipussit on valmistettu Wipakin kirkkaasta polyeteenikalvosta sekä DuPontin valmistamasta huokoisesta polyeteenimateriaalista. Tuotteet soveltuvat VH2O2, FORM- ja EO-sterilointimenetelmille. Pakatut tuotteet on helppo tunnistaa muovikalvon läpi. Saamaulämpötila 120–130 °C.

Sterilointipussi matalalämpö (BF04005)

Steriking Tyvek-pussi



Mediön tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40012425	75 x 200 mm	1000 kpl	LTS7520	000389
40012426	100 x 250 mm	1000 kpl	LTS1025	000390
40012427	150 x 300 mm	1000 kpl	LTS1530	000392
40012428	160 x 440 mm	600 kpl	LTS1644	323787
10015868	160 x 600 mm	600 kpl	LTS1660	323790
40005475	205 x 350 mm	500 kpl	LTS2035	000394
40012430	205 x 390 mm	1200 kpl	LTS2038	000393
10016223	250 x 390 mm	600 kpl	LTS2538	000396
40012432	250 x 500 mm	600 kpl	LTS2550	000395

Sterilointiletku matalalämpö (BF04010)

Steriking Tyvek-rolla



Mediön tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10015852	75 mm x 100 m	1 rll	LTR40	000432
10015853	100 mm x 100 m	1 rll	LTR41	000434
10016208	150 mm x 100 m	1 rll	LTR42	000436
10015854	200 mm x 100 m	1 rll	LTR43	000438
10016266	250 mm x 100 m	1 rll	LTR44	000440
10015864	300 mm x 100 m	1 rll	LTR45	000441
10015865	350 mm x 100 m	1 rll	LTR46	323789
10016221	500 mm x 100 m	1 rll	LTR49	323786

Sivujen 3-6 tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita. Valmistaja Wipak Oy.

Polyamidi

Polyamidi kestää korkeita lämpötiloja ja soveltuu hyvin kuumailmakaapissa steriloitaviksi tarkoitettujen instrumenttien ja tarvikkeiden pakkausmateriaaliksi. Sterilointiletku voidaan sulkea kuumailmasterilointiin tarkoitetulla teipillä tai impulssisaumajalla.

Sterilointiletku kuumailma (BF04009)

Kuumailmasterilointiletku

Valmistaja Wipak Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016201	50 mm x 200 m	5 rll	HR39	000423
40007496	75 mm x 200 m	4 rll	HR40	000424
10016098	100 mm x 200 m	3 rll	HR41	000426
40007499	150 mm x 200 m	2 rll	HR42	000428
10016099	200 mm x 200 m	1 rll	HR43	000429
10016203	250 mm x 200 m	1 rll	HR44	000430



Suojapussi

Steriking-suojapussit on tehty erittäin lujasta, monikerroksisesta ja läpinäkyvästä muovikalvosta. Tuote on tarkoitettu steriloitujen pakkausten pöly- ja kosteussuojaksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Saamauslämpötila 130–160 °C. Ei sovellu sterilointiin (poikkeus: säteilysterilointi).

Sterilointisuojapussi (BF04006)

Steriking-suojapussi

Valmistaja Wipak Oy.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10026708	150 x 270 mm	1000 kpl	CB1	022139
10026710	205 x 300 mm	1000 kpl	CB2	022140
10026702	250 x 400 mm	1000 kpl	CB3	022141
10016813	300 x 500 mm	500 kpl	CB4	022142
10026438	400 x 550 mm	500 kpl	CB5	022143
10026707	500 x 800 mm	200 kpl	CB7	022145




STERILOINTIKÄÄREET

Sterilointikääre kreppi LK1 (BF04011)

Steriking-sterilointikreppi

Vaaleanvihreä 60 g:n sterilointikääre, joka soveltuu höyry- ja kaasusterilointiin. Erinomainen bakteerisuoja ja hyvä vedenhylkivyyys. Valmistettu happivalkaistusta, puhtaasta selluloosakuidusta.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40019174	50 x 50 cm	500 kpl	SPC50	000445
10016260	60 x 60 cm	500 kpl	SPC60	000446
10016428	75 x 75 cm	250 kpl	SPC75	000447
40019176	90 x 90 cm	250 kpl	SPC90	000448
40022073	120 x 120 cm	100 kpl	SPC120	000451



Sterilointikääre vahvistettu kreppi LK2 (BF04017)

Steriking Super Crepe Blue -sterilointikääre

Vaaleansininen 60 g:n vahvistettu kreppisterilointikääre, joka soveltuu höyry- ja kaasusterilointiin. Erinomainen bakteerisuoja ja hyvä vedenhylkivyyys. Valmistettu happivalkaistusta, puhtaasta selluloosakuidusta, johon on lisätty synteettistä lateksia.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016250	60 x 60 cm	500 kpl	SCB60	016870
10016251	75 x 75 cm	250 kpl	SCB75	016871



Sterilointikääre kuitukangas LK 3 (BF04012)

Steriking Soft Blue -sterilointikääre

Sininen 60 g:n kuitukangassterilointikääre, joka soveltuu höyry- ja kaasusterilointiin. Erinomainen bakteerisuoja ja hyvä vedenhylkivyyys. Valmistettu happivalkaistusta, puhtaasta selluloosakuidusta, johon lisätty polyesterikuituja.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10017628	60 x 60 cm	500 kpl	NWB60	000454
40021635	90 x 90 cm	250 kpl	NWB90	000456
40021677	100 x 140 cm	100 kpl	NWB100/140	000458
40021637	120 x 120 cm	100 kpl	NWB120	000459
40021678	130 x 150 cm	100 kpl	NWB130/150	000460



Sivun tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita. Valmistaja Wipak Oy.

Steriking Super Soft Green -sterilointikääre

Vihreä 66 g:n kuitukangassterilointikääre, joka soveltuu höyry- ja kaasusterilointiin. Erinomainen bakteerisuoja ja hyvä vedenhylkivyyys. Valmistettu happivalkaistusta, puhtaasta selluloosakuidusta, johon on lisätty polyesterikuituja.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40021624	60 x 60 cm	400 kpl	NWG60	000454
10016229	120 x 120 cm	100 kpl	NWG120	000459




Sterilointikääre yhdistelmät LK4 (BF04022)

Pakkausratkaisu muodostetaan kahdesta kääreestä, jotka ovat tuotteessa valmiiksi pakattuna settinä. Kahden eri värin yhdistäminen helpottaa materiaalivaurioiden havaitsemista.

Steriking CombiWrap 2 vahvistettu kreppi/kuitukangas

Vahvistettu kreppi SCB (sininen)/kuitukangas NWG (vihreä) kevyille ja keskiraskaille kuormille.


Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10017629	75 x 75 cm	125 settiä	CW2075	022181
40007769	90 x 90 cm	125 settiä	CW2090	022183
10017630	100 x 100 cm	125 settiä	CW2100	022184
10017631	120 x 120 cm	50 settiä	CW2120	022186



Steriking CombiWrap 6 synteettinen/kuitukangas

Synteettinen SMX-2 Blue Regular (sininen)/kuitukangas NWGL (vihreä) keskiraskaille ja raskaille kuormille.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40006332	90 x 90 cm	100 settiä	CW6090	022193
40006333	100 x 100 cm	72 settiä	CW6100	022195



Sterilointikääre synteettinen LK5 (BF04013)



Steriking Blue Light -sterilointikääre

SMX-1 Light on synteettinen 37 g/m² sterilointikääre, joka soveltuu höyry-, kaasu- ja matala-lämpösterilointiin. 100 % polypropeenia. Pienet ja keskikokoiset setit. Valmistaja Wipak Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediäin tuotenumero	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenumero	Sailab-koodi
40004366	90 x 90 cm	sininen	160 kpl	SMX-1090	016885
40004367	100 x 100 cm	sininen	160 kpl	SMX-1100	000463

Ahlstrom Reliance Solo 200 B/G -sterilointikääre



Ahlstrom Reliance Solo 200 B/G (86 g/m²) höyry-, EO-, FORM- ja VH2O2-sterilointimenetelmille. Saumattu SMS/SMS kääreyhdistelmä nopeuttaa ja helpottaa instrumenttikorien pakkaamista. Ahlstrom Reliance Solo -kääreet ovat helposti levittyviä ja miellyttäviä käsitellä. Pakkaaminen saumattuun Solo-yhdistelmään on käytännöllistä ja vaivatonta – hyvä laskeutuvuus helpottaa myös aseptista avaamista. Kaksinkertainen, 100 % synteettinen Ahlstrom Reliance Solo -yhdistelmäkääre toimii luotettavana mikrobisuojausmekaanisen vahvuutensa ja tiiviin kuiturakenteensa ansiosta. Kahden erivärisen SMS-materiaalin, vihreän ja sinisen, yhdistäminen helpottaa materiaalivaurioiden havaitsemista. Täyttää standardien SFS-EN ISO 11607-1 ja SFS-EN 868-2 vaatimukset

Mediäin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenumero	Sailab-koodi
10009619	75 x 75 cm	75 kpl	5870086075075	000462
10009615	100 x 100 cm	50 kpl	5870086100100	000463
10015356	120 x 120 cm	50 kpl	5870086120120	000464

Ahlstrom Reliance Solo 300 B/G -sterilointikääre



Ahlstrom Reliance Solo 300 B/G (100 g/m²) höyry-, EO-, FORM- ja VH2O2-sterilointimenetelmille. Saumattu SMS/SMS kääreyhdistelmä nopeuttaa ja helpottaa instrumenttikorien pakkaamista. Ahlstrom Reliance Solo -kääreet ovat helposti levittyviä ja miellyttäviä käsitellä. Pakkaaminen saumattuun Solo-yhdistelmään on käytännöllistä ja vaivatonta – hyvä laskeutuvuus helpottaa myös aseptista avaamista. Kaksinkertainen, 100 % synteettinen Ahlstrom Reliance Solo -yhdistelmäkääre toimii luotettavana mikrobisuojausmekaanisen vahvuutensa ja tiiviin kuiturakenteensa ansiosta. Kahden erivärisen SMS-materiaalin, vihreän ja sinisen, yhdistäminen helpottaa materiaalivaurioiden havaitsemista. Täyttää standardien SFS-EN ISO 11607-1 ja SFS-EN 868-2 vaatimukset

Mediäin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenumero	Sailab-koodi
10009684	75 x 75 cm	50 kpl	5864100075075	000462
10018767	90 x 90 cm	50 kpl	5864100090090	016885
10001393	100 x 100 cm	50 kpl	5864100100100	000463
10009652	120 x 120 cm	50 kpl	5864100120120	000464
10015370	140 x 140 cm	25 kpl	5864100140140	016887

Ahlstrom Reliance Solo 400 B/G -sterilointikääre



Ahlstrom Reliance Solo 400 B/G (120 g/m²) höyry-, EO-, FORM- ja VH2O2-sterilointimenetelmille. Saumattu SMS/SMS kääreyhdistelmä nopeuttaa ja helpottaa instrumenttikorien pakkaamista. Ahlstrom Reliance Solo -kääreet ovat helposti levittyviä ja miellyttäviä käsitellä. Pakkaaminen saumattuun Solo-yhdistelmään on käytännöllistä ja vaivatonta – hyvä laskeutuvuus helpottaa myös aseptista avaamista. Kaksinkertainen, 100 % synteettinen Ahlstrom Reliance Solo -yhdistelmäkääre toimii luotettavana mikrobisuojausmekaanisen vahvuutensa ja tiiviin kuiturakenteensa ansiosta. Kahden erivärisen SMS-materiaalin, vihreän ja sinisen, yhdistäminen helpottaa materiaalivaurioiden havaitsemista. Täyttää standardien SFS-EN ISO 11607-1 ja SFS-EN 868-2 vaatimukset

Mediäin tuotenumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenumero	Sailab-koodi
10009698	140 x 140 cm	25 kpl	5865120140140	016887

Ahlstrom Reliance Solo -sterilointikääreiden valmistaja Ahlstrom-Munksjö Specialties S.A.S. Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita.

IMUPAPERIT

Sterilointikorin tarvike (BF05006)

Steriking sterilointikorin imupaperi arkki

Imukyinen instrumenttikorin imupaperi on vahvaa, puhdasta, krepattua medical-laatuista paperia. Imupaperia käytetään instrumenttikorin pohjalla instrumenttien alla tai korin alla keräämään kondensaatiokosteutta ja suojaamaan korin teräviltä kulmilta. Valmistettu puhtaasta selluloosakuidusta.



Mediğin tuotennumero	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016496	25 x 30 cm / standard	1000 arkkia	TL25	000465
10016497	30 x 40 cm / standard	500 arkkia	TL3040	000465
10016499	30 x 50 cm / standard	500 arkkia	TL50	000465
10016498	40 x 50 cm / standard	500 arkkia	TL40	000465
10017869	55 x 45 cm / standard	500 arkkia	TL5545	000465
40004602	25 x 25 cm / with edge	500 arkkia	TLWE2525	000465
40004603	48 x 25 cm / with edge	500 arkkia	TLWE4825	000465
40004604	50 x 30 cm / with edge	500 arkkia	TLWE5030	000465
10026274	30 x 50 cm / nonwoven	600 arkkia	TLNW3050	327202

Steriloinnin kontrollointitarvikkeet

Sterilointi-indikaattoriteippi (BF02002)

Steriking-indikaattoriteippi höyrysterilointiin

Luokan 1 prosessi-indikaattoripainatus. Värin muutos: vihreästä raidasta -> tumman ruskeaan/mustaan. Herkästi tarraava, pitävä kiinnitys. Eri leveyksinä höyrysterilointiin.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40007504	12 mm x 50 m	72 rll	ITS12G	000292
40007505	19 mm x 50 m	48 rll	ITS19G	000293
40007506	25 mm x 50 m	36 rll	ITS25G	000294



Steriking-indikaattoriteippi höyrysterilointiin sininen

Luokan 1 prosessi-indikaattoripainatus. Värin muutos: vihreästä raidasta -> tumman ruskeaan/mustaan. Pohjavärinä sininen. Herkästi tarraava, pitävä kiinnitys. Eri leveyksinä höyrysterilointiin.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40005439	19 mm x 50 m	48 rll	JTB19SG	000293
40005440	25 mm x 50 m	36 rll	JTB25SG	000294



Steriking-indikaattoriteippi kuumailmasterilointiin

Indikaattorilla varustettu kuumailmakaapissa steriloitavaksi tarkoitettujen pakkausten suljentaiteippi. Tarttuu esim. metalliin, lasiin, paperiin ja erilaisiin muoveihin. Indikaattoriraidan väri muuttuu kuumailmasterilointiprosessissa vihreästä ruskeaksi. Suositellaan käytettäväksi 2 vuoden kuluessa valmistuspäivästä.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016205	19 mm x 50 m	48 rll	ITH19	000295



Sivun tuotteiden valmistaja Wipak Oy.



Dry-Heat -indikaattoritarra kuumailmasterilointiin

Kemiallinen Dry-Heat prosessi-indikaattori on suunniteltu kuumailmasteriloinnin valvontaan. Indikaattoritarrat tulisi kiinnittää jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen tai tuotteeseen. Standardien ISO 11140-1 luokan 1 mukainen. Käyttö: Pese aina steriloitavat tuotteet ennen sterilointia kunkin instrumentin tai tuotteen vaatimalla tavalla. Aseta indikaattoritarra jokaiseen sterilointipakkaukseen tai jokaiselle sterilointitarjottimelle. Valitse normaali sterilointiohjelma ja aja ohjelma läpi tavallisen käytännön mukaisesti. Indikaattoriliuskan väri muuttuu mustaksi ohjelman aikana, jos sterilointiolosuhteet ovat oikeanlaiset. Värimuutos aika 160 °C asteessa on 10 minuuttia (+/- 5 min.).

Mediinin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40021350	1000 kpl/ rll	CI-113	000290

Sterilointi-indikaattori kemiallinen sisäinen (BF02001)

Steriking AC250/500 luokan 4 höyryindikaattoriliuska 2-osainen



2-osainen monimuuttujaindikaattoriliuska, joka osoittaa pakatun tuotteen olleen alttiina oikealle ajalle, lämpötilalle ja kylläiselle höyrylle. Soveltuu sekä 121 että 134 asteeseen. Indikaattoriväri muuttuu vaaleasta mustaksi. Suositellaan otettavaksi käyttöön 4 vuoden kuluessa valmistuspäivästä.

Mediinin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40019757	250 / 500 kpl	AC250/500	000288

Steam Chart luokan 5 höyryindikaattori



ISO 11140-1 mukainen 5.lk indikaattori. Indikaattoreiden reaktio tapahtuu ainoastaan, kun kaikki kolme steriloinnin kannalta välttämätöntä tekijää on täytetty: sterilointilämpötila, aika ja kyllästetty vesihöyry. Osoittaa myös mahdollisen steriloinnin epäonnistumisen syyn. Laminoinnin ansiosta ei tarvita erillistä suojakoteloita. Tuotteet täyttävät CEN-suositukset.

Mediinin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40020526	1 pussi	CI-108	327187



Steriking AC6 luokan 6 höyryindikaattoriliuska

Kehitetty kaikkien kriittisten prosessiparametrien valvontaan. Luokan 6 kemiallinen indikaattori varmentaa sterilointiprosessissa saavutetut oikeat olosuhteet. Toimii osana steriilien tuotteiden hyväksymiskriteerejä. Steriking AC6 indikaattoriliuskat on tarkoitettu höyrysterilointiin (134 °C, 3,5 min). Värimuutos: vihreästä -> ruskeaksi.

Mediinin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016774	250 kpl	AC6	327188

Autoklaavin kontrollointitarvikkeet

Höyryautoklaavin tyhjiötestitarvike (BF01001)

DCG2 Striking Daily test pakkaus

Jos sterilointiprosessissa on ilmanpoistovaihe, jolla varmistetaan höyryn tasainen tunkeutuminen steriloitavaan kuormaan, höyrynläpäisytesti on suoritettava joka päivä ennen tuotannon aloittamista standardin SFS-EN 285 mukaisesti. Standardin SFS-EN ISO 11140-1 luokan 2 testi ajetaan tyhjässä, esilämmitetyssä kammiossa sen alimmalla tasolla käyttäen automaattista Bowie-Dick -testiohjelmaa. Standardin SFS-EN ISO 11140-4 mukaisen DCG2 pakkauksen sisällä oleva laminoitu testiarkki muuttuu tasaisen tummaksi altistuttuaan 134 °C höyrylle 3,5 minuutin ajan. Jos testipakkaukseen jää ilmaa, jolloin värin muutos ei ole tasainen voi syynä olla tehoton ilmanpoistovaihe, ilmapuoto ilmanpoistovaiheessa tai höyryn sisältämät tiivistymättömät kaasut.



Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10015709	20 kpl	DCG2	000286

Bowie-Dick GREEN CARD -testipakkaus ja teline

Green Card laminoitu testikortti telineeseen asetettuna vastaa pahviluska-testipakettia. Green Card Bowie-Dick testi on tarkoitettu suuren, yli 60 litraisena esityhjiöllisen höyryautoklaavin ilmanpoisto- ja höyryn tunkeutumiskyvyn testaamiseen. Testi on suoritettava joka aamu suurille autoklaaveille. Testaaminen on osa normin EN 554 mukaista autoklaavin toimintakunnon todentamista. Käyttö: Aseta kortti telineeseen punainen indikaattori puoli ylöspäin (kirjauspuoli alaspäin). Aseta teline tyhjän autoklaavin alatasolle, lähelle pohjasuodatinta/ovea (kylmin paikka). Käynnistä Bowie-Dick ohjelma. Poista teline ja indikaattori autoklaavista (suojakäsi-neet!). Tulkitse tulos. Kirjaa testin tiedot indikaattorin kääntöpuolelle.




Mediqn tuotenro	Kuvaus	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40004213	testikortit	30 kpl	BD-117 O	000286
40006526	teline	1 kpl	914001	000287

Bowie-Dick GREEN CARD T -testipakkaus

Green Card T (BD-120) on Bowie-Dick testikortti pienen autoklaavin ilmanpoistotehon ja sterilointihöyryn tunkeutumistehon testaamiseen. Erityinen pussipakkaus suojaa testikorttia altistumasta ylimääräiselle märälle höyrylle, jota esiintyy joskus pienissä autoklaaveissa. Testi on suoritettava joka aamu pienille, B-luokan autoklaaveille. Täyttää EN 867-5 standardin.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40004214	15 kpl	BD-120	000286



Helix-testi

Helix-testi HX100

Testausväline (PCD) sterilointiprosessin eräkohtaiseen valvontaan. Helix on höyryntunkeutumistesti, jota suositellaan käytettäväksi sterilointiprosessin suorituskyvyn arvioinnissa erityisesti onteloisia instrumentteja sisältävissä kuormissa. Pakatussa, ontossa tai huokoisessa välineessä voi höyryn laatu sterilointivaiheessa olla tuotteen sisällä eri kuin kammiossa, josta sterilointiprosessin kriittiset parametrit mitataan (aika, lämpötila ja paine). Soveltuu höyryohjelmille (3,5 min, 134 °C / 15 min, 121 °C). Mukana 100 eränumerolla varustettua indikaattoriliuskaa (Class 2 + 6). Selkeä ja helposti tulkittava värinmuutos vaalean vihreästä tummaksi. Dokumentointia helpottava tarrakiinnitys. Käytä Helix-testiä rutiinivalvonnassa, vähintäänkin jokaisessa ontossa kuormassa.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40024493	100 kpl	HX100	327191



Steriloinnin merkintätarvikkeet

Merkintäkynä sterilointiin (BF03002)

Steriking-merkintäkynä



Merkintäkynää voi käyttää pahviin, paperiin, kumiin, nahkaan, metalliin, lasiin, posliiniin, synteettisiin materiaaleihin ja polystyreeniin. Pysyvä, luotettava merkintä. Erikoismuste kuivuu välittömästi ja kestää vettä, valoa, ympäristön muutoksia sekä kuumuutta. Muste on myrkytöntä. Merkintä kestää vähintään vuoden normaaleissa olosuhteissa; vältä äärimmäisiä lämpötiloja säilytyksen aikana. Kynän korkki ilmaisee musteen värin.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016772	Ohut 0,75	punainen	10 kpl	MAR2	001362
10016771	Ohut 0,75	musta	10 kpl	MAR1	001362
10017788	Paksu 1,0	musta	10 kpl	MAR1T	001362

Instrumenttien suojaus



Instrumenttien kärkisuoja (BF09001)

Instrumenttien kärkisuojalajitelma 100 kpl

Instrumenttien kärkisuojat on tarkoitettu käytettäväksi steriloidessa ja instrumenttien käsittelyn aikana. Suojaa teriä ja pakkauksia. Kaikki kärkisuojat ovat värjättyjä, läpinäkyviä ja rei'ällisiä. Lajitelma sisältää runsasti eri kokoja. Kaikkia suoja sa myös erikseen 50 kpl:n pakkauksissa.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40021385	100 kpl	093020BBG	003727



Aspen instrumentin kärkisuoja rei'itetty kevyesti värjätty

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40019607	1 mm	valkoinen	100 kpl	093011BBG	003727
40019285	2 mm	vaal.sin.	100 kpl	093012BBG	003727
40019360	3,5 mm	punainen	100 kpl	093014BBG	003727
40019315	6 mm	keltainen	100 kpl	093015BBG	003727
40019314	8 mm	oranssi	100 kpl	093017BBG	003727
40019593	16 mm	ruskea	100 kpl	093018BBG	003727
40019643	24 mm	musta	100 kpl	093019BBG	003727
40019361	3 mm	vihreä	100 kpl	093013BBG	003727

Aspen-taltansuojukset



Käyttö steriloidessa ja instrumenttien käsittelyn aikana. Suojaa teriä ja pakkauksia. Suojat ovat kirkkaita, läpinäkyviä ja rei'ällisiä. Pakkauskoko 50 kpl.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40019745	9,5 x 25,4 mm	kirkas	50 kpl	094032BBG	003727
40019746	12,7 x 25,4 mm	kirkas	50 kpl	094033BBG	003727
40019748	19,1 x 25,4 mm	kirkas	50 kpl	094034BBG	003727
40021395	38 x 38 mm	kirkas	50 kpl	094037BBG	003727

Instrumenttisuoja valmistaja Aspen Surgical Products, Inc.

Sterilointipakkauksen suljenta

Sterilointisulkuteippi ilman indikaattoria (BF06001)

Steriking-sulkuteippi ilman indikaattoria

Höyryautoklaavissa steriloitavaksi tarkoitettujen pakkausten suljentateippi ilman indikaattoria. Suositellaan säilytettäväksi kuljetuspakkauksessaan kosteudelta ja valolta suojattuna.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40007502	19 mm x 50 m	48 rll	ITN19	000479
40007503	25 mm x 50 m	36 rll	ITN25	000480



Steriking-sulkuteippi ilman indikaattoria sininen

Höyryautoklaavissa steriloitavien pakkausten suljentateippi ilman indikaattoria. Väri sininen.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40005437	19 mm x 50 m	48 rll	JTB19N	000479
40005438	25 mm x 50 m	36 rll	JTB25N	000480



Teippiteline välinehuolto (BF07003)

Steriking-teippiteline

Autoklaaviteippien teline (25 mm).

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016495	1 kpl	TDS25	000486



Korit

Sterilointikori metalli (BF05001)


Medicon -metallinen lankakori

Valmistaja Medicon eG Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10013846	480 x 254 x 50 mm	1 kpl	49.97.12	000466
40022586	510 x 254 x 50 mm	1 kpl	49.97.21	000466



Rullaleikkurit, saumauslaitteet ja testit



Rullaleikkuri

Steriking Cutting Device

Mediön tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012709	750 mm	1 kpl	150002000 (RH750)
40012710	900 mm	1 kpl	150002001 (RH900)



Kuumasaumaajat

Steriking IS250 -impulssisaumaaja

Suunniteltu tavanomaisessa käytössä kuumasaamaamalla suljettavien pakkausmateriaalien sulkemiseen. Soveltuu paperi/laminaatti-, kuuma- ja Tyvek-materiaaleille. Ei suositella paljuspussille. Heti käyttövalmis, ei lämmitysaikaa. Tekniset tiedot: koko 220 x 420 x 300 mm, paino 10 kg, saumanleveys: 8 mm, sileä sauma, saumausleveys: max. 250 mm.

Mediön tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10015845	1 kpl	IS250



Steriking RS300 -kuumasaumaaja

Steriking RS300 -kuumasaumaaja on entistä turvallisempi. Saumausparametrien (ajan, lämpötilan, paineen) valvonta ISO 11607-2 -standardin vaatimusten mukaisesti. Sisäinen tulostin tulostaa yhden rivin tekstiä (enintään 30 merkkiä); laite voidaan liittää myös ulkoiseen etikettitulostimeen ja tietokoneeseen. Puhdistaminen on helppoa, sillä saumaajan kotelon pinnat ovat sileät ja kulmat pyörästetty. Laite voidaan avata ja huoltaa helposti ilman työkaluja.

Mediön tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10021277	1 kpl	RS300



Steriking RS 120A -kuumasaumaaja

Sisäänrakennettu mikroprosessori ohjaa lämpötilaa, painetta ja saumausnopeutta. Hälytystoiminto virhetilanteissa. Laite pysyy käyttövalmiustilassa päälle kytkettynä (koko päivän käyttövalmius). Automaattinen on/off-toiminto säästää moottoria ja pienentää energian kulu-tusta. Sisäänasennettu laskuri. Sauman etäisyys pakkauksen reunasta määritettävissä laitteen syöttöpäätä säätämällä. DIN-58953-7 mukainen saumaustekniikka. Selkeä käyttö-painikkeisto. Helppo ohjelmoida.

Mediön tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016247	1 kpl	RS120A



Saumaustestit

Steriking Multi-Seal -saumaustesti

Pakkaus sisältää 300 Seal Control-arkkia sekä väriaineen, jolla pakkauksen saumojen eheys voidaan tarkastaa standardin SFS-EN ISO 11607-2 validointivaatimusten mukaisesti.

Mediön tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016228	300 kpl	MS300	327235

Steriking Seal Control -saumaustesti

Steriking Seal Control on suunniteltu helpottamaan sauman ja saumauslaitteen toimintakunnon todentamista. Kriittiset tekijät saumausprosessissa ovat lämpö, aika ja puristusvoima. Suljenta-sauman osalta on tarkistettava seuraavat ominaisuudet: sauman leveys ja sen eheys koko saumatulta leveydeltä, mahdolliset saumausvirheet kuten kanavat tai avoin sauma, materiaaleissa olevat puhkaisureiät ja repeytymät, materiaalikerrosten tai materiaalien irtoaminen toisistaan. Steriking Seal Control on suunniteltu saumauslaitteen käyttökunnon päivittäiseen tarkastukseen standardin SFS-EN ISO 11607-2 validointivaatimusten mukaisesti. Seal Control -arkki on käytännöllinen apuväline sauman laadun testaamiseen ja dokumentointiin.



Mediqn tuotenro	Testi	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10016421	paperi/laminaatti	250 kpl	SC250	327234
40007744	Tyvek/laminaatti	800 kpl	TSC200	327234

Henkilökohtainen suojaus

Käsine tutkimus nitrili puuteriton tehdaspuhdas (BG02022)

Klinion-tutkimuskäsine nitrili sininen, Ultra Safe

Klinionin sinisen Ultra Safe -tutkimuskäsineen materiaali on nitrili. Sillä on erinomainen kemikaalien ja sytostaattien kestävyys. Puuteriton, tehdaspuhdas, lateksiton, ei sisällä luonnonkumiproteiineja. Soveltuu erinomaisesti tyyppi I allergikoille. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta käsineellä on erittäin hyvä pito. Joustava materiaali takaa korkean käyttömukavuuden ja erinomaisen tuntoherkkyyden. Hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Rullareuna helpottaa pukemista. Käsineen pituus 24 cm. AQL 1.5. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti = 6N, keskimäärin 9N. Käyttökelpoisuus aika 3 vuotta. Laatustandardi EN 455- ja EN 374 -standardien mukainen. Valmistaja Medeco BV. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10003905	XS	sininen	150 kpl	165040	011956
10003821	S	sininen	150 kpl	165041	011958
10003791	M	sininen	150 kpl	165042	011960
10003260	L	sininen	150 kpl	165043	011962
10003484	XL	sininen	150 kpl	165044	011964

Klinion-tutkimuskäsine nitrili pitkä violetti Sensitive Long Indigo

Klinionin violetin Sensitive Long Indigo -tutkimuskäsineen materiaali on nitrili. Sillä on erinomainen kemikaalien ja sytostaattien kestävyys. Puuteriton, kiihdytinainevapaa, tehdaspuhdas, lateksiton, ei sisällä luonnonkumiproteiineja. Soveltuu erinomaisesti tyyppi I allergikoille. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta käsineellä on erittäin hyvä pito. Joustava materiaali takaa korkean käyttömukavuuden ja erinomaisen tuntoherkkyyden. Hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Rullareuna helpottaa pukemista. Käsineen pituus 29 cm. AQL 1.5. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti = 6N, keskimäärin 9N. Käyttökelpoisuus aika 3 vuotta. Laatustandardi EN 455- ja EN 374 -standardien mukainen. Valmistaja Medeco BV. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10003700	XS	violetti	150 kpl	102488	017734
10003220	S	violetti	150 kpl	102484	017730
10003920	M	violetti	150 kpl	102485	017731
10003976	L	violetti	150 kpl	102486	017732
10003648	XL	violetti	150 kpl	102487	017733

Suojaesiliina (BG01007)

Klinion-esiliina rasiassa hihatton



Materiaali muovi.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40006680	71 x 117 cm x 0,025 mm	valkoinen	100 kpl	522700-1	306565
40006681	81 x 125 cm x 0,025 mm	kirkas	50 kpl	522701-1	306565



Klinion-esiliina rasiassa hihoilla

Materiaali muovi.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10010920	98 x 120 cm x 0,03 mm	sininen	20 kpl	522706	306565
40005160	98 x 140 cm x 0,03 mm	sininen	15 kpl	522706-1	306565



Klinion-esiliina rasiassa pitkä

Esiliina soveltuu kokonsa puolesta erittäin hyvin potilassuihkuuksiin.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
10011781	80 x 140 cm x 0,031 mm	valkoinen	70 kpl	522704	017718
40005900	90 x 160 cm x 0,031 mm	valkoinen	70 kpl	522709	017718



Hengityssuojain (BG01001)

Sentinex Lite -leikkausmaski nauhoilla vihreä

Nauhakiinnitys. Sentinex Lite perusmallinen kasv suoja on valmistettu erittäin kevyistä materiaaleista, joten sen ilmanläpäisevyys on parempi ja se on viileämpi kuin tavalliset kirurgiset kasv suojat. Vähäisempi lämmöneritys vähentää myös mahdollista ihoärsytystä. Lateksiton ja lasikuiduton. Täyttää DIN EN 14683-standardin II-tyyppin vaatimukset. Valmistaja Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Tuote on CE-merkitty lääkin nällinen laite.

Mediqn tuotenro	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40005102	vihreä	50 kpl	11991	021844



Sentinex Lite -leikkausmaski korvalenkeillä

Korvalenkkiinnitys. Sentinex Lite perusmallinen kasv suoja on valmistettu erittäin kevyistä materiaaleista, joten sen ilmanläpäisevyys on parempi ja se on viileämpi kuin tavalliset kirurgiset kasv suojat. Vähäisempi lämmöneritys vähentää myös mahdollista ihoärsytystä. Lateksiton ja lasikuiduton. Täyttää DIN EN 14683-standardin II-tyyppin vaatimukset. Valmistaja Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Tuote on CE-merkitty lääkin nällinen laite.

Mediqn tuotenro	Väri	Myynti-yksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40007213	vihreä	50 kpl	11992	021845

LIFAir -kirurginen suu-nenäsuojus IIR korvalenkeillä

LIFAir kirurginen suu-nenäsuojus IIR korvalenkeillä on Suomessa valmistettu CE-merkitty IIR-maski allergiatestatuista ja turvallisista materiaaleista. Miellyttävä kasvoilla ja maskin läpi on helppo hengittää. Materiaalit ovat lasikuitu-, lateksi- ja nikkelivapaita. Maski on kertakäyttöinen tehdaspuhdas, roiskesuojattu/roisketiivis, suodatustehokkuus BFE = 98 %. Suojuksessa moninkertainen rakenne, nukkaamaton, joustavat korvalenkit, elastinen puuvillasekoite. Väri vaalean sininen. Suojuksen metalliosia (millä asetellaan nenään tiiviisti) nikkelitön metallilanka. Hyllyikä 5 v valmistuksesta. Sertifikaatit EN 14683:2019 + AC:2019 (Medical Face Masks), EN ISO 10993-5:2009 (Biological evaluation of medical devices), EN ISO 10993-10:2013 (Test for irritation and sensitization). Valmistaja Lifa Air Oyj Ltd. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40009121	vaaleansininen	50 kpl	LM2000-R	021851

LIFAir FFP2 venttiilitön hengityssuojain

LIFAir FFP2 venttiilitön hengityssuojain on Suomessa valmistettu CE-merkitty allergiatestatu hengityssuojain, joka suojaa käyttäjää ilmassa olevilta hiukkasilta mikrobeilta, viruksilta ja pölyltä. Suodatustehokkuus = 94 %. Materiaalit lasikuitu-, lateksi- ja nikkelivapaita, nukkaamaton. Muotoutuvan nenäkappaleen ansiosta istuu mukavasti, mutta tiiviisti kasvoille. Moninkertainen rakenne ja joustavat korvalenkit, ei ärsytä ihoa. Pakattu 3 kpl pusseihin eli paketissa on 3 x 3 = 9. Väri valkoinen. Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika 6 h. Hyllyikä 5 v valmistuksesta. EN149:2001 + A1:2009. Valmistaja Lifa Air Oyj Ltd. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain.



Mediğin tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40009120	valkoinen	9 kpl	Lmp800	017682

LIFAir FFP3 -hengityssuojain ilman venttiiliä

LIFAir FFP3 hengityssuojain ilman venttiiliä on Suomessa valmistettu CE-merkitty korkeimman suojausluokan hengityssuojain, joka soveltuu vaativaan käyttöön kuten asbesti- ja homeyöskentelyyn, sekä henkilökohtaiseen suojaukseen koronavirusta vastaan. Tämä malli istuu erittäin hyvin ja tiukasti kasvoille, mutta jättää silti runsaasti tilaa hengittää ja tarjoaa mukavuutta myös pidempään käytettäessä. Suodatustehokkuus = 99 %. Materiaalit lasikuitu-, lateksi- ja nikkelivapaita, nukkaamaton. Allergiatestatu. Nauhat pään taakse. Väri valkoinen. Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika 6 h. Hyllyikä 5 v valmistuksesta. EN149:2001 + A1:2009. Valmistaja Lifa Air Oyj Ltd. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain.



Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40009122	S/M	valkoinen	5 kpl	LMP2852	017683
40008796	L/XL	valkoinen	5 kpl	LMP2852	017683

Kasvosuojat (BG01015)

Stellan suojaviisiiri

Stellan-suojaviisiiri koostuu lateksittomasta elastisesta nauhasta, pehmeästä vaahtomuovista, joka tulee otsaa vasten, ja kristallinkirkkaasta huurtumattomasta visiiristä. Viisiiri on kehitetty käytettäväksi suojana nesteitä ja pisaroita vastaan. Sitä käytetään yleisesti terveydenhuollon ammattilaisilla ja muilla henkilöillä eri tilanteissa. Valmistetaan Ruotsissa. Stellan-suojaviisiiri on valmiiksi koottu ja käyttövalmis heti pakkauksesta otettaessa. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lasien ja maskien kanssa. Visiiriin voi myös uudelleen käyttää puhdistuksen jälkeen. Visiiri on CE-sertifioitu ja täyttää PPER (EU) 2016/425 -standardin vaatimukset EN166:2001, kategoria II mukaisesti. Tuotteen vaatimustenvastainen materiaali täyttää REACH-direktiivin 76 / 769 / ETY liitteen XVII vaatimukset. Tuotteen materiaali kirkas PET-muovi, paksuus: 0,33 mm ± 7 %, mitat: L 332 mm x K 222 mm, huurtumaton. Elastisen nauhan mitat L 240 mm x K 30 mm x S 35 m ± 10 %, lateksiton. Visiiriin paino noin 40 g/kpl. Valmistaja: Plast Petter AB. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 0402.



Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro	Sailab-koodi
40010245	50 kpl	ZSKYVIS0004	315284



MEDIQ

at the heart of healthcare

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi