



Välinehuollon tarvikkeet



at the heart of healthcare

Mediq Suomi

Me Mediq Suomi Oy:ssä palvelemme suomalaisia terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia. Olemme terveydenhuoltoalan ratkaisu- ja kokonaistoimittaja sekä luotettava yhteistyökumppani. Tarjoamme laitteita, tarvikkeita ja palveluita, joilla parannetaan potilaiden elämänlaatua. Tuemme terveydenhuoltoalan toimijoita, jotta he voivat tuottaa parasta mahdollista hoitoa.

Asiakaspalvelu

Asiantuntevaa asiakaspalvelua

Henkilökohtaista palvelua puhelimitse ja sähköpostitse, puh. 020 112 1510 ja asiakaspalvelu@mediq.com.

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8–16. Verkkokauppa palvelee 24 h vuorokaudessa kotisivuillamme www.mediq.fi → Tuotteet

Tilaukset:

Puhelin 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com

Tarjouspyynnöt:

tarjoukset@mediq.com



Välinehuollon tarvikkeet

Leikkauksissa, tutkimuksissa ja hoidossa käytettäviä instrumentteja huolletaan välinehuoltoyksiköissä. Välinehuolto on oleellinen osa hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa.

Palvelu on monesti keskitetty suuriin välinehuoltokeskuksiin sairaaloissa, mutta välinehuoltoa tehdään myös sosiaali- ja terveysalan hoitoyksiköissä, suun terveydenhuollossa, laboratorioissa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa.


Arvokkaat instrumentit ja välineet pysyvät kunnossa ja palvelevat käyttäjiään laadukkaana elinkaarensa loppuun vain silloin, kun koko välinehuollon prosessi on kunnossa. Välineet puhdistetaan ja desinfioidaan ennen kokoamista, jonka jälkeen ne pakataan ja steriloidaan.

Korkealuokkaiset sterilointitarvikkeet, kuten oikein suunnitellut ja luotettavista materiaaleista valmistetut sterilointipakkaukset, ovat tärkeä osa potilasturvallisuuden varmistamista ja sen parantamista. Mediq Suomi Oy pyrkii jatkuvasti tarjoamaan tarpeeseen optimoituja tuotteita sekä tuomaan markkinoille uusia kehittyneempiä tuotteita ja lisäämään tuotetiedotusta ja tuotekoulutuksia sekä parantamaan käyttöohjeita, vähentämään hävikkiä ja jätettä, ehkäisemään päällekkäistä työtä ja alentamaan logistiikkakuluja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Pakkausmateriaalit

Kertakäyttöiset pakkausmateriaalit on suunniteltu niin, että steriloiva aine pääsee pakkauksen sisään ja pakattuihin välineisiin. Sterilointipakkaukset tarjoavat erinomaisen mikrobisuojaan steriloiduille tuotteille niiden varastoinnin, käsittelyn ja kuljetuksen ajan sekä aseptisen avaamisen tuotteen käyttöönottohetkellä.

Mediqn tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima erityyppisiä ja -kokoisia standardien SFS-EN ISO 11607 ja SFS-EN 868 vaatimusten mukaisia pakkausmateriaaleja, joista on helppo valita suorituskyvyltään sopivin pakkausratkaisu. Arvioitavia asioita ovat pakattava tuote (mm. koko ja paino), sterilointiohjelma, pakkauksen kuljetus- ja säilytysolosuhteet, loppukäyttäjän toimintatavat sekä muut mahdolliset asiakasvaatimukset.



STERILOINTIPUSSIT JA RULLAT

Paperi/laminaatti

Paperi/laminaatti -sterilointipakkaukset on tarkoitettu yksittäisten instrumenttien ja tarvikkeiden sekä pienehköjen settien pakkaamiseen. Steriking paperi/laminaattipussit ja -rullat on valmistettu läpinäkyvästä, vaaleanvihreästä Multi-X9 -muovikalvosta ja vettä hylkivästä 70 g/m² medical-erikoispaperista. Tuotteet soveltuvat höyry-, FORM- ja EO-sterilointimenetelmille. Pakatut tuotteet on helppo tunnistaa muovikalvon läpi. Muovikalvon vihreä väri mahdollistaa saumojen eheyden tarkastamisen. Saumaustemperatuurina 165–200 °C.

Sterilointipussi paperi/laminaatti sileä

Steriking-sterilointipussi

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012383	50 x 200 mm	3600 kpl	S17-3P
40012384	50 x 250 mm	2400 kpl	S1-3P
40012385	75 x 150 mm	2400 kpl	S24-3P
40012386	75 x 200 mm	2400 kpl	S2-3P
40012387	75 x 230 mm	1800 kpl	S23-3P
40012388	75 x 270 mm	3600 kpl	S4-3P
40012389	75 x 300 mm	4200 kpl	S18-3P
40012390	75 x 520 mm	2400 kpl	S22-3P
40012391	100 x 150 mm	2400 kpl	S25-3P
40012392	100 x 200 mm	1800 kpl	S3-3P
40012393	100 x 270 mm	3000 kpl	S5-3P
40012394	100 x 300 mm	1200 kpl	S8-3P
40012395	100 x 350 mm	1200 kpl	S19-3P
40012396	100 x 400 mm	1200 kpl	S9-3P
40012397	100 x 570 mm	1800 kpl	S12-3P
40012398	120 x 270 mm	2400 kpl	S1227-3P
40012399	120 x 300 mm	1800 kpl	S1230-3P
40012400	120 x 400 mm	1200 kpl	S27-3P
40012401	150 x 200 mm	1200 kpl	S15-3P
40012402	150 x 270 mm	1800 kpl	S6-3P
40012403	150 x 300 mm	1800 kpl	S20-3P
40012404	150 x 350 mm	1800 kpl	S26-3P



Steriking-sterilointipussi jatkuu

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012405	150 x 400 mm	1200 kpl	S13-3P
40012406	150 x 520 mm	1200 kpl	S28-3P
40012407	160 x 600 mm	1200 kpl	S34-3P
40012408	205 x 270 mm	600 kpl	S7-3P
40012409	205 x 300 mm	600 kpl	S2030-3P
40012411	205 x 340 mm	1000 kpl	S7A-3P
40012410	205 x 400 mm	600 kpl	S10-3P
40012412	205 x 440 mm	600 kpl	S10A-3P
40007314	205 x 600 mm	1200 kpl	S35-3P
40012413	205 x 700 mm	600 kpl	S2070-3P
40007316	220 x 440 mm	600 kpl	S2244-3P
40012414	250 x 380 mm	1200 kpl	S16-3P
40012415	250 x 500 mm	600 kpl	S11-3P
40012416	250 x 600 mm	500 kpl	S36-3P
40012417	250 x 700 mm	600 kpl	S37-3P
40007739	270 x 350 mm	600 kpl	S29-3P
40012418	270 x 440 mm	600 kpl	S30-3P
40012419	300 x 500 mm	600 kpl	S21-3P
40012420	300 x 570 mm	600 kpl	S14-3P
40012421	320 x 500 mm	600 kpl	S38-3P
40012422	320 x 600 mm	500 kpl	S3260-3P
40012423	420 x 500 mm	500 kpl	S31-3P
40012424	420 x 600 mm	500 kpl	S32-3P

Sterilointipussi paperi-/laminaattipalje

Steriking-paljepussi



Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006730	100 x 50 x 300 mm	500 kpl	B35-3P
40006731	100 x 50 x 360 mm	500 kpl	B30-3P
40006732	150 x 50 x 400 mm	500 kpl	B31-3P
40006733	150 x 50 x 460 mm	500 kpl	B32-3P
40006734	200 x 55 x 400 mm	250 kpl	B36-3P
40006747	200 x 55 x 500 mm	250 kpl	B33-3P
40006748	250 x 65 x 480 mm	250 kpl	B37-3P
40007493	250 x 65 x 550 mm	250 kpl	B2555-3P
40006735	300 x 80 x 550 mm	250 kpl	B34-3P
40006787	420 x 100 x 570 mm	250 kpl	B38-3P

Sterilointipussi paperi/laminaatti teipillä

Steriking -teippikiinnitteinen sterilointipussi

Pussissa on valmiina kätevä suljentateippi. Pakkaus on myös aseptisesti avattavissa. Pussi voidaan sulkea nopeasti ja luotettavasti ilman kuumasauauslaitetta




Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016261	60 x 250 mm	1000 kpl	SS10
40012440	90 x 200 mm	1000 kpl	SS1
40007507	90 x 250 mm	1000 kpl	SS2
40007509	130 x 270 mm	1000 kpl	SS4
40007510	200 x 350 mm	1200 kpl	SS5
10016262	250 x 400 mm	600 kpl	SS6
40007512	300 x 450 mm	600 kpl	SS7

Sterilointiletku paperi/laminaatti sileä

Steriking-sterilointiletku

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006736	50 mm x 200 m	5 kpl	R39-3P
40006737	75 mm x 200 m	4 kpl	R40-3P
40006738	100 mm x 200 m	3 kpl	R41-3P
40006739	150 mm x 200 m	2 kpl	R42-3P
40021423	200 mm x 200 m	1 kpl	R43-3P
40021424	250 mm x 200 m	1 kpl	R44-3P
40021425	300 mm x 200 m	1 kpl	R45-3P
40021562	350 mm x 200 m	1 kpl	R46-3P
40021944	400 mm x 200 m	1 kpl	R47-3P
40006487	500 mm x 100 m	1 kpl	R49-3P



Sterilointiletku paperi/laminaatti palje

Steriking-paljeletku

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40007258	75 x 20 mm x 100 m	4 kpl	RB50-3P
40006749	100 x 50 mm x 100 m	3 kpl	RB51-3P
40006750	150 x 50 mm x 100 m	2 kpl	RB52-3P
40021441	200 x 55 mm x 100 m	1 kpl	RB53-3P
40021442	250 x 65 mm x 100 m	1 kpl	RB54-3P
40021443	300 x 80 mm x 100 m	1 kpl	RB55-3P
40019553	350 x 80 mm x 100 m	1 kpl	RB56-3P
40021468	400 x 80 mm x 100 m	1 kpl	RB57-3P



Sterilointipussi paperi/laminaatti vahva

Steriking-sterilointipussi robotti-instrumenteille

Steriking-sterilointipussi robotti-instrumenteille on kehitetty käytettäväksi robottikirurgisten ja muiden pitkien instrumenttien pakkaamiseen. Erittäin vahva (100 g/m²) medical-erikoispaperi suojaa tehokkaasti steriloituja instrumentteja eri tilanteissa. Kuumasaumattava, saumauslämpötila 165-200 °C. Höyrysteriloitava.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40007969	200 x 800 mm	400 kpl	SdV10
40007973	250 x 900 mm	400 kpl	SdV20



Sterilointiletku paperi/laminaatti vahva

Steriking -vahva sterilointiletku

Erittäin vahva (100 g/m²) medical-erikoispaperi suojaa tehokkaasti steriloituja instrumentteja eri tilanteissa. Kuumasaumattava, saumauslämpötila 165-200 °C. Höyrysteriloitava.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10027974	100 mm x 100 m	2 kpl	RR41
10027975	200 mm x 100 m	1 kpl	RR43
10027976	300 mm x 100 m	1 kpl	RR45
10027977	400 mm x 100 m	1 kpl	RR47
10027978	500 mm x 100 m	1 kpl	RR49



Kuitukangas/laminaatti

Kuitukangas/laminaatti -sterilointipakkaukset on tarkoitettu suurten ja raskaiden tai kokoonsa nähden painavien tuotteiden pakkaamiseen. Steriking Tex-Line kuitukangas/laminaattipussit on valmistettu läpinäkyvästä Multi-X9 -muovikalvosta ja vettä sekä alkoholia hylkivästä 60 g/m² kuitukankaasta. Tuotteet soveltuvat höyry-, FORM- ja EO-sterilointimenetelmille. Pakatut tuotteet on helppo tunnistaa muovikalvon läpi. Saumauslämpötila 150–180 °C.

Sterilointipussi kuitukangas sileä

Steriking Tex-Line kuitukangas-laminaattipussit



Mediön tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006296	205 x 400 mm	500 kpl	SNW2040-3P
10029253	270 x 440 mm	500 kpl	SNW2744-3P
40006408	320 x 500 mm	500 kpl	SNW3250-3P
40007840	420 x 600 mm	300 kpl	SNW4260-3P
40004553	500 x 650 mm	200 kpl	SNW5065-3P
10029256	500 x 750 mm	200 kpl	SNW5075-3P
40006317	570 x 750 mm	200 kpl	SNW5775-3P

Tyvek/laminaatti

Tyvek/laminaatti -sterilointipakkaukset on tarkoitettu sellaisten tuotteiden pakkaamiseen, joille ei höyrysterilointi sovellu. Steriking DuPont™Tyvek®/laminaattipussit on valmistettu Wipakin kirkkaasta polyeteenikalvosta sekä DuPontin valmistamasta huokoisesta polyeteenimateriaalista. Tuotteet soveltuvat VH2O2, FORM- ja EO-sterilointimenetelmille. Pakatut tuotteet on helppo tunnistaa muovikalvon läpi. Saumauslämpötila 120–130 °C.

Sterilointipussi Tyvek

Steriking Tyvek-pussi




Mediön tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012425	75 x 200 mm	1000 kpl	LTS7520
40012426	100 x 250 mm	1000 kpl	LTS1025
40012427	150 x 300 mm	1000 kpl	LTS1530
40012428	160 x 440 mm	600 kpl	LTS1644
10015868	160 x 600 mm	600 kpl	LTS1660
40005475	205 x 350 mm	500 kpl	LTS2035
40012430	205 x 390 mm	1200 kpl	LTS2038
10016223	250 x 390 mm	600 kpl	LTS2538
40012432	250 x 500 mm	600 kpl	LTS2550

Sivujen 3-7 tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita, pois lukien suojapussi s. 7. Valmistaja Wipak Oy.

Sterilointiletku Tyvek

Steriking Tyvek-rolla

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10030601	75 mm x 100 m	2 rulla	LTR40
10030602	100 mm x 100 m	2 rulla	LTR41
10016208	150 mm x 100 m	1 rulla	LTR42
10015854	200 mm x 100 m	1 rulla	LTR43
10016266	250 mm x 100 m	1 rulla	LTR44
10015864	300 mm x 100 m	1 rulla	LTR45
10015865	350 mm x 100 m	1 rulla	LTR46
10016221	500 mm x 100 m	1 rulla	LTR49



Polyamidi

Polyamidi kestää korkeita lämpötiloja ja soveltuu hyvin kuumailmakaapissa steriloitaviksi tarkoitettujen instrumenttien ja tarvikkeiden pakkausmateriaaliksi. Sterilointiletku voidaan sulkea kuumailmasterilointiin tarkoitettulla teipillä tai impulssisaumajalla.

Sterilointiletku kuumailma

Steriking-kuumailmasterilointiletku

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016201	50 mm x 200 m	5 rulla	HR39
40007496	75 mm x 200 m	4 rulla	HR40
10016098	100 mm x 200 m	3 rulla	HR41
40007499	150 mm x 200 m	2 rulla	HR42
10016099	200 mm x 200 m	1 rulla	HR43
10016203	250 mm x 200 m	1 rulla	HR44



Suojapussi

Steriking-suojapussit on tehty erittäin lujasta, monikerroksisesta ja läpinäkyvästä muovikalvosta. Tuote on tarkoitettu steriloitujen pakkausten pöly- ja kosteussuojaksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Saumauslämpötila 130–160 °C. Ei sovellu sterilointiin.

Suojapakkaus

Steriking-suojapussi

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10026708	150 x 270 mm	1000 kpl	CB1
10026710	205 x 300 mm	1000 kpl	CB2
10026702	250 x 400 mm	1000 kpl	CB3
10016813	300 x 500 mm	500 kpl	CB4
10026438	400 x 550 mm	500 kpl	CB5
10026704	420 x 700 mm	500 kpl	CB6
10026707	500 x 800 mm	300 kpl	CB7



STERILOINTIKÄÄREET

Sterilointikääre kreppi

Steriking-sterilointikreppi

Vaaleanvihreä 60 g:n sterilointikääre, joka soveltuu höyry- ja kaasusterilointiin. Erinomainen bakteerisuoja ja hyvä vedenhylkivyyys. Valmistettu happivalkaistusta, puhtaasta selluloosakuidusta. Valmistaja Wipak Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40019174	50 x 50 cm	500 kpl	SPC50G
10016260	60 x 60 cm	500 kpl	SPC60G
10016428	75 x 75 cm	250 kpl	SPC75G
40019176	90 x 90 cm	250 kpl	SPC90G
10032339	100 x 100 cm	250 kpl	SPC100G
40022073	120 x 120 cm	100 kpl	SPC120G

Sterilointikääre synteettinen

Steriking SMX -sterilointikääreet

Steriking SMX on synteettinen sterilointikääre, joka soveltuu höyry-, kaasu- ja matalalämpösterilointiin. 100 % polypropeenia. Valmistaja Wipak Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Steriking SMX1 -sterilointikääre (37 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40004366	90 x 90 cm	160 kpl	SMX1090
40004367	100 x 100 cm	160 kpl	SMX1100
10029001	120 x 120 cm	120 kpl	SMX1120

Steriking SMX2 -sterilointikääre (47 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029188	60 x 60 cm	480 kpl	SMX2060
10029189	75 x 75 cm	200 kpl	SMX2075
10029191	90 x 90 cm	120 kpl	SMX2090
10029192	100 x 100 cm	120 kpl	SMX2100
10029193	120 x 120 cm	120 kpl	SMX2120
10029194	120 x 140 cm	104 kpl	SMX2120/140
10029195	140 x 140 cm	104 kpl	SMX2140

Steriking SMX3 -sterilointikääre (55 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029196	75 x 75 cm	120 kpl	SMX3075
10029200	90 x 90 cm	120 kpl	SMX3090
10029201	100 x 100 cm	120 kpl	SMX3100
40004374	120 x 120 cm	104 kpl	SMX3120

Steriking SMX4 -sterilointikääre (75 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029202	90 x 90 cm	104 kpl	SMX4090
10029203	100 x 100 cm	104 kpl	SMX4100
10029204	120 x 120 cm	80 kpl	SMX4120

Sterilointikäreyhdistelmä saumattu, synteettinen-synteettinen

Steriking Bonded Wrap -sterilointikäreet

Steriking Bonded Wrap -sterilointikäreet on valmistettu 100 % puhtaasta polypropeenista, sinisestä ja valkoisesta, saumatusta käreyhdistelmästä. Steriking Bonded Wrap -sarjassa on monia eri vahvuuksia ja kokoja. Valmistaja Wipak Oy. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Steriking Bonded Wrap -sterilointikääre 1 (37+47 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10028961	60 x 60 cm	288 kpl	BW1060
10028962	75 x 75 cm	104 kpl	BW1075
10028963	90 x 90 cm	104 kpl	BW1090
10028964	100 x 100 cm	88 kpl	BW1100
10028965	120 x 120 cm	72 kpl	BW1120
10028966	140 x 140 cm	64 kpl	BW1140




Steriking Bonded Wrap -sterilointikääre 2 (47+47 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10028967	60 x 60 cm	256 kpl	BW2060
10028968	75 x 75 cm	96 kpl	BW2075
10028969	90 x 90 cm	96 kpl	BW2090
10028970	100 x 100 cm	88 kpl	BW2100
10028971	120 x 120 cm	64 kpl	BW2120
10028972	140 x 140 cm	56 kpl	BW2140

Steriking Bonded Wrap -sterilointikääre 4 (47+75 gsm)

Mediğin tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10028973	60 x 60 cm	208 kpl	BW4060
10028974	75 x 75 cm	80 kpl	BW4075
10028975	90 x 90 cm	80 kpl	BW4090
10028976	100 x 100 cm	72 kpl	BW4100
10028977	120 x 120 cm	56 kpl	BW4120
10028978	140 x 140 cm	48 kpl	BW4140



Sterilointikääre synteettinen

Ahlstrom Reliance SOLO B/G -sterilointikäareet



Ahlstrom Reliance Solo B/G sterilointikäareet höyry-, EO-, FORM- ja VH2O2-sterilointimenetelmille. Saumattu SMS/SMS-kääre yhdistelmä nopeuttaa ja helpottaa instrumenttikorien pakkaamista. Reliance Solo -käareet ovat helposti levittyviä ja miellyttäviä käsitellä. Pakkaaminen saumattuun Solo-yhdistelmään on käytännöllistä ja vaivatonta – hyvä laskeutuvuus helpottaa myös aseptica avaamista. Kaksinkertainen, 100 % synteettinen Reliance Solo -yhdistelmäkääre toimii luotettavana mikrobisuoja mekaanisen vahvuutensa ja tiiviin kuiturakenteensa ansiosta. Kahden erivärisen SMS-materiaalin, vihreän ja sinisen, yhdistäminen helpottaa materiaalivaurioiden havaitsemista. Täyttää standardien SFS-EN ISO 11607-1 ja SFS-EN 868-2 vaatimukset. Valmistaja Ahlstrom-Munksjö Specialties SA. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Ahlstrom Reliance SOLO 200 B/G (86 g/m²) -sterilointikääre

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009619	75 x 75 cm	96 kpl	5870086075075
10009615	100 x 100 cm	54 kpl	5870086100100
10015356	120 x 120 cm	54 kpl	5870086120120

Ahlstrom Reliance SOLO 300 B/G (100 g/m²) -sterilointikääre

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009684	75 x 75 cm	66 kpl	5864100075075
10018767	90 x 90 cm	54 kpl	5864100090090
10001393	100 x 100 cm	54 kpl	5864100100100
10009652	120 x 120 cm	54 kpl	5864100120120
10015370	140 x 140 cm	36 kpl	5864100140140
40007526	140 x 180 cm	25 kpl	5864100140180


Ahlstrom Reliance SOLO 400 B/G (120 g/m²) -sterilointikääre

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10009698	140 x 140 cm	36 kpl	5865120140140

IMUPAPERIT

Sterilointikorin tarvike

Steriking instrumenttikorin imupaperi



Imukykyinen instrumenttikorin imupaperi on vahvaa, puhdasta, krepattua medical-laatuista paperia. Imupaperia käytetään instrumenttikorin pohjalla instrumenttien alla tai korin alla keräämään kondensaatiokosteutta ja suojaamaan korin teräviltä kulmilta. TL- ja TLWE-imupaperit on valmistettu puhtaasta selluloosakuidusta, TLNW-imupaperi on valmistettu kuitukankaasta, joka sisältää selluloosaa ja viskoosikuituja (PET). Väri valkoinen. Valmistaja Wipak Oy.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016496	25 x 30 cm / standard	1000 kpl	TL25
10016497	30 x 40 cm / standard	500 kpl	TL3040
10016499	30 x 50 cm / standard	500 kpl	TL50
10016498	40 x 50 cm / standard	500 kpl	TL40
10017869	55 x 45 cm / standard	500 kpl	TL5545
10026271	15 x 25 cm / nonwoven	3200 kpl	TLNW1525
10026272	30 x 25 cm / nonwoven	1200 kpl	TLNW3025
10026274	30 x 50 cm / nonwoven	600 kpl	TLNW3050
40004602	25 x 25 cm / with edge	500 kpl	TLWE2525
40004603	48 x 25 cm / with edge	500 kpl	TLWE4825
40004604	50 x 30 cm / with edge	500 kpl	TLWE5030

Steriloinnin kontrollointitarvikkeet

Sterilointisulkuteippi indikaattorilla

Steriking-indikaattoriteippi höyrysterilointiin

ISO 11140-1 tyyppin 1 prosessi-indikaattoripainatus. Väriin muutos: vihreästä raidasta tummanruskeaan/mustaan. Herkästi tarraava, pitävä kiinnitys. Eri leveyksinä höyrysterilointiin. Lateksiton, metalli- ja lyijyvapaa.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10031171	19 mm x 50 m	48 kpl	ITS19GL
10030393	25 mm x 50 m	36 kpl	ITS25GL



Steriking-indikaattoriteippi höyrysterilointiin sininen

Tyyppin 1 prosessi-indikaattoripainatus. Väriin muutos: vihreästä raidasta tummanruskeaan/mustaan. Pohjaväriinä sininen. Herkästi tarraava, pitävä kiinnitys. Eri leveyksinä höyrysterilointiin. Lateksiton, metalli- ja lyijyvapaa.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005439	19 mm x 50 m	48 kpl	JTB19SG
40005440	25 mm x 50 m	36 kpl	JTB25SG



Steriking-indikaattoriteippi kuumailmasterilointiin

Indikaattorilla varustettu kuumailmakaapissa steriloitavaksi tarkoitettujen pakkausten suljenteippi. Tarttuu esim. metalliin, lasiin, paperiin ja erilaisiin muoveihin. Indikaattoriraidan väri muuttuu kuumailmasterilointiprosessissa vihreästä ruskeaksi. Suositellaan käytettäväksi 2 vuoden kuluessa valmistuspäivästä.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016205	19 mm x 50 m	48 kpl	ITH19



Sterilointi-indikaattori kemiallinen

Indikaattori Dry-Heat kuumailma

Kemiallinen Dry-Heat prosessi-indikaattori on suunniteltu kuumailmasteriloinnin valvontaan. Indikaattoriteippi tulisi kiinnittää jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen tai tuotteeseen. Standardien ISO 11140-1 tyyppin 1 mukainen. Käyttö: Pese aina steriloitavat tuotteet ennen steriloitua kunkin instrumentin tai tuotteen vaatimalla tavalla. Aseta indikaattoritarra jokaiseen steriloitipakkaukseen tai jokaiselle steriloitintarjottimelle. Valitse normaali steriloitiohjelma ja aja ohjelma läpi tavallisen käytännön mukaisesti. Indikaattoriliuskan väri muuttuu mustaksi ohjelman aikana, jos steriloitioolosuhteet ovat oikeanlaiset. Värimuutos aika 160 °C asteessa on 10 minuuttia (+/- 5 min.).

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40021350	1000 kpl	CI-113



Steriking 2-osainen monimuuttujahöyryindikaattoriliuska AC250/500

2-osainen monimuuttujaindikaattoriliuska, joka osoittaa pakatun tuotteen olleen alltiina oikealle ajalle, lämpötilalle ja kylläiselle höyrylle. Soveltuu sekä 121 että 134 asteeseen. Indikaattoriväri muuttuu vaaleasta mustaksi. Suositellaan otettavaksi käyttöön 4 vuoden kuluessa valmistuspäivästä. Täyttää standardin SFS-EN ISO 11140-1 vaatimukset.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40019757	250 kpl	AC250/500



Steam Chart -höyryindikaattori 121-134 astetta



ISO 11140-1 mukainen tyyppin 5 indikaattori. Indikaattoreiden reaktio tapahtuu ainoastaan, kun kaikki kolme steriloinnin kannalta välttämätöntä tekijää on täytetty: sterilointilämpötila, aika ja kyllästetty vesihöyry. Osoittaa myös mahdollisen steriloinnin epäonnistumisen syy. Laminoinnin ansiosta ei tarvita erillistä suojakotelo. Tuotteet täyttävät CEN-suositukset.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40020526	121-134 astetetta	250 kpl	CI-108



Steriking AC6 tyyppin 6 höyryindikaattoriliuska

Kehitetty kaikkien kriittisten prosessiparametrien valvontaan. Tyyppin 6 kemiallinen indikaattori varmentaa sterilointiprosessissa saavutetut oikeat olosuhteet. Toimii osana steriilien tuotteiden hyväksymiskriteerejä. Steriking AC6 -indikaattoriliuskat on tarkoitettu höyrysterilointiin (134 °C, 3,5 min). Värimuutos: vihreästä ruskeaksi.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016774	250 kpl	AC6

Autoklaavin kontrollointitarvikkeet

Höyryautoklaavin tyhjiötestitarvike

Steriking Daily test -pakkaus



Jos sterilointiprosessissa on ilmanpoistovaihe, jolla varmistetaan höyryn tasainen tunkeutuminen steriloitavaan kuormaan, höyrynläpäisytesti on suoritettava joka päivä ennen tuotannon aloittamista standardin SFS-EN 285 mukaisesti. Standardin SFS-EN ISO 11140-1 tyyppin 2 testi ajetaan tyhjässä, esilämmitetyssä kammiossa sen alimmalla tasolla käyttäen automaattista Bowie-Dick -testiohjelmaa. Standardin SFS-EN ISO 11140-4 mukaisen DCG2 pakkauksen sisällä oleva laminoitu testiarkki muuttuu tasaisen tummaksi altistuttuaan 134 °C höyrylle 3,5 minuutin ajan. Jos testipakkaukseen jää ilmaa, jolloin värin muutos ei ole tasainen voi syynä olla tehoton ilmanpoistovaihe, ilmavuoto ilmanpoistovaiheessa tai höyryn sisältämät tiivistymättömät kaasut.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10015709	20 kpl	DCG2

Bowie Dick GREEN CARD -testipakkaus ja teline



Green Card laminoitu testikortti telineeseen asetettuna vastaa pahviliuska-testipakettia. Green Card Bowie-Dick testi on tarkoitettu suuren, yli 60-litraisen esityhjiöllisen höyryautoklaavin ilmanpoisto- ja höyrytunkeutumiskyvyn testaamiseen. Testi on suoritettava joka aamu suurille autoklaaveille. Testaaminen on osa normin EN 554 mukaista autoklaavin toimintakunnan todentamista. Käyttö: Aseta kortti telineeseen punainen indikaattori-puoli ylöspäin (kirjauspuoli alaspäin). Aseta teline tyhjän autoklaavin alatasolle, lähelle pohjasuodatinta / ovea (kylmän paikka). Käynnistä Bowie-Dick ohjelma. Poista teline ja indikaattori autoklaavista (suojakäsiineet!). Tulkitse tulos. Kirjaa testin tiedot indikaattorin kääntöpuolelle.

Mediqn tuotenro	Tuote	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40004213	testikortit	30 kpl	BD-117o
40006526	teline	1 kpl	BD-118o

Bowie Dick Green card T -testipakkaus

Green Card T (BD-120) on Bowie-Dick testikortti pienen autoklaavin ilmanpoistotehon ja sterilointihöyryn tunkeutumistehon testaamiseen. Erityinen pussipakkaus suojaa testikorttia altistumasta ylimääräiselle märälle höyrylle, jota esiintyy joskus pienissä autoklaaveissa. Testi on suoritettava joka aamu pienille, B-luokan autoklaaveille. Täyttää EN 867-5 standardin.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40004214	15 kpl	BD-120



Sterilointi-indikaattori kemiallinen

Helix-testi HX100

Testausväline (PCD) sterilointiprosessin eräkohtaiseen valvontaan. Helix on höyryntunkeutumistesti, jota suositellaan käytettäväksi sterilointiprosessin suorituskyvyn arvioinnissa erityisesti onteloisia instrumentteja sisältävissä kuormissa. Pakatussa, ontossa tai huokoisessa välineessä voi höyryn laatu sterilointivaiheessa olla tuotteen sisällä eri kuin kammiossa, josta sterilointiprosessin kriittiset parametrit mitataan (aika, lämpötila ja paine). Soveltuu höyryohjelmille (3,5 min, 134 °C / 15 min, 121 °C). Mukana 100 eränumerolla varustettua indikaattoriliuskaa (Class 2 + 6). Selkeä ja helposti tulkittava värinmuutos vaalean vihreästä tummaksi. Dokumentointia helpottava tarrakiinnitys. Käytä Helix-testiä rutiinivalvonnassa, vähintäänkin jokaisessa ontossa kuormassa. Valmistaja Wipak Oy.

Mediğin tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40004375	100 kpl	HX100



Steriloinnin merkintätarvikkeet

Merkintäkynä sterilointiin

Steriking-merkintäkynä

Merkintäkynää voi käyttää pahviin, paperiin, kumiin, nahkaan, metalliin, lasiin, posliiniin, synteettisiin materiaaleihin ja polystyreeniin. Pysyvä, luotettava merkintä. Erikoismuste kuivuu välittömästi ja kestää vettä, valoa, ympäristön muutoksia sekä kuumuutta. Muste on myrkytöntä. Merkintä kestää vähintään vuoden normaaleissa olosuhteissa: välttää äärimmäisiä lämpötiloja säilytyksen aikana. Kynän korkki ilmaisee musteen värin. Valmistaja Wipak Oy.

Mediğin tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016772	Ohut 0,75	punainen	10 kpl	MAR2
10016771	Ohut 0,75	musta	10 kpl	MAR1
10017788	Paksu 1,0	musta	10 kpl	MAR1T



Instrumenttien suojaus

Instrumenttien kärkisuoja

Aspen instrumentin kärkisuojus rei'itetty kevyesti värjätty




Instrumenttien kärkisuojat on tarkoitettu käytettäväksi steriloitaessa (höyrysterilointi 121 °C) ja instrumenttien käsittelyn aikana. Suojaavat teriä ja pakkauksia. Kaikki kärkisuojat ovat värjättyjä, läpinäkyviä ja rei'ällisiä. Tuotteet eivät ole steriilejä ja ne ovat kertakäyttöisiä. Lajitelma sisältää runsasti eri kokoja.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40019607	1 mm	valkoinen	100 kpl	093011BBG
40019285	2 mm	vaaleansininen	100 kpl	093012BBG
40019361	3 mm	vihreä	100 kpl	093013BBG
40019360	3,5 mm	punainen	100 kpl	093014BBG
40019315	6 mm	keltainen	100 kpl	093015BBG
40019314	8 mm	oranssi	100 kpl	093017BBG
40019593	16 mm	ruskea	100 kpl	093018BBG
40019643	24 mm	musta	100 kpl	093019BBG

Instrumenttien kärkisuojalajitelma

40021385			100 kpl	093020BBG
----------	--	--	---------	-----------

Aspen-taltansuojukset



Aspen-taltansuojusten käyttö steriloitaessa (höyrysterilointi 121 °C) ja instrumenttien käsittelyn aikana. Suojaa teriä ja pakkauksia. Suojat ovat kirkkaita, läpinäkyviä ja rei'ällisiä. Pakkauskoko 50 kpl.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40019745	9,5 x 25,4 mm	läpinäkyvä	50 kpl	094032BBG
40019746	12,7 x 25,4 mm	läpinäkyvä	50 kpl	094033BBG
40019748	19,1 x 25,4 mm	läpinäkyvä	50 kpl	094034BBG
40021395	38 x 38 mm	läpinäkyvä	50 kpl	094037BBG

Sterilointikorit

Sterilointikori metalli

Medicon metallinen lankakori



Valmistaja Medicon eG. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10013846	480 x 254 x 50 mm	1 kpl	49.97.12
40022586	510 x 254 x 50 mm	1 kpl	49.97.21

Sterilointipakkauksen suljenta

Sterilointisulkuteippi ilman indikaattoria

Steriking-sulkuteippi ilman indikaattoria

Höyryautoklaavissa steriloitavaksi tarkoitettujen pakkausten suljentateippi ilman indikaattoria. Suositellaan säilytettäväksi kuljetuspakkauksessaan kosteudelta ja valolta suojattuna.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40007502	19 mm x 50 m	48 kpl	ITN19
40007503	25 mm x 50 m	36 kpl	ITN25



Steriking-sulkuteippi ilman indikaattoria sininen

Höyryautoklaavissa steriloitavien pakkausten suljentateippi ilman indikaattoria. Väri sininen.

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40005437	19 mm x 50 m	48 kpl	JTB19N
40005438	25 mm x 50 m	36 kpl	JTB25N



Teippiteline välinehuolto

Steriking-teippiteline

Autoklaaviteippien teline (25 mm).

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016495	1 kpl	TDS25




Rullaleikkurit, saumauslaitteet ja testit

Rullaleikkuri

Steriking-rullaleikkuri

Mediqn tuotenro	Koko	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40012709	750 mm	1 kpl	150002000 (RH750)
40012710	900 mm	1 kpl	150002001 (RH900)



Kuumasaumaajat

Steriking IS250 -impulssisaumaaja

Suunniteltu tavanomaisessa käytössä kuumasaumaamalla suljettavien pakkausmateriaalien sulkemiseen. Soveltuu paperi/laminaatti-, kuumailma- ja Tyvek-materiaaleille. Ei suositella paljepsuille. Heti käyttövalmis, ei lämmitysaikaa. Tekniset tiedot: koko 220 x 420 x 300 mm, paino 10 kg, saumanleveys: 8 mm, sileä sauma, saumausleveys: max. 250 mm.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10015845	1 kpl	IS250



Steriking RS300 -kuumasaamaaja



Steriking RS300 -kuumasaamaaja on entistä turvallisempi. Saamaisparametrien (ajan, lämpötilan, paineen) valvonta ISO 11607-2 -standardin vaatimusten mukaisesti. Sisäinen tulostin tulostaa yhden rivin tekstiä (enintään 30 merkkiä): laite voidaan liittää myös ulkoiseen etikettitulostimeen ja tietokoneeseen. Puhdistaminen on helppoa, sillä saamaajan kotelon pinnat ovat sileät ja kulmat pyöristetty. Laite voidaan avata ja huoltaa helposti ilman työkaluja.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10021277	1 kpl	RS300

Steriking RS120A -kuumasaamaaja



Sisäänrakennettu mikroprosessori ohjaa lämpötilaa, painetta ja saamaisnopeutta. Hälytystoiminto virhetilanteissa. Laite pysyy käyttövalmiustilassa päälle kytkettynä (koko päivän käyttövalmius). Automaattinen on/off-toiminto säästää moottoria ja pienentää energian kulutusta. Sisäänasennettu laskuri. Sauman etäisyys pakkauksen reunasta määritettävissä laitteen syöttöpäätä säätämällä. DIN-58953-7 mukainen saamaismekaniikka. Selkeä käyttö-painikkeisto. Helppo ohjelmoida.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016247	1 kpl	RS120A

Saamaisestit

Steriking Multi-Seal Test -saamaisesti



Pakkaus sisältää 300 Seal Control-arkkia sekä väriaineen, jolla pakkauksen saamaisojen eheys voidaan tarkastaa standardin SFS-EN ISO 11607-2 validointivaatimusten mukaisesti.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016228	300 kpl	MS300

Steriking Seal Control -saamaisesti



Steriking Seal Control on suunniteltu helpottamaan sauman ja saamaislaitteen toimintakunnon todentamista. Kriittiset tekijät saamaisprosessissa ovat lämpö, aika ja puristusvoima. Suljentasaman osalta on tarkistettava seuraavat ominaisuudet: sauman leveys ja sen eheys koko saumatulta leveydeltä, mahdolliset saamaisvirheet kuten kanavat tai avoin sauma, materiaaleissa olevat puhkaisureiät ja repeytymät, materiaalikerrosten tai materiaalien irtoaminen toisistaan. Steriking Seal Control on suunniteltu saamaislaitteen käyttökunnon päivittäiseen tarkastukseen standardin SFS-EN ISO 11607-2 validointivaatimusten mukaisesti. Seal Control -arkki on käytännöllinen apuväline sauman laadun testaamiseen ja dokumentointiin.

Mediqn tuotenro	Testi	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10016421	paperi/laminaatti	250 kpl	SC250
40007744	Tyvek/laminaatti	800 kpl	TSC200

Henkilökohtainen suojaus

Käsine tutkimus nitrili puuteriton tehdaspuhdas

Klinion-tutkimuskäsine nitrili sininen Ultra Safe

Puuteriton, tehdaspuhdas, lateksiton, ei sisällä luonnonkumiproteiineja ja kiihdytinainevapaa. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 2777.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10003905	XS	sininen	150 kpl	165040
10003821	S	sininen	150 kpl	165041
10003791	M	sininen	150 kpl	165042
10003260	L	sininen	150 kpl	165043
10003484	XL	sininen	150 kpl	165044



Klinion-tutkimuskäsine nitrili pitkä violetti Sensitive Long Indigo

Klinionin violetin Sensitive Long Indigo -tutkimuskäsineen materiaali on nitrili. Sillä on erinomainen kemikaalien ja sytostaattien kestävyys. Puuteriton, kiihdytinainevapaa, tehdaspuhdas, lateksiton, ei sisällä luonnonkumiproteiineja. Soveltuu erinomaisesti tyyppi I allergikoille. Karhennettujen sormenpäiden ansiosta käsineellä on erittäin hyvä pito. Joustava materiaali takaa korkean käyttömukavuuden ja erinomaisen tuntoherkkyyden. Hyvä pito sekä kuivana että märkänä. Rullareuna helpottaa pukemista. Käsineen pituus 29 cm. AQL 1.5. Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti = 6N, keskimäärin 9N. Käyttökelpoisuus aika 3 vuotta. Laatustandardi EN 455- ja EN 374 -standardien mukainen. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 2777.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10003700	XS	violetti	150 kpl	102488
10003220	S	violetti	150 kpl	102484
10003920	M	violetti	150 kpl	102485
10003976	L	violetti	150 kpl	102486
10003648	XL	violetti	150 kpl	102487



Käsine talous

DPL Interface Soft -nitrilitalouskäsine vuoreton 33 cm

Sininen, puuteriton, lateksiton, vuoriton ja anatomisesti muotoiltu nitrilitalouskäsine. Pinta kuvioitu ja rullareunalla. Monikäyttöinen. Ei invasiivisiin toimenpiteisiin. Soveltuu myös elintarvikkeiden käsittelyyn. CAT III, CE, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit. EN 388, EN 374, EN 388, mekaaniset vaarat. (EU) 2016/425, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Valmistaja Dipped Products PLC. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 2777.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10033012	S	sininen	1 pari	INTERFACE SOFT (811C-20) S/7
10033013	M	sininen	1 pari	INTERFACE SOFT (811C-20) M/8
10033014	L	sininen	1 pari	INTERFACE SOFT (811C-20) L/9



DPL Interface Plus -nitrilitalouskäsine nukkavuorattu 33 cm

Monikäyttöinen, erittäin vahva nukkavuorattu nitrilitalouskäsine, joka soveltuu kuluttaviin tehtäviin, myös elintarvikkeiden käsittelyyn. Suojaa puhdistusaineilta ja liata. Sininen, karhennetut sormenpäät ja kämmen. Lateksiton. Säilyvyysaika 5 vuotta. CE, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT III. EN 420, EN 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT, EN 374-5:2016, EN 388:2016 4101X. (EU) 2016/425, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Valmistaja Dipped Products PLC. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 2777.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10033015	S	sininen	1 pari	INTERFACE PLUS (821C-20) S/7
10033016	M	sininen	1 pari	INTERFACE PLUS (821C-20) M/8



Suojaesiliina

Klinion-esiliina rasiassa hihaton

Materiaali muovi.



Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40006680	71 x 117 cm x 0,025 mm	valkoinen	100 kpl	522700-1
40006681	81 x 125 cm x 0,025 mm	läpinäkyvä	50 kpl	522701-1



Klinion-esiliina rasiassa hihoilla

Materiaali muovi.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10010920	98 x 120 cm x 0,03 mm	sininen	20 kpl	522706
40005160	98 x 140 cm x 0,03 mm	sininen	15 kpl	522706-1



Klinion-esiliina rasiassa pitkä

Esiliina soveltuu kokonsa puolesta erittäin hyvin potilassuihkuuksiin.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10011781	80 x 140 cm x 0,031 mm	valkoinen	70 kpl	522704
40005900	90 x 160 cm x 0,031 mm	valkoinen	70 kpl	522709



Leikkausmaski luokka II BFE >98

Sentinex Classic -leikkausmaski

Nauhakiinnitys, väri vihreä. Sentinex Classic on erityisen laadukas malli, jonka käyttömukavuus on erinomainen korkealaatuisten materiaalien ansiosta. Lateksiton ja lasikuiduton. Täyttää DIN EN 14683-standardin II-tyypin vaatimukset. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. Kg. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029463	50 kpl	162002



Sentinex Classic -leikkausmaski korvalenkeillä

Korvalenkkiinnitys, väri vihreä. Sentinex Classic on erityisen laadukas malli, jonka käyttömukavuus on erinomainen korkealaatuisten materiaalien ansiosta. Lateksiton ja lasikuiduton. Täyttää DIN EN 14683-standardin II-tyypin vaatimukset. Valmistaja Lohmann & Rauscher GmbH & Co. Kg. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
10029479	50 kpl	162000

Leikkausmaski luokka IIR roiskes. >120 mmHg

Klinion IIR -leikkausmaski korvalenkeillä

Klinion IIR leikkausmaski korvalenkeillä, sininen, 3-kerroksinen. BFE \geq 98 %. Lateksiton. Nenäklipsi nikkelivapaa. MDR (EU) 2017/745 Class I. EN14683:2019+AC:2019. Valmistaja Medeco B.V. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Mediqn tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40024878	sininen	50 kpl	522720



Hengityssuojain

LIFAir FFP2 -hengityssuojain ilman venttiiliä

LIFAir FFP2 venttiilitön hengityssuojain on Suomessa valmistettu CE-merkitty allergia-testattu hengityssuojain, joka suojaa käyttäjää ilmassa olevilta hiukkasilta mikrobeilta, viruksilta ja pölyltä. Suodatustehokkuus \geq 94 %. Materiaalit lasikuitu-, lateksi- ja nikkelivapaita, nukkaamaton. Muotoutuvan nenäkappaleen ansiosta istuu mukavasti, mutta tiiviisti kasvoille. Moninkertainen rakenne ja joustavat korvalenkit, ei ärsytä ihoa. Pakattu 3 kpl pusseihin eli paketissa on 3 x 3 = 9 kpl. Väri valkoinen. Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika 6 h. Hyllyikä 5 v valmistuksesta. EN149:2001 + A1:2009. Valmistaja Lifa Air Oy Ltd. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 0598.

Mediqn tuotenro	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009120	valkoinen	9 kpl	LMP800



LIFAir FFP3 -hengityssuojain ilman venttiiliä

LIFAir FFP3 -hengityssuojain ilman venttiiliä on Suomessa valmistettu CE-merkitty korkeimman suojausluokan hengityssuojain, joka soveltuu vaativaan käyttöön kuten asbesti- ja homeyöskentelyyn, sekä henkilökohtaiseen suojaukseen koronavirusta vastaan. Tämä malli istuu erittäin hyvin ja tiukasti kasvoille, mutta jättää silti runsaasti tilaa hengittää ja tarjoaa mukavuutta myös pidempään käytettäessä. Suodatustehokkuus \geq 99 %. Materiaalit lasikuitu-, lateksi- ja nikkelivapaita, nukkaamaton. Allergiatestatu. Nauhat pään taakse. Väri valkoinen. Suositeltu yhtäjaksoinen käyttöaika 6 h. Hyllyikä 5 v valmistuksesta. EN149:2001 + A1:2009. Valmistaja Lifa Air Oy Ltd. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 0598.

Mediqn tuotenro	Koko	Väri	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40009122	S/M	valkoinen	5 kpl	LMP2852
40008796	L/XL	valkoinen	5 kpl	LMP2852



Kasvosuojat

Stellan-suojavisiiri

Stellan suojavisiiri koostuu lateksittomasta elastisesta nauhasta, pehmeästä vaahtomuovista, joka tulee otsaa vasten, ja kristallinkirkkaasta huurtumattomasta visiiristä. Visiiri on kehitetty käytettäväksi suojana nesteitä ja pisaroita vastaan. Sitä käytetään yleisesti terveydenhuollon ammattilaisilla ja muilla henkilöillä eri tilanteissa. Valmistetaan Ruotsissa. Stellan-suojavisiiri on valmiiksi koottu ja käyttövalmis heti pakkauksesta otettaessa. Se on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lasien ja maskien kanssa. Visiiriin voi myös uudelleen käyttää puhdistuksen jälkeen. Visiiri on CE-sertifioitu ja täyttää PPER (EU) 2016/425 -standardin vaatimukset EN166:2001, kategoria II mukaisesti. Tuotteen vaatimustenvastainen materiaali täyttää REACH-direktiivin 76 /769 / ETY liitteen XVII vaatimukset. Tuotteen materiaali kirkas PET-muovi, paksuus: 0,33 mm \pm 7 %, mitat: L 332 mm x K 222 mm, huurtumaton. Elastisen nauhan mitat L 240 mm x K 30 mm x S 35 mm \pm 10 %, lateksiton. Visiirin paino noin 40 g/kpl. Visiirin puhdistus ja desinfiointi: 1. Desinfioi kätesi käsidesillä, laita käsiin suojakäsineet. 2. Käytä pintadesinfointiainetta, joka sisältää yli 70 % alkoholia (etanolia tai isopropanolia) ja pesuainetta (tensidejä). 3. Levitä ainetta visiiriin kaikille pinnoille puhtaalla talouspaperilla. Anna kuivua ennen seuraavaa käyttöä. Valmistaja Plast Petter Ab. Tuote on CE-merkitty henkilönsuojain. CE 0402.

Mediqn tuotenro	Myyntiyksikkö	Valmistajan tuotenro
40010245	50 kpl	ZSKYVIS0004





MEDIQ

at the heart of healthcare

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

Painettu Suomessa / Helsinki Bofori Oy, Ekokompassi-sertifioitu painotalo.
Paperi Multi/Art Silk 130/200 g, Papersertifiointi: FSC®, EU-ympäristömerkki.

3/2025