

Epredia Cytospin 4™ -sytosentrifugi



Epredian Cytospin 4 -sytosentrifugi on ollut käytössä jo 40 vuoden ajan ja sitä käytetään laboratorioissa laajasti ympäri maailmaa. Tämän 12-paikkaisen sytosentrifugin ja laajan kyvettivalikoiman avulla saat ohutkerrossoluvalmisteet mistä tahansa nestemäisestä näytemateriaaleista.

TARJOUS!
Erä laitteita **-20%**
normaalihinnasta

Tarjous on voimassa 30.11.2025 saakka, tai niin kauan kuin varastoa riittää.

Ajon aikana näytekammiossa olevat kyvetit kallistuvat pystyasentoon sentrifugoiden solukerroksen objektilasille tasaisesti rajatulle alueelle jäännösnesteen imeytyessä näytekammion suodatinpaperiin. Kallistustoiminto tarjoaa erinomaisen lopputuloksen useille eri solutyypeille, erityisesti hyposellulaarisista nesteistä kuten selkäydinneste ja virtsa. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus maksimoi näytesaannon ja vähentää näytehävikiä. Menetelmän ansiosta pienestäkin näytemäärästä saadaan useita näytelaseja erilaisiin erikoisvärjäyksiin ja tutkimuksiin.

Käyttömukavuus, turvallisuus, nopeus ja helppo puhdistettavuus samassa paketissa.

- Kannen vapautusmekanismi mahdollistaa avaamisen ja sulkemisen yhdellä kädellä.
- Pikavalikkoon saa yhdeksän ohjelmaa ja suojattu ohjelmamuisti tallentaa jopa 23 ohjelmaa.
- Näytteen turvahälytystoiminto muistuttaa käyttäjää poistamaan näytteet suojaten näytteitä kuivumiselta.

Soveltuu tutkimukseen, yleiskäyttöön, sytologiaan, mikrobiologiaan ja hematologiaan/onkologiaan.

- Mitat (S x L x K):
 - Suljetulla kannella: 62 x 40,5 x 24 cm
 - Avoimella kannella: 62 x 40,5 x 62,5 cm
- Paino 12 kg

- Tehovaatimukset: 100-240 V, 50/60 Hz
- Mediqin tuotenumero 40014246
- Valmistajan tuotenumero A78300004

LISÄTIETOJA:

Kirsi Eberhardt, tuotepäällikkö, puh. 020 112 1603, kirsi.eberhardt@mediq.com

Valmistaja Shandon Diagnostics Ltd.
Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

