

Varaudu kesän korvatulehduksiin!

GSI Allegro™ -tympanometri

GSI Allegro on tarkoitettu käytettäväksi akustisen impedanssin/admittanssin mittaamiseen ihmisen ulkoisesta korvakäytävästä. Mittaukset ovat hyödyllisiä korvan sairauksien arvioinnissa, tunnistamisessa, dokumentaatioissa ja diagnosoinnissa. Laite on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille.

Ominaisuudet

- Automaattinen korvakäytävän tilavuuden, tärkykalvon admittanssin huipun, huipun sijoittumisen ja gradientin mittausta
- Automaattinen stapediuserfleksiön tunnistus
- Haihtumattomaan muistiin voidaan tallentaa enintään 32 molempien korvien potilastestiä
- Konfiguroitavat asetukset käyttäjän valinnoille säilytetään haihtumattomassa muistissa
- Tietojen tulostus tulostimelle
- Tietojen siirto tietokoneelle katselua, merkintöjä ja tulostusta varten TympView-ohjelmistolla

- Mediqin tuotenumero
40010068
- Valmistajan tuotenumero
8509439

KAMPANJAHINTA

3990 €



Kampanjahinta voimassa 30.9.2024 asti. Hinta alv. 0 %.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0123



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



7/2024