



GSI Allegro™ -tympanometri

**KAMPANJA-
HINTAAN!**

GSI Allegro on tarkoitettu käytettäväksi akustisen impedanssin/admittanssin mittaamiseen ihmisen ulkoisesta korvakäytävästä. Mittaukset ovat hyödyllisiä korvan sairauksien arvioinnissa, tunnistamisessa, dokumentaatioissa ja diagnosoinnissa. Laite on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille.

Ominaisuudet

- Automaattinen korvakäytävän tilavuuden, tärykalvon admittanssin huipun, huipun sijoittumisen ja gradientin mittausta
- Automaattinen stapediusrefleksien tunnistus
- Haihtumattomaan muistiin voidaan tallentaa enintään 32 molempien korvien potilastestiä
- Konfiguroitavat asetukset käyttäjän valinnoille säilytetään haihtumattomassa muistissa
- Tietojen tulostus tulostimelle
- Tietojen siirto tietokoneelle katselua, merkintöjä ja tulostusta varten TympView-ohjelmistolla
- Mediqin tuotenumero 40010068
- Valmistajan tuotenumero 8509439

3740€

Vakiovarusteet

- GSI Allegro -laite
- Instrumentin telakointiasema
- Verkkovirtasovitin
- 4 in 1 -kalibrointitestintelo
- Näytepakkaus kertakäyttöisiä korvatippejä
- Mittapää ja varatiivisteet
- Kantolaukku
- Käyttöohje (USB-tikulla)
- TympView-ohjelmisto (USB-tikulla)
- USB-kaapeli (A/B 2 metriä)
- Kalibrointitodistus
- Kannettava tulostin, kaapelit ja tulostinpaperia



Kampanjahinta voimassa 31.12.2025 asti. Hinta alv. 0 %.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. **CE** 0123



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



9/2025