

HEINE LED-laryngoskooppi ja lastaimet

KAMPANJAHINTAAN!

HEINE Standard F.O. LED laryngoskoopin paristokädensija 2,5V

- HEINE Standard F. O. laryngoskoopin käsiosa korkealaatuisella LED HQ -valolla täydellisenä kokonaisuutena paristokäyttöisenä
- Käsiosa toimii kahdella C / LR14 -paristolla (paristot eivät sisälly toimitukseen)
- Ei vaihdettavia polttimoita tai huoltoja
- LED HQ -tekniikassa korkea värintoisto (CRI 80, 5000K), 3x kirkkaampi kuin tavallinen 3.5V halogeenikäsiosa
- Virran loppumisvaroitusta: Kun paristot tai akku tyhjenee tietyllä tasolla, kirkkaus vähenee 30 %:iin, jolloin käyttäjä huomaa virran vähenemisen. Virta riittää vielä yhteen intubointiin
- Käsiosan ulkokuori voidaan steriloida tai puhdistaa autoklaavissa
- Käsiosat ovat yhteensopivia kaikkien vihreän standardin ISO 7376 lastainten kanssa.
- 5 vuoden takuu

- Mediqin tuotenumero 40022024
- Valmistajan tuotenumero F-008.22.860

237 €



HEINE Classic+ Macintosh laryngoskoopin F.O. lastaimet

Kuituoptyisissä lastaimissa on HEINE HiLite -valokuitukimppu, joka koostuu jopa 6500 yksittäisestä mikrovalokuidusta. Siirtää tehokkaasti valoa ja kestää kovaa käyttöä. HEINEN lastainten smoothSURFACE -pinnan viimeistelyn ansiosta ne on helppo puhdistaa.

SmoothSURFACE -pinnan ansiosta limakalvovaurioiden riskiä ei ole. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lastaimet ovat huoltovapaita ja yhteensopivia kaikkien ISO 7376:n mukaisten kädensijojen kanssa. 10 vuoden takuu.



170 €

HEINE Classic+ Macintosh Mac 3 135 x 15 mm

- Mediqin tuotenumero 40021400
- Valmistajan tuotenumero F-000.22.103



180 €

HEINE Classic+ Macintosh Mac 4 155 x 15 mm

- Mediqin tuotenumero 40021401
- Valmistajan tuotenumero F-000.22.104

Kampanjahinnat voimassa 31.12.2025 asti. Hinnat alv. 0 %.

Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



HEINE Optotechnik
GmbH & Co. KG

9/2025