

HEINE LED-moduulit otoskooppiin ja oftalmoskooppiin

UUTUDET KAMPANJAHINTAAN!

HEINE LED-moduuleilla voi päivittää vanhat kuituoptiset pääosat LED-tekniikkaan. LED-moduuli pitää hankkia vain kerran ja sitten se kestää koko otoskoopin ja oftalmoskoopin elinkaaren. Otoskooppien moduulit sopivat HEINE BETA 200- ja 400-malleihin ja oftalmoskooppien moduulit sopivat HEINE BETA 200- ja 200S-malleihin. HEINE on lopettanut vanhojen kuituoptisten pääosien ja polttimoiden valmistamisen.

LED-moduulit otoskooppiin

2,5 V otoskoopin paristokädensijaan

- Mediqin tuotenumero 10030271
- Valmistajan tuotenumero X-028.88.132

99 €
moduuli

3,5 V otoskoopin ladattavaan kädensijaan

- Mediqin tuotenumero 10030269
- Valmistajan tuotenumero X-008.88.133



LED-moduulit oftalmoskooppiin

2,5 V oftalmoskoopin paristokädensijaan

- Mediqin tuotenumero 10030272
- Valmistajan tuotenumero X-028.88.134

99 €
moduuli

3,5 V oftalmoskoopin ladattavaan kädensijaan

- Mediqin tuotenumero 10030270
- Valmistajan tuotenumero X-008.88.135



Kampanjahinnat voimassa 31.5.2025 asti. Hinnat alv. 0 %.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



HEINE Optotechnik
GmbH & Co. KG

1/2025