



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Valoa pimenevään syksyyn kampanjahintaan!

HEINE ML4 LED -otsalamppu

HEINEn otsalamppu erinomaisella LED-valolla ja laadukkaalla värintoistolla tarkempien diagnoosien tekoon! Käyttäjälle hyötyä tutkimuksen aikana tuovat muun muassa katselukulman asetus käyttäjän mukaan, valoikeuden säätö 3-8 cm ja valon kirkkauden säätö 0–100 % portaattomasti. Kevyt, säädettävä pääpanta ja kevyt otsalamppu mahdollistavat ergonomisen työskentelyn. 5 vuoden takuu.

Voit valita täysin langattoman vaihtoehdon mPack UNPLUGGED -akulla, taskukokoisen mPack-akkuboksin tai verkkovirralla toimivan langallisen version samasta otsalampusta. MPack UNPLUGGED langaton akku antaa toiminta-aikaa 3,5 h, mPack-akkuboksin toiminta-aikaa on 8,5 h. ML4 LED -otsalamppu on myöhemmin päivitettävissä toiseen akkumalliin. Lisävarusteina luupit ja S-GUARD-roiskevisiiri, helposti myös jälkepäin asennettuna.

HEINE ML4 LED + mPack UNPLUGGED
langaton akku x 1 + verkkolaite
akun lataamiseen

- Mediqin tuotenro 40009751
- Valmistajan tuotenro J-008.31.415

1999 €



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Kampanjahinta voimassa 31.12.2025 asti. Hinta alv. 0 %.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



HEINE Optotechnik
GmbH & Co. KG

9/2025