

Sinuscan™ 301

ULTRAÄÄNILAITE SINUIITIN NOPEAAN DIAGNOSOINTIIN



VARAUDU
SYKSYN
FLUNSSA-
KAUTEEN



Laitetta käytetään poski- ja otsaonteloiden kaikututkimuksiin, kaiku heijastuu ontelon takaseinästä eritteen välilyksellä. Kaikua ei saada, jos ontelossa on vain ilmaa. Ultraäänilaite 3 MHz etenee hyvin sekä pehmytkudoksissa että luissa, mutta ei ilmassa. A-kuva näyttö osoittaa rajapintojen etäisyyden sekä kaiun voimakkuuden graafisella pistematriisinäytöllä. Erottelukyky on 0,5 cm ja suurin tutkimussyvyys on 7 cm.



OMINAISUUDET

- Nopea, ei tarvitse valmistelu-aikaa
- Turvallinen sekä potilaalle että lääkärille
- Kivuton ja helppokäyttöinen
- Soveltuu myös lapsille kolmesta ikävuodesta alkaen sekä raskaana oleville naisille
- Tutkimus on helposti toistettavissa ilman riskejä
- Tieteellisten tutkimusten mukaan hyvin luotettava menetelmä
- Voidaan muuttaa oikea- tai vasenkätiseksi
- Käyttäjäturvallinen EASY-mittaustoiminto
- Erittäin kestävä akku
- Laite ei tarvitse kalibrointia eikä muita huoltotoimenpiteitä kuin puhdistuksen
- Mediq:n Tekninen palvelu vastaa laitteen huollosta ja varaosasaatavuudesta
- Laitteelle myönnetään kahden vuoden takuu ja akulle vuoden takuu

Mediqin tuotenumero 104000

Kun ostat uuden Sinuscan 301 -laitteen, voit halutessasi palauttaa meille vanhan Sinuscan-laitteesi hävitettäväksi. Lähetä vanha laite osoitteeseen Mediq Suomi Oy, Tekninen palvelu, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo.

Sinuscan on Mediq Suomi Oy:n omistama tavaramerkki. www.mediq.fi/sinuscan 0537



VALMISTAJA JA MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi