

Bistos-dopplerlaite

UUTUUS KAMPANJAHINTAAN!

Bistos BT-200V -verisuonidoppler varustettuna 8 MHz anturilla. Paristokäyttöinen. Anturi irroitettavissa ja vaihdettavissa. Pakkauksessa mukana suojapussi.

375 €

- Sykealue 50-240
- Mono-näyttö
- IP X2 -suojaus
- Toimii 2 x 1.5V AA -paristoilla
- Paino 190 grammaa
- Mediqn tuotenumero 40025199
- Valmistajan tuotenumero BT-200V



Kampanjahinta voimassa 30.6.2025 asti. Hinta alv. 0 %.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 2460.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



Bistos Co., Ltd.

2/2025