



Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvakuumemittari



Braun ThermoScan PRO 6000 -korvakuumemittari on ammattikäyttöön tarkoitettu tärykalvon infrapunalämpömittari.

Mittausaika 2–3 sekuntia. Näkyviin tuleva lämpötila-alue 20–42,2 °C. Automaattinen virrankatkaisu noin 10 sekuntia viimeisen mittauksen jälkeen. Kertakäyttöiset anturinsuojat. Kuumemittaripakkauksessa 20 anturinsuojaa. Lisäksi kertakäyttöiset/potilaskohtaiset suojukset PRO 6000 -mittariin 800 kpl. Lateksiton, BPA-vapaa (Bisphenol-A-vapaa).

- Mediqn tuotenumero 10015494
- Valmistajan tuotenumero 901054

KAMPAJAHINTA

225€

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  CE 0297.

Kampanjahinta voimassa 31.5.2025 asti. Hinta alv. 0 %.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



Welch Allyn Inc

2/2025