

HEINE- KAMPANJA! dermatoskoopit

HEINE DELTAone- ja DELTA 30 -dermatoskoopit

- Ihomuutosten tarkkaan diagnosointiin ja dokumentointiin
- HEINE LED HQ -tarkkuusoptiikalla terävät ja heijastamattomat kuvat
- DELTAone 22 mm kontaktilinssi asteikolla
- DELTA 30 30 mm kontaktilinssi asteikolla
- Tarkennusjärjestelmällä 10x optinen suurennos
- Polarisoiva ja ei-polarisoiva valo napin painalluksella
- Käyttö myös ilman kontaktilinssiä laajemman ihoalueen skannaukseen
- Lisävarusteena pieni kontaktilinssi
- Dokumentaatiomahdollisuus yleisimpien älypuhelimien kameroilla
- Digitaalinen tiedonsiirtomahdollisuus iPhone-puhelimiin
- Ladattava Li-ion-akku
- Huoltovapaa

HEINE DELTAone



HEINE DELTAone musta
tuotenumero 40011414

1180 €

HEINE DELTAone
valkoinen
tuotenumero 40011058

1240 €

Sisältää: HEINE DELTAone tai HEINE DELTA 30 täydellisenä kontaktilevyllä, jossa mitta-asteikko, USB-johto, lääkitä-hyväksyty pistovirtalähde sekä säilytyskotelo.

HEINE DELTA 30



HEINE DELTA 30
tuotenumero 40011171

1670 €

Kampanjahinnat voimassa 31.12.2024 asti. Hinnat alv. 0 %.

Tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

