

iCare IC200 silmänpaine- mittari



iCare IC200 -silmänpainemittari

sisältää iCare IC200 -laitteen, 100 kpl antureita, anturin vaihtopesän ja puhdistusrasian, 4 kpl AA-sauvaparistoja, laukun, rannehihnan sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Mediqin tuotenumero 40015820.

KAMPANJAHINTA

4950€

Kulutustarvikkeet

Silmänpaineen mittaussanturit 100 kpl.
Mediqin tuotenumero 40019602.



NOPEA PIKAMITTAUS HAASTAVISSA SILMÄNPAINENMITTAUKSISSA

iCare IC200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisten käyttöön. Mittaa silmänpainetta vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-asemalla tai ambulanssissa, leikkausta ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen.

Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaa. Potilasta voi mitata lähes kaikissa asennoissa: istuvassa, seisovassa, puoli-istuvassa ja selällään tai kyljellään makaavassa asennossa.

iCare IC200:lla mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa ja hyvin toistettavaa. Tulokset esitetään yhden desimaalin tarkkuudella.

Tarvittavat kuusi mittausta voidaan tehdä yksitellen mittauspainiketta peräjälkeen painamalla tai automaattisena sarjana pitämällä painike pohjassa mittauksen ajan. Uutena ominaisuutena pikamittaus, joka mahdollistaa nopeammat ja helpommat mittaukset IC200-silmänpainemittarilla.

iCare-silmänpainemittarit ja mitta-anturit valmistetaan Suomessa.



iCare IC200 käyttää samoja mittaussantureita kuin TA01- ja IC100-tonometrit.

Kampanjahinta voimassa 31.5.2025 asti. Hinta alv. 0 %.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. CE 0598

icare



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

