

iCare IC200 silmänpaine- mittari



iCare IC200 -silmänpainemittari

sisältää iCare IC200 -laitteen, 100 kpl antureita, anturin vaihtopesän ja puhdistusrasian, 4 kpl AA-sauvaparistoja, laukun, rannehihnan sekä käyttö- ja huolto-ohjeet
Mediqn tuotenumero 40015820

KAMPANJAHINTA

4899€

Kulutustarvikkeet

Silmänpaineen mittausanturit 100 kpl
Mediqn tuotenumero 40019602



NOPEA PIKAMITTAUS HAASTAVISSA SILMÄNPAINENMITTAUKSISSA

iCare IC200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisten käyttöön. Mittaa silmänpainetta vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-asemalla tai ambulanssissa, leikkausta ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen.

Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaat. Potilasta voi mitata lähes kaikissa asennoissa: istuvassa, seisovassa, puoli-istuvassa ja selällään tai kyljellään makaavassa asennossa.

iCare IC200:lla mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa ja hyvin toistettavaa. Tulokset esitetään yhden desimaalin tarkkuudella.

Tarvittavat kuusi mittausta voidaan tehdä yksitellen mittauspainiketta peräjälkeen painamalla tai automaattisena sarjana pitämällä painike pohjassa mittauksen ajan. Uutena ominaisuutena pikamittaus, joka mahdollistaa nopeammat ja helpommat mittaukset IC200-silmänpainemittarilla.

iCare-silmänpainemittarit ja mitta-anturit valmistetaan Suomessa.

Kampanjahinta voimassa 31.12.2024 asti. Hinta alv. 0 %.



iCare IC200 käyttää samoja mittausantureita kuin TA01- ja IC100-tonometrit.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.  0598



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

