

Klinion soft fine® Plus -kynäneulat



Kertakäyttöisten Klinion soft fine® Plus -kynäneulojen erityinen hionta sekä neulapinnan silikonointi vähentävät pistoksesta aiheutuvaa ihoärsytystä. Klinion soft fine® Plus -kynäneulojen pintakäsittely ja neulankärjen hionta mahdollistavat hellävaraiset ja miellyttävät pistokset.

KLINION SOFT FINE® PLUS -KYNÄNEULA- VALIKOIMASTA LÖYTYVÄT VAIHTOEHDOT KAIKILLE KÄYTTÄJÄRYHMILLE

Kynäneulan pituus valitaan pistoalueen ihonalaisen rasvakudoksen perusteella. Keskustele hoidosta vastaavan lääkärin kanssa mikä kynäneulatyypin sopii parhaiten käyttöön. Klinion soft fine® Plus kynäneulat on valmistettu standardin ISO 11608-2:2012 mukaisesti ja ne soveltuvat käytettäväksi kaikkien standardin mukaisen insuliinikynäjärjestelmien kanssa.

HUOM!

**KYNÄNEULAT ON VALMISTETTU JA TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI VAIN YHTÄ PISTOSTA VARTEN!**

KLINION KYNÄNEULAT

Mediğin tuotenro	Neulan koko	Pakkaus-koko	Valmistajan tuotenro
1230660	0,23 mm (32 G) x 4 mm	110/5280 kpl	5065
1230599	0,23 mm (32 G) x 5 mm	110/5280 kpl	5064
1230780	0,25 mm (31 G) x 5 mm	110/5280 kpl	5066
1230418	0,25 mm (31 G) x 6 mm	110/5280 kpl	5060
1230419	0,25 mm (31 G) x 8 mm	110/5280 kpl	5061
1230781	0,30 mm (30 G) x 8 mm	110/5280 kpl	5067
1230414	0,33 mm (29 G) x 10 mm	110/5280 kpl	5062
1230415	0,33 mm (29 G) x 12 mm	110/5280 kpl	5063

Tuotteen valmistamateriaalit: P.E & P.P -muovi, ruostumaton teräs, silikoniöljy/ISO 683-13.

TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

