

VeriFine® - insuliinikynäneulat



Kertakäyttöisten VeriFine-kynäneulojen neulapinnan silikonointi yhdessä terävän neulahionnan kanssa vähentää pistoksesta aiheutuvaa ihoärsytystä.

Neulan ohuen seinämän ”thin wall” ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa insuliinin annostelemiseksi. Tämä tekee injektioon antamisesta nopeampaa sekä vähentää riskiä insuliinin vuotamisesta neulasta.



Kynäneulan pituus valitaan pistoalueen ihonalaisen rasvakudoksen mukaan. VeriFine-kynäneuloja voidaan käyttää useimmissa tavallisimmin käytössä olevissa insuliinikynäjärjestelmissä (vakiokierteinen). Kynäneulat on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yhteen pistokseen.



| Insuliinikynä | Brändi |
|------------------|--|
| Novo Nordisk | InDuo®/InnoLet®/NovoPen®/NovoLet®/Inno®/Humalog Pen® |
| Eli Lilly | Humulin Pen® / Humalog Pen® |
| Sanofi-Aventis | Lantus Solostar Pen® / OptiPen/OptiClick® |
| Owen Mumford | AutoPen® |
| Becton Dickinson | BD Pen® |
| B.Braun | Omnican Pen® |
| Berlin Chemie | BerliPen® |
| Haselmeier | DiaPen® |

| Mediqn tuotenro | Neulan koko | Pakkauskoko | Valmistajan tuotenro |
|--|-------------|-------------|----------------------|
| KYNÄNEULAT ISO 11608-2:2012, ISO 9626 | | | |
| 1231391 | 31 G x 5 mm | 100 kpl | IPN-31-5 |
| 1231392 | 31 G x 6 mm | 100 kpl | IPN-31-6 |
| 1231393 | 31 G x 8 mm | 100 kpl | IPN-31-8 |
| 1231394 | 32 G x 4 mm | 100 kpl | IPN-32-4 |
| TURVAKYNÄNEULAT ISO 11608-2:2012, EN ISO 23908:2011, ISO 9626 | | | |
| 1231385 | 30 G x 5 mm | 100 kpl | SPN-30-5 |
| 1231384 | 30 G x 8 mm | 100 kpl | SPN-30-8 |

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

