



# NRFit<sup>®</sup>

**PAJUNKIN NEULOJEN  
NRFit-KANTALIITÄNTÄ LISÄÄ  
POTILASTURVALLISUUTTA  
NEURAKSIAALISISSA  
PUUDUTUKSISSA**




**MEDIQ**

Uusi vuonna 2016 luotu kansainvälinen ISO 80369 -standardi määrittelee vaatimukset neulojen, ruiskujen ja injektioletkujen liitännöille. Yleisen LUER-liitännän sijaan jokaisella eri neulankiinnitys-järjestelmällä on oma kantaliitännänsä ja nämä eivät ole keskenään yhteensopivia. ISO 80369-6 viimeinen numero 6 viittaa nimenomaan neuraksiaalisiin neulan kantaliittämiin.



**Pajunkin valikoimista löytyy kattavat NRFit-neula-liittymäsetit kaikkiin neuraksiaalisiin puudutuksiin sekä kattava valikoima NRFit-ruiskuja ja -jatkoletkuja.**

- SPROTTE<sup>®</sup> NRFit kit spinaalipuudutuksiin
- EpiLong Tuohy NRFit kit epiduraalipuudutuksiin
- SonoPlex II NRFit kertaplexuspuudutuksiin
- SonoLong Echo NRFit kestoplexuspuudutuksiin

**NRFit ⇒ NRFit**



**LUER ⇒ NRFit    NRFit ⇒ LUER**



### Lisätietoja:

- Pirjo Österlund, tuotepäällikkö, puh. 020 112 1774  
pirjo.osterlund@mediq.com
- [www.pajunk.com](http://www.pajunk.com)
- [www.stayconnected.org](http://www.stayconnected.org)

**PAJUNK<sup>®</sup>**

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo.  
Puh. 020 112 1510, Faksi 020 112 1511, [www.mediq.fi](http://www.mediq.fi)