



Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja

Alustus

Rakennushankkeissa kuluu erittäin paljon aikaa ja rahaa laitehankintojen suunnitteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen.

Eikä asiakas edes silti saa aina sitä mitä tarvitsee / haluaa.

Sairaalojen suunnittelu

Mediq Suomi Oy tarjoaa apuaan sairaalasuunnitteluun ja projektien toteutukseen mahdollistamalla suurien kokonaisuuksien hankinnan samalta toimittajalta.

Kansainvälisenä yrityksenä Mediq voi hankkia toivotut yhteistyökumppanit (Parhaat merkit) koko hankkeen toteutukselle, kokonaisratkaisutoimittaja.

Mediq Suomi Oy on siis Suomen suurin terveydenhuollon jälleenmyyjä

Jälleenmyyjänä ei sidottu tiettyyn toimittajaan

Sairaalojen suunnittelu

Jo nyt kokonaisratkaisut mahdollistava tuotevalikoima huolella valituilta toimittajilta

Case Leikkaussali:

- Lasiseinät (himmennettävät, rtg-suojatut, mainoksilla), tilasuunnittelulla
- Kokonaisvalaistus (valaistussuunnitteluineen)
- KSL kokonaisuus + kiskonostimet yms. (KSL suunnitelmineen)
- Saliohjausjärjestelmä
- Laitteet

- Suunnitelmissa automaattisesti huomioitu tarvittavat laitetilat (mehän tiedämme mitkä laitteet olemme toimittamassa)

Sairaalatojen suunnittelu

Case Teho-osasto, heräämö, päivystys, tms. tila:

- Tilanjakajat
- Kokonaisvalaistus (valaistussuunnitteluineen)
- KSL kokonaisuus + kiskonostimet yms. (KSL suunniteltavien)
- Hoitajakutsut
- Laitteet
- Suunnitelmissa automaattisesti huomioitu tarvittavat laitetilat (mehän tiedämme mitkä laitteet olemme toimittamassa)

Sairaalatiolojen suunnittelu

Suuren kokonaistoimituksen edut:

- Edullisemmat tuotehinnat (Pienempi kate kun tuotteita enemmän)
- Alentuneet projektihallintakulut (Yksi organisaatio hallinnoimassa isompaa kokonaisuutta)
- Täsmällisempi projektointi (minimoi riskin)
- Helpompi asiakaskommunikaatio (Ei useita eri organisaatioita)
- Optimoii laitekannan (Yhteensopivuus ja integraatiot)
- Palvelut Suomesta, Espoosta (Huolto, Logistiikka, käyttötuki)

Sairaalatilojen suunnittelu

Miten toimii:

- Asiakas kilpailuttaa ja valitsee sairaalasuunnittelun (Hankesuunnitelmavaiheessa)
 - Kokonaistoimittajuus (Mediq) osana suunnitteluhanketta

 - Asiakas kilpailuttaa ja valitsee rakennuttajan
 - Suunnitteluun valittu toimija ja Mediq osana rakennushanketta (Tila- / Laite suunnitelma)
- > Tilat valmistuvat käyttökuntoon jo osana rakennushanketta, jolloin kalliit muutostyöt minimoidaan.

Sairaalatojen suunnittelu

Mikä on Mediqin tuoma lisäarvo:

- Tilat suunniteltu valmiiksi hyvää hoitoympäristöä varten
 - Mediqissä erinomainen Kliininen osaaminen
- Kallista laitteiden määrittelyä ja kilpailutusta ei tarvita
 - Valmiiksi kilpailutettu (kun Mediq valinnut toimittajat todellisella ammattitaidolla, sehän on meidän päätoimenkuvamme)
- Tilat ja laitteet paikallaan kun rakennus valmistuu
 - Avaimet käteen ratkaisu

Sairaalatilojen suunnittelu

Voiko asiakas toimia näin:

- Jos asiakas ilmoittaa toimivansa näin jo suunnittelua tai rakennusurakkaa kilpailuttaessaan, niin voi (Esim. Malmin sairaala)
- Pelkän laitetoimittajuuden asiakas voi kilpailuttaa jos tekevät sen jonkun Oy.n kautta

Sairaalatiilojen suunnittelu

Valitsemalla kokonaisratkaisun Mediqiltä asiakas säästää RAHAA ja vaivaa!!!

Kokonaisratkaisut - Leikkaussali

Berlin, Charitè



- Kattokeskukset
- Potilasnostimet
- Leikkausvalaisimet
- Leikkauspöydät
- Monitorivarret
- Valaistus
- Kuvanohjausjärjestelmä
- Potilasvalvontalaitteet
- Kirurgiset imulaitteet
- Diatermiot
- Instrumentit
- Tarvikkeet
- Kalusteet
- Viileä ja lämpökaapit

Kokonaisratkaisut – Prestige salit



Jatkuu Leikkaussalit listasta

Lasiseinät

Ergonominen valaistus

Skopialaitteet

Saliohjausjärjestelmä

Sponsorit / rahoittajat



Kokonaisratkaisut – Hybridi sali

Bergen



Jatkuu edellisistä


Kuvantamisen laitteet

Röntgen suojaus

Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä



Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä Kattorakenteet



Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä Kattorakenteet

Perinteiset teräsrakenteet


- Erityissuunnittelu aiheuttaa kustannuksia ja tehdään aikaisessa vaiheessa
- Suunnittelu on 100% sidottu valitulle laitteistolle
- Sisältää rakenteellisia rajoituksia
- Joustamaton muutoksille suunnittelun loppuvaiheessa ja toteutuksen alettua
- Pääoma sidottu suunnitellulle laitteistolle



Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä Kattorakenteet

Uusi, modulaarinen rakenne

- Helpottaa suunnittelua
- Terästäkin suurempi vääntöjäykkyys,
Silti kevyempi rakenne
- Joustava muutoksille ja laajennuksille



Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä Kattorakenteet

Uusi vs perinteinen



VS



Suunnittelu

- Mahdollisuus muokata laitekoonpanoa loppuun asti
- Laitteiden paikkoja voidaan muuttaa joustavasti


Rakentaminen

- Yksinkertaisempi dokumentointi ja vähemmän muutostöitä
- Ei hitsausta työmaalla
- Enemmän tilaa IV:lle ja kaikki tekniikka samoihin rakenteisiin

Käyttö

- Vähemmän kustannuksia muutoksista
- Vähemmän seisokkiaikaa, parempi OR:n tuottavuus
- Elinikäinen muutosjoustavuus

Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä Kattorakenteet



Kokonaisratkaisut – Muunneltavuus edellä





**Tehdään yhdessä parempi
hoitoympäristö!**
